

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Luxatemp Star

Wydrukowano dnia: 10.02.2011

MSDS: 1300

Strona 1 z 4

1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa**Identyfikacja substancji lub preparatu**

Luxatemp Star

Identyfikacja przedsiębiorstwa

Nazwa firmy:	DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH		
Ulica:	Elbgaustraße 248		
Miejscowość:	D-22547 Hamburg		
Telefonu:	+49. (0) 40. 84006-0	Telefaks:	+49. (0) 40. 84006-222
Internet:	www.dmg-dental.com	e-mail:	info@dmg-dental.com

2. Identyfikacja zagrożeń**Klasyfikacja**

Zwroty określające : Produkt drażniący
Zwroty R:
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Szczególne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska

Brak wartych do wymienienia zagrożeń. Proszę przestrzegać w każdym wypadku informacji arkusza o zachowaniu ostrożności.

3. Skład / informacja o składnikach**Charakterystyka chemiczna (Mieszanina)**

charakterystyka chemiczna (preparat): Akrylat.-żywica.

4. Pierwsza pomoc**W przypadku wdychania**

Exposition vermeiden. Należy zadbać o należyłą wentylację. Poszkodowanych przetransportować na świeże powietrze. Osoby z obrażeniami doprowadzić w bezpieczne i ciepłe miejsce.

W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością: Woda i mydło.

W przypadku kontaktu z oczami

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku połknięcia

Skonsultować się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru**Stosowne środki gaśnicze**

Rozpylony strumień wody. Suchy środek gaśniczy. Piasek. Piana. Dwutlenek węgla (CO2).

Środki gaśnicze, których nie wolno użyć ze względów bezpieczeństwa

Pełny strumień wody.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**Indywidualnych środków ostrożności**

Należy zadbać o należyte wietrzenie pomieszczeń i wentylację.

Środków ostrożności w odniesieniu do środowiska

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Luxatemp Star

Wydrukowano dnia: 10.02.2011

MSDS: 1300

Strona 2 z 4

Metody oczyszczania

Zebrać mechanicznie. Należy zebrać przy pomocy materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).

7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie**Postępowanie****Wskazówki odnośnie bezpiecznego obchodzenia się z substancją**

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. Unikać zanieczyszczenia oczu.

Składowanie**Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych**

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Magazynować tylko w oryginalnych pojemnikach.

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej**Wartości dopuszczalnych norm narażenia na działanie****Środki zmniejszenia narażenia na działanie w miejscu pracy****Środki higieny**

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Ochrona dróg oddechowych

Należy unikać: wdychać.

Ochrona rąk

Należy używać przetestowanych rękawic ochronnych: Właściwy materiał: NBR (Nitrylokauczuk).

Ochrona oczu

Szczelne okulary ochronne.

9. Właściwości fizyczne i chemiczne**Informacje ogólne**

Postać:	Pasta
Kolor:	charakterystyczny
Zapach:	ester

Istotne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

	Metoda testu
pH (przy 20 °C):	ca. 7
Zmiana stanu	
Temperatura wrzenia:	>250 °C
Temperatura rozkładu:	200 °C
Temperatura zapłonu:	>150 °C
Prężność pary: (przy 20 °C)	1 hPa
Gęstość:	1,5 g/cm ³
Rozpuszczalność w wodzie:	10 g/L
Zagęszczenie oparów względna:	1

Inne informacje

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Luxatemp Star

Wydrukowano dnia: 10.02.2011

MSDS: 1300

Strona 3 z 4

Samozapalność:

>380 °C

10. Stabilność i reaktywność**Warunki, których należy unikać**

gorąco. Światło.

Rozkład następuje od temperatury: 200 °C

Rozkład pod wpływem tworzenia się: Akrylat.

Substancje, których należy unikać

wytwarzacz rodnika. Trzymać z dala od kwasów, ługów, soli metali ciężkich i substancji redukujących.

Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas pożaru mogą powstawać: gazy / opary, drażniący. (Akrylat., kłujący)

11. Informacje toksykologiczne**Toksyczność ostra**

LD50: Szczur. 5000mg/kg

Podrażnienie/uszkodzenie skóry

Częsty i przewlekły kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień i infekcji skóry.

Drażniące działanie na oczy:

Informacja uzupełniająca do badań

Zawarty Methacrylic esters.: Może wywoływać reakcje alergiczne.

12. Informacje ekologiczne**Ekotoksyczność**

Ostra toksyczność ryb LC50: >360 mg/l/48h

Trwałość i rozkład

Nie przetestowany preparat.

Informacja uzupełniająca

Nie odprowadzać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

13. Postępowanie z odpadami**Uwagi dotyczące usuwania odpadów**

Postępując zgodnie z instrukcją i w porozumieniu z zarządcą można spalać razem z odpadami komunalnymi.

Pasta: Biorąc pod uwagę urzędowe postanowienia poddać spalaniu, utylizacji właściwej dla substancji niebezpiecznych.

Kod odpadów - pozostałości po produkcie / niewykorzystany produkt

180106 ODPADY MEDYCZNE LUB WETERYNARYJNE I/LUB ZE ZWIĄZANYCH Z NIMI BADAŃ (Z WYJĄTKIEM ODPADÓW Z KUCHNI I RESTAURACJI NIEPOWSTAJĄCYCH W WYNIKU BEZPOŚREDNIEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ); odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej ludzi; chemikalia składające się z substancji niebezpiecznych lub je zawierające
Niebezpieczny odpad.

14. Informacje o transporcie**Informacja uzupełniająca**

Ładunek bezpieczny w świetle przepisów transportowych.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Luxatemp Star

Wydrukowano dnia: 10.02.2011

MSDS: 1300

Strona 4 z 4

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych**Oznakowanie**

Znaki ostrzegawcze: Xi - Produkt drażniący

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie

Methacrylic esters.

Zwroty R

36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

Zwroty S

26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością Woda i mydło. .

Przepisy narodowe**16. Inne informacje****Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3**

36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

(Dane dot. niebezpiecznych składników wzięto zawsze z ostatniego aktualnie obowiązującego arkusza danych bezpieczeństwa poddostawcy.)