

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig de eisen van: Verordening (EG) nr. 1907/2006 en Verordening (EG) nr. 1272/2008

Datum van herziening 06-02-2019

Versie 1.02

### Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

#### 1.1. Productidentificatie

**Productcode:** 5280094  
**Productnaam:** MIN-R Schermreinigingsdoekjes  
**Pure stof/mengsel** Mengsel

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Geïdentificeerd gebruik:** Fosforschermreiniger. Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.  
**Ontraden gebruik** Geen informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Leverancier** Carestream Health France SAS, 1 rue Galilée, 93192 Noisy Le Grand cedex, France

#### Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

**Productinformatie** +44 (0)870 6000245  
Voor meer informatie over milieu, gezondheid en veiligheid stuurt u een e-mail naar: WW-EHS@carestreamhealth.com

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

**Emergency Telephone** CHEMTREC International 1-703-527-3887  
+(31)-858880596 (NETHERLANDS)

### Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is ingedeeld als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS]

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### **Gevarenaanduidingen**

EUH208 - Bevat 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

##### **Voorzorgsmaatregelen - EG (§ 28, 1272/2008)**

Geen

#### 2.3. Andere gevaren

Onbekend.

### Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

#### 3.1 Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

Het product bevat geen stoffen die bij de gegeven concentratie beschouwd worden als gevaarlijk voor de gezondheid

| Naam van chemische stof               | EG-Nr      | CAS-Nr     | Massaprocent | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                           | REACH-registratienummer   | SVHC candidates |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Water                                 | Present    | 7732-18-5  | 95-100       | No hazards have been classified                                                                                                                                        | geen gegevens beschikbaar |                 |
| Surfactant                            | Not Listed | -          | <0.1         | STOT RE (Cat 2)                                                                                                                                                        | geen gegevens beschikbaar |                 |
| 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on | Present    | 26172-55-4 | <0.0025      | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | geen gegevens beschikbaar |                 |
| 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on          | Present    | 2682-20-4  | <0.0025      | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | geen gegevens beschikbaar |                 |

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

## Rubriek 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contact met de ogen</b> | Grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten, waarbij onderste en bovenste ooglid worden opgetild. Een arts raadplegen. |
| <b>Contact met de huid</b> | Huid wassen met water en zeep. In het geval van huidirritatie of allergische reacties een arts raadplegen.                              |
| <b>Inslikken</b>           | Mond schoonmaken met water en daarna veel water drinken.                                                                                |
| <b>Inademing</b>           | Het slachtoffer in frisse lucht brengen.                                                                                                |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Symptomen</b> | Geen informatie beschikbaar. |
|------------------|------------------------------|

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Opmerkingen voor artsen</b> | De symptomen behandelen. |
|--------------------------------|--------------------------|

## Rubriek 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. Het product is niet brandbaar.

**Ongeschikte blusmiddelen** Geen harde waterstraal gebruiken; deze kan de brand verspreiden.

## **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

**Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof** Geen informatie beschikbaar.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** Bij onvolledige verbranding worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd.

## **5.3**

**Special protective equipment for fire-fighters** Brandweerlieden moeten onafhankelijke ademhalingsapparatuur en volledige brandweeruitrusting dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

# **Rubriek 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

## **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Beschadigde verpakkingen of gemorst materiaal niet aanraken tenzij u de juiste beschermende kleding draagt. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.

**Voor de hulpdiensten** Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

## **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

**Milieuvoorzorgsmaatregelen** Wegstromen naar waterwegen, riolen, kelders of afgesloten ruimten voorkomen. Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

## **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

**Methoden voor insluiting** Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Indammen om grote hoeveelheden gemorste vloeistof te verzamelen.

**Reinigingsmethoden** Gemorst product indammen en vervolgens verzamelen met niet-brandbaar absorberend materiaal (bijv. zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en in container plaatsen voor verwijdering in overeenstemming met de lokale/nationale regelgeving (zie paragraaf 13). Verontreinigd oppervlak grondig reinigen.

**Voorkoming van secundaire gevaren** Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen.

## **6.4. Reference to other sections**

**Verwijzing naar andere rubrieken** Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.

# **Rubriek 7: HANTERING EN OPSLAG**

## **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat** Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte

adembescherming dragen. Het product uitsluitend in een gesloten systeem hanteren of voor voldoende afzuiging zorgen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**Instructies voor algemene hygiëne** Contact met huid, ogen en kleding vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Regelmatig reinigen van uitrusting, werkruimte en kleding wordt aanbevolen. Handsen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product.

## **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**Opslagomstandigheden** In goed gesloten verpakking bewaren op een droge, goed geventileerde plaats.

**Te vermijden stoffen** Met water reagerende materialen.

## **7.3**

**Specifieke toepassing(en)** Fotografische chemische stof.

**Risicobeheersmaatregelen (RBM)** De vereiste informatie is opgenomen in dit veiligheidsinformatieblad.

## **Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

### **8.1. Controleparameters**

#### **Exposure Limits**

| Naam van chemische stof                             | Oostenrijk                                                                                                                                                                                         | Zwitserland                                                             | Polen | Noorwegen | Ierland |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|
| 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on<br>26172-55-4 | skin notation (listed under<br>5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and<br>2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one<br>mixture in ratio 3:1)<br>TWA 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Skin sensitizer | SS-C**<br>S+<br>TWA 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -     | -         | -       |
| 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on<br>2682-20-4           | skin notation (listed under<br>5-Chloro-2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one and<br>2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one<br>mixture in ratio 3:1)<br>TWA 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Skin sensitizer | SS-C**<br>S+<br>TWA 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.4 mg/m <sup>3</sup> | -     | -         | -       |

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL)** Geen informatie beschikbaar.

**Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)** Geen informatie beschikbaar.

### **8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Technische beheersmaatregelen** Technische maatregelen toepassen om te voldoen aan de grenswaarden voor

beroepsmatige blootstelling. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van lokale afzuigventilatie en goede ruimtelijke ventilatie. Product alleen in gesloten systeem hanteren of zorgen voor geschikte afzuigventilatie aan de machines. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen** Deze aanbevelingen zijn toepasselijk voor het product zoals geleverd.

|                                              |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bescherming van de ogen / het gezicht</b> | Speciale beschermende uitrusting is niet vereist.                                                                                                                                    |
| <b>Huid- en lichaamsbescherming</b>          | Speciale beschermende uitrusting is niet vereist.                                                                                                                                    |
| <b>Bescherming van de ademhalingswegen</b>   | Bij normaal gebruik zijn geen beschermingsmiddelen vereist. Als blootstellingsgrenswaarden worden overschreden of irritatie optreedt, kan ventilatie en evacuatie noodzakelijk zijn. |
| <b>Instructies voor algemene hygiëne</b>     | Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.                                                                                                  |
| <b>Beheersing van milieublootstelling</b>    | Laat product niet het grondwater verontreinigen.                                                                                                                                     |

## Rubriek 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b> | Katoenen doekjes, verzadigd met oplossing |
| <b>Voorkomen</b>         | Geen informatie beschikbaar               |
| <b>Kleur</b>             | Helder                                    |
| <b>Geur</b>              | Geurloos.                                 |
| <b>Geurdrempelwaarde</b> | Geen informatie beschikbaar               |

| <u>Eigendom</u>                               | <u>Waarden</u>            | <u>Opmerkingen/ • Methode</u> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>pH</b>                                     | 8.2                       |                               |
| <b>Smeltpunt/-traject:</b>                    | geen gegevens beschikbaar | geen gegevens beschikbaar     |
| <b>Kookpunt/kooktraject</b>                   | > 100 °C                  |                               |
| <b>Vlampunt</b>                               | geen gegevens beschikbaar | Ontvlamt niet                 |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                    | geen gegevens beschikbaar | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>            | geen gegevens beschikbaar | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Explosiegrenzen in lucht</b>               |                           | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Bovenste ontvlambaarheidsgrens</b>         | geen gegevens beschikbaar |                               |
| <b>Onderste ontvlambaarheidsgrens</b>         | geen gegevens beschikbaar |                               |
| <b>Dampspanning</b>                           | 24 mbar @ 20 °C           |                               |
| <b>Dampdichtheid</b>                          | 0.6                       |                               |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                    | 1.00                      | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                 | volledig oplosbaar        |                               |
| <b>Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen</b>  | geen gegevens beschikbaar | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water</b> | geen gegevens beschikbaar | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>            | geen gegevens beschikbaar | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                  | geen gegevens beschikbaar | Geen informatie beschikbaar   |
| <b>Viscositeit, kinematisch</b>               | geen gegevens beschikbaar |                               |
| <b>Viscositeit, dynamisch</b>                 | geen gegevens beschikbaar |                               |
| <b>Explosive properties</b>                   | geen gegevens beschikbaar |                               |
| <b>Oxidizing properties</b>                   | geen gegevens beschikbaar |                               |

### 9.2

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Verwekingspunt</b>  | geen gegevens beschikbaar |
| <b>Molecuulgewicht</b> | geen gegevens beschikbaar |
| <b>Dichtheid</b>       | geen gegevens beschikbaar |

## Rubriek 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**10.1. Reactiviteit**

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Stabiel onder normale omstandigheden.

**Explosiegegevens**

**Gevoeligheid voor mechanische schok** Geen

**Gevoeligheid voor statische ontlading** Geen

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen bij normale verwerking

Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Warmte, vuur en vonken. Niet invriezen.

**10.5**

Met water reagerende materialen.

**10.6**

Geen bij normaal gebruik

**Rubriek 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****11.1 Informatie over toxicologische effecten****Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten**

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inademing</b>           | Kan irritatie van de ademhalingswegen veroorzaken.                                             |
| <b>Contact met de ogen</b> | Kan lichte irritatie veroorzaken.                                                              |
| <b>Contact met de huid</b> | Product kan lichte irritatie van de huid veroorzaken.                                          |
| <b>Ingestion</b>           | Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken. |

**Informatie over toxicologische effecten**

**Symptomen** Geen informatie beschikbaar.

**Numerieke maten van toxiciteit****Acute toxicity****Gegevens over de bestanddelen**

| Naam van chemische stof | Oraal LD50 | Dermaal LD50 | Inademing LC50 |
|-------------------------|------------|--------------|----------------|
|-------------------------|------------|--------------|----------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                 | 90,000 mg/kg ( Rat )                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                         |
| Surfactant                            | 550 mg/kg (rat)                                                                                                                                                                                             | >5,000 mg/kg (rat)                                                     | >5.9 mg/l (male, rat, 4H)                                                               |
| 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on | 481 mg/kg ( Rat )<br>Oral LD50 Rat 481 mg/kg<br>(Source: IUCLID)                                                                                                                                            |                                                                        | 1.23 mg/L ( Rat ) 4 h<br>Inhalation LC50 Rat 1.23 mg/L<br>4 h (Source: NLM_CIP)         |
| 2-Methyl-2H-isothiazool-3-on          | 120 mg/kg ( Rat ) 232 - 249<br>mg/kg ( Rat )<br>Oral LD50 Rat 232 - 249 mg/kg<br>(50% MIT in water; males,<br>Source: EU_CLH); Oral LD50<br>Rat 120 mg/kg (50% MIT in<br>water; females, Source:<br>EU_CLH) | 200 mg/kg ( Rabbit )<br>Dermal LD50 Rabbit 200 mg/kg<br>(Source: HSDB) | 0.11 mg/L ( Rat ) 4 h<br>Inhalation LC50 Rat 0.11 mg/L<br>4 h (aerosol, Source: EU_CLH) |

#### **Uitgestelde en onmiddellijke effecten alsook chronische effecten van kortstondige en langdurige blootstelling**

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                     | Geen informatie beschikbaar.                                                      |
| <b>Serious eye damage/eye irritation</b>           | Geen informatie beschikbaar.                                                      |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid</b> | Geen informatie beschikbaar.                                                      |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>             | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. |
| <b>Carcinogenicity</b>                             | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. |
| <b>Reproductive toxicity</b>                       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. |
| <b>STOT - bij eenmalige blootstelling</b>          | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. |
| <b>STOT - repeated exposure</b>                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. |
| <b>Subchronische toxiciteit</b>                    | Geen effecten bekend onder normale gebruiksomstandigheden.                        |
| <b>Gevaar bij inademing</b>                        | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. |

### **Rubriek 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**

#### **12.1 Toxiciteit**

##### **Ecotoxicity**

**Onbekende toxiciteit voor in het water levende organismen** 0% van het mengsel bestaat uit component(en) met onbekend gevaar voor het aquatisch milieu.

| Naam van chemische stof               | Toxiciteit voor algen                                                                                                                                                                          | Toxiciteit voor vissen                                    | Toxiciteit voor micro-organismen | Toxiciteit voor daphnia en andere ongewervelde waterdieren                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surfactant                            | 88.3 mg/l<br>(Pseudokirchneriella subcapita (green algae)                                                                                                                                      | 88.3 mg/l<br>(Pseudokirchneriella subcapita (green algae) |                                  | -                                                                                                                                               |
| 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on | 0.11 - 0.16: 72 h<br>Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 static<br>0.03 - 0.13: 96 h<br>Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 static<br>0.31: 120 h<br>Anabaena flos-aquae mg/L EC50 | 1.6: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 semi-static       |                                  | 4.71: 48 h Daphnia magna mg/L EC50<br>0.12 - 0.3: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 Flow through<br>0.71 - 0.99: 48 h Daphnia magna mg/L EC50 Static |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Geen informatie beschikbaar.

**12.3 Bioaccumulatie**

Bioaccumulatie: .

**Bioconcentratiefactor (BCF)**

| Naam van chemische stof               | log Pow      |
|---------------------------------------|--------------|
| 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on | -0.71 - 0.75 |

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen informatie beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Geen informatie beschikbaar.

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Geen informatie beschikbaar.

**Rubriek 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Deze informatie is verstrekt als hulp naar de gebruikers toe om een juiste verwijdering te bepalen van de werkoplossingen indien ze klaargemaakt en gebruikt werden volgens Carestream Health specificaties.

**Afval van residuen / niet-gebruikte producten** Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

**Lege verpakkingen** Indien grondig gereinigd, bij voorkeur driemaal gespoeld met kleine hoeveelheden water, dan kan de productverpakking gebruikt worden voor hergebruik of voor vernietiging als niet-gevaarlijk afval. Indien mogelijk beperk het spoelwater door het te gebruiken als verdunningswater bij de aanmaak van de werkoplossing. De Europese Afvalstoffen Catalogoog Code is 15 01 02, voor plastic verpakking.

**Verontreinigde verpakking** Afval van productverpakking dat verontreinigd is met resten van als gevaarlijk geklassificeerde inhoud zal voor vernietiging moeten behandeld worden als gevaarlijk afval. In dit geval is de Europese Afvalstoffen Catalogoog Code 15 01 10, verpakking dat resten bevat of verontreinigd is met gevaarlijke stoffen.

**Rubriek 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

De informatie hieronder wordt gegeven als hulp bij de documentatie. Dit kan een aanvulling zijn op de informatie op de verpakking. De in uw bezit zijnde verpakking kan afhankelijk van de productiedatum voorzien zijn van een andere versie van het label. Afhankelijk van de hoeveelheid binnenverpakkingen en de verpakkingsinstructies kunnen specifieke uitzonderingsregels van toepassing zijn. Lees voor verdere details a.u.b. de productverpakking.

**IMDG/IMO**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. UN/ID-nr</b>                | Niet gereguleerd |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam</b>       | Niet gereguleerd |
| <b>14.3. Gevarenklasse</b>           | Niet gereguleerd |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>        | Niet gereguleerd |
| <b>14.5. Mariene verontreiniging</b> | Geen             |
| <b>14.6. Bijzondere bepalingen</b>   | Geen             |



**ADR/RID**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. UN/ID-nr</b>              | Niet gereguleerd    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam</b>     | Niet gereguleerd    |
| <b>14.3. Gevarenklasse</b>         | Niet gereguleerd    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>      | Niet gereguleerd    |
| <b>14.5. Milieugevaar</b>          | Niet van toepassing |
| <b>14.6. Bijzondere bepalingen</b> | Geen                |
| <b>Classificatiecode</b>           | Geen                |

**ICAO/IATA**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. UN/ID-nr</b>              | Niet gereguleerd    |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam</b>     | Geen                |
| <b>14.3. Gevarenklasse</b>         | Niet gereguleerd    |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>      | Niet gereguleerd    |
| <b>14.5. Milieugevaar</b>          | Niet van toepassing |
| <b>14.6. Bijzondere bepalingen</b> | Geen                |
| <b>ERG-code</b>                    | Geen                |

Voor transportinformatie, ga naar: <http://ship.carestream.com>

**Rubriek 15: REGELGEVING****15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

**Europese Unie**

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk

**Autorisaties en/of beperkingen met betrekking tot het gebruik:**

Dit product bevat geen stoffen die aan toestemming zijn onderworpen (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XIV)  
Dit product bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden (Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII)

**Persistent Organic Pollutants**

Niet van toepassing

**Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009**

Niet van toepassing

**Internationale inventarissen**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>AICS</b>          | Voldoet niet aan |
| <b>DSL/NDSL</b>      | -                |
| <b>EINECS/ELINCS</b> | Voldoet niet aan |
| <b>ENCS</b>          | Voldoet niet aan |
| <b>IECSC</b>         | Voldoet niet aan |
| <b>KECL</b>          | Voldoet niet aan |
| <b>NZIoC</b>         | Voldoet niet aan |
| <b>PICCS</b>         | Voldoet niet aan |
| <b>TSCA</b>          | -                |

**Legenda:**

**AICS** - Australian Inventory of Chemical Substances

**DSL/NDSL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**EINECS/ELINCS** - Europese lijst van bestaande commerciële chemische stoffen/EU lijst van ter kennis gebrachte chemische stoffen

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Bestaande en nieuwe chemische stoffen Japan)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventaris van bestaande chemische stoffen China)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)  
**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

## 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance/mixture.

## Rubriek 16: OVERIGE INFORMATIE

### Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

#### Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen

H301 - Giftig bij inslikken  
H311 - Giftig bij contact met de huid  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken  
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen  
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

#### Legend Rubriek 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

|          |                        |       |                                                           |
|----------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| TWA:     | tijdgewogen gemiddelde | STEL: | Grenswaarden voor blootstelling gedurende kortere periode |
| Ceiling: | Maximale grenswaarde:  | *     | Aanduiding m.b.t. huid                                    |

Datum van uitgifte 07-04-2014  
Datum van herziening 06-02-2019

Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006

#### Disclaimer

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst