

Moteur endodontique sans fil

MicroMega

MM 4000



Maitrisez la précision, ressentez la performance

3 fonctions en un appareil : Localisateur d'apex intégré, rotation continue et mouvement alternatif (réciprocité)

- Sans fil, ce qui apporte une liberté de mouvement totale
- Interface utilisateur simplifiée et intuitive
- Contre angle isolé avec mini-tête et col fin pour un accès pratique, facile et une vision claire

Mode ByLedge : Aide à dépasser un ledge
Mode ByPass : Aide à franchir un canal obstrué ou instrument fracturé
Limes Micro-Mega pré-programmées + 10 programmes personnalisables



Vitesse

100-3000 rpm



Couple maximal

0.4-5.0 Ncm



Transmission

6:1-Rotation à 360°



Angle réciproque

5° à 400° (réglable)

Références

MM 4000	65003080
---------	----------

Pièces de rechange

Pièce à main moteur MM 4000	65003092
Station de charge MM 4000	65003093
Boîte MM 4000	65003094
Adaptateur secteur MM 4000	65003121
Bague isolée MM 4000	65003122
Batterie MM 4000	65003123
Buse de pulvérisation MM 4000	65003124
Clip de lime MM 4000 (X4)	65003125
Contre angle MM 4000	65003126
Cordon de mesure MM 4000	65003127
Crochet à lèvres MM 4000 (X2)	65003128
Joint torique MM 4000 (X4)	65003129
Manchon MM 4000 (X10)	65003130
Sonde tactile MM 4000 (X2)	65003131



80000542-A 05.25

Fabricant légal
**Guilin Woodpecker
Medical Instruments Co. LTD**
Information Industrial Park,
National High-tech Zone.
Guilin

MM 4000
Publicité | Classe médicale IIa selon le Règlement (UE) MDR
2017/745 | Organisme notifié : TÜV Rheinland | Dispositif
médical pour soins dentaires, réservé aux professionnels de
santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Voir l'étiquetage
du produit et la notice sur le site internet : micro-mega.com