

DIN-Sicherheitsdatenblatt

Erstellt am: 23.08.2010

Dr. Hinz Dental Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Mont-Cenis-Straße 5, 44623 Herne
Tel.: 0 23 23 / 593 420 - Fax: 0 23 23 / 593 429

Seite 1/2

Handelsname: **Muppy® Käppchen, Größe I + II, elastisch**

Auskunftsgebender Bereich: Abt. QM

Notfallauskunft: Tel.: 0171 / 41 01 550 / Ansprechpartner: Frau Dr. E. Hinz

1.	Stoff-/Zubereitungsbezeichnung: Mundvorhofplatte elastisch aus LSR 2670	
2.	Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen: Chemische Charakterisierung Beschreibung: Vinylgruppenhaltiges Polymethylsiloxan mit pyrogener Kieselsäure	
3.	Mögliche Gefahren:	
	Gefahrenbezeichnung:	entfällt
	Besondere Gefahrenhinweise f. Mensch u. Umwelt:	entfällt
4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen:	
	Allgemeine Hinweise:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
	Nach Hautkontakt:	Mit viel Wasser und Seife abwaschen.
	Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.
	Nach Verschlucken:	Ärztlicher Behandlung zuführen.
5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung:	
	Geeignete Löschmittel:	Feuer-Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
	Besondere Schutzausrüstung:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:	
	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Nicht erforderlich.
	Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
	Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Mechanisch aufnehmen.
	Zusätzliche Hinweise:	Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.
7.	Handhabung und Lagerung:	
	Handhabung:	
	Hinweise zum sicheren Umgang:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
	Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
	Lagerung:	
	Anforderungen an Lagerräume u. Behälter:	Keine besonderen Anforderungen.
	Zusammenlagerungshinweise:	Nicht erforderlich.
	Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:	Behälter dicht geschlossen halten. Trocken lagern.
8.	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen:	
	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, s. Punkt 7	
	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten: entfällt	
	Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.	
	Persönliche Schutzausrüstung:	
	Atemschutz:	nicht erforderlich
	Handschutz:	nicht erforderlich
	Augenschutz:	Schutzbrille

DIN-Sicherheitsdatenblatt

Erstellt am: 23.08.2010

Seite 2/2

Handelsname: Muppy® Käppchen, Größe I + II, elastisch

9.	Physikalische und chemische Eigenschaften: Form: pastös Farbe: durchscheinend Geruch: schwach, charakteristisch Zustandsänderung/Schmelzbereich: nicht bestimmt Flammpunkt: 230°C DIN 51758 Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Der Stoff ist nicht entzündlich Zündtemperatur: > 500°C DIN 51794 Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich Dampfdruck: 10 hpa bei 20°C Dichte: 1,13 g/cm³ bei 20°C Löslichkeit/Mischbarkeit in/mit Wasser: nicht löslich PH-Wert: neutral Viskosität, klimatische: > 4200 m²/s bei 20°C
10.	Stabilität und Reaktivität: Thermische Zersetzung/ Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungspunkte bekannt Weitere Angaben: In Gegenwart von Luft wird bei Temperaturen ab ca. 150°C durch oxidativen Abbau in geringen Mengen Formaldehyd gebildet
11.	Angaben zur Toxikologie: Akute Toxizität: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: LSR 2670 Primäre Reizwirkung: An der Haut: Keine Reizwirkung Am Auge: Keine Reizwirkung Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt Zusätzliche toxikologische Hinweise: Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
12.	Angaben zur Ökologie: Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 – schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung) Nicht unverdünnte bzw. größere Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
13.	Hinweise zur Entsorgung: Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Ungereinigte Verpackungen/Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
14.	Angaben zum Transport: Landtransport: RID/ADR und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland) RID/ADR- GGVS/GGVE-Klasse: Seeschifftransport: IMDG/GGVSee IMDG/GGVSee-Klasse: Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: ICAO/IATA-Klasse:
15.	Vorschriften: Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 – schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)
16.	Sonstige Angaben: Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.