



Produktspezifikation

Entsorgungsbehälter, Multi-Safe
euroMatic®, 6.000 ml

Bestellnummer 77.3897.560

Artikel-
beschreibung Entsorgungsbehälter,
Multi-Safe euroMatic®,
6.000 ml, grau, eckig,
mit Kunststoffetikett,
Etikett/Druck: gelb/rot,
Material: recyceltes PP,
Öffnung: oval, Höhe:
330 mm,
Automatikverschluss,
Deckel (LxB): 164 x 164
mm, Verschluss: rot,
TRBA 250, UN 3291, DIN
EN ISO 23907, 40
Stück/Karton

Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes	grau
Farbe des Tagesdeckels	rot

Maße

Höhe des Produktes	330 mm
Volumen max	6000 ml
Durchmesser des Bodens	132 mm x 132 mm

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Verschluss	Automatikverschluss
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abziehhilfe
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
----------------------------	-------------------------------------

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Karton
Tiefe des Umkartons	802 mm
Breite des Umkartons	392 mm
Höhe des Umkartons	514 mm
Volumen des Umkartons	0,1616 cbm
Gewicht des Umkartons	19 kg
Gewicht des Produkts	0,4398 kg
Stück pro Umkarton	40
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Palette	360
Mindestbestellmenge (Stück)	40
EAN des Umkartons	4066916004811
EAN des Innenkartons	4066916004804

Dies ist die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. SARSTEDT behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, ganz oder teilweise, vorzunehmen.