



Produktspezifikation

Entsorgungsbehälter, Multi-Safe
twin plus REC, 1.500 ml

Bestellnummer	77.3884.215
Artikel- beschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus REC, 1.500 ml, grau, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: recyceltes PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 125 mm, Deckel (LxB): 179 x 176 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 94 Stück/Karton

Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	grau
Farbe des Tagesdeckels	rot

Maße

Höhe des Produktes	125 mm
Volumen max	1500 ml
Durchmesser des Bodens	112 mm

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Saugeinlage	ja
Form der Öffnung	oval

Produkteigenschaften

Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Karton
Tiefe des Umkartons	800 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,1216 cbm
Gewicht des Umkartons	17,91 kg
Gewicht des Produkts	0,175 kg
Stück pro Umkarton	94
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Palette	1128
Mindestbestellmenge (Stück)	94
EAN des Umkartons	4066916003920
EAN des Innenkartons	4066916003913

Dies ist die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. SARSTEDT behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, ganz oder teilweise, vorzunehmen.