



Produktspezifikation

Entsorgungsbehälter, Multi-Safe
twin plus REC, 2.500 ml

Bestellnummer 77.3884.225

Artikel-
beschreibung Entsorgungsbehälter,
Multi-Safe twin plus
REC, 2.500 ml, grau, mit
Kunststoffetikett,
Etikett/Druck: gelb/rot,
Material: recyceltes PP,
Anwendung z.B.:
Entsorgung von spitzen
und scharfen
Gegenständen, Öffnung:
oval, Höhe: 197 mm, Ø
Deckel: 82 mm,
Verschluss: rot, TRBA
250, UN 3291, DIN EN
ISO 23907, 70
Stück/Karton

Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	grau
Farbe des Tagesdeckels	rot

Maße

Höhe des Produktes	197 mm
Volumen max	2500 ml
Durchmesser des Bodens	112 mm
Durchmesser des Deckels	82 mm

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Saugeinlage	ja

Produkteigenschaften

Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Karton
Tiefe des Umkartons	800 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,1216 cbm
Gewicht des Umkartons	17,15 kg
Gewicht des Produkts	0,222 kg
Stück pro Umkarton	70
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Palette	840
Mindestbestellmenge (Stück)	70
EAN des Umkartons	4066916004057
EAN des Innenkartons	4066916004040

Dies ist die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. SARSTEDT behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, ganz oder teilweise, vorzunehmen.