



Produktspezifikation

Entsorgungsbehälter, Multi-Safe
twin plus REC, 500 ml

Bestellnummer	77.3884.205
Artikel- beschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe twin plus REC, 500 ml, grau, rund, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: recyceltes PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 162 mm, Ø Deckel: 89 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 126 Stück/Karton

Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	grau
Farbe des Tagesdeckels	rot

Maße

Höhe des Produktes	162 mm
Volumen max	500 ml
Durchmesser	89 mm
Durchmesser des Bodens	57 mm
Durchmesser des Deckels	89 mm

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen

Produkteigenschaften

Saugeinlage	ja
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Karton
Tiefe des Umkartons	599 mm
Breite des Umkartons	266 mm
Höhe des Umkartons	451 mm
Volumen des Umkartons	0,0719 cbm
Gewicht des Umkartons	10,36 kg
Gewicht des Produkts	0,0762 kg
Stück pro Umkarton	126
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Palette	3024
Mindestbestellmenge (Stück)	126
EAN des Umkartons	4066916003883
EAN des Innenkartons	4066916003876

Dies ist die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. SARSTEDT behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, ganz oder teilweise, vorzunehmen.