



Produktspezifikation

Entsorgungsbehälter, Multi-Safe
vario REC, 2.000 ml

Bestellnummer	77.3893.220
Artikel- beschreibung	Entsorgungsbehälter, Multi-Safe vario REC, 2.000 ml, grau, eckig, mit Kunststoffetikett, Etikett/Druck: gelb/rot, Material: recyceltes PP, Anwendung z.B.: Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen, Öffnung: oval, Höhe: 140 mm, Verschluss: rot, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 50 Stück/Karton

Material & Farben

Material des Produktes	recyceltes Polypropylen (recyceltes PP)
Farbe des Produktes	grau

Maße

Länge des Produktes	240 mm
Breite des Produktes	95 mm
Höhe des Produktes	140 mm
Volumen max	2000 ml
Durchmesser des Bodens	

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Anwendungsbeispiel	Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen
Saugeinlage	nein
Form der Öffnung	oval
Abzieh - Abdrehhilfe	Abzieh- und Abdrehhilfe

Produkteigenschaften

durchstechbar	nein
Breite des Etikettes	160 mm
Höhe des Etikettes	70 mm
Farbe Druck/Etikett	gelb/rot
Flüssigkeitsdicht	nein

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Produktkategorie	nicht reguliert
CE-Zertifizierung	kein CE-Kennzeichen
Chargiert	nein

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Karton
Tiefe des Umkartons	600 mm
Breite des Umkartons	400 mm
Höhe des Umkartons	359 mm
Volumen des Umkartons	0,0862 cbm
Gewicht des Umkartons	12,4 kg
Gewicht des Produkts	0,2272 kg
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Palette	1000
Mindestbestellmenge (Stück)	50
EAN des Umkartons	4066916004651
EAN des Innenkartons	4066916004644

Dies ist die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. SARSTEDT behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen, ganz oder teilweise, vorzunehmen.