



FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PREMISE (all other shades)

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit PREMISE (all other shades)

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Domaines d'application Material de impresión dental.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
Tél: +39-081-850-8311
E-mail: safety@kerrhawe.com

Personne à contacter E-mail: safety@kerrhawe.com (Mobile Phone number 08.00 – 23.00:
+39-340.1721884)

Fabricant Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
84018 Scafati (SA) - Italy
Tél: +39-081-850-8311
E-mail: safety@kerrhawe.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° d'appel d'urgence 112 / – Centre anti-poisons: + 33 (0)1 40 05 48 48
WEB: <http://www.centres-antipoison.net>
CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only)
001-800-424-9300
International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification aux directives 67/548/CE,
99/45/CE & 2001/58/CE (DSD/DPD)

-

Classification aux directives 1272/2008
(CLP)

EUH210
EUH208

Communication

Ce produit est un dispositif médical exempt, règlement (ce) no 1272/2008 du parlement européen et du conseil, article 1d:
les dispositifs médicaux, tels que définis dans les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE, qui sont invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, et dans la directive 98/79/CE.

2.2. Éléments d'étiquetage

CLP

Mention de danger

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH208 Contient peroxyde de dibenzoyl. Peut produire une réaction allergique.

Contient

phtalate de dibutyle
peroxyde de dibenzoyl
dioxyde de titane

monomères esters méthacryliques

2.3. Autres dangers

Répond aux critères de vPvB	Non.
Répond aux critères de PBT	Non.
Autres dangers qui ne conduisent pas à la classification	Aucun.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants**3.2. Mélanges****Ingrédient**

Composant	N°. CE	N°. CAS	Concentration	Symbole	Risques
phtalate de dibutyle	201-557-4	84-74-2	<0,5 %	T ,N	R-50, R-62, R-61
peroxyde de dibenzoyl	202-327-6	94-36-0	<1 %	Xi ,E	R-3, R-7, R-36, R-43
dioxyde de titane	236-675-5	13463-67-7		-	
monomères esters méthacryliques				-	

CLP

Composant	N°. REACH	Concentration	Symbole	Classification	N°. CAS
phtalate de dibutyle	01-21194930 42-44	<0,5 %	GHS09, GHS08, , danger	Repr. 1B: H360Df, Aquatic Acute 1: H400	84-74-2
peroxyde de dibenzoyl	01-21195114 72-50	<1 %	GHS01, GHS07, GHS02, , danger	Org. Perox. B: H241, Skin Sens. 1: H317, Eye Irrit. 2: H319	94-36-0
dioxyde de titane	01-21194893 79-17				13463-67-7
monomères esters méthacryliques					

Voir section 16 pour des explications relatives aux phrases.

SECTION 4: Premiers secours**4.1. Description des premiers secours**

Généralités	Premiers soins, repos, chaleur et air frais. Consulter un médecin si les troubles persistent.
-------------	---

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Traitements spécifiques	Pas de recommandations spécifiques de premiers soins notées.
-------------------------	--

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Inhalation	Assurer repos, chaleur et air frais. Consulter un médecin si les troubles persistent.
Ingestion	Rincer la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si les troubles persistent.
Contact avec la peau	Laver la peau avec de l'eau et du savon.
Contact avec les yeux	Laver rapidement avec beaucoup d'eau en soulevant les paupières. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si un trouble subsiste.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie**5.1. Moyens d'extinction**

Moyens d'extinction	Mousse, dioxyde de carbone ou poudre sèche.
Procédures de lutte contre l'incendie	Utiliser des respirateurs fournisseur d'air si la substance est impliquée dans un feu. Les conteneurs proches du feu doivent être enlevés ou refroidis avec de l'eau.
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange	
Dangers spécifiques	Non-inflammable. L'échauffement peut causer une polymérisation rapide, ce qui peut générer une chaleur importante.
Produits de combustion dangereux	Un feu créé: Gaz carbonique (CO ₂). Monoxyde de carbone (CO).
5.3. Conseils aux pompiers	
Mesures de protection en cas d'incendie	Les pompiers exposés aux gaz de combustion/produits de décomposition doivent utiliser un appareil respiratoire de protection.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Protection du personnel	Utiliser l'équipement de protection nécessaire - voir la rubrique 8.
--------------------------------	--

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Protection de l'environnement	Ne pas laisser le produit pénétrer dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau.
--------------------------------------	---

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage	Recueillir pour récupération ou absorber avec de la vermiculite, du sable sec ou similaire.
------------------------------	---

6.4. Référence à d'autres sections

Voir la section 13 pour le traitement des déchets.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions d'usage	Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes à l'air libre. Éviter les fuites de produit, ainsi que le contact avec la peau et les yeux.
----------------------------	---

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Précautions de stockage	Entreposer à température modérée dans endroit sec et bien aéré. Conserver dans le récipient initial. Garder les conteneurs hermétiquement fermés. Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes à l'air libre. Conserver à l'écart de: Matière comburante. Amines. Peroxydes.
--------------------------------	---

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s)	Contactez le fournisseur pour plus d'informations.
---------------------------------------	--

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Composant	N°. CAS	Référence	VME 8 h	VLE 15 mn	Date
phtalate de dibutyle	84-74-2	VLEP.	5 mg/m ³ R		
peroxyde de dibenzoyl	94-36-0	VLEP.	5 mg/m ³		
dioxyde de titane	13463-67-7	VLEP.	11 mg/m ³		

Commentaires sur les ingrédients VLEP = Les Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle.

Équipements de protection



Ventilation	Disposer une ventilation à extraction, générale et locale appropriée.
8.2. Contrôles de l'exposition	
Appareils respiratoires	En cas d'aération inadaptée: Filtre à poussières P2 (pour poussière fine). Standard EN 149.
Gants de protection	Utiliser des gants de protection en: Matière imperméable. Néoprène. Les données concernant la durée de protection et l'épaisseur des gants sont indiquées à titre indicatif. Contacter le fournisseur de gants pour obtenir des valeurs exactes. Standard EN 374.
Protection des yeux	Dans des conditions d'utilisation normale, aucune protection oculaire n'est nécessaire.
Autres protections	Porter des vêtements appropriés pour éviter un contact avec la peau.
Mesures d'hygiène du travail	Se laver après le travail et avant de manger, de fumer et avant d'aller aux toilettes.
DNEL	Aucune data.
PNEC	Aucune data.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Pâte.	
Odeur/goût	Fruité. Ester.	
Description de la solubilité	Insoluble dans l'eau.	
Densité (g/cm³)	2,4	Température (°C)

9.2. Autres informations

Informations sur la sécurité	Aucune connue.
-------------------------------------	----------------

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de groupe d'incompatibilité noté.

10.2. Stabilité chimique

Stable si les conditions de stockage prescrites sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dangers de polymérisation	Peut polymériser. Le produit est stabilisé avec des inhibiteurs de polymérisation non dangereux.
----------------------------------	--

10.4. Conditions à éviter

Éviter chaleur, flammes et autres sources d'ignition.

10.5. Matières incompatibles

Matières à éviter	Agents fortement réducteurs. Agents fortement oxydants. Peroxydes. Amines.
--------------------------	--

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux	Aucun produit de décomposition nocif n'est émis en cas d'utilisation conformément aux recommandations.
--	--

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Sensibilisation	Aucune réaction allergique n'est connue.
Mutagenèse	Aucuns effets génétiques ou mutagéniques.
Cancérogenèse	Cette substance n'a pas de propriétés cancérigènes démontrées.
Toxicité pour la reproduction	Aucun effet nocif connu sur les fonctions de reproduction, la fertilité ou le fœtus.
Inhalation	L'exposition prolongée ou répétée à ce produit chimique peut causer : Irritation des voies respiratoires supérieures.
Ingestion	Le matériau non vulcanisé peut être nocif en cas d'ingestion.
Contact avec la peau	Un contact prolongé ou répété peut provoquer une irritation.
Contact avec les yeux	Un contact direct peut entraîner une irritation.
COMPOSANT:	phtalate de dibutyle
Informations toxicologiques	Toxicité aigüe. TDL0 Voie orale. Humain. 140 mg/kg (CNS)
Dose toxique - DL 50:	3050 mg/kg (oral rat)
Dose toxique - DL 50 (dermal):	8000 mg/kg (peau lap)
Conc. toxique - CL 50:	>15,68 mg/l/4 h (inh rat)
COMPOSANT:	peroxyde de dibenzoyl
Dose toxique - DL 50:	7710 mg/kg (oral rat)
Conc. toxique - CL 50:	7 mg/l/4 h (inh rat)

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Informations sur l'écologie	Les composants du produit ne sont pas classés comme dangereux pour l'environnement. Cependant, on ne peut pas exclure la possibilité d'effets nocifs ou dangereux pour l'environnement des déversements majeurs ou fréquents.
------------------------------------	---

12.2. Persistance et dégradabilité

Inconnu.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Inconnu.

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité	Le produit est insoluble dans l'eau.
-----------------	--------------------------------------

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

PTB/vPvB	Composant(s) non identifié(s) en tant que substance(s) PBT ou vPvB.
-----------------	---

12.6. Autres effets néfastes

Il n'y a pas d'informations.

COMPOSANT:	phtalate de dibutyle
CL50, 96 H, Poisson, mg/l:	0,71 (Lepomis macrochirus)
CE50, 48 H, Daphnies, mg/l:	3,4 (Daphnia magna)
CE50, 72 H, Algues, mg/l:	1,2 (Scenedesmus subspicatus)
Potentiel de bioaccumulation	BCF:12
Coefficient de partage (log Pow)	4,57
Persistance et dégradabilité	BOD5/COD: 0,63 98 % deg., 30 days, Méthode: OECD 301C
COMPOSANT:	peroxyde de dibenzoyl
CL50, 96 H, Poisson, mg/l:	0,24 (Oryzias latipes)
CE50, 48 H, Daphnies, mg/l:	0,07 (Daphnia magna)
CE50, 72 H, Algues, mg/l:	0,44 (Selenastrum)
Potentiel de bioaccumulation	BCF:5,62
	Ce composant ne provoque pas de bio-accumulation.
Coefficient de partage (log Pow)	3,71
Persistance et dégradabilité	BOD: 84 % (MITI)

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets**Généralités/nettoyage**

Ce produit ne constitue pas de déchet dangereux.

Méthodes d'élimination

Agir en accord avec les consignes des autorités locales. Ramasser dans des conteneurs identifiés et les livrer aux services approuvés.

Classe déchets

18 01 07 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.

SECTION 14: Informations relatives au transport**Généralités**

Ce produit n'est pas couvert par les normes internationales en matière de transport de produits dangereux (ADR/RID, IMDG, AITA, OACI).

TRANSPORT ROUTIER (ADR)**14.1. Numéro ONU****14.2. Nom d'expédition des Nations unies****14.3. Classe(s) de danger pour le transport****TRANSPORT FERROVIAIRE (RID)****TRANSPORT MARITIME (IMDG)****TRANSPORT FLUVIAL (ADN/ADNR)****14.4. Groupe d'emballage****14.5. Dangers pour l'environnement****Notes pour le transport fluvial**

Non applicable.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Aucune précaution particulière.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucun code IBC pour transport de masse extraterritorial (MARPOL).

SECTION 15: Informations réglementaires**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Directives européennes**

Médical dispositif, le Règlement 1272/2008/CE, article 1, paragraphe 5d, Règlement no (CE) 453/2010, (CE) 1907/2006 (REACH, CLP), (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009). Valeurs limites d'exposition professionnelle.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique**Évaluation de la sécurité chimique**

Aucun rapport de sécurité chimique (RSC) n'a été effectué pour ce produit.

SECTION 16: Autres informations**Explications relatives aux phrases R, section 3**

R-3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

R-36 Irritant pour les yeux.

R-43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R-50 Très toxique pour les organismes aquatiques.

R-61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

R-62 Risque possible d'altération de la fertilité.

R-7 Peut provoquer un incendie.

Explications relatives aux phrases, section 3

H241 Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Les révisions par rapport à la FDS précédente sont signalées par le signe ***DSD/DPD****Commentaires de mise à jour**

Révision 20.05.2014, n° 1 : remplace la fiche de données de sécurité de 15.04.2013.

Publié par	Préparé au format CLP. Aucun changement de composition ou de classification Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norvège. E-mail: post@essenticon.no. Tlf.: +47 33 42 34 50 - Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com
Date d'émission	15.04.2013
Date de révision	20.05.2014
N°. Révision	1
N°. Révision/rempl. la FDS du	15.04.2013
Etat de la fiche de sécurité	CLP 03 ATP
Signature	R. E. Lunde
Domaines de validité	AVERTISSEMENT : PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur les données actuellement disponibles et sur toutes nos connaissances concernant une manipulation correcte du produit dans des conditions normales. Toute utilisation de ce produit en dehors des indications figurant sur cette fiche ou l'utilisation de ce produit selon toute autre méthode/procédure s'effectuera exclusivement sous la responsabilité de l'utilisateur. Ce document ne constitue aucune garantie. explicite ou implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un emploi particulier.