



## Bezpečnostní list PREMISE FLOWABLE (all shades)

### ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

#### 1.1. Identifikátor výrobku

Název přípravku : PREMISE FLOWABLE (all shades)

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití : Profesionální používání

Použití látky nebo směsi : Stomatologický materiál

##### Nedoporučené použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Dodavatel

Kerr Italia S.r.l.  
Via Passanti, 332  
84018 Scafati (SA) - Italy  
T +39-081-850-8311  
[E-mail: safety@kerrhawe.com](mailto:safety@kerrhawe.com)

##### Výrobce

Kerr Corporation  
1717 West Collins Avenue  
92867 Orange – CALIFORNIA (U.S.A.)  
T 00-800-41-050-505  
[safety@kerrhawe.com](mailto:safety@kerrhawe.com)

Odpovědná osoba : [safety@kerrhawe.com](mailto:safety@kerrhawe.com) - tel. 00-800-41-050-505 (08.00-17.00)

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace : CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-800-424-9300 International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

| Země            | Organizace/společnost                                                             | Adresa                         | Telefonní číslo pro naléhavé situace |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Česká republika | Toxikologické informační středisko<br>Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK | Na Bojišti 1<br>120 00 Praha 2 | +420 224 919 293<br>+420 224 915 402 |

### ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

##### Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| Skin Sens. 1  | H317 |
| STOT SE 3     | H335 |

Plné znění klasifikačních kategorií a vět H: viz oddíl 16

#### 2.2. Prvky označení

##### Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP) :



GHS07

Signální slovo (CLP) : Varování

Nebezpečné obsažené látky : 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane, ethoxylovaný bisfenol A-dimethakrylát, 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate, ytterbium trifluorid, 2-Ethylhexyl-4- (dimethylamino) benzoát

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H315 - Dráždí kůži

- H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci  
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí  
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
- Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
- P280 - Používejte ochranné brýle, ochranné rukavice
  - P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  - P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
  - P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
  - P261 - Zamezte vdechování páry, plyn, dým
  - P312 - Necítíte-li se dobře, volejte lékaře, TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
  - P501 - Odstraňte obsah/obal ...
- Další věty :
- Výrobek se považuje za zdravotnický prostředek, a nepodléhá proto označování (nařízení EU 1907/2006, článek 2, odstavec 6c).

### 2.3. Další nebezpečnost

Další rizika, která nejsou do klasifikace zahrnuta : Za běžných podmínek žádné.

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látka

Nepoužije se

### 3.2. Směsi

| Název                                                                      | Identifikátor výrobku                                                        | %        | Třídění podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ethoxylovaný bisfenol A-dimethakrylát                                      | (Číslo CAS) 41637-38-1<br>(Číslo ES) 609-946-4<br>(REACH-č) 01-2119980659-17 | =>10-<30 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335 |
| 3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane                                       | (Číslo CAS) 2530-85-0<br>(Číslo ES) 219-785-8<br>(REACH-č) 01-2119513216-50  | =>5-<10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                       |
| 2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate                                   | (Číslo CAS) 109-16-0<br>(Číslo ES) 203-652-6<br>(REACH-č) 01-2119969287-21   | =>5-<10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                       |
| ytterbium trifluorid                                                       | (Číslo CAS) 13760-80-0<br>(Číslo ES) 237-354-2<br>(REACH-č) N/A              | =>5-<10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                       |
| 2-Ethylhexyl-4- (dimethylamino) benzoát                                    | (Číslo CAS) 21245-02-3<br>(Číslo ES) 244-289-3<br>(REACH-č) N/A              | =>0,1-<1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                       |
| (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)) ester | (Číslo CAS) 1565-94-2<br>(Číslo ES) 216-367-<br>(REACH-č) N/A                | =>0,5-<1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                          |

Plné znění H-vět viz oddíl 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

- První pomoc – všeobecné :
- Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc (pokud možno ukažte lékaři etiketu z výrobku).
- První pomoc při vdechnutí :
- Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- První pomoc při kontaktu s kůží :
- Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- První pomoc při kontaktu s okem :
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- První pomoc při požití :
- Při požití vypláchněte ústa vodou (pouze je-li postižený při vědomí). Vypijte velké množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Poskytněte lékařské ošetření, pokud jakékoliv nepřijemné pocity pokračují.

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Symptomy/poranění při vdechnutí :
- Může způsobit podráždění dýchacích cest. Kašel.
- Symptomy/poranění při kontaktu s kůží :
- Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Zarudnutí.
- Symptomy/poranění při kontaktu s okem :
- Způsobuje vážné podráždění očí. zarudnutí, svědění, slzení.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Nejsou určena žádná zvláštní opatření.

**ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU****5.1. Hasiva**

- Vhodné hasicí prostředky : K hašení okolního požáru používejte vhodná hasiva. Pěna, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>) a prášek.  
Nevhodná hasiva : Nepoužívejte silný proud vody.

**5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi**

- Nebezpečí požáru : Nehořlavý. Při zahřátí se zvyšuje tlak uvnitř a hrozí roztrhnutí. Nádoby vystavené žáru ochlazujte vodní sprchou.  
V případě požáru vznikají nebezpečné rozkladné produkty : Konkrétní nebezpečné produkty rozkladu nejsou uvedeny. Oxidy dusíku. Oxidy uhlíku (CO, CO<sub>2</sub>). oxid kovu. Halogenované sloučeniny.

**5.3. Pokyny pro hasiče**

- Opatření pro hašení požáru : Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí. Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Vyklidte \_roctor.  
Ochrana při hašení požáru : Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí.

**ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU****6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy**

- Obecná opatření : Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Vyvarujte se styku s očima a pokožkou a nevdechujte výpary a aerosol.

**Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze**

- Ochranné prostředky : Viz nadpis 8.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze**

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

**6.2. Opatření na ochranu životního prostředí**

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace. Zákaz vypouštění do řek a odpadních vod.

**6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění**

- Pro zabránění : Všechn odpad seberte do vhodných označených nádob a zlikvidujte podle místních předpisů.  
Způsoby čištění : Rozlitou tekutinu nechte co nejdříve vstřebat do inertní pevné látky, např. jílu nebo křemeliny. Omyjte velkým množstvím vody.

**6.4. Odkaz na jiné oddíly**

Další informace viz oddíl 13.

**ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ****7.1. Opatření pro bezpečné zacházení**

- Opatření pro bezpečné zacházení : Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem. Nevdechujte výpary. Zabraňte styku s pokožkou, očima a oblečením. Zajistěte dobré větrání na pracovišti. Používejte osobní ochranné pomůcky. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

**7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí**

- Skladovací podmínky : Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte v původní nádobě. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě.  
Neslučitelné materiály : Aminy. Organické peroxidy.

**7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití**

Požádejte dodavatele o další informace.

**ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY****8.1. Kontrolní parametry**

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

**8.2. Omezování expozice**

- Vhodné technické kontroly : Zajistěte dobré větrání na pracovišti. V bezprostřední blízkosti místa možné expozice musejí být nouzové oční sprchy.  
Osobní ochranné pomůcky : Rukavice. Ochranné brýle.

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrana rukou       | : Používejte vhodné ochranné rukavice. Butylkaučukové ochranné rukavice. Tloušťka vrstvy: 0,09mm. Doba průniku: >480 min. STANDARD EN 374.                                                                          |
| Ochrana očí         | : Hrozí-li zasažení očí vystříkujícím materiálem, používejte ochranné brýle. STANDARD EN 166.                                                                                                                       |
| Ochrana kůže a těla | : Používejte vhodný ochranný oděv                                                                                                                                                                                   |
| Ochrana dýchání     | : Za normálních podmínek při zajištění dostatečného větrání není nutné používat žádné ochranné dýchací pomůcky. Zvláštní osobní ochranné pomůcky: Filtr A/P2 na organické výpary a škodlivý prach. Standard EN 141. |



|                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Další informace | : Během používání nejzte, nepijte a nekuřte. Před jídlem, pitím nebo kouřením, a než opustíte pracoviště, umyjte si ruce a další vystavené části těla vodou s jemným mýdlem. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Skupenství                                      | : Kapalina                    |
| Vzhled                                          | : Pasta.                      |
| Barva                                           | : Různé.                      |
| Zápach                                          | : Ovocný. Ester.              |
| Práh zápachu                                    | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| pH                                              | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1) | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Bod tání / rozmezí bodu tání                    | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Teplota tuhnutí                                 | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Bod varu                                        | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Bod vzplanutí                                   | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Teplota samovznícení                            | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Teplota rozkladu                                | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)                  | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Tlak páry                                       | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Relativní hustota par při 20 °C                 | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Relativní hustota                               | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Hustota                                         | : 2,5                         |
| Rozpuštnost                                     | : Rozpuštný v: Voda.          |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow) | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Viskozita, kinematická                          | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Viskozita, dynamická                            | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Výbušnost                                       | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Oxidační vlastnosti                             | : Nejsou dostupné žádné údaje |
| Omezené množství                                | : Nejsou dostupné žádné údaje |

### 9.2. Další informace

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Další informace | : Podle našich poznatků žádné |
|-----------------|-------------------------------|

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Za běžných podmínek použití, uchovávání a přepravy není výrobek reaktivní.

### 10.2. Chemická stabilita

Za normálních okolností je stabilní.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nedochází k polymerizaci.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo zdroje tepla a přímé sluneční světlo. Při zahřátí, na vzduchu, působením slunečního světla nebo po přidání aktivačních činidel obsahujících volné radikály hrozí polymerizace s uvolňováním tepla.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Aminy. Organické peroxidy.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Při normálním skladování nedochází k rozkladu.

**ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE****11.1. Informace o toxikologických účincích**

Akutní toxicita : Neklasifikováno

|                                                              |                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane (2530-85-0)</b>      |                                            |
| LD50, orálně, potkan                                         | > 30000 mg/kg                              |
| LD50 potřísnění kůže u králíků                               | > 15000 mg/kg                              |
| <b>2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate (109-16-0)</b>   |                                            |
| LD50, orálně, potkan                                         | 10837 mg/kg                                |
| <b>2-Ethylhexyl-4- (dimethylamino) benzoát (21245-02-3)</b>  |                                            |
| LD50, orálně, potkan                                         | 5000 mg/kg tělesné hmotnosti               |
| LD50, dermálně, potkan                                       | > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti             |
| žiravost/dráždivost pro kůži                                 | : Dráždí kůži.                             |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                         | : Způsobuje vážné podráždění očí.          |
| Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže            | : Může vyvolat alergickou kožní reakci.    |
| Mutagenita v zárodečných buňkách                             | : Neklasifikováno                          |
| Karcinogenita                                                | : Neklasifikováno                          |
| Toxicita pro reprodukci                                      | : Neklasifikováno                          |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice | : Může způsobit podráždění dýchacích cest. |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice   | : Neklasifikováno                          |
| Nebezpečnost při vdechnutí                                   | : Neklasifikováno                          |

**ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE****12.1. Toxicita**

Ekologie – všeobecné : Výrobek není považován za škodlivý pro vodní organismy ani není známo, že by měl dlouhodobé nepříznivé účinky na životní prostředí.

**12.2. Perzistence a rozložitelnost**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>PREMISE FLOWABLE (all shades)</b> |              |
| Perzistence a rozložitelnost         | Žádné údaje. |

**12.3. Bioakumulační potenciál**

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PREMISE FLOWABLE (all shades)</b>                                                           |              |
| Bioakumulační potenciál                                                                        | Žádné údaje. |
| <b>3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane (2530-85-0)</b>                                        |              |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow)                                                | 0,75         |
| <b>2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate (109-16-0)</b>                                     |              |
| Faktor biokoncentrace (BCF REACH)                                                              | 5,62         |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow)                                                | 1,88         |
| <b>2-Ethylhexyl-4- (dimethylamino) benzoát (21245-02-3)</b>                                    |              |
| Faktor biokoncentrace (BCF REACH)                                                              | 5495         |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow)                                                | 4,46         |
| <b>(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1- propanediyl)) ester (1565-94-2)</b> |              |
| Faktor biokoncentrace (BCF REACH)                                                              | 2,46         |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (log Pow)                                                | 4,94         |

**12.4. Mobilita v půdě**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>PREMISE FLOWABLE (all shades)</b> |                    |
| Ekologie - půda                      | Rozpustný v: Voda. |

**12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB****PREMISE FLOWABLE (all shades)**

Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT nařízení REACH, příloha XIII

Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB nařízení REACH, příloha XIII

**12.6. Jiné nepříznivé účinky**

Jiné nepříznivé účinky : Podle našich poznatků žádné.

Další informace : Nejsou známy žádné účinky

**ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ****13.1. Metody nakládání s odpady**

Místní předpisy (o odpadu) : Likvidujte jako nebezpečný odpad.

Metody nakládání s odpady : Odstraňte obsah/obal v souladu s pokyny pro třídění odpadu od osoby pověřené sběrem odpadu.

Doporučení pro likvidaci odpadu : Odstraňte obsah/obal ...

Kód podle evropského seznamu odpadů (LoW) : 18 01 06\* - chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

**ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRUVU**

V souladu s předpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

**14.1. Číslo OSN**

Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů

**14.2. Příslušný název OSN pro zásilku****14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu****14.4. Obalová skupina****14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí**

Nebezpečný pro životní prostředí : Žádná

Další informace : Nejsou dostupné žádné doplňující informace

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele****14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC**

Kód IBC : Nepoužije se.

**ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH****15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi****Předpisy EU**

Neobsahuje látky, na něž se vztahují omezení podle přílohy XVII nařízení REACH

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH

Neobsahuje látky uvedené v příloze XIV k nařízení REACH

**Národní předpisy**

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES  
a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Dodavatel pro látku nebo směs neprovedl posouzení chemické bezpečnosti.

**ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE**

Označení změn:

Identifikace nebezpečnosti. Informace o předpisech. Složení/informace o složkách.

|     |                                                                   |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 2   | Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD] | Odstraněno |  |
| 2   | Třídění podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)                    | Upraveno   |  |
| 3.2 | Klasifikace podle směrnice 67/548/EHS [DSD] nebo 1999/45/ES [DPD] | Odstraněno |  |

|     |                              |          |  |
|-----|------------------------------|----------|--|
| 3.2 | Složení/informace o složkách | Upraveno |  |
|-----|------------------------------|----------|--|

Datum vydání : 08/01/2007  
 Datum zpracování : 12/11/2015  
 Nahrazuje : 20/05/2014  
 Verze : 5.0  
 Signature : A. Åsebø Murel

Úplné znění vět H a EUH:

|               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2  | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 2                                                    |
| Skin Irrit. 2 | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2                                                            |
| Skin Sens. 1  | Senzibilizace kůže, kategorie nebezpečnosti 1                                                        |
| STOT SE 3     | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest |
| H315          | Dráždí kůži                                                                                          |
| H317          | Může vyvolat alergickou kožní reakci                                                                 |
| H319          | Způsobuje vážné podráždění očí                                                                       |
| H335          | Může způsobit podráždění dýchacích cest                                                              |

*Informace v tomto datovém listu jsou podle současných znalostí a zkušeností považovány za správné, ale není zaručeno, že jsou úplné. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatele, aby zajistil, zda jsou tyto informace dostatečné pro oblast určení.*