

SCHEDA DI SICUREZZAsecondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico

Data di rilascio : 17/11/2006
N. SDS : 69-001.10 - IT
Data revisione : 23/01/2017
N. di revisione : 10

Peak® SE Primer, parte 1 di 2**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Codice prodotto : BI/15076
Denominazione del prodotto : Peak® SE Primer, parte 1 di 2
Descrizione del prodotto : Mordenzante dentale ad uso professionale

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati : Mordenzante dentale ad uso professionale

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**Fabbricante**

Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, UT 84095

Responsabile CE

Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia Germania
Email: infoDE@ultradent.com
Telefono di emergenza: +49(0)2203-35-92-0

1.4. Numero telefonico di emergenza

CHEMTREC (NORD AMERICA): (800) 424-9300
(INTERNAZIONALE): +1(703) 527 - 3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]**

: La miscela è stata valutata e/o sottoposta a test per verificare l'assenza di pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e a essa si applica la seguente classificazione.

Salute

: Irritazione oculare, Categoria 2
Irritazione cutanea, Categoria 2
Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Tossicità acuta (dermica), Categoria 3

Fisica

: Liquidi infiammabili, Categoria 2

2.2. Elementi dell'etichetta**Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]****Pittogramma(i) di pericolo**

Fiamma Punto esclamativo

Avvertenza

: PERICOLO

Indicazione(i) di pericolo

: H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H315: Provoca irritazione cutanea.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.

SCHEDA DI SICUREZZA

secondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di rilascio : 17/11/2006
N. SDS : 69-001.10 - IT
Data revisione : 23/01/2017
N. di revisione : 10

Peak® SE Primer, parte 1 di 2

Consigli di prudenza

Prevenzione

: P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Reazione

: P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

Conservazione

: P273: Non disperdere nell'ambiente.

Smaltimento

: P501: Smaltire in conformità con le leggi governative. (CE 1975L0442- 21/11/2003)

2.3. Altri pericoli

Conclusione: La sostanza non soddisfa i criteri PBT e vPvB per la valutazione di controllo. Non c'è indicazione di proprietà P o B.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome chimico	CAS	EINECS N.	Peso %	Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]
Alcool etilico	64-17-5	200-578-6	<40	Liqu. infiamm., Cat. 2; Irr. ocul., Cat. 2; Irr. pelle., Cat. 2; STOT SE, Cat. 3; H225; H319
2-idrossietil metacrilato	868-77-9	212-782-2	<20	Irr. occhi, Cat. 2B; Sens. pelle, Cat. 1B; H317; H319

Per il testo completo delle indicazioni H: vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi

: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

Contatto con la pelle

: Lavare con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa o persiste.

Ingestione

: In caso di ingestione non provocare il vomito. Sciacquare la bocca e consultare un medico se necessario.

Inalazione

: Se inalato, portare all'aria aperta. Se la respirazione diventa difficile, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi

: Irritante per gli occhi.

Pelle

: Può causare irritazione e sensibilizzazione della pelle.

Ingestione

: Può essere nocivo se ingerito.

Inalazione

: Può essere nocivo se inalato.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico

: Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA

secondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di rilascio : 17/11/2006
N. SDS : 69-001.10 - IT
Data revisione : 23/01/2017
N. di revisione : 10

Peak® SE Primer, parte 1 di 2

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione : Schiuma, polvere chimica secca, biossido di carbonio (CO₂).

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo generico : Questo prodotto è stato classificato come liquidi infiammabili di categoria 2.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione dell'incendio

Procedure antincendio : Generali: Evacuare tutto il personale; utilizzare i dispositivi di protezione antincendio. Utilizzare un apparecchio di respirazione autonomo quando il prodotto è coinvolto nell'incendio.

SEZIONE 6: Misure di dispersione accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Procedure generali : Per l'equipaggiamento protettivo personale fare riferimento alla Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Dispersione in acqua : Impedire la penetrazione nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccola perdita : Assorbire il liquido e porre in un contenitore sigillato per lo smaltimento. I vapori possono raggiungere una fonte di accensione.

Grande perdita : Assorbire con un materiale inerte, umido, non combustibile, quindi sciacquare l'area con acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni : Non applicabile

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolazione : Tenere lontano da calore, scintille e fiamme.

Conservazione : Consultare l'etichettatura del prodotto.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Periodo di validità : Consultare l'etichettatura del prodotto

7.3. Usi finali specifici

Usi finali specifici : Mordenzante dentale ad uso professionale

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Parametri di controllo : Alcool Etilico CAS: 64-17-5

Parametri di controllo	Limiti di esposizione
OSHA PEL Industria generale	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL - Industria di costruzioni	1000 ppm (900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL - Occupazione in cantiere navale	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
NIOSH REL	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
ACGIH TLV	1000 ppm (1880 mg/m ³) STEL
CAL/OSHA PEL	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA

SCHEDA DI SICUREZZA

secondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di rilascio : 17/11/2006
N. SDS : 69-001.10 - IT
Data revisione : 23/01/2017
N. di revisione : 10

Peak® SE Primer, parte 1 di 2

8.2. Controlli di esposizione

Protezione degli occhi/viso	: Indossare occhiali protettivi
Protezione della pelle	: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Protezione respiratoria	: Usare soltanto in un luogo ben ventilato.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Aspetto	: Chiaro, liquido a bassa viscosità
Colore	: Giallo
Odore	: Odore di metacrilato
pH	: 0,9 - 1,5 (Questo valore si ottiene dopo aver mescolato il prodotto con la parte 2 di 2)
Punto di infiammabilità	: <27°C
Gravità specifica	: 1,015

9.2. Altre informazioni

Informazioni aggiuntive	: Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.
-------------------------	--

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività	: Stabile quando utilizzato e conservato nel rispetto delle condizioni indicate.
------------	--

10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica	: La polimerizzazione avviene quando esposto alla luce visibile, luce ultravioletta o calore estremo.
-------------------	---

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa	: Nessuna
-----------------------------	-----------

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare	: Calore, fiamme, fonti di ignizione, luce diretta.
-----------------------	---

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili	: Nessuno noto.
-------------------------	-----------------

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi	: Nessuno noto.
---------------------------------------	-----------------

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuti	
Dermica LD ₅₀	: > 800 mg/kg Ratto/Coniglio
Note	: circa il 91% della miscela è costituito da componenti di tossicità sconosciuta (dermica).
Orale LD ₅₀	: > 4100 mg/kg Topo/Ratto/Porcellino d'India
Note	: circa il 32% della miscela è costituito da componenti di tossicità ignota (orale).
Inalazione LC ₅₀	: > 490 mg/L/4H Vapori Ratto/Porcellino d'India
Note	: circa il 23% della miscela è costituito da componenti di tossicità ignota (inalazione).
Altre informazioni	: Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato dai professionisti dentali nel modo indicato, in conformità alla ISO 10993-1.

SCHEDA DI SICUREZZA

secondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di rilascio : 17/11/2006
N. SDS : 69-001.10 - IT
Data revisione : 23/01/2017
N. di revisione : 10

Peak® SE Primer, parte 1 di 2

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acquatica (acuta) : Impedire la penetrazione nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità : Non classificato

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo : Non classificato

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo : Non disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB : Conclusione: La sostanza non soddisfa i criteri PBT e vPvB per la valutazione di controllo. Non c'è indicazione di proprietà P o B.

12.6. Altri effetti avversi

Dati ambientali : Non versare il prodotto nel sistema fognario.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento : Smaltire in conformità con le leggi governative. (CE 1975L0442- 20/11/2003)

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero UN

Numero UN : 1987

14.2. Nome di spedizione corretto dell'ONU

Nome di spedizione corretto dell'ONU : Alcol, n.o.s. (miscela di alcol etilico)

14.3. Classe(i) di pericolo connesso al trasporto

Classe/divisione di pericolo primaria : 3

Classificazione di pericolo : 3

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio : III

14.5. Rischi ambientali

Inquinante marino n. 1 : NAP

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR - strada : NAP

RID - ferrovie : NAP

IMDG - mare : NAP

IATA - aria : NAP

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL73/78 ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse : NAP

SCHEDA DI SICUREZZA

secondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di rilascio : 17/11/2006
N. SDS : 69-001.10 - IT
Data revisione : 23/01/2017
N. di revisione : 10

Peak® SE Primer, parte 1 di 2

SEZIONE 15: Informazioni sulla normativa

15.1. Norme/legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- Informazioni generali** : Sostanze estremamente problematiche (SVHC) secondo il regolamento REACH, articolo 57: Non contiene sostanze SVHC.
- Osservazioni generali** : Fare riferimento alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

- Valutazione della sicurezza chimica** : Vedere Sezione 11
- Informazioni aggiuntive** : L'alcol etilico è ritenuto un materiale cancerogeno da IARC e CA Prop 65 solo quando si trova nelle bevande. Nessuno degli altri ingredienti nella formulazione di questo prodotto è considerato cancerogeno da IARC, NTP o CA Prop 65.

SEZIONE 16: Altre informazioni

- Indicazioni H rilevanti (numero e testo completo)** : Irr. occhi, Cat. 2B: Irritazione oculare, Categoria 2B
Irr. occhi, Cat. 2: Irritazione oculare, Categoria 2
Liqu. infiamm., Cat. 2: Liquidi infiammabili, Categoria 2
STOT SE, Cat. 3: Tossicità a carico di organi bersaglio (esposizione singola), vie respiratorie Categoria 3
Irr. pelle, Cat. 2: Irritazione cutanea, Categoria 2
Sens. pelle, Cat. 1B: Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1B
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319: Provoca grave irritazione oculare.
- Preparato da** : Anu Kattoju
- Sommario della revisione** : Questa SDS sostituisce la SDS del 19/03/2015. Modifiche: **Sezione 1:** N. SDS **Sezione 2:** QUADRO DI EMERGENZA - PREOCCUPAZIONI IMMEDIATE 2.3. Altri pericoli. **Sezione 4:** INGESTIONE, INALAZIONE, SEGNI E SINTOMI DI SOVRAESPOSIZIONE (INALAZIONE). **Sezione 5:** PERICOLI DI ESPLOSIONE, MEZZI DI ESTINZIONE, ESPLOSIONE PER FUOCO, ATTREZZATURA ANTINCENDIO, PERICOLO GENERICO, SENSIBILE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE, SENSIBILITÀ ALL'IMPATTO. **Sezione 8:** . **Sezione 9:** ASPETTO, COLORE, COMMENTI, ODORE, PERCENTUALE VOLATILE, pH, GRAVITÀ SPECIFICA. **Sezione 10:** CONDIZIONI DA EVITARE. **Sezione 11:** ACUTI (DERMICA LD₅₀ (coniglio), DERMICA LD₅₀ (coniglio), DERMICA LD₅₀ (coniglio), ORALE LD₅₀ (ratto), INALAZIONE LC₅₀ (ratto), ORALE LD₅₀ (ratto), ORALE LD₅₀ (ratto), INALAZIONE LC₅₀ (ratto), INALAZIONE LC₅₀ (ratto), INALAZIONE LC₅₀ (ratto), ORALE LD₅₀ (ratto) ACUTI, COMMENTI GENERALI. **Sezione 12:** INFORMAZIONI SUL DESTINO DEI PRODOTTI CHIMICI, DISTRIBUZIONE, INFORMAZIONI ECOTOSSICOLOGICHE, DATI AMBIENTALI, BIOACCUMULO/ACCUMULO, TOSSICITÀ ACQUATICA (ACUTA), (EC₅₀ 48-ORE, EC₅₀

SCHEDA DI SICUREZZA
secondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di rilascio : 17/11/2006
N. SDS : 69-001.10 - IT
Data revisione : 23/01/2017
N. di revisione : 10

Peak® SE Primer, parte 1 di 2

96-ORE), SEZIONE 12: Informazioni ecologiche. **Sezione 14:** NAVE (IMO/IMDG) - INQUINANTE MARINO N.1 STRADA E FERROVIA (solo Regno Unito) (CDG) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto, ADR - strada, IMDG - mare, IATA - aria. **Sezione 15:** COMMENTI, OSSERVAZIONI GENERALI, RoHS. **Sezione 16:** DICHIARAZIONI GENERALI.

Dichiarazioni generali

: NAP = non applicabile
NE = Non stabilito
TLV = Valore limite di soglia
PEL = Limiti consentiti di esposizione
MAK = Concentrazione massima sul posto di lavoro
STEL = Limite di esposizione a breve termine
STEV = Valori di esposizione a breve termine
TWA = Valori ponderati nel tempo
PPE = Dispositivi di protezione personale
AMU = Unità di massa atomica

Dichiarazione di non responsabilità del fabbricante : ESCLUSIVAMENTE PER UTILIZZO DENTALE: Utilizzare come indicato. Le informazioni e le raccomandazioni sono tratte da fonti (SDS di materie prime e conoscenza del fabbricante) ritenute accurate; tuttavia, il fabbricante non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni o l'idoneità della raccomandazione e non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi utente. Ogni utilizzatore deve rivedere queste raccomandazioni per ogni specifico contesto di utilizzo del prodotto e verificare che siano appropriate.

SCHEDA DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di pubblicazione : 09/04/2014
N. SDS : 343-001.3 - IT
Data di revisione : 18/05/2017
N. di revisione : 2

Peak® SE Primer, parte 2 di 2

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Codice prodotto : BJ/15077
Denominazione del prodotto : Peak® SE Primer, parte 2 di 2
Descrizione del prodotto : Primer adesivo, parte 2

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati : Primer adesivo dentale ad uso professionale, parte 2

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante	Responsabile CE
Ultradent Products, Inc.	Ultradent Products GmbH
505 West Ultradent Drive (10200 South)	Am Westhover Berg 30
South Jordan, UT 84095	51149 Colonia Germania
	Email: infoDE@ultradent.com
	Telefono di emergenza: +49(0)2203-35-92-0

1.4. Numero telefonico di emergenza

CHEMTREC (NORD AMERICA): (800) 424-9300
(INTERNAZIONALE): +1(703) 527 - 3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]

: La miscela è stata valutata e/o sottoposta a test per verificare l'assenza di pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e a essa si applica la seguente classificazione.

Fisica : Liquidi infiammabili, Categoria 2

2.2. Elementi dell'etichetta

Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]

Pittogramma(i) di pericolo :



Fiamma

Avvertenza : PERICOLO

Indicazione(i) di pericolo : H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Consigli di prudenza

Prevenzione : P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.

P233: Conservare il recipiente ben chiuso.

P240: Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

SCHEDA DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di pubblicazione : 09/04/2014
N. SDS : 343-001.3 - IT
Data di revisione : 18/05/2017
N. di revisione : 2

Peak® SE Primer, parte 2 di 2

Reazione

P243: Prendere precauzioni per prevenire le scariche elettrostatiche.
P241: Usare attrezzature [elettriche/di ventilazione/di illuminazione] a prova di esplosione.
P242: Utilizzare strumenti che non generano scintille.

Conservazione

: P370+P378: In caso di incendio: Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcool, polvere chimica secca o anidride carbonica per estinguere l'incendio.

Smaltimento

P303+P361+P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

: P403+P235: Conservare in un luogo ben ventilato. Conservare in un luogo fresco.

: P501: Smaltire in conformità con le leggi governative. (CE 1975L0442- 21/11/2003)

2.3. Altri pericoli

Conclusione: La sostanza non soddisfa i criteri PBT e vPvB per la valutazione di controllo. Non c'è indicazione di proprietà P o B.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome chimico	CAS	EINECS N.	Peso %	Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]
Alcool etilico	64-17-5	200-578-6	<20	Liqu. infiamm., Cat. 2; Irr. pelle., Cat. 2; Irr. occhi., Cat. 2; Toss. acuta (O), Cat. 4; STOT SE, Cat. 1; H225; H319

Per il testo completo delle indicazioni H: vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi

: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contatto con la pelle

: Sciacquare immediatamente la pelle con sapone e abbondante acqua. Togliere gli indumenti contaminati. Consultare un medico se si presentano i sintomi. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli.

Ingestione

: Se ingerito in piccole quantità il prodotto è innocuo, altrimenti consultare un medico.

Inalazione

: Non è necessario alcun trattamento specifico poiché questo materiale non è considerato pericoloso se inalato.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi

: Può causare irritazione agli occhi.

Pelle

: Può provocare una lieve irritazione.

Ingestione

: Può essere nocivo se ingerito in grandi quantità.

Inalazione

: Nessun effetto atteso per questo prodotto.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico

: NAP

SCHEDA DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di pubblicazione : 09/04/2014
N. SDS : 343-001.3 - IT
Data di revisione : 18/05/2017
N. di revisione : 2

Peak® SE Primer, parte 2 di 2

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione : Acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcol, polvere chimica secca o biossido di carbonio

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo generico : Questo prodotto è stato classificato come liquido infiammabile di categoria 2.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione dell'incendio

Procedure antincendio : Generali: Evacuare tutto il personale; utilizzare i dispositivi di protezione antincendio. Utilizzare un apparecchio di respirazione autonomo quando il prodotto è coinvolto nell'incendio.

SEZIONE 6: Misure di dispersione accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Procedure generali : Per l'equipaggiamento protettivo personale fare riferimento alla Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Dispersione in acqua : Impedire la penetrazione nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccola fuoriuscita : Assorbire il liquido e collocarlo in un contenitore sigillato per lo smaltimento. I vapori possono raggiungere una fonte di accensione.

Grande fuoriuscita : Assorbire con un materiale inerte, umido, non combustibile, quindi sciacquare l'area con acqua.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni : NAP

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Procedure generali : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti.

Manipolazione : Tenere lontano da calore, scintille e fiamme.

Conservazione : Consultare l'etichettatura del prodotto.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Periodo di validità : Consultare l'etichettatura del prodotto

7.3. Usi finali specifici

Usi finali specifici : Primer adesivo dentale ad uso professionale, parte 2

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Parametri di controllo : Alcool Etilico CAS: 64-17-5

SCHEDA DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di pubblicazione : 09/04/2014
N. SDS : 343-001.3 - IT
Data di revisione : 18/05/2017
N. di revisione : 2

Peak® SE Primer, parte 2 di 2

Parametri di controllo	Limiti di esposizione
OSHA PEL Industria generale	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL - Industria di costruzioni	1000 ppm (900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL - Occupazione in cantiere	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
NIOSH REL	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
ACGIH TLV	1000 ppm (1880 mg/m ³) STEL
CAL/OSHA PEL	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA

8.2. Controlli di esposizione

- Protezione degli occhi/viso** : Indossare occhiali protettivi.
- Protezione della pelle** : Indossare guanti adatti.
- Protezione respiratoria** : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente a controllare i livelli di contaminanti nell'aria.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- Stato fisico** : Liquido
- Aspetto** : Chiaro, liquido a bassa viscosità
- Odore** : Etanolo
- pH** : NAP (non acquoso)
- Punto d'inflammabilità** : 43°C
- Gravità specifica** : 0,971

9.2. Altre informazioni

- Informazioni aggiuntive** : Non sono disponibili altre informazioni rilevanti

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

- Reattività** : Stabile

10.2. Stabilità chimica

- Stabilità chimica** : Stabile se conservato e maneggiato nel rispetto delle condizioni consigliate.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

- Polimerizzazione pericolosa** : Nessuna

10.4. Condizioni da evitare

- Condizioni da evitare** : Calore, fiamme e scintille. Temperature estreme e luce diretta del sole.

10.5. Materiali incompatibili

- Materiali incompatibili** : Nessuno noto.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

- Prodotti di decomposizione pericolosi** : Nessuno noto.

SCHEMA DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di pubblicazione : 09/04/2014
N. SDS : 343-001.3 - IT
Data di revisione : 18/05/2017
N. di revisione : 2

Peak® SE Primer, parte 2 di 2

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuti

Cutaneo LD₅₀ : Impossibile calcolare la stima della tossicità acuta, ATE mix, (cutanea) a causa della mancanza di dati sui componenti.

Orale LD₅₀ : > 20000 mg/kg Topo

Note : Non ci sono componenti di tossicità sconosciuta (orale).

Inalazione LC₅₀ : > 240000 mg/L/4H vapori Topo

Note : Non ci sono componenti di tossicità sconosciuta (inalazione).

Mutagenicità delle cellule germinali : I componenti di questo prodotto non producono effetti mutageni negli esseri umani.

Cancerogenicità : Nessuno dei componenti di questo materiale è elencato come cancerogeno in base alle classificazioni IARC, NTP o Prop. 65 CA.

Tossicità riproduttiva : I componenti di questo prodotto non causano effetti sulla riproduzione negli esseri umani.

Altre informazioni : Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato dai professionisti dentali nel modo indicato, in conformità alla ISO 10993-1.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità acquatica (acuta) : Impedire la penetrazione nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità : Non classificato

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo : Non classificato

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo : Non disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB : Conclusione: La sostanza non soddisfa i criteri PBT e vPvB per la valutazione di controllo. Non c'è indicazione di proprietà P o B.

12.6. Altri effetti avversi

Dati ambientali : Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento : Smaltire in conformità con le leggi governative. (CE 1975L0442- 20/11/2003)

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero UN

Numero UN : 1987

SCHEDA DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di pubblicazione : 09/04/2014
N. SDS : 343-001.3 - IT
Data di revisione : 18/05/2017
N. di revisione : 2

Peak® SE Primer, parte 2 di 2

14.2. Nome di spedizione corretto dell'ONU

Nome di spedizione corretto dell'ONU : Alcol, n.o.s. (miscela di alcol etilico)

14.3. Classe(i) di pericolo connesso al trasporto

Classificazione di pericolo : 3

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio : III

14.5. Rischi ambientali

Inquinante marino n. 1 : NAP

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR - strada : NAP

RID - ferrovie : NAP

IMDG - mare : NAP

IATA - aria : NAP

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL73/78 ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse : NAP

SEZIONE 15: Informazioni sulla normativa

15.1. Norme/legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Informazioni generali : Sostanze estremamente problematiche (SVHC) secondo il regolamento REACH, articolo 57: Non contiene sostanze SVHC.

Osservazioni generali : Fare riferimento alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica : Vedere Sezione 11

Informazioni aggiuntive : Nessuno degli ingredienti è elencato come cancerogeno in base alle classificazioni IARC, NTP o Prop. 65 CA.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazioni H rilevanti (numero e testo completo) : Toss. acuta (O), Cat. 4: Tossicità acuta (orale), Categoria 4
Irr. occhi, Cat. 2: Irritazione oculare, Categoria 2
Liqu. infiamm., Cat. 2: Liquidi infiammabili, Categoria 2
STOT SE, Cat. 1: Tossicità degli organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1
Irr. pelle, Cat. 2: Irritazione cutanea, Categoria 2
H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319: Provoca grave irritazione oculare.

Preparato da : Anu Kattoju

Sommario della revisione : Questa SDS sostituisce la SDS del 03/09/2015. Modifiche: **Sezione 1:** USO GENERALE, N. SDS **Sezione 2:** QUADRO DI EMERGENZA - PREOCCUPAZIONI IMMEDIATE 2.3. Altri pericoli. **Sezione 4:** OCCHI, INALAZIONE, NOTE PER IL MEDICO, SEGNI E SINTOMI DI SOVRAESPOSIZIONE - OCCHI, PELLE. **Sezione 5:** PERICOLI DI

SCHEDA DI SICUREZZA

conforme al regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di pubblicazione : 09/04/2014
N. SDS : 343-001.3 - IT
Data di revisione : 18/05/2017
N. di revisione : 2

Peak® SE Primer, parte 2 di 2

ESPLOSIONE, MEZZI DI ESTINZIONE, ESPLOSIONE PER FUOCO, ATTREZZATURA ANTINCENDIO, PERICOLO GENERICO, SENSIBILE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE, SENSIBILITÀ ALL'IMPATTO. **Sezione 6:** . **Sezione 7:** PROCEDURE GENERALI, . **Sezione 8:** DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - OCCHI E VISO. **Sezione 9:** ASPETTO, COMMENTI, PERCENTUALE VOLATILE, pH, GRAVITÀ SPECIFICA. **Sezione 11:** ACUTI (ORALE LD₅₀ (ratto), INALAZIONE LC₅₀ (ratto), ORALE LD₅₀ (ratto), ORALE LD₅₀ (ratto), INALAZIONE LC₅₀ (ratto), INALAZIONE LC₅₀ (ratto), ORALE LD₅₀ (ratto) ACUTI, OSSERVAZIONI GENERALI, CANCEROGENICITÀ, MUTACENICITÀ DELLE CELLULE GERMINALI, TOSSICITÀ RIPRODUTTIVA. **Sezione 12:** INFORMAZIONI SUL DESTINO DEI PRODOTTI CHIMICI, DISTRIBUZIONE, DATI AMBIENTALI, BIOACCUMULO/ACCUMULO, TOSSICITÀ ACQUATICA (ACUTA), (EC₅₀ 48-ORE, EC₅₀ 96-ORE), SEZIONE 12: Informazioni ecologiche. **Sezione 14:** NAVE (IMO/IMDG) - INQUINANTE MARINO N.1 STRADA E FERROVIA (solo Regno Unito) (CDG) - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto, Classe/divisione di pericolo primaria, Classe/divisione di pericolo secondaria, ADR - strada, IMDG - mare, aria - IATA. **Sezione 15:** COMMENTI, OSSERVAZIONI GENERALI, RoHS. **Sezione 16:** DICHIARAZIONI GENERALI.

Dichiarazioni generali

: NAP = non applicabile
NE = Non stabilito
TLV = Valore limite di soglia
PEL = Limiti consentiti di esposizione
MAK = Concentrazione massima sul posto di lavoro
STEL = Limite di esposizione a breve termine
STEV = Valori di esposizione a breve termine
TWA = Valori ponderati nel tempo
PPE = Dispositivi di protezione personale

Dichiarazione di non responsabilità del fabbricante : ESCLUSIVAMENTE PER UTILIZZO DENTALE: Utilizzare come indicato. Le informazioni e le raccomandazioni sono tratte da fonti (SDS di materie prime e conoscenza del fabbricante) ritenute accurate; tuttavia, il fabbricante non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni o l'idoneità della raccomandazione e non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi utente. Ogni utilizzatore deve rivedere queste raccomandazioni per ogni specifico contesto di utilizzo del prodotto e verificare che siano appropriate.