

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dental användning
 Utgivningsdatum : 17/11/2006
 Säkerhetsdatablad nr : 69-001.10 - SV
 Datum reviderat : 23/01/2017
 Revisionsnummer : 10
Peak® SE Primer , Del 1 av 2**AVSNITT 1: Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

Produktkod : BI/15076

Produktnamn : Peak® SE Primer, Del 1 av 2

Produktbeskrivning : Dentalt etsmedel för yrkesmässig användning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar : Dentalt etsmedel för yrkesmässig användning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**Tillverkare**

Ultradent Products, Inc.
 505 West Ultradent Drive (10200 South)
 South Jordan, UT 84095

EG-ansvarig person

Ultradent Products GmbH
 Am Westhover Berg 30
 51149 Köln, Tyskland
 E-post: infoDE@ultradent.com
Nödtelefonnummer: +49(0)2203-35-92-0

1.4 Nödtelefonnummer

CHEMTREC (NORDAMERIKA): (800) 424-9300
(INTERNATIONELLT) : +1(703) 527 - 3887

AVSNITT 2: Faroidentifiering**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

: Blandningen har bedömts och/eller testats för dess fysiska, hälso- och miljöfaror och följande klassificering gäller.

Hälsa : Irriterar ögon, kategori 2
 Irriterar huden, kategori 2
 Hudsensibilisering, kategori 1
 Akut toxicitet (dermal), kategori 3

Fysikalisk: Brandfarliga vätskor, kategori 2

2.2 Märkningsuppgifter**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]****Faropiktogram**

Flamma

Utropstecken

Signalord

: FARA

Faroangivelse(r)

: H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 H315: Irriterar huden.
 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dental användning
 Utgivningsdatum : 17/11/2006
 Säkerhetsdatablad nr : 69-001.10 - SV
 Datum reviderat : 23/01/2017
 Revisionsnummer : 10
Peak® SE Primer , Del 1 av 2**Skyddsangivelse(r)****Förebyggande**

: P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Åtgärd

: P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:

P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Lagring

: P273: Undvik utsläpp till miljön.

Avfall

: P501: Bortskaffas i enlighet med statliga bestämmelser. (EG 1975L0442- 21/11/2003)

2.3 Andra faror

Slutsats: Ämnet uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna för screeningbedömning. Det finns inga indikationer på P- eller B-egenskaper.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1 Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS	EINECS nr	Vikt-%	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Etylalkohol	64-17-5	200-578-6	< 40	Ant. Vätska, kat. 2; Ögonirr. kat. 2; Hudirr. kat. 2; STOT SE, kat. 3; H225; H319
2-hydroxietyl-metakrylat	868-77-9	212-782-2	< 20	Ögonirr. kat. 2B; Hudsens. kat. 1B; H317; H319

För fullständig ordalydelse av H-uttalanden: se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Vid ögonkontakt**

: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten. Sök läkarhjälp om irritation fortgår.

Vid hudkontakt

: Tvätta med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om irritation uppstår eller fortgår.

Vid förtäring

: Vid förtäring. Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och sök läkarhjälp om det behövs.

Vid inandning

: Vid inandning, flytta till frisk luft. Om andningen blir svår, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda**Ögon**

: Irriterande för ögonen.

Hud

: Kan orsaka hudirritation och sensibilisering.

Förtäring

: Kan vara skadligt vid förtäring.

Inandning

: Kan vara skadligt vid inandning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som krävs**Information till läkare**

: Ej tillämpligt

AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning**5.1 Släckmedel****Släckmedel**

: Skum, torrkemikalie, koldioxid (CO2).

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010
Dental användning



Utgivningsdatum : 17/11/2006
Säkerhetsdatablad nr : 69-001.10 - SV
Datum reviderat : 23/01/2017
Revisionsnummer : 10

Peak® SE Primer , Del 1 av 2

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Allmän fara : Denna produkt har klassificerats som en brandfarlig vätska kategori 2.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpningsförfaranden : Allmänt: Evakuera all personal; använd skyddsutrustning för brandbekämpning. Använd självförsörjande andningsapparat när produkten är involverad i brand.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna förfaranden : Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Vattenspill : Tillåt inte utsläpp i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet spill : Absorbera vätskan och placera i förseglad behållare för bortskaffande. Ångor kan förflytta sig till en antändningskälla.

Stort spill : Absorbera med inert, fuktigt obrännbart material och spola sedan området med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt : Ej tillämpligt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

Hantering : Håll borta från värme, gnistor och flamma.

Lagring : Se produktmärkning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Hållbarhet : Se produktmärkning

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)

Specifik(a) slutanvändning(ar) : Dentalt etsmedel för yrkesmässig användning

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Kontrollparametrar : Etylalkohol CAS: 64-17-5

Kontrollparametrar	Exponeringsgränsvärden
OSHA PEL Allmän industri	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL Byggbranschen	1000 ppm (900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL Varvsarbete	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
NIOSH REL	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA
ACGIH TLV	1000 ppm (1880 mg/m ³) STEL
CAL/OSHA PEL	1000 ppm (1900 mg/m ³) TWA

8.2 Begränsning av exponering

Ögonskydd/ansiktsskydd : Använd ögonskydd.

Hudskydd : Använd lämpliga skyddskläder och -handskar.

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dental användning
 Utgivningsdatum : 17/11/2006
 Säkerhetsdatablad nr : 69-001.10 - SV
 Datum reviderat : 23/01/2017
 Revisionsnummer : 10
Peak® SE Primer , Del 1 av 2

Andningsskydd : Använd endast i väl ventilerade utrymmen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
 Fysikaliskt tillstånd : Vätska
 Utseende : Klar vätska med låg viskositet
 Färg : Gul
 Lukt : Metakrylatlukt
 pH : 0,9-1,5 (detta värde då det blandas med del 2 av 2)
 Flampunkt : < 27 °C
 Specifik vikt : 1 015
9.2 Övrig information

Ytterligare information : Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Reaktivitet : Stabil vid lagring och hantering under rekommenderade förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet : Polymerisation sker när den utsätts för synligt ljus, ultraviolett ljus eller extrem värme.

10.3 Risk för farliga reaktioner

Polymeriseringsfara : Ingen

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Hetta, flammor, tändningskällor, direkt ljus.

10.5 Oförenliga material

Oförenliga material : Inga kända.

10.6 Farliga förbränningsprodukter

Farliga förbränningsprodukter : Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om toxikologiska effekter****Akut**
 Dermal LD₅₀ : > 800 mg/kg råtta/kanin

Anmärkningar : ~ 91 % av blandningen består av komponenter med okänd toxicitet (dermal).

 Oral LD₅₀ : > 4100 mg/kg mus/råtta/marsvin

Anmärkningar : ~ 32% av blandningen består av komponenter med okänd toxicitet (dermal).

 Inandning LC₅₀ : > 490 mg/l/4H dimma råtta/marsvin

Anmärkningar : ~ 23% av blandningen består av komponenter med okänd toxicitet (dermal).

Övrig information : Preparatet är biokompatibelt när det används enligt anvisningar av tandläkare enligt ISO 10993-1.

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dental användning
 Utgivningsdatum : 17/11/2006
 Säkerhetsdatablad nr : 69-001.10 - SV
 Datum reviderat : 23/01/2017
 Revisionsnummer : 10
Peak® SE Primer , Del 1 av 2**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Toxicitet för vattenmiljö (akut) : Tillåt inte utsläpp i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet : Ej klassificerat

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga : Ej klassificerat

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet i jord : Data saknas

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning : Slutsats: Ämnet uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna för screeningbedömning. Det finns inga indikationer på P- eller B-egenskaper.

12.6 Andra skadliga effekter

Miljödata : Skölj inte ner i avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfallsmetod : Bortskaffas i enlighet med statliga bestämmelser. (EG 1975L0442- 20/11/2003)

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1 UN-nummer**

UN-nummer : 1987

14.2 UN-officiell transportbenämning

UN-Officiell transportbenämning : Alkoholer, n.o.s. (Etylalkoholblandning)

14.3 Faroklass(er) för transport

Primär faroklass/indelning : 3

Faroklassificering : 3

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp : III

14.5 Miljörisker

Vattenförorenande nr 1 : NAP

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

ADR - väg : NAP

RID - järnväg : NAP

IMDG - sjöfart : NAP

IATA - luftfart : NAP

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73/78 och IBC-koden

Bulktransport : NAP

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010
Dental användning



Utgivningsdatum : 17/11/2006
Säkerhetsdatablad nr : 69-001.10 - SV
Datum reviderat : 23/01/2017
Revisionsnummer : 10

Peak® SE Primer , Del 1 av 2

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen vad gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Allmän information** : Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57:
Innehåller inga SVHC-ämnen.
- Allmänna kommentarer** : Se Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

- Kemikaliesäkerhetsbedömning** : Se avsnitt 11
- Ytterligare information** : Etylalkohol anses vara cancerframkallande endast av IARC och CA Prop 65 när den finns i drycker. Ingen av de andra ingredienserna i formuleringen av denna produkt anses vara cancerframkallande av IARC, NTP, eller CA Prop 65.

AVSNITT 16: Övrig information

- Relevanta H-angivelser (antal och full text)** : Ögonirr. kat. 2B: irriterar ögon, kategori 2B
Ögonirr. kat. 2: Irriterar ögon, kategori 2
Ant. Vätska, kat. 2: Brandfarliga vätskor, kategori 2
STOT SE, kat. 3: Målgantoxicitet (enstaka exponering), andningsvägarna kategori 3
Hudirr. kat. 2: Irriterar huden, kategori 2
Hudsens. kat. 1B: Hudsensibilisering, kategori 1B
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Sammanställd av** : Anu Kattoju
- Revisionssammanfattning** : Detta säkerhetsdatablad ersätter säkerhetsdatabladet 19/03/2015. Reviderat: **Avsnitt 1:** MSDB nr **Avsnitt 2:** NÖDÖVERSIKT - OMEDELBARA FARHÅGOR 2.3. Andra faror **Avsnitt 4:** FÖRTÄRING, INANDNING, TECKEN OCH SYMPTOM PÅ ÖVEREXPONERING (INANDNING). **Avsnitt 5:** EXPLOSIONSFAROR, SLÄCKMEDEL, BRANDEXPLOSION, BRANDBEKÄMPNINGSUTRUSTNING, ALLMÄNNA FAROR, KÄNSLIG FÖR STATISK URLADDNING, KÄNSLIGHET FÖR STÖTAR. **Avsnitt 8:** **Avsnitt 9:** UTSEENDE, FÄRG, KOMMENTARER, LUKT, PROCENT FLYKTIGT, pH, SPECIFIK VIKT. **Avsnitt 10:** FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS. **Avsnitt 11:** AKUT (DERMAL LD₅₀ (kanin), DERMAL LD₅₀ (kanin), DERMAL LD₅₀ (kanin), ORAL LD₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), ORAL LD₅₀ (råtta), ORAL LD₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), ORAL LD₅₀ (råtta) AKUT, ALLMÄNNA KOMMENTARER. **Avsnitt 12:** KEMISK FÖRDELNINGSGRUPP, DISTRIBUTION, EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION, MILJÖDATA, BIOACKUMULERING/ACKUMULERING, TOXICITET I VATTENMILJÖN (AKUT) (48-TIMMAR EC₅₀, 96-TIMMAR EC₅₀), AVSNITT 12: Ekologisk information. **Avsnitt 14:** FARKOST (IMO/IMDG) - VATTENFÖRORENING nr 1 VÄG OCH JÄRNVÄG (endast

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010
Dental användning



Utgivningsdatum : 17/11/2006
Säkerhetsdatablad nr : 69-001.10 - SV
Datum reviderat : 23/01/2017
Revisionsnummer : 10

Peak® SE Primer , Del 1 av 2**Allmänna uttalanden**

STORBRITANNIEN) (CDG) - SÄRSKILDA BESTÄMMELSER AVSNITT 14: Transport information ADR - väg, IMDG - sjöfart, IATA - luftfart. **Avsnitt 15:** KOMMENTARER, ALLMÄNNA KOMMENTARER, RoHS. **Avsnitt 16:** ALLMÄNNA UTTALANDEN.

: NAP = Ej tillämpligt
NE = Ej fastställt
TLV = Gränströskelvärde
PEL = Tillåtna exponeringsgränser
MAK = Maximal arbetsplatskoncentration
STEL = Korttidsexponeringsgräns
STEV = Korttidsexponeringsvärde
TWA = Tidsvägt medelvärde
PPE = Personlig skyddsutrustning
AMU = Atommassenhet

Tillverkarens friskrivningsklausul

: ENDAST FÖR DENTAL ANVÄNDNING: Använd enligt anvisningarna. Informationen och rekommendationerna är tagna från källor (råmaterialens säkerhetsdatablad och tillverkarens kunskaper) vilka antas vara riktiga; Tillverkaren ger emellertid inte några garantier vad gäller informationens riktighet eller rekommendationernas lämplighet och ansvarar inte gentemot användaren för detta. Varje användare bör granska dessa rekommendationer i det specifika sammanhanget för det avsedda användningsområdet och avgöra om de är lämpliga.

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk

Utgivningsdatum : 2014-04-09
SDB nr : 343-001.3 - SV
Revisionsdatum : 2017-05-18
Revisionsnr : 2

Peak® SE primer, del 2 av 2**AVSNITT 1: Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning**

Produktkod : BJ/15077
Produktnamn : Peak® SE primer, del 2 av 2
Produktbeskrivning : Vidhäftande primer, del 2

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar : Dental vidhäftande primer för yrkesmässigt bruk, del 2

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare
Ultradent Products, Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, UT 84095

EG-ansvarig person
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Köln, Tyskland
E-post: infoDE@ultradent.com
Telefonnummer för nödsituationer: +49(0)2203-35-92-0

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

CHEMTREC (NORDAMERIKA): (800) 424 - 9300
(INTERNATIONELLT): +1(703) 527 - 3887

AVSNITT 2: Märkningsuppgifter**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

: Blandningen har bedömts och/eller testats för sina fysikaliska, hälso- och miljörisker och följande klassificering gäller.

Fysisk : Brandfarliga vätskor, kategori 2

2.2 Märkningsuppgifter

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram :



Flamma

Signalord : FARA

Faroangivelse(r) : H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

Förebyggande : P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P210: Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P233: Förvaras väl tillsluten.

P240: Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk

Utgivningsdatum : 2014-04-09
SDB nr : 343-001.3 - SV
Revisionsdatum : 2017-05-18
Revisionsnr : 2

Peak® SE primer, del 2 av 2

P243:	Vidta åtgärder för att förhindra statiska urladdningar.
P241:	Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-] utrustning.
P242:	Använd gnistfria verktyg.
Åtgärd	: P370 + P378: I händelse av brand: Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid för att släcka. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (eller håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten[eller duscha].
Lagring	: P403 + P235: Förvara på en väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Avfallshantering	: P501: Omhändertas i enlighet med statliga bestämmelser. (EG 1975L0442–21/11/2003)

2.3 Andra faror

Slutsats: Ämnet uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna för screeningbedömning. Det finns inga tecken på P- eller B-egenskaper.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1. Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemiskt namn	CAS	EINECS Nr	Vikt-%	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Etylalkohol	64-17-5	200-578-6	< 20	Ant. Vätska, kat. 2; Hudirr. kat. 2; Ögonirr. kat. 2; Akut tox. (O), kat. 4; STOT SE, kat. 1; H225; H319

För fullständiga H-uttalanden: se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

Vid ögonkontakt	: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation, sök medicinsk rådgivning/hjälp.
Vid hudkontakt	: Tvätta huden omedelbart med tvål och rikligt med vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Sök läkarhjälp om symtom uppstår. Tvätta kläderna innan de användas på nytt.
Vid förtäring	: Vid förtäring av små mängder är produkten ofarlig, i annat fall uppsök läkare.
Vid inandning	: Ingen specifik behandling är nödvändig eftersom detta material sannolikt inte är farligt vid inandning.

4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögon	: Kan orsaka ögonirritation.
Hud	: Kan orsaka lätt irritation.
Förtäring	: Kan vara farligt vid förtäring av stora mängder.
Inandning	: Ingen förväntad för denna produkt.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som krävs

Information till läkare	: Ej tillämpligt
--------------------------------	------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk

Utgivningsdatum : 2014-04-09
SDB nr : 343-001.3 - SV
Revisionsdatum : 2017-05-18
Revisionsnr : 2

Peak® SE primer, del 2 av 2**5.1. Släckmedel**

Släckmedel : Vattendimma, alkoholbeständigt skum, torrkemikalie eller koldioxid

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Allmän fara : Denna produkt har klassificerats som en brandfarlig vätska kategori 2.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpningsförfaranden : Allmänt: Evakuera all personal; använd skyddsutrustning för brandbekämpning. Använd andningsapparat med sluten krets när produkten är involverad i brand.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Allmänna förfaranden : Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Vattenspill : Tillåt inte utsläpp i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp : Absorbera vätskan och placera i förseglad behållare för bortskaffande. Ångor kan förflytta sig till en antändningskälla.

Stort utsläpp : Absorbera med inert, fuktigt, obrännbart material och spola sedan området med vatten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt : Ej tillämpligt

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1. Försiktighetsmått för säker hantering**

Allmänna förfaranden : Undvik kontakt med ögon, hud och kläder.

Hantering : Håll borta från värme, gnistor och lågor.

Lagring : Se produktmärkning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Hållbarhet : Se produktmärkning

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar)

Specifik(a) slutanvändning(ar) : Dental vidhäftande primer för yrkesmässigt bruk, del 2

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar**

Kontrollparametrar : Etylalkohol CAS: 64-17-5

Kontrollparametrar	Exponeringsgränsvärden
OSHA PEL Allmän industri	1 000 ppm (1 900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL Byggbranschen	1 000 ppm (900 mg/m ³) TWA
OSHA PEL Varvsarbete	1 000 ppm (1 900 mg/m ³) TWA
NIOSH REL	1 000 ppm (1 900 mg/m ³) TWA
ACGIH TLV	1 000 ppm (1 880 mg/m ³) STEL
CAL/OSHA PEL	1 000 ppm (1 900 mg/m ³) TWA

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2014-04-09
SDB nr : 343-001.3 - SV
Revisionsdatum : 2017-05-18
Revisionsnr : 2

Peak® SE primer, del 2 av 2

8.2. Begränsning av exponeringen

Ögonskydd/ansiktsskydd	: Använd ögonskydd.
Skydd för huden	: Använd lämpliga handskar.
Andningsskydd	: God allmän ventilation bör vara tillräcklig för att kontrollera luftburna nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: Vätska
Utseende	: Klar vätska med låg viskositet
Lukt	: Etanol
pH-värde	: Ej tillämpligt (icke-vattenhaltig)
Flampunkt	: 43 °C
Densitet	: 0,971

9.2. Annan information

Ytterligare information	: Ytterligare relevant information finns ej tillgänglig
-------------------------	---

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	: Stabil
-------------	----------

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	: Stabil vid lagring och hantering under rekommenderade förhållanden.
-------------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Polymeriseringsfara	: Ingen
---------------------	---------

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas	: Värme, flammor och gnistor. Extrema temperaturer och direkt solljus.
-------------------------------	--

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material	: Inga kända.
---------------------	---------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	: Inga kända.
---------------------------------	---------------

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut	
Dermal LD ₅₀	: Det går inte att beräkna ATE-blandningen (dermal) på grund av brist på data för komponenterna.
Oral LD ₅₀	: > 20 000 mg/kg mus
Anmärkningar	: Det finns inga komponenter med okänd toxicitet (oralt).
Inandning LC ₅₀	: > 240 000 mg/L/4H ångor mus
Anmärkningar	: Det finns inga komponenter med okänd toxicitet (inandning).
Könscellsmutagenicitet	: Komponenterna i denna produkt har inte rapporterats ha mutagena effekter på människa.

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk

Utgivningsdatum : 2014-04-09
 SDB nr : 343-001.3 - SV
 Revisionsdatum : 2017-05-18
 Revisionsnr : 2

Peak® SE primer, del 2 av 2

Cancerogenicitet	: Ingen av komponenterna i detta material är listade av IARC, NTP, eller CA Prop 65 som cancerogener.
Reproduktionstoxicitet	: Komponenterna i denna produkt har inte rapporterats orsaka reproduktiva effekter hos människor.
Annan information	: Anordningen är biokompatibel när den används enligt anvisningar av tandläkare enligt ISO 10993-1.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet**

Toxicitet för vattenlevande organismer (akut) : Tillåt inte utsläpp i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet : Ej klassificerad

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga : Ej klassificerad

12.4 Rörligheten i jord

Rörligheten i jord : Data saknas

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen : Slutsats: Ämnet uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna för screeningbedömning. Det finns inga tecken på P- eller B-egenskaper.

12.6 Andra skadliga effekter

Miljödata : Ytterligare relevant information finns ej tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfallshanteringsmetod : Omhändertas i enlighet med statliga bestämmelser. (EG 1975L0442- 20/11/2003)

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1. UN-nummer**

UN-nummer : 1987

14.2 UN-officiell transportbenämning

UN-Officiell transportbenämning : Alkoholer, n.o.s. (Etylalkoholblandning)

14.3 Faroklass(er) för transport

Faroklassificering : 3

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp : III

14.5 Miljöfaror

Vattenförorening nr 1 : Ej tillämpligt

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

ADR – väg : Ej tillämpligt

RID – järnväg : Ej tillämpligt

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2014-04-09
SDB nr : 343-001.3 - SV
Revisionsdatum : 2017-05-18
Revisionsnr : 2

Peak® SE primer, del 2 av 2

IMDG – sjöfart : Ej tillämpligt

IATA – flygtrafik : Ej tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73/78 och IBC-koden

Bulktransport : Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen vad gäller säkerhet, hälsa och miljö

Allmän information : Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57:
Innehåller inga SVHC-ämnen.

Allmänna kommentarer : Se Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning : Se avsnitt 11

Ytterligare information : Inget av ämnena listas som cancerframkallande av IARC, NTP eller CA Prop 65.

AVSNITT 16: Annan information

Relevanta H-fraser (antal och fulltext) : Akut tox. (O), kat. 4: Akut toxicitet (oral), kategori 4
Ögon Irr., Cat. 2: Irriterar ögon, kategori 2
Ant. Vätska, kat. 2: Brandfarliga vätskor, kategori 2
STOT SE, Kat. 1: Målorganstoxicitet (enstaka exponering), Kategori 1
Hudirr. kat. 2: Hudirritation, kategori 2
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Utarbetat av : Anu Kattoju

Revisionssammanfattning : Detta SDB ersätter 03/09/2015 SDB. Reviderat: **Avsnitt 1:** ALLMÄN ANVÄNDNING, MSDB nr **Avsnitt 2:** NÖDÖVERSIKT – OMEDELBARA FARHÅGOR 2.3. Andra faror. **Avsnitt 4:** ÖGON, INANDNING, INFORMATION TILL LÄKARE, TECKEN OCH SYMPTOM PÅ ÖVEREXPONERING – ÖGON HUD. **Avsnitt 5:** EXPLOSIONSFAROR, SLÄCKMEDEL, BRANDEXPLOSION, BRANDBEKÄMPNINGSSUTRUSTNING, ALLMÄNNA FAROR, KÄNSLIG FÖR STATISK URLADDNING, KÄNSLIGHET FÖR STÖTAR. **Avsnitt 6:** . **Avsnitt 7:** ALLMÄNNA ÅTGÄRDER. **Avsnitt 8:** PERSONLIG SKYDDSSUTRUSTNING – ÖGON OCH ANSIKTE. **Avsnitt 9:** UTSEENDE, KOMMENTARER, PROCENT FLYKTIGA, pH, DENSITET. **Avsnitt 11:** AKUT (ORAL LD₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), ORAL LD₅₀ (råtta), ORAL LD₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), INANDNING LC₅₀ (råtta), ORAL LD₅₀ (råtta) AKUT, ALLMÄNNA KOMMENTARER, CANCEROGENICITET, KÖNSCELLSMUTAGENICITET, REPRODUKTIONSTOXICITET. **Avsnitt 12:** KEMISK FÖRDELNINGSGENOMFÖRNING, DISTRIBUTION, MILJÖDATA, BIOACKUMULERING/ACKUMULERING, AKVATISK TOXICITET (AKUT) (48-TIMMARS EC₅₀, 96-TIMMARS EC₅₀), AVSNITT 12: Ekologisk information. **Avsnitt 14:** FARTYG (IMO/IMDG) – MARINT FÖRORENANDE ÄMNE nr 1

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2014-04-09
SDB nr : 343-001.3 - SV
Revisionsdatum : 2017-05-18
Revisionsnr : 2

Peak® SE primer, del 2 av 2

VÄG OCH JÄRNVÄG (endast STORBRITANNIEN) (CDG) – SÄRSKILDA
BESTÄMMELSER AVSNITT 14: Transportinformation, Primär faroklass/division,
Sekundär faroklass/division, ADR-väg, IMDG-sjö, IATA-luft. **Avsnitt 15:**
KOMMENTARER, ALLMÄNNA KOMMENTARER, RoHS. **Avsnitt 16:** ALLMÄNNA
UTTALANDEN.

Allmänna uttalanden

: NAP = Ej tillämpligt
NE = ej fastställt
TLV = gränströskelvärde
PEL = tillåtna exponeringsgränser
MAK = maximal arbetsplatskoncentration
STEL = korttids exponeringsgräns
STEV = korttids exponeringsvärde
TWA = tidsvägt medelvärde
PPE = personlig skyddsutrustning

Tillverkarens friskrivningsklausul

: ENDAST FÖR DENTALT BRUK: Använd enligt anvisningarna. Informationen och rekommendationerna är tagna från källor (råmaterialens säkerhetsdatablad och tillverkarens kunskaper) vilka antas vara riktiga; tillverkaren ger emellertid inte några garantier vad gäller informationens riktighet eller rekommendationernas lämplighet och ansvarar inte gentemot användaren för detta. Varje användare bör granska dessa rekommendationer i det specifika sammanhanget för det avsedda användningsområdet och avgöra om de är lämpliga.