



PENTANANO
ANTIMICROBIAL NITRILE GLOVE

Tötet Bakterien & Viren bei jeder Berührung!

*Schützen Sie sich selbst
und Ihre Patienten.*

EINZELENTNAHME
KEIN MATERIALVERLUST



KEINE FEUCHTE HÄNDE

Bleiben länger trocken als herkömmliche Handschuhe.




REISSFEST

Zeichnen sich durch höhere Reißfestigkeit
und Stabilität aus.



GERUCHSFREI

Auch nach längerem Tragen.



ANTIMIKROBIELL
NITRIL-UNTERSUCHUNGSHANDSCHUH

Gemäß ASTM D7907-14 (2019), durchgeführt von einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor für antimikrobielle Tests, wurde nachgewiesen, dass es eine abtötende Wirkung auf Mikroorganismen hat, einschließlich:

BAKTERIEN S. aureus, MRSA, E. faecalis
VIREN Humanes Coronavirus 229E,
Humanes Enterovirus 71 (HFMD-Virus) &
Modifiziertes Vaccinia-Virus
(ERSATZVIRUS FÜR AFFENPOCKENVIRUS)



Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau
www.dental-union.de



Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Depots“. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich Farbigkeit etc. Abweichungen vom Original-Produkt aufweisen.