




ErgoTouch

Perfekte Kombination aus Ergonomie und Style.

Die optimal abgestimmten Griffmulden sorgen für ein angenehmes, präzises und ermüdungsfreieres Arbeiten. Die spezielle Kunststoffoberfläche und die zusätzlichen Griffwellen bieten perfekten Halt in unterschiedlichen Haltepositionen.

PeriLux



ET588/2-
gerade, 2mm

ET588/3-
gerade, 3mm

ET588/4-
gerade, 4mm

ET588A/2-
gebogen, 2mm

ET588A/3-
gebogen, 3mm

ET588A/4-
gebogen, 4mm

Verwendung der Farbkürzel

Beispiel:


ET588/4 - PK = Pink

ET588/4 - WE = Weiß

ET588/4 - SC = Schwarz

Setzen Sie das Farbkürzel hinter die Hauptartikelnummer für die gewünschte Farbvariante.

Instrumente zum Durchtrennen der zahnfixierenden Ligamente. Die sehr flache und scharfkantige Form der Arbeitsenden erlaubt ein schonendes Eindringen in den Parodontalspalt.




ET588/1.5-3.0-
gerade

ET588/3.0-5.0-
gerade

PeriLux dual-edge

Kombination aus Periotom und flachem Wurzelheber. Ideal zur Extraktion frakturierter oder kariöser Wurzeln.



ET588A/INV3-
invert gebogen, 3mm

ET588A/INV4-
invert gebogen, 4mm

INVERT GEBOGEN