

MEDIZINPRODUKT ZUR BEHANDLUNG VON TRAUMATISIERTEN ZÄHNEN



POLA OFFICE+ IN-OFFICE SYSTEM

Beschreibung	Gel, Spritze
Vorteile	• Kann mit oder ohne Lampe angewendet werden • Schnelle und einfache Anwendung bei: 37,5%: 3-4x für 8 Minuten auftragen. • Automix-Spritze - Gel wird direkt auf den Zahn aufgetragen • Enthält Kaliumnitrat zur Vermeidung von Sensitivitäten • Haftungsstarke Gel-Formel für maximale Adhäsion und Aufhellung
Applikation	Nur In-office anzuwenden
Wirkstoff	Wasserstoffperoxid
2.Wirkstoff	Hydration: Wasser Remineralisierung: Fluorid Desensibilisierung: spezielle Additive
Konzentration	37,5%
Wasserstoff-peroxid %	37,5%
Indikationen	System zur Wiederherstellung der Zahnfarbe in der Praxis
ph Wert	ca. 7
Anwendungs-dauer	3-4 x 8 Minuten
Alter	18 Jahre +
Inhalt	2,8ml / 3,3g Gel Spritze
Haltbarkeit	27 Monate 2 ° - 8 ° C (gekühlt)
Regulatorisch unter	System zur Wiederherstellung der Zahnfarbe in der Praxis
Bestellnummer	Pola Office+ 7700464 3 Spritzen Kit 37.5% 7700461 1 Spritzen Kit 37.5%



YOUR SMILE. OUR VISION.

POLA OFFICE+ IN-OFFICE SYSTEM

POLA OFFICE+ 37,5%

ZUR BEHANDLUNG VON TRAUMATISIERTEN ZÄHNEN

Pola Office+ ist ein medizinisches Gel, das mit minimalem Zeitaufwand durch Trauma, Krankheit oder Medikamente verfärbte oder verdunkelte Zähne behandelt. Die einzigartige Formel mit 37,5% Wasserstoffperoxid setzt die Peroxidionen schnell frei und beginnt so den Prozess.



POLA STÄNDER 2

WANGENHALTER

POLA RETRACTORS



Artikel-Nr. 7750073

- 7700464 1x Pola Office 37,5% 3 Spritzen Kit
- 3000400 1x Pola Retractors (Wangenhalter) 5St.
- 5600300 1x Radii Xpert LED
- 5600308 1x Radii Xpert ZahnboGENAUFSATZ
- 7700989 1x Pola Ständer 2


RADII XPERT

Radii Xpert, die intelligente Polymerisationslampe mit modernster LED-Technologie, liefert ein zielgenaues, konstantes Licht, das Restaurationen optimal aushärtet. Das Licht mit 1.500mW/cm² Leistung und 440-480nm Wellenlänge aus dem 4 mm-Austrittsfenster polymerisiert verlässlich jedes Komposit. Intelligente Technik zeigt Belichtungsmodus und Timing.



LED ZAHNBOGENAUFSATZ

Wärmebehandlung des oberen und unteren ZahnboGENs. Gibt eine Temperatur von bis zu 37°C ± 2°C ab.



POLA STÄNDER 2

[WWW.FACEBOOK.COM/SDI.GERMANY](https://www.facebook.com/sdi.germany)
[WWW.SDI.COM.AU](https://www.sdi.com.au)
[WWW.POLAWHITE.COM.AU](https://www.polawhite.com.au)

SDI Germany GmbH
Deutschland: 0800 1005759
germany@sdi.com.au

AKTIONEN NUR ÜBER AUTORISIERTEN
DENTALFACHHANDEL ERHÄLTICH

SDI

YOUR
SMILE.
OUR
VISION.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abb. sind Beispiele. Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber SDI Germany GmbH unter: Germany@sdi.com.au widersprechen