

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk

Utgivningsdatum : 2016/10/27
 SDS No : 65-001.8 - SV
 Datum Reviderad : 2016/10/25
 Revisionsnr : 9

PrimaDry®**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/preparatet och företaget/verksamheten****1.1. Produktbeteckning**

Produktkod : PY / 10955
Produktnamn : PrimaDry®
Produktbeskrivning : Dental torkning och priming medel.

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar : Professional Dental Priming Agent

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**Tillverkare**

Ultradent Products, Inc.
 505 W. 10200 S.
 South Jordan, UT 84095

EU-ansvarig person

Ultradent Products GmbH
 Am Westhover Berg 30
 51149 Köln Tyskland
 E-post: infoDE@ultradent.com
Nödtelefon : +49(0)2203-35-92-0

1.4. Nödnummer

CHEMTREC (NORDAMERIKA) : (800) 424-9300
(INTERNATIONELLT): +1 (703) 527-3887

AVSNITT 2: Faroidentifiering**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]**

: Blandningen har bedömts och/eller testats för dess fysiska, hälso- och miljörisker och följande klassificering gäller.

Hälsa

: Ögonirritation, kategori 2
 Hudirritation, kategori 2
 Akut toxicitet (Inandning) Kategori 1

Miljöaspekter

: Brandfarliga vätskor, kategori 2

2.2. Märkningsuppgifter**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]****Faropiktogram**

:



Låga



Utropstecken

Signalord

: FARA

Faroangivelser

: H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser**Förebyggande**

: P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd /ansiktsskydd.
 P210: Hålla sig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010

Dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2016/10/27
 SDS No : 65-001.8 - SV
 Datum Reviderad : 2016/10/25
 Revisionsnr : 9

PrimaDry®**Svar**

antändningskällor. Ingen rökning.

P370 + P378: I händelse av brand: Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid för att släcka.

: P305 + P351 + P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja.

P315: Uppsök omedelbart läkare.

P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Tag genast av alla förorenade kläder. Skölj huden med vatten [eller dusch].

P304+P340: VID INANDNING: Förflytta personen till frisk luft och se till att andningen är bekväm.

P313: Uppsök läkare.

Lagring

: P273: Undvik utsläpp till miljön.

P233: Förvaras väl tillsluten.

P403 + P235: Förvara på en väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

P243: Vidta åtgärder för att förhindra statiska urladdningar.

P241: Använd explosionssäker [elektrisk / ventilations- / belysnings-] utrustning.

P242: Använd gnistfria verktyg.

Bortskaffande

: P501: Bortskaffas i enlighet med statliga regleringar. (EG 1975L0442- 20/11/2003)

2.3. Andra faror

Slutsats Ämnet uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna för screeningbedömning, det finns inga indikationer på P- eller B-egenskaper.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1. Ämnen**

Ej tillämpligt

3.2. Blandningar

Kemiskt namn	CAS	EINECS Nr.	Vikt-%	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Etanol	64-17-5	200-578-6	<100	Ant. Vätska, kat. 2; Ögonirr., kat. 2; Hudirr., kat. 2; STOT SE, kat. 3; H225; H319

För fullständiga H-uttalanden: se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Efter ögon** : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Sök omedelbar läkarvård.
- Efter hud** : Tag av förorenade kläder. Tvätta med stora mängder vatten i minst fem minuter. Söka medicinsk hjälp vid behov.
- Efter förtäring** : Vid förtäring, skölj munnen med vatten, framkalla INTE kräkning. Ge offret ett glas vatten eller mjölk. Ring läkare eller giftcentral om du mår dåligt.
- Efter inandning** : Flytta till frisk luft. Om personen inte andas, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Sök omedelbart läkarvård.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Ögon** : Orsakar ögonirritation.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010

Dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2016/10/27
 SDS No : 65-001.8 - SV
 Datum Reviderad : 2016/10/25
 Revisionsnr : 9

PrimaDry®

Hud	: Kan orsaka lätt irritation.
Förtäring	: Kan orsaka allvarliga skador.
Inandning	: Höga koncentrationer kan orsaka påverkan på centrala nervsystemet som kännetecknas av nauses, huvudvärk, yrsel, medvetlöshet och koma. Orsakar irritation i andningsvägarna. Kan orsaka narkotiska effekter i hög koncentration. Ångor kan orsaka yrsel eller kvävning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ögon	: Orsakar ögonirritation.
Hud	: Kan orsaka lätt irritation.
Förtäring	: Kan orsaka allvarliga skador.
Inandning	: Höga koncentrationer kan orsaka påverkan på centrala nervsystemet som kännetecknas av nauses, huvudvärk, yrsel, medvetlöshet och koma. Orsakar irritation i andningsvägarna. Kan orsaka narkotiska effekter i hög koncentration. Ångor kan orsaka yrsel eller kvävning.

AVSNITT 5: Åtgärder vid brand**5.1. Släckmedel**

Släckmedel	: Vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid
-------------------	---

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter	: Kolmonoxid
--------------------------------------	--------------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpningsförfaranden	: Allmänt: Evakuera all personal; använd skyddsutrustning för brandbekämpning. Använd självförsörjande andningsapparat när produkten är involverad i brand.
------------------------------------	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Allmänna förfaranden	: Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning.
-----------------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Vattenspill	: Tillåt inte utsläpp i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.
--------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp	: Torka upp små mängder med kemikalieresistent eller fuktig trasa som tvättas med stora mängder vatten efter varje användning. Efter rengöring, spola bort spår med vatten.
Stort utsläpp	: Absorbera med inert, fuktigt obrännbart material och spola området med vatten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt	: Ej tillämpligt
--------------------------------------	------------------

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1. Försiktighetsmått för säker hantering**

Hantering	: Håll borta från värme, gnistor och lågor.
Lagring	: Förvaras svalt, väl ventilerad plats i en väl tillsluten behållare.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter

Hållbarhetstid	: Se produktmärkning
-----------------------	----------------------

SÄKERHETSDATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk

Utgivningsdatum : 2016/10/27
 SDS No : 65-001.8 - SV
 Datum Reviderad : 2016/10/25
 Revisionsnr : 9

PrimaDry®**7.3. Specifik slutanvändning**

Specifik slutanvändning : Professional Dental Priming Agent

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar**

Kontrollparametrar : Etylalkohol (etanol) CAS: 64-17-5

Kontrollparametrar	Exponeringsgränsvärden
OSHA PEL Allmän industri	1000 ppm (1900 mg / m3) TWA
OSHA PEL - Byggbranschen	1000 ppm (900 mg / m3) TWA
OSHA PEL varvsbranschen	1000 ppm (1900 mg / m3) TWA
NIOSH REL	1000 ppm (1900 mg / m3) TWA
ACGIH TLV	1000 ppm (1880 mg / m3) STEL
CAL / OSHA PEL	1000 ppm (1900 mg / m3) TWA

8.2. Begränsning av exponering

Ögon- och ansiktsskydd : Bär ögonskydd

Hudskydd : Använd lämpliga skyddskläder och handskar.

Andningsskydd : God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera luftburna nivåer. I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Fysikaliskt tillstånd : Flytande

Färg : Färglös till svagt gul

Lukt : Etanol

Frystemperatur : -114 ° C

Koktemperatur : 78 ° C

Flampunkt : 13 ° C (56 ° F) Closed Cup

Förångningshastighet : Specifika data som inte är tillgängliga - förväntas vara snabbt.

Brandfarlighet (fast, gas): Brännbar

Brandfarliga gränser: 3,3% (V) till 19% (V)

Ångtryck : 59,5 hPa vid 20 ° C

Ångdensitet : 1.6

densitet : 0,785 vid 25 ° C

Löslighet i vatten : helt lös

Vikt per volym : 46,07 g / mol

9.2. Annan information

Andel flyktiga beståndsdelar : Inte bestämd

SÄKERHETS DATABLADenligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk

Utgivningsdatum : 2016/10/27
 SDS No : 65-001.8 - SV
 Datum Reviderad : 2016/10/25
 Revisionsnr : 9

PrimaDry®**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Reaktivitet : Stabil

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet : Stabil vid lagring och hantering under rekommenderade förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Farlig polymerisation : Ingen

10.4. Tillstånd att undvika

Tillstånd att undvika : Värme, flammor och antändningskällor

10.5. Oförenliga material

Oförenliga material : Inga kända.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om de toxikologiska effekterna****Akut**Dermal LD₅₀ : Det går inte att beräkna ATE-mix (dermal) på grund av brist på data för komponenterna.Oral LD₅₀ : > 3400 mg / kg musInandning LC₅₀ : 0,039 mg / L / 4H Mus

Övrig information : Preparatet är biokompatibelt när det används enligt anvisningar från tandläkare enligt ISO 10993-1.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet**

Akvatisk toxicitet (akut) : Tillåt inte utsläpp i avlopp eller avlopp som kan leda till vattendrag.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet : Ej klassificerat

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga : Ej klassificerat

12.4. Rörlighet i jord

Rörlighet i jord : Inte tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Resultat av PBT- och vPvB-utvärdering : Slutsats Ämnet uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna för screeningbedömning, det finns inga indikationer på P- eller B-egenskaper.

12.6. Andra skadliga effekter

Miljödata : Biologiskt nedbrytbar

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Bortskaffningsmetod : Bortskaffas med beaktande av statlig reglering. (EG 1975L0442- 20/11/2003)

SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010

Dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2016/10/27
 SDS No : 65-001.8 - SV
 Datum Reviderad : 2016/10/25
 Revisionsnr : 9

PrimaDry®**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1. FN-nummer**

FN-nummer : 1987

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning : Alkoholer, n.o.s. (Etylalkoholblandning)

14.3. Faroklass för transport

Primär faroklass/indelning : 3

Klassificering : 3

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp : II

14.5. Miljörisker

Vattenförorenande #1 : NAP

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR - väg : NAP

RID – järnväg : NAP

IMDG – sjöfart : NAP

IATA - flygtrafik : NAP

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73/78 och IBC-koden

Bulktransport : NAP

AVSNITT 15: Tillsynsinformation**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Generella kommentarer : Se Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning : Se avsnitt 11

Ytterligare information : Ingen av ingredienserna listas som cancerframkallande av IARC, NTP eller CA Prop 65.

AVSNITT 16: Annan information

Relevanta H-angivelser (antal och fulltext) : Ögonirr., kat. 2: Ögonirritation, kategori 2
 Flam. Vätska, kat. 2: Brandfarliga vätskor, kategori 2
 STOT SE, kat. 3: Målgorgantoxicitet (enstaka exponering), andningsvägarna Kategori 3
 Hudirr., Kat. 2: Hudirritation, kategori 2
 H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förberedd av : Anu Kattoju**Revisionssammanfattning** : Detta SDS ersätter 04/27/2015 SDS. Reviderat: **Avsnitt 1:** Datum-reviderad.

Allmänna uttalanden : NAP = Ej tillämplig
 NE = Ej fastställt
 TLV = Gränströskelvärde
 PEL = Tillåtna exponeringsgränser
 MAK = maximal arbetsplatskoncentration
 STEL = Korttidsexponeringsgräns

SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 453/2010
Dentalt bruk



Utgivningsdatum : 2016/10/27
SDS No : 65-001.8 - SV
Datum Reviderad : 2016/10/25
Revisionsnr : 9

PrimaDry®**Tillverkarens friskrivningar**

STEV = Korttidsexponeringsvärdet

TWA = Time Weighted Average, tidsviktat medelvärde

PPE = personlig skyddsutrustning

: ENDAST FÖR DENTALT BRUK: Använd enligt anvisningarna. Informationen och rekommendationerna har hämtats från källor (råmaterial SDB och tillverkarens kunskaper) som tros vara korrekta; men tillverkaren lämnar inga garantier med avseende på riktigheten av information eller lämplighet hos rekommendationerna och tar inget ansvar för någon användare av dessa. Varje användare bör granska dessa rekommendationer i det specifika sammanhanget för det avsedda användningsområdet och avgöra om de är lämpliga.