


DE  
RD642

MAVIG



**Modelle:** RD6425E Erwachsene Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen  
RD6425K Kinder Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen

Made in Germany

CE 0302

## RD642 – Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen

Flexibilität und Tragekomfort zeichnen die MAVIG Patienten-Schutzschürze RD642 aus, welche bei Zahnaufnahmen in sitzender Position Verwendung findet.

Die hochwertigen Klettverschlüsse sind praktisch im Schulterbereich angebracht und ermöglichen ein passgenaues, sicheres und schnelles Anlegen.

- **Schutzmaterial** Novalite Plus oder Leadfree 2.0
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb (Frontseite)
- **Größe** Erwachsene Front: 80,0 x 60,0 cm (L x B)  
Kinder Front: 60,0 x 45,0 cm (L x B)
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF, ComforTex® HPMF Hybrid, lieferbar in den Farben:  
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin, Orchidee, Baccara, oder Design: Happy (nur ComforTex® HPMF)*

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com