

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit und
3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Die Zwei, die alles können.

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit kann alleine als selbstadhäsiver Befestigungszement und gemeinsam mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv für die adhäsive Befestigung eingesetzt werden. Das Adhäsiv dient als universeller Primer für alle Materialien und deckt praktisch alle direkten und indirekten Indikationen ab.


Machen Sie Schluss mit dem Aufwand und Durcheinander aus verschiedenen Befestigungszementen, Primern und Adhäsiven und vereinfachen Sie Ihre direkten und indirekten Workflows. Weniger Produkte, die gelagert und nachbestellt werden müssen sparen Platz, Zeit und Geld.



- Erstes röntgenopakes Universaladhäsiv
- Besonders hohe Haftwerte in Kombination mit RelyX Universal Befestigungskomposit
- Aufeinander abgestimmtes System: das Adhäsiv härtet durch den Zement aus, keine Lichthärtung erforderlich
- Universeller Primer für alle Restaurationsmaterialien



Revolutionäre Spritze. Eigenes 3M-Design.


- Die Mikro-Mischkanüle sorgt für 80% weniger Materialverwurf*
- 15 Applikationen aus 3.4 g**
- Hygienischer – leichter zu reinigen***

selbstverschließend
- Ergonomischere Form mit 50% weniger Plastikmüll*
- Dünnere und längere Elongation Tip zur leichten Applikation in den Wurzelkanal

- Einfache Überschussentfernung

- Höhere selbstadhäsive Haftkraft an Dentin bei Selbsthärtung und Lichthärtung

Bild mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Jan Güth, Deutschland


Scherfestigkeit (MPa) an Dentin nach künstlicher Alterung



R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol 98A, Nr. 3629, 2019

*je Applikation im Vergleich zu derzeit erhältlichen herkömmlichen Automix-Systemen
** im Durchschnitt *** im Vergleich zu derzeit verwendeten Automix-Spritzen

Hohe Ästhetik mit vier farbstabilen, fluoreszierenden Farben



Bestellinformationen

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit

Artikel Nr. Produktinformation

Intro Kit

56968 4 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritzen in den Farben TR, A1, A3O, WO (jeweils 3,4 g), 60 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 20 Elongation Tips, 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzel (3 ml), 25 blaue Ätzel-Applikationskanülen, 50 orange-farbene Einmalapplikatoren, Step-by-Step-Booklet

Trial Kits

Jedes Trial Kit enthält: 1 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritze (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 5 Elongation Tips, 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (1,5 ml), 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzel (3 ml), 25 blaue Ätzel-Applikationskanülen, 50 orange-farbene Einmalapplikatoren, Step-by-Step-Booklet

56969 Farbe TR **56970 Farbe A1**

Nachfüllpackungen (Refills)

Jede Nachfüllpackung enthält: 1 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritze (3,4 g), 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 5 Elongation Tips

56971 Farbe TR **56973 Farbe A3O**

56972 Farbe A1 **56974 Farbe WO**

Value Packs

Jedes Value Pack enthält: 3 × 3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit Spritzen (jeweils 3,4 g), 45 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen, 15 Elongation Tips

56977 Farbe TR **56978 Farbe A1**

Mischkanülen

56975 30 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen

56976 15 × 3M™ RelyX™ Universal Mikro-Mischkanülen mit Elongation Tips

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Flasche

41293 **Intro Kit:** 1 Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml), 50 Einweg-Bürsten, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzel (3 ml), 25 Applikationskanülen

41294 **Nachfüllpackung:** Flasche 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv (5 ml)
1 Flasche à 5 ml **41295** **Value Pack, 3 Flaschen à 5 ml**

Singe-Use

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use L-Pops, 1 × 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzel (3 ml), 25 Applikationskanülen

41297 **Intro Kit: 50x L-Pop** **41299** **200x L-Pop**

41298 **100x L-Pop** **41304** **400x L-Pop**

3M™ Scotchbond™ Universal Ätzel

41263 2 × 3M™ Scotchbond™ Ätzel (3 ml), 50 Applikationskanülen



3M RelyX™ Universal Befestigungskomposit Intro Kit (56968)



3M RelyX™ Universal Befestigungskomposit Trial Kit TR (56969)



3M RelyX™ Universal Befestigungskomposit Refill TR (56971)



3M Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Refill (41294)



3M Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use, 100 L-Pop (41298)

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv Single-Use L-Pop:
Für ein effizientes Hygienemanagement. Reduziert das Risiko der Kreuzkontamination.



3M.de/RxUniversal

3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld
info3mespe@mmm.com
www.3M.de/dental

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien
dental-at@mmm.com
3maustria.at/dental

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 91 · 8803 Rüschlikon
3mespech@mmm.com
3mschweiz.ch/dental

3M, 3M Science. Applied to Life., RelyX und Scotchbond sind eingetragene Marken von 3M Company oder 3M Deutschland GmbH. Alle weiteren Marken sind Eigentum anderer Unternehmen. © 3M 2020. Alle Rechte vorbehalten.

EF04-Q390/01