



## Säkerhetsinformationsblad för medicintekniska produkter

Upphovsrätt, 2020, 3M Company. Samtliga rättigheter förbehållna. Kopiering och/eller nedladdning av denna information i syfte att tillgodogöra sig 3M:s produkter på tillbörligt sätt är tillåten under förutsättning att: (1) informationen kopieras i sin helhet utan några ändringar om inte 3M, i förväg lämnar skriftligt godkännande därtill, och (2) vare sig kopian eller originalet säljs vidare eller på annat sätt distribueras i vinstsyfte.

|                                                                |            |                          |                 |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Dokumentnummer:</b>                                         | 05-6730-5  | <b>Version:</b>          | 1.00            |
| <b>Datum (nytt eller omarbetat):</b>                           | 2020-05-07 | <b>Föregående datum:</b> | Första upplagan |
| <b>Version (avser transportinformation):</b> 1.00 (2020-05-07) |            |                          |                 |

Säkerhetsdatablad krävs ej för denna produkt. Detta säkerhetsinformationsblad har skapats på frivillig basis.

### Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

3M™ RelyX™ Luting Cement Liquid (3505L, 3515L)

#### Produktidentifikationsnummer

70-2010-2502-3      70-2010-2698-9

7000054230      7100111792

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Identifierade användningar

Medicinteknisk utrustning; se produktens bruksanvisning.

##### Användningar som det avråds från

Endast för tandvårdspersonal

#### 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsinformationsbladet för medicintekniska produkter

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>Adress:</b>  | 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna |
| <b>Telefon:</b> | 08-92 21 00                      |
| <b>e-post:</b>  | nordicproductehsr@mmm.com        |
| <b>Hemsida:</b> | www.3M.se                        |

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 eller akut 112

### Avsnitt 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008

Detta är en medicinteknisk produkt enligt definitionen i direktiv 93/42/EEC (MDD), respektive EU-förordning 2017/745 (MDR), som är invasiv eller används i direkt fysisk kontakt med människokroppen, och som därför är undantagen från krav på klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 (Artikel 1.5). Trots att så ej krävs, anges klassificering och märkningsuppgifter nedan.

**Klassificering:**

Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 - Eye Irrit. 2; H319

Frätande/irriterande på huden, kategori 2 - Skin Irrit. 2; H315

Hudsensibilisering, kategori - Skin Sens. 1; H317

Se avsnitt 16 för faroangivelsernas (H) fullständiga lydelser.

**2.2 Märkningsuppgifter****CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008****Signalord**

Varning.

**Faropiktogramskoder:**

GHS07 (Utropstecken) |

**Faropiktogram****Innehåll:**

| Beståndsdelar     | CAS-nr   | EG-nr     | Vikt-%  |
|-------------------|----------|-----------|---------|
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9 | 212-782-2 | 25 - 35 |

**Faroangivelser:**

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H315 | Irriterar huden.                  |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |

**Skyddsangivelser****Förebyggande:**

|       |                        |
|-------|------------------------|
| P280E | Använd skyddshandskar. |
|-------|------------------------|

**Åtgärder:**

|                    |                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P305 + P351 + P338 | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P333 + P313        | Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.                                                                                           |

**2.3 Andra faror**

För information om faror och säker användning, se motsvarande avsnitt i detta dokument.

**Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

| Beståndsdelar     | CAS-nr     | EG-nr     | Vikt-%  | Klassificering                                         |
|-------------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------|
| Vatten            | 7732-18-5  | 231-791-2 | 30 - 40 | Ämnet är inte klassificerat som farligt                |
| Polymerisk syra   | 25948-33-8 |           | 30 - 40 | Ämnet är inte klassificerat som farligt                |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | 212-782-2 | 25 -    | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, |

### 3M™ RelyX™ Luting Cement Liquid (3505L, 3515L)

|            |          |           |     |                                                                 |
|------------|----------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|            |          |           | 35  | H317 - Nota D                                                   |
| Etylacetat | 141-78-6 | 205-500-4 | < 2 | Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 |

Se avsnitt 16 för fullständiga lydelse av de faroangivelser (H) som det refereras till i detta avsnitt.

Tabellen visar klassificeringar fastställda inom EU samt kompletterande egenklassificeringar respektive klassificeringar från råvaruleverantörer.

För information om beståndsdelarnas hygieniska gränsvärden, samt för PBT och vPvB-status, se avsnitt 8 och 12 i detta dokument.

## Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Inandning

Flytta personen till frisk luft. Vid obehag, sök läkarhjälp.

#### Hudkontakt

Tvätta genast med tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Sök läkarhjälp om några symptom uppstår.

#### Ögonkontakt

Skölj med stora mängder vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Om symptom kvarstår, sök läkarhjälp.

#### Vid förtäring

Skölj munnen. Vid obehag, sök läkarhjälp.

## Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Vid brand: Släck branden med brandbekämpningsmedel lämpligt för vanligt brännbart material såsom vatten eller skum.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen inneboende i denna produkt.

#### Farliga sönderdelnings- eller biprodukter

##### Ämne

kolmonoxid

Koldioxid

##### Betingelser

Vid förbränning

Vid förbränning

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd full skyddsutrustning/klädsel, inklusive hjälm, friskluftsmask, särskild skyddsrock/byxor, förslutningsband runt armar, vrister och ben, ansiktsmask och skyddande täckning av ev exponerade delar av huvudet.

## Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Utrym området. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett begränsat utrymme, ska förses med mekanisk ventilation för att sprida eller suga ut ångor i enlighet med god yrkeshygienisk praxis. Se andra avsnitt i detta dokument för information om fysikaliska och hälsorelaterade faror, andningsskydd, ventilation och personlig skyddsutrustning.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla spill. Arbeta från kanterna på spillet och inåt. Täck med bentonit, vermikulit eller kommersiellt tillgängligt oorganiskt absorberande material. Blanda in absorbent tills det ser torrt ut. Kom ihåg att tillförsel av absorberande material inte tar bort en fysikaliska, hälso- eller miljöfara. Samla upp så mycket som möjligt av spillet. Placera i en förslutbar behållare. Torka upp rester med vatten. Förslut behållaren. Släng insamlat material så snart som möjligt i enlighet med gällande lokala/regionala/nationella regler.

## Avsnitt 7: Hantering och lagring

Se produktens bruksanvisning för ytterligare information.

## Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Hygieniska gränsvärden

Om en beståndsdel finns med i avsnitt 3 men saknas i tabellen nedan, så finns inget hygieniskt gränsvärde för ämnet.

| Beståndsdelar | CAS-nr   | Referens   | Gränsvärde                                                                          | Anm. |
|---------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Etylacetat    | 141-78-6 | AFS 2018:1 | NGV(8 h): 550 mg/m <sup>3</sup> (150 ppm); KGV:<br>1100 mg/m <sup>3</sup> (300 ppm) |      |

AFS 2018:1 : Arbetsmiljöverkets föreskrift "Hygieniska gränsvärden"

NGV: Nivågränsvärde

KGv: Korttidsgränsvärde

,

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Använd i välventilerade utrymmen.

#### 8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

#### Ögon/ansiktsskydd

Gör en exponeringsbedömning för att avgöra om det finns risk för ögonkontakt. Välj vid behov ut och använd ögon/ansiktsskydd för att förhindra ögonkontakt. Följande ögon/ansiktsskydd rekommenderas: Skyddsglasögon med sidoskydd.

*Tillämpliga normer/standarder*

Använd ögonskydd som överensstämmer med EN 166

#### Hud/handskydd

Se avsnitt 7.1 för ytterligare information om hudskydd.

#### Andningsskydd

Krävs ej.

## Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

Aggregationstillstånd

Vätska

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Färg</b>                                | Transparent gul                                   |
| <b>Specifik fysikalisk form:</b>           | Vätska                                            |
| <b>Lukt</b>                                | svag lukt., Söt Lukt                              |
| <b>pH</b>                                  | 2,2 - 3,2                                         |
| <b>Kokpunkt/kokpunktsintervall</b>         | <i>Inga data tillgängliga</i>                     |
| <b>Smältpunkt</b>                          | <i>Ej tillämpligt</i>                             |
| <b>Brandfarlighet (fast form, gas)</b>     | <i>Ej tillämpligt</i>                             |
| <b>Explosiva egenskaper</b>                | <i>Ej klassificerad</i>                           |
| <b>Oxiderande egenskaper</b>               | <i>Ej klassificerad</i>                           |
| <b>Flampunkt</b>                           | 104 °C [ <i>Testmetod</i> : Tagliabue Closed Cup] |
| <b>Självantändningstemperatur</b>          | <i>Inga data tillgängliga</i>                     |
| <b>Undre brännbarhets-/explosionsgräns</b> | <i>Ej tillämpligt</i>                             |
| <b>Övre brännbarhets-/explosionsgräns</b>  | <i>Ej tillämpligt</i>                             |
| <b>Relativ densitet</b>                    | 1,2 [ <i>Ref</i> : vatten=1]                      |
| <b>Löslighet i vatten</b>                  | Fullständig                                       |
| <b>Viskositet</b>                          | 175 - 225 mm <sup>2</sup> /s                      |
| <b>Densitet</b>                            | 1,2 g/ml                                          |

**9.2 Annan information**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| EU Volatile Organic Compounds | <i>Inga data tillgängliga</i> |
| Molekylvikt                   | <i>Inga data tillgängliga</i> |
| Flyktiga föreningar           | <i>Inga data tillgängliga</i> |

**Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Detta material anses vara icke-reaktivt vid normal användning.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Farlig polymerisation sker ej

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Inga kända.

**10.5 Oförenliga material**

Inga kända.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter****Ämne**

Inga kända.

**Betingelser**

Se avsnitt 5.2 för farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning.

**Avsnitt 11: Toxikologisk information**

Nedanstående information överensstämmer inte nödvändigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller klassificering av ingående ämnen i avsnitt 3 i de fall då det finns av myndighet fastställda ämnesklassificeringar. Dessutom baseras information och data i avsnitt 11 på UN GHS beräkningsregler och klassificeringar som härrör från 3M:s bedömningar.

**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

**3M™ RelyX™ Luting Cement Liquid (3505L, 3515L)****Symptom och tecken på exponering**

**Baserat på testdata och/eller information om ingående beståndsdelar, så kan denna produkt ge följande hälsoeffekter:**

**Inandning**

Irritation i andningsvägarna: symptom kan vara hosta, nysningar, nästäppa, huvudvärk, heshet eller ont i näsa/hals.

**Hudkontakt**

Kontakt med huden under produktens användning förväntas inte ge någon betydande irritation. Allergisk hudreaktion: symptom kan vara rodnad, svullnad, blåsbildning och klåda.

**Ögonkontakt**

Måttlig ögonirritation: symptom kan vara rodnad, svullnad, sveda, tårbildning, suddig syn.

**Förtäring**

Irritation i mag/tarmkanalen: symptom kan vara magsmärtor, upprörd mage, illamående, kräkning och diarré.

**Toxikologiska data**

Om en beståndsdel finns angiven i avsnitt 3 men saknas i en tabell nedan, så innebär det antingen att det inte finns data tillgänglig eller att data är otillräcklig för klassificering.

**Akut toxicitet**

| Namn              | Exp.väg              | Art                 | Värde                                             |
|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Produkten         | Förtäring            |                     | Ingen data tillgänglig; beräknad ATE >5 000 mg/kg |
| Polymerisk syra   | Förtäring            | Råtta               | LD50 > 5 000 mg/kg                                |
| Polymerisk syra   | Dermal               | liknande hälsofaror | LD50 beräknad att vara > 5 000 mg/kg              |
| Metakrylat (HEMA) | Dermal               | Kanin               | LD50 > 5 000 mg/kg                                |
| Metakrylat (HEMA) | Förtäring            | Råtta               | LD50 5 564 mg/kg                                  |
| Etylacetat        | Dermal               | Kanin               | LD50 > 18 000 mg/kg                               |
| Etylacetat        | Inandning-ånga (4 h) | Råtta               | LC50 70,5 mg/l                                    |
| Etylacetat        | Förtäring            | Råtta               | LD50 5 620 mg/kg                                  |

ATE=uppskattad akut toxicitet (acute toxicity estimate)

**Frätande/irriterande på huden**

| Namn              | Art   | Värde              |
|-------------------|-------|--------------------|
| Metakrylat (HEMA) | Kanin | Minimal irritation |
| Etylacetat        | Kanin | Minimal irritation |

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

| Namn              | Art   | Värde                |
|-------------------|-------|----------------------|
| Metakrylat (HEMA) | Kanin | Måttligt irriterande |
| Etylacetat        | Kanin | Milt irriterande     |

**Hudsensibilisering**

| Namn              | Art            | Värde               |
|-------------------|----------------|---------------------|
| Metakrylat (HEMA) | Human och djur | Allergiframkallande |
| Etylacetat        | Marsvin        | Ej klassificerad    |

**Luftvägssensibilisering**

För beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig eller så är data otillräcklig för klassificering.

**Mutagenitet i könsceller**

| Namn | Exp.väg | Värde |
|------|---------|-------|
|      |         |       |

### 3M™ RelyX™ Luting Cement Liquid (3505L, 3515L)

|                   |          |                                           |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| Metakrylat (HEMA) | In vivo  | Ej mutagen                                |
| Metakrylat (HEMA) | In vitro | Data är ej tillräcklig för klassificering |
| Etylacetat        | In vitro | Ej mutagen                                |
| Etylacetat        | In vivo  | Ej mutagen                                |

#### Cancerogenitet

För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig eller så är data otillräcklig för klassificering.

#### Reproduktionstoxicitet

##### Reproduktions- och/eller utvecklingseffekter

| Namn              | Exp.väg   | Värde                                             | Art   | Resultat              | Expo.tid                           |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------|
| Metakrylat (HEMA) | Förtäring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk (honlig) | Råtta | NOAEL 1 000 mg/kg/day | under/i anslutning till dräktighet |
| Metakrylat (HEMA) | Förtäring | Klassificeras ej som reproduktionstoxisk (hanlig) | Råtta | NOAEL 1 000 mg/kg/day | 49 dagar                           |
| Metakrylat (HEMA) | Förtäring | Klassificeras ej som utvecklingstoxisk            | Råtta | NOAEL 1 000 mg/kg/day | under/i anslutning till dräktighet |

#### Målorg.

##### Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

| Namn            | Exp.väg   | Målorg.                          | Värde                                        | Art      | Resultat             | Expo.tid |
|-----------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------------------|----------|
| Polymerisk syra | Förtäring | nervsystem                       | Ej klassificerad                             | Råtta    | NOAEL 5 000 mg/kg    |          |
| Etylacetat      | Inandning | hämning av centrala nervsystemet | Kan göra att man blir däsigt eller omtöcknad | Människa | NOAEL Ej tillgänglig |          |
| Etylacetat      | Inandning | irritation i luftvägarna         | Data är ej tillräcklig för klassificering    | Människa | NOAEL Ej tillgänglig |          |
| Etylacetat      | Förtäring | hämning av centrala nervsystemet | Kan göra att man blir däsigt eller omtöcknad | Människa | NOAEL Ej tillgänglig |          |

##### Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

| Namn            | Exp.väg   | Målorg.                                                                                                                                                 | Värde            | Art   | Resultat              | Expo.tid |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|----------|
| Polymerisk syra | Förtäring | endokrina systemet   hematopoetiska systemet   lever                                                                                                    | Ej klassificerad | Råtta | NOAEL 200 mg/kg/day   | 28 dagar |
| Polymerisk syra | Förtäring | hjärta   ben, tänder, naglar och/eller hår   immunsystem   muskler   nervsystem   ögon   njure och/eller urinblåsa   andningsorgan   vaskulära systemet | Ej klassificerad | Råtta | NOAEL 2 000 mg/kg/day | 28 dagar |
| Etylacetat      | Inandning | endokrina systemet   lever   nervsystem                                                                                                                 | Ej klassificerad | Råtta | NOAEL 0,043 mg/l      | 90 dagar |
| Etylacetat      | Inandning | hematopoetiska systemet                                                                                                                                 | Ej klassificerad | Kanin | LOAEL 16 mg/l         | 40 dagar |
| Etylacetat      | Förtäring | hematopoetiska systemet   lever   njure och/eller urinblåsa                                                                                             | Ej klassificerad | Råtta | NOAEL 3 600 mg/kg/day | 90 dagar |

#### Fara vid aspiration

För beståndsdelen/beståndsdelarna, finns antingen ingen data tillgänglig eller så är data otillräcklig för klassificering.

För ytterligare toxikologisk information om detta material och / eller dess komponenter, vänligen se kontaktuppgifter på detta dokumentets första sida.

Produkten är säker vid avsedd användning baserat på utvärdering av toxikolog.

## Avsnitt 12: Ekologisk information

Nedanstående information överensstämmer inte nödvändigtvis helt med produktens klassificering i avsnitt 2 och/eller klassificering av ingående ämnen i avsnitt 3 i de fall då det finns av myndighet fastställda ämnesklassificeringar. Dessutom baseras information och data i avsnitt 12 på UN GHS beräkningsregler och klassificeringar som härrör

från 3M:s bedömningar.

## 12.1 Toxicitet

Inga testdata tillgängliga för produkten

| Produkt/ämne      | CAS #      | Organism              | Typ                                                        | Exponering | Slutpunkt för testet   | Resultat   |
|-------------------|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Polymerisk syra   | 25948-33-8 |                       | Data ej tillgänglig eller otillräcklig för klassificering. |            |                        |            |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | Grönalger             | Experimentell                                              | 72 h       | Effektkonc. 50%        | 710 mg/l   |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | Vattenloppa           | Experimentell                                              | 48 h       | Effektkonc. 50%        | 380 mg/l   |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | Fisk (Fathead minnow) | Experimentell                                              | 96 h       | Letal konc. 50%        | 227 mg/l   |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | Vattenloppa           | Experimentell                                              | 21 dagar   | Ingen obs. effektkonc. | 24,1 mg/l  |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | Grönalger             | Experimentell                                              | 72 h       | Ingen obs. effektkonc. | 160 mg/l   |
| Etylacetat        | 141-78-6   | Crustacea             | Experimentell                                              | 48 h       | Effektkonc. 50%        | 165 mg/l   |
| Etylacetat        | 141-78-6   | Fisk                  | Experimentell                                              | 96 h       | Letal konc. 50%        | 212,5 mg/l |
| Etylacetat        | 141-78-6   | Vattenloppa           | Experimentell                                              | 21 dagar   | Ingen obs. effektkonc. | 2,4 mg/l   |
| Etylacetat        | 141-78-6   | Grönalger             | Experimentell                                              | 72 h       | Ingen obs. effektkonc. | >100 mg/l  |

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

| Produkt/ämne      | Cas-nr     | Typ av test                         | Varaktighet | Typ av studie                     | Resultat           | Protokoll            |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Polymerisk syra   | 25948-33-8 | Data ej tillgänglig - otillräcklig  |             |                                   | N/A                |                      |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | Experimentell Biologisk nedbrytning | 14 dagar    | Biologisk syreförbrukning         | 95 % BOD/ThBOD     | OECD 301C - MITI (I) |
| Etylacetat        | 141-78-6   | Experimentell Fotolys               |             | Fotolytisk halveringstid (i luft) | 20.0 dagar (t 1/2) | Andra metoder        |
| Etylacetat        | 141-78-6   | Experimentell Biologisk nedbrytning | 14 dagar    | Biologisk syreförbrukning         | 94 % BOD/ThBOD     | OECD 301C - MITI (I) |

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

| Produkt/ämne      | Cas No.    | Typ av test                                                | Varaktighet | Typ av studie                             | Resultat | Protokoll     |
|-------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|
| Polymerisk syra   | 25948-33-8 | Data ej tillgänglig eller otillräcklig för klassificering. | N/A         | N/A                                       | N/A      | N/A           |
| Metakrylat (HEMA) | 868-77-9   | Experimentell Biokoncentration                             |             | Log fördelningskoefficient oktanol/vatten | 0.42     | Andra metoder |
| Etylacetat        | 141-78-6   | Experimentell Biokoncentration                             |             | Log fördelningskoefficient oktanol/vatten | 0.68     | Andra metoder |

## 12.4 Rörligheten i jord

Kontakta tillverkaren för mer information

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna produkt innehåller inte några ämnen som har bedömts som PBT eller vPvB.

## 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig



## **Avsnitt 13: Avfallshantering**

### **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Se produktens bruksanvisning för ytterligare information.

### **Avfallskod (produkt i överlåtet skick)**

18 01 06\*      Kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen

## **Avsnitt 14: Transportinformation**

70-2010-2502-3,    70-2010-2698-9

Klassas ej som farligt gods.

## **Avsnitt 15: Gällande föreskrifter**

### **15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

#### **Status i globala kemikalieregister**

Kontakta tillverkaren för mer information

## **Avsnitt 16: Annan information**

### **Förteckning över ingående ämnens faroangivelser (H)**

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| H225   | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                 |
| H315   | Irriterar huden.                                    |
| H317   | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                   |
| H319   | Orsakar allvarlig ögonirritation.                   |
| H336   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.        |

### **Information om uppdateringar**

Revisionsinformation ej tillgänglig

Den produkt som detta säkerhetsinformationsblad avser klassificeras som en medicinteknisk produkt enligt förordningen om medicintekniska produkter EU 2017/745. Medicintekniska produkter som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med människokroppen är undantagna från kraven på klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP, artikel 1, punkt 5). Förordningen om medicintekniska produkter föreskriver inte användning av säkerhetsdatablad för medicintekniska produkter som är invasiva eller används vid direkt fysisk kontakt med människokroppen, eftersom säker användning av produkten beskrivs genom bruksanvisningen och / eller märkningen för produkten. 3M säkerhetsinformationsblad tillhandahålls som service till kunder för att ge kompletterande toxikologisk och kemisk information om produkten. Vid ytterligare frågor, vänligen se kontaktuppgifter på säkerhetsinformationsbladet.

**Se [www.3M.se/sdb](http://www.3M.se/sdb) för 3M Svenska AB:s säkerhetsinformationsblad**