

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 28.04.2015

Versionsnummer 1502

Revision: 28.04.2015

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: SIROBreeze

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Stoffets/præparatets anvendelse Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Rengøringsmiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandør Leverandør: SIRONA Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
D-64625 Bensheim
Germany

<http://www.sirona.de>

Telefon: +49(0)6251/16-3440

Telefax: +49(0)6251/16-2935

Producent: Graichen Produktions-und Vertriebs-GmbH
Darmstädterstraße 127-129
D-64625 Bensheim
Germany

For yderligere information:

1.4 Nødtelefon: Afdeling For Produktsikkerhed
Rådgivningscenter vedr. forgiftning – Mainz
Universitet TEL.: +49(0)6131/19240
Gifftormation: +49(0)700/GIFTINFO

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF

Ikke relevant.

Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave. Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Ikke relevant

Farepiktogrammer

Ikke relevant

Signalord

Ikke relevant

Risikosætninger

Ikke relevant

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT:

Ikke relevant.

vPvB:

Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger

Mineralöle, Pflanzenöle und Additive

50-100%

Beskrivelse: Vaskemiddelsammensætning

Farlige indholdsstoffer:

Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates

< 2,5%

Xi R36/38; N R51/53

Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

(Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine

< 2,5%

Xi R38-41; N R50/53

Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315

Yderligere anvisninger:

Teksten til de anførte farehenvísninger fremgår af kapitel 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:

Lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Efter indånding:

Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.

Efter hudkontakt:

Søg læge ved vedvarende hudirritation.

Efter øjenkontakt:

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.

(Fortsættes på side 2)

DK

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 28.04.2015

Versionsnummer 1502

Revision: 28.04.2015

Handelsnavn: SIROBreeze

(Fortsat fra side 1)

- . Efter indtagelse:
- . **4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**
- . **4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* PUNKT 5: Brandbekæmpelse

- . **5.1 Slukningsmidler**
 - . Egnede slukningsmidler:
- . **5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**
- . **5.3 Anvisninger for brandmandskab**
 - . Særlige værnemidler:

CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.

Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

* PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- . **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**
- . **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
- . **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**
- . **6.4 Henvisning til andre punkter**

Produktet danner glatte belægninger sammen med vand.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

Der frigøres ingen farlige stoffer.

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

- . **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**
 - . Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
- . **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**
 - . Opbevaring:
 - . Krav til opbevaringsrum og beholdere:
 - . Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:
 - . Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:
- . **7.3 Særlige anvendelser**

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Ingen særlige krav.

Opbevares adskilt fra fødevarer.

Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted.

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- . Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:
- . **8.1 Kontrolparametre**
 - . Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:
 - . Yderligere anvisninger:
- . **8.2 Eksponeringskontrol**
 - . Personlige værnemidler:
 - . Åndedrætsværn:
 - . Håndbeskyttelse:

Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

Ikke påkrævet.

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/kemikalieblandingen.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

Nitrilgummi

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

(Fortsættes på side 3)

DK

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 28.04.2015

Versionsnummer 1502

Revision: 28.04.2015

Handelsnavn: SIROBreeze

(Fortsat fra side 2)

. Handskematerialets
gennemtrængningstid

Værdi for permeationen: Level $\leq 0,7$ mm 480min (8h) EN374
De beregnede gennemtrængningstider iht. EN 374 del III gennemføres ikke under forhold svarende til praksis. Det anbefales derfor ikke at bære handskerne længere end svarende til 50 % af gennemtrængningstiden.

. Øjenbeskyttelse:

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

. 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

. Generelle oplysninger

. Udseende:

. Form:

Flydende

. Farve:

Farveløs

. Lugt:

Karakteristisk

. Lugttærskel:

Ikke bestemt.

. pH-værdi:

Ikke bestemt.

. Tilstandsændring

. Kogepunkt/kogeområde

100 °C

. Flammepunkt:

> 130 °C

. Antændelighed (fast, i luftform):

Ikke relevant.

. Antændelsespunkt:

. Nedbrydningstemperatur:

Ikke bestemt.

. Selvantændelighed:

Produktet er ikke selvantændeligt.

. Eksplosionsfare:

Ikke bestemt.

. Eksplosionsgrænser:

. Nedre:

ikke bestemt

. Brandfremmende egenskaber

ikke bestemt

. Damptryk ved 20 °C:

<0,1 hPa

. Densitet ved 20 °C:

0,835 g/cm³

. Relativ densitet

Ikke bestemt.

. Damptæthed

Ikke bestemt.

. Fordampningshastighed

Ikke bestemt.

. Opløselighed i/blandbarhed med

. vand:

Ikke eller kun lidt blandbar.

. Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):

Ikke bestemt.

. Viskositet:

. dynamisk:

Ikke bestemt.

. kinematisk ved 20 °C:

40 mm²/s (DIN ISO 51562)

. Opløsningsmiddelindhold:

. Organiske opløsningsmidler:

0,0 %

. 9.2 Andre oplysninger

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

. 10.1 Reaktivitet

. 10.2 Kemisk stabilitet

. Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås

Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

. 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reaktioner med stærke oxidationsmidler.

. 10.4 Forhold, der skal undgås

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

. 10.5 Materialer, der skal undgås:

oxidationsmidler

. 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Carbonmonoxid og carbondioxid

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

. 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

. Akut toksicitet:

. Primær irritationsvirkning:

. på øjet:

Ingen lokalirriterende virkning.

. Sensibilisering:

Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning.

. Yderligere toksikologiske oplysninger:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

(Fortsættes på side 4)

DK

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 28.04.2015

Versionsnummer 1502

Revision: 28.04.2015

Handelsnavn: SIROBreeze

(Fortsat fra side 3)

Ved faglig korrekt omgang og ved brug i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse forårsager produktet efter vores erfaring og iht. de informationer, der foreligger os, ingen helbredsskadelige virkninger.

* PUNKT 12: Miljøoplysninger

- . **12.1 Toksicitet**
 - . Toksicitet i vand: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- . **12.2 Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- . **12.3 Bioakkumuleringspotentialer** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- . **12.4 Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
 - . Yderligere økologiske oplysninger: Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
 - . Generelle anvisninger: Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.
- . **12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
 - . PBT: Ikke relevant.
 - . vPvB: Ikke relevant.
- . **12.6 Andre negative virkninger** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

- . **13.1 Metoder til affaldsbehandling** Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

. Europæisk affaldskatalog	
13 00 00	OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISE- OLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)
13 02 00	Motor-, gear- og smøreolieaffald
13 02 05*	Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier

- . Urensede emballager: Ikke-kontaminerede emballager kan behandles ligesom husholdningsaffald.
- . Anbefaling:

* PUNKT 14: Transportoplysninger

- . **14.1 UN-nummer**
 - . ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- . **14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**
 - . ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant
- . **14.3 Transportfareklasse(r)**
 - . ADR, ADN, IMDG, IATA
 - . klasse Ikke relevant
- . **14.4 Emballagegruppe**
 - . ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- . **14.5 Miljøfarer:**
 - . Marine pollutant: Nej
- . **14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.
- . **14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden** Ikke relevant.
- . UN "Model Regulation": -

* PUNKT 15: Oplysninger om regulering

- . **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**
 - . Nationale forskrifter:
 - . Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende.
- . **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

* PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktens egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- . Risikoangivelser

H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R38	Irriterer huden.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.

(Fortsættes på side 5)

DK

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 28.04.2015

Versionsnummer 1502

Revision: 28.04.2015

Handelsnavn: SIROBreeze

(Fortsat fra side 4)

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

. Datablad udstedt af:

. Forkortelser og akronymer:

Afdeling for miljøbeskyttelse

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

. * Dataene ændret i forhold til
tidligere version

DK