

# Die perfekte Prophylaxe-Kombination: KaVo SMARTmatic und Kerr Aufsätze.



Die neue KaVo SMARTmatic  
Prophylaxe Serie.

- **Made in Germany** für höchste Qualität
- **Kleiner Kopf** für beste Sicht
- **Oszillierende Bewegung\*** für effektives Polieren
- **Hochwertige Materialien** für lange Haltbarkeit
- **Smarter Einstieg** in die KaVo Prophylaxe-Welt

Kerr Reinigungs- und Polierzubehör  
für die Prophylaxe.

- **Große Auswahl** für perfekte Prophylaxe-Anwendungen
- **Innovatives Design** für fortlaufenden Transport der Polierpaste an die Zähne
- **Einfaches Handling** für reibungslosen Prophylaxe-Workflow
- **Perfekt passend** für die neuen KaVo SMARTmatic Instrumente

\* gilt nur für PROPHY S33 und S53

# Kombinieren ist smart.



Modell SMARTmatic	Prophy S19	Prophy S31	Prophy S33	S53
Drehzahlübertragung	8:1	8:1	8:1 / 70° osz. Drehbewegung	
Max. Antriebszahl U/min.	20.000	20.000	20.000	20.000
Schaft/Spannvorrichtung	Doriot	Screw-In, Snap-On	Snap-On	Latch/2,35 mm
Artikelnummer	1.011.6740	1.011.6760	1.011.6800	1.011.6810

## Auswahl einiger passender Kerr Aufsätze:

### Pro-Cup® und Pro-Cup® Junior

✓ Kompatibel  
— Nicht kompatibel

Latch-type	Soft	Hard	Junior - Soft	Junior - Hard	S19	S31	S33	S53
	—	—	—	—	—	—	—	✓
Screw-type	Soft	Hard	Junior - Soft	Junior - Hard	—	✓	—	—

### Zahnreinigungs- und Polierbürsten

Miniature Brushes	Natur	Nylon	S19	S31	S33	S53
	—	—	—	—	—	✓
Pro Brush	Natur	Nylon	S19	S31	S33	S53
	—	—	—	—	—	✓

### Prophy-Kelche

Snap-On	Lamellen	Gerippt	S19	S31	S33	S53
	—	—	—	✓	✓	—

### Prophy-Bürsten

Snap-On	Naturborsten, normal	Naturborsten, spitz	S19	S31	S33	S53
	—	—	—	✓	✓	—



Scannen und das komplette Kerr Portfolio entdecken: Aufsätze, Kelche und Bürsten für eine effiziente und spritzfreie Aufbringung der Polierpaste. (Kosten gem. Mobilfunkvertrag)

Die in diesem Katalog gezeigten und beschriebenen Produkte und Ausstattungen sowie Dienstleistungen sind nicht in allen Ländern erhältlich. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. KaVo Dental GmbH und KerrHawe SA übernehmen keinerlei Gewähr für Abweichungen in Farbe und Form von den Abbildungen, Irrtümer sowie Druckfehler und behalten sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Prospekten zu machen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der KaVo Dental GmbH und KerrHawe SA.