

# La combinaison idéale pour les soins dentaires et préventifs SMARTmatic de KaVo et accessoires Kerr.



Nouvelle gamme SMARTmatic de  
KaVo – instruments de prévention.

- **Fabriqué en Allemagne** pour une qualité supérieure
- **Petite tête** pour une visibilité optimale
- **Mouvement oscillatoire\*** pour un polissage efficace
- **Matériaux de haute qualité** pour une grande longévité
- **Ajout judicieux** dans la gamme de d'instruments de prévention KaVo

\*S'applique uniquement aux modèles Prophy S33 et S53

Accessoires de nettoyage et de  
polissage Kerr destinés aux soins  
préventifs.

- **Gamme étendue** pour une flexibilité maximale dans le cadre des traitements préventifs
- **Design innovant** pour une bonne adhésion de la pâte de polissage aux cupules et une application optimale sur les dents
- **Simplicité d'utilisation** pour un processus préventif tout en douceur
- **Solution parfaitement adaptée** pour les derniers instruments dentaires SMARTmatic de KaVo

**KAVO**  **Kerr**

# La combinaison idéale



Modèle SMARTmatic	Prophy S19	Prophy S31	Prophy S33	S53
<b>Transmission</b>	8:1	8:1	8:1/osc. 70° Mouvement rotatif	
<b>Vitesse max. du moteur (tr/min)</b>	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Tige/Mécanisme de fixation</b>	Doriot	À visser ou à clipser	Snap-On à clipser	Fixation/2,35 mm
<b>Numéro d'article</b>	1.011.6740	1.011.6760	1.011.6800	1.011.6810

## Sélection d'accessoires Kerr compatibles :

### Pro-Cup® et Pro-Cup® Junior

Type de fixation	Souple	Dur	Junior - Souple	Junior - Dur				
					-	-	-	✓
Type de Vis					-	✓	-	-
	Souple	Dur	Junior - Souple	Junior - Dur				

### Petites brosses dentaires pour le polissage

Brosses miniatures					
	Poils naturels		Poils en nylon	✓	
Brosse professionnelle		Poils naturels		Poils en nylon	✓

### Cupules Prophy

Snap-On à clipser				
	Nervures		Nervurées	✓

### Brosses Prophy

Snap-On à clipser				
	Poils naturels, extrémité normale		Poils naturels, extrémité pointue	✓



Scannez le code QR et découvrez l'éventail complet des produits Kerr : les accessoires, les cupules et les brosses, pour une application efficace et propre du produit de polissage (les coûts des appels téléphoniques peuvent varier).

Les produits et équipements représentés et décrits dans ce catalogue, ainsi que les services proposés, ne sont pas disponibles dans tous les pays. Toutes les informations fournies sont exactes au moment de l'impression. KaVo Dental GmbH et KerrHawe SA ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d'une différence de couleur ou de forme entre le produit réel et les illustrations, ou encore des fautes ou erreurs d'impression. Les entreprises se réservent le droit d'apporter des modifications au catalogue à tout moment. La réimpression, même de certaines parties, est uniquement accordée avec l'autorisation de KaVo Dental GmbH et de KerrHawe SA.