

SUGI absorbent material

Fecha de revisión: 13.12.2021

Código del producto: 1000

Página 1 de 5

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

SUGI absorbent material

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

El material de aspiración SUGI® se utiliza en distintos ámbitos de la cirugía para la aspiración rápida de sangre y secreciones, el recubrimiento de heridas y la aplicación de medicamentos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía: QUESTALPHA GmbH & Co. KG
Calle: Im Heerfeld 7
Población: D-35713 Eschenburg
Teléfono: + 49(0) 2774/705-0
Correo elect.: info@questalpha.com
Página web: www.questalpha.com

Fax: +49 (0)2774/705-66

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.º 1272/2008

La mezcla no está clasificada como peligrosa según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.

No es obligatorio de caracterizar según la norma de preparación 1999/45/UE.

2.2. Elementos de la etiqueta

Indicaciones adicionales para el etiquetado

Según la orden 67/548/UEE no es preciso de caracterizar el producto.

2.3. Otros peligros

Ningunos peligros especiales de nombrar.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Características químicas

Composición: celulosa aprox. 35% (m/m), celulosa regenerada aprox. 65% (m/m)
Sin látex Sin material de origen animal

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Indicaciones generales

no aplicable

En caso de contacto con la piel

No corresponde, producto de medicina para uso quirúrgico

En caso de contacto con los ojos

No corresponde, producto de medicina para uso quirúrgico

En caso de ingestión

no aplicable

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

SUGI absorbent material

Fecha de revisión: 13.12.2021

Código del producto: 1000

Página 2 de 5

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Agua. Espuma. Dióxido de carbono (CO₂).

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Noy hay información disponible.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Coordinar las medidas de extinción con los alrededores.

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No requerido.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No requerido.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger mecánicamente.

6.4. Referencia a otras secciones

No se producen sustancias peligrosas.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Indicaciones para la manipulación segura

No son necesarias medidas especiales.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

Indicaciones adicionales para la manipulación

No son necesarias medidas especiales.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depósitos

Embaje mantener seco y bien cerrado para evitar ensuciedad y absorción de humedad.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto

No almacenar junto con: Agentes oxidantes.

Información complementaria sobre las condiciones de almacenamiento

Tenga en cuenta las indicaciones del envase Almacenar en seco; proteger del calor, humedad y radiación solar directa

7.3. Usos específicos finales

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

no aplicable

SUGI absorbent material

Fecha de revisión: 13.12.2021

Código del producto: 1000

Página 3 de 5

Medidas de higiene

Tenga en cuenta las medidas de precaución habituales a la hora de tratar productos estériles de medicina

Protección de los ojos/la cara

Protección ocular: no necesario.

Protección de las manos

Protección de las manos: no necesario.

Tenga en cuenta las medidas de precaución habituales a la hora de tratar productos estériles de medicina

Protección cutánea

Protección corporal: no necesario.

Tenga en cuenta las medidas de precaución habituales a la hora de tratar productos estériles de medicina

Protección respiratoria

no aplicable

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico:	sólido
Color:	blanco
Olor:	inodoro
pH (a 20 °C):	6 - 7,5

Cambio de estado

Punto de fusión:	No se funde
Temperatura de reblandecimiento:	No se ablanda
Punto de inflamación:	No aplicable
Densidad (a 20 °C):	ca. 1 g/cm³
Solubilidad en agua: (a 20 °C)	< 1 g/L

9.2. Otros datos

descomposición térmica > 175°C

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ningun peligro al uso prescrito.

10.2. Estabilidad química

Noy hay información disponible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ningun peligro al uso prescrito.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Almacenamiento fuera de las condiciones prescritas de almacenaje (consulte el envase)

10.5. Materiales incompatibles

Ningun peligro al uso prescrito.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ningun peligro al uso prescrito.

Información adicional

Tenga en cuenta las indicaciones del envase

SECCIÓN 11. Información toxicológica

SUGI absorbent material

Fecha de revisión: 13.12.2021

Código del producto: 1000

Página 4 de 5

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Citotoxicidad Sin efectos citotóxicos
Conforme a examen ISO 10993-5

Irritación y corrosividad

Efecto de irritación en la piel: no irritante. (Conejo)
Conforme a examen ISO 10993-10.

Efecto irritante de los ojos: no irritante. (Conejo)
Conforme a examen ISO 10993-10.

Efectos sensibilizantes

sin peligro de sensibilización. (Conejillo de Indias.)
Conforme a examen ISO 10993-10.

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1. Toxicidad

Noy hay información disponible.

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto es biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Noy hay información disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

Noy hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Noy hay información disponible.

12.6. Otros efectos adversos

Noy hay información disponible.

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminación

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

Código de identificación de residuo - Producto no utilizado

200301 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE; Otros residuos municipales; Mezclas de residuos municipales

Código de identificación de residuo - Producto usado

180103 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA (SALVO LOS RESIDUOS DE COCINA Y DE RESTAURANTE NO PROCEDENTES DIRECTAMENTE DE LA PRESTACIÓN DE CUIDADOS SANITARIOS); Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades humanas; Residuos cuya recogida y eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones; residuo peligroso

Código de identificación de residuo - Envases contaminados

150105 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA; Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal); Envases compuestos

SUGI absorbent material

Fecha de revisión: 13.12.2021

Código del producto: 1000

Página 5 de 5

Eliminación de envases contaminados

Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

Otra información pertinente (transporte terrestre)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Transporte fluvial (ADN)

Otra información pertinente (transporte fluvial)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Transporte marítimo (IMDG)

Otra información pertinente (transporte marítimo)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

Otra información pertinente (transporte aéreo)

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Material peligroso:

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

Otras indicaciones aplicables

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Información reglamentaria de la UE

Indicaciones adicionales

no aplicable

Legislación nacional

Clase de peligro para el agua (D):

- - no peligroso para el agua

SECCIÓN 16. Otra información

Cambios

New

Indicaciones adicionales

La información aquí dada se basa en nuestros conocimientos a fecha actual, sin embargo no garantiza características o propiedades del producto y no da pie a una relación contractual jurídica. El destinatario de nuestros productos debe tener en cuenta por su propia responsabilidad las leyes y disposiciones existentes.

(La información sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la última ficha de datos de seguridad válida del suministrador respectivo.)