

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Productbenaming : W & H Service Oil F1 MD 200 1x

Artikel-Nr. : 028114

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Smeerolie

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG  
Geisenhausenerstr. 7  
81379 München  
Deutschland  
Tel.: +49 (0) 89 7876 0  
Fax: +49 (0) 89 7876 333  
info@klueber.com

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : mcm@klueber.com

Nationaal contact : Klüber Lubrication Benelux S.A./N.V.  
Rue Cardinal Mercier 100  
7711 Dottignies  
Belgium  
+32-56-483311  
Fax: +32-56-483380  
kluber@be.klueber.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen : +31 88 755 8000  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

+31 10 713 8195 NCEC

+49 89 7876 700

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3      H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenaanduidingen : H412      Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**  
P273      Voorkom lozing in het milieu.

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : synthetische koolwaterstoffen olie  
Esterolie

#### Bestanddelen

| Chemische naam | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr. | Indeling | specifieke<br>concentratiegre-<br>nzen<br>M-factor | Concentratie (%<br>w/w) |
|----------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|----------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                            | Registratienummer                                  |                                                        | Noten<br>Acute<br>toxiciteitsschattingen |                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 2,6-di-tert-butyl-p-kresol | 128-37-0<br>204-881-4<br><br>01-2119555270-46-XXXX | Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | M-factor: 1/1                            | $\geq 0,1 - < 0,25$  |
| O,O,O-trifenylothiofosfaat | 597-82-0<br>209-909-9<br><br>01-2119979545-21-XXXX | Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>PBT; EUH440              | M-factor: /10                            | $\geq 0,025 - < 0,1$ |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Bij inademing : Het slachtoffer overbrengen in de frisse lucht. Als de verschijnselen aanhouden medische hulp inroepen.  
Slachtoffer warm en rustig houden.  
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.  
Ademhalingswegen vrijhouden.  
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding verwijderen. Als irritatie optreedt, medische hulp inroepen.  
Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met veel water.  
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.  
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Bij aanraking met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 10 minuten.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Slachtoffer in de frisse lucht brengen.  
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.  
Ademhalingswegen vrijhouden.  
GEEN braken opwekken.  
Mond spoelen met water.  
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschuiven : Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Gebruik waternevel, alcoholbestendig schuim, droogpoeder, of kooldioxide.

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke  
verbrandingsproducten : Koolstofoxiden

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende  
uitrusting voor  
brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Blootstelling  
aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de  
gezondheid.

Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.  
Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet  
naar de riolering aflopen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke  
voorzorgsmaatregelen : Personeel evacueren naar een veilige omgeving.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.  
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de  
respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Morsing beperken en verzamelen met niet-brandbare absorptiematerialen, (bijvoorbeeld zand, aarde, diatomeeënaarde, vermiculiet) en overbrengen in een vat voor verwijdering volgens plaatselijke/landelijke voorschriften (zie paragraaf 13).

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Voorkom inademing van damp of nevel.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Handen en gezicht wassen voor werkonderbreking en onmiddellijk na gebruik van het product.  
Niet inslikken.  
Niet opnieuw verpakken.  
Lege containers niet hergebruiken.  
Deze veiligheidsinstructies zijn ook van toepassing op de lege verpakking waar mogelijk nog productresten in zitten.  
Container gesloten bewaren als deze niet in gebruik is.

Hygiënische maatregelen : Na het werken met dit product het gezicht, de handen en blootgestelde huid grondig wassen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Container gesloten bewaren als deze niet in gebruik is. Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften. Bewaren in correct geëtiketteerde containers.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Specifieke instructies voor het omgaan met de stof zijn niet vereist.

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

| Stofnaam                   | Eindgebruik | Blootstellingsroute   | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                 |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 2,6-di-tert-butyl-p-kresol | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 1,76 mg/m <sup>3</sup> |
|                            | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 0,5 mg/kg              |
| O,O,O-trifenylothiofosfaat | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 1,39 mg/m <sup>3</sup> |
|                            | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 0,4 mg/kg              |

#### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

| Stofnaam                   | Milieucompartiment                                              | Waarde        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2,6-di-tert-butyl-p-kresol | Zoetwater                                                       | 0,199 µg/l    |
|                            | Zeewater                                                        | 0,02 µg/l     |
|                            | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie                  | 1,99 µg/l     |
|                            | Microbiologische activiteit in rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,017 mg/l    |
|                            | Zoetwater afzetting                                             | 0,458 mg/kg   |
|                            | Zeeafzetting                                                    | 0,046 mg/kg   |
|                            | Bodem                                                           | 0,054 mg/kg   |
| O,O,O-trifenylothiofosfaat | Zoetwater                                                       | 0,00017 mg/l  |
|                            | Zeewater                                                        | 0,000017 mg/l |
|                            | Zoetwater afzetting                                             | 3,47 mg/kg    |
|                            | Zeeafzetting                                                    | 0,347 mg/kg   |
|                            | Bodem                                                           | 2,46 mg/kg    |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen

geen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / : Veiligheidsbril met zijkleppen  
het gezicht

Bescherming van de handen

Materiaal : Nitrilrubber  
Doorbraaktijd : > 10 min

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Beschermingsindex : Klasse 1

Opmerkingen : Draag beschermende handschoenen. De doordrenkingstijd hangt onder andere af van het materiaal, de dikte en het handschoentype en moet daarom voor iedere toepassing separaat worden vastgesteld.  
De gekozen veiligheidshandschoenen moeten voldoen aan de specificaties van de verordening (EU) 2016/425 en de norm En 374, die daarvan is afgeleid.

Huid- en lichaams-  
bescherming : Kies beschermingskleding aan de hand van het type, de hoeveelheid en concentratie van gevaarlijke stoffen, en de specifieke werkplek.

Bescherming van de  
ademhalingswegen : Niet nodig; behalve bij aerosolvorming.

Filter type : Filter type A-P

Beschermende maatregelen : Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.

### Beheersing van milieublootstelling

Lucht : Mag niet in het milieu vrijkomen.  
Afgezogen lucht moet worden gereinigd met goedgekeurde apparatuur voordat het wordt teruggevoerd naar de werkplek.

Bodem : Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.  
Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Water : Voorkom aanraking met bodem, oppervlakte- of grondwater.  
Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : vloeibaar

Kleur : geel

Geur : kenmerkend

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



### W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                         |   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Smeltpunt/ -traject                                                     | : | Geen gegevens beschikbaar                           |
| Kookpunt/kooktraject                                                    | : | Geen gegevens beschikbaar                           |
| Ontvlambaarheid                                                         | : | Ontvlambaarheid (vast, gas):<br>Niet van toepassing |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : | Geen gegevens beschikbaar                           |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : | Geen gegevens beschikbaar                           |
| Vlampunt                                                                | : | > 200 °C<br>Methode: open beker                     |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                             | : | Geen gegevens beschikbaar                           |
| Ontledingstemperatuur                                                   | : | Geen gegevens beschikbaar                           |
| pH                                                                      | : | Niet van toepassing                                 |
| Viscositeit<br>Viscositeit, dynamisch                                   | : | Geen gegevens beschikbaar                           |
| Viscositeit, kinematisch                                                | : | 25 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                       |
| Oplosbaarheid<br>Oplosbaarheid in water                                 | : | onoplosbaar                                         |
| Oplosbaarheid in andere<br>oplosmiddelen                                | : | Geen gegevens beschikbaar                           |

## VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



### W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : < 0,001 hPa (20 °C)

Relatieve dichtheid : 0,846 (20 °C)  
Referentiestof: Water  
De waarde is berekend.

Dichtheid : 0,85 g/cm<sup>3</sup>  
(20 °C)

Bulk soortelijk gewicht : Niet van toepassing

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

#### 9.2 Overige informatie

Ontplobbare stoffen : Niet explosief

Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar

Zelfontsteking : Geen gegevens beschikbaar

Verdampingssnelheid : Geen gegevens beschikbaar

Sublimatiepunt : Niet van toepassing

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Geen specifieke gevaren te noemen.

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

reacties waargenomen.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Er hoeven geen speciale voorwaarden vermeld te worden.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen materialen om speciaal te vermelden.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Product:

Acute orale toxiciteit : Opmerkingen: Deze informatie is niet beschikbaar.

Acute toxiciteit bij inademing : Opmerkingen: Deze informatie is niet beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit : Opmerkingen: Deze informatie is niet beschikbaar.

#### Bestanddelen:

##### 2,6-di-tert-butyl-p-kresol:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

##### O,O,O-trifenylothiofosfaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 10.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402  
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid  
Opmerkingen: Tot deze dosis is geen mortaliteit vastgesteld.

#### Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSGEGEVENS

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

### **Product:**

Opmerkingen : Deze informatie is niet beschikbaar.

### **Bestanddelen:**

#### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Soort       | : Konijn             |
| Beoordeling | : Geen huidirritatie |
| Resultaat   | : Geen huidirritatie |

#### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Soort       | : Konijn             |
| Beoordeling | : Geen huidirritatie |
| Resultaat   | : Geen huidirritatie |

### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Product:**

Opmerkingen : Deze informatie is niet beschikbaar.

### **Bestanddelen:**

#### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Soort       | : Konijn            |
| Beoordeling | : Geen oogirritatie |
| Methode     | : Draize proef      |
| Resultaat   | : Geen oogirritatie |

#### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Soort       | : Konijn            |
| Beoordeling | : Geen oogirritatie |
| Resultaat   | : Geen oogirritatie |

### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

#### **Huidsensibilisering**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Ademhalings sensibilisatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Product:**

Opmerkingen : Deze informatie is niet beschikbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### Bestanddelen:

#### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Soort       | : Mensen                                         |
| Beoordeling | : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |
| Resultaat   | : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |

#### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Beoordeling | : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. |
|-------------|--------------------------------------------------|

### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Product:

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro | : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar |
| Genotoxiciteit in vivo  | : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar |

### Bestanddelen:

#### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genotoxiciteit in vitro                         | : Testtype: Ames-test<br>Resultaat: negatief<br>Opmerkingen: Uit in-vitrotesten zijn geen mutagene effecten gebleken. |
| Genotoxiciteit in vivo                          | : Testtype: In vivo micronucleus proef<br>Resultaat: negatief                                                         |
| Mutageniteit in<br>geslachtscellen- Beoordeling | : Uit proeven met celculturen van bacteriën of zoogdieren zijn geen mutagene effecten gebleken.                       |

#### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mutageniteit in<br>geslachtscellen- Beoordeling | : Uit dierproeven zijn geen mutagene effecten gebleken. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### **Kankerverwekkendheid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Product:

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Opmerkingen | : Geen gegevens beschikbaar |
|-------------|-----------------------------|

### **Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Product:

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Effecten op de | : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar |
|----------------|------------------------------------------|

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

vruchtbaarheid

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### **Bestanddelen:**

#### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : - Vruchtbaarheid -  
Niet toxisch voor de voortplanting

#### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : - Vruchtbaarheid -  
Uit dierproeven zijn geen effecten op de vruchtbaarheid gebleken.

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Product:**

Opmerkingen : Geen gegevens beschikbaar

### **Toxiciteit bij herhaalde toediening**

#### **Product:**

Opmerkingen : Deze informatie is niet beschikbaar.

### **Aspiratiesgiftigheid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Product:**

Deze informatie is niet beschikbaar.

### **Bestanddelen:**

#### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Nadere informatie

#### Product:

Opmerkingen : Gegeven informatie gebaseerd op de bestanddelen en de toxicologie van gelijkwaardige producten.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Product:

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen/waterplanten : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor micro-organismen : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

#### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): 0,57 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,61 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

# VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| waterdieren                                                                         | Methode: OECD testrichtlijn 202                                                                                                                               |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 0,4 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, C.3               |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                                              | : 1                                                                                                                                                           |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 0,316 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)                                                                       |
| M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)                                         | : 1                                                                                                                                                           |
| <b>O,O,O-trifenylothiofosfaat:</b>                                                  |                                                                                                                                                               |
| Toxiciteit voor vissen                                                              | : LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h<br>Methode: Richtlijn test OECD 203                                             |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren                         | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h<br>Testtype: Immobilisatie<br>Methode: OECD testrichtlijn 202                 |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                                                  | : EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 72 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 201                                    |
| Toxiciteit voor micro-organismen                                                    | : EC50 (actief slib): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209                                                                |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)                                      | : NOEC: 0,0017 mg/l<br>Blootstellingstijd: 97 d<br>Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)<br>Testtype: doorstroomtest<br>Methode: OECD testrichtlijn 210 |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) | : NOEC: 0,00724 mg/l<br>Blootstellingstijd: 21 d<br>Soort: Daphnia magna (grote watervlo)<br>Testtype: semi-statische test<br>Methode: OECD testrichtlijn 211 |
| M-factor (Chronische aquatische toxiciteit)                                         | : 10                                                                                                                                                          |

# VEILIGHEIDSGEGEVENSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Product:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Fysisch-chemische  
verwijderbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

##### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

Biologische afbreekbaarheid : Testtype: aëroob  
Entstof: actief slib  
Resultaat: Niet snel biologisch afbreekbaar  
Biodegradatie: 4,5 %  
Blootstellingstijd: 28 d  
Methode: OECD-testrichtlijn 301 C

##### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet snel biologisch afbreekbaar

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Product:

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

#### Bestanddelen:

##### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

Bioaccumulatie : Bioconcentratiefactor (BCF): 598,4

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: 5,1

##### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

Bioaccumulatie : Soort: Cyprinus carpio (Karper)  
Blootstellingstijd: 56 d  
Bioconcentratiefactor (BCF): 2.551

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : log Pow: 5,1 (20 °C)

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### Product:

Mobiliteit : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

Distributie in en tussen milieucompartimenten : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

#### Bestanddelen:

##### **2,6-di-tert-butyl-p-kresol:**

Beoordeling : Niet-ingedeelde PBT-stof. Niet-ingedeelde zPzB-stof

##### **O,O,O-trifenylothiofosfaat:**

Beoordeling : PBT-stof  
Stof is niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

#### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is.

Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.  
Verwijderen als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en  
landelijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking : Een verpakking die niet goed is leeggemaakt moet net zo  
worden verwijderd als een ongebruikt product.  
Productafval of gebruikte vaten afvoeren overeenkomstig de  
lokale wet en regelgeving.

De volgende afvalcodes zijn slechts suggesties:

Afvalnummer: : ongebruikt product  
13 02 06\*, synthetische motor-, transmissie- en smeerolie  
  
ongereinigde verpakkingen  
15 01 10\*, verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat  
of daarmee is verontreinigd

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |   |                                       |
|------|---|---------------------------------------|
| ADN  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |   |                                       |
|------|---|---------------------------------------|
| ADN  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

|      |   |                                       |
|------|---|---------------------------------------|
| ADN  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| ADR  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

**IATA** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.4 Verpakkingsgroep

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA (Vracht)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IATA (Passagier)** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.5 Milieugevaren

**ADN** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**ADR** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**RID** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

**IMDG** : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Opmerkingen : Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:  
Nummer op de lijst 3

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59). (EU SVHC) : Dit product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 57).

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (EC 2024/590) : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



### W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|               |                                 |                                                                            |                           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Versie<br>3.0 | Herzieningsdatum:<br>21.11.2025 | Datum laatste uitgave: 20.10.2025<br>Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | Printdatum:<br>21.11.2025 |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

(EU POP)

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees  
Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van  
gevaarlijke chemische stoffen  
(EU PIC) : Niet van toepassing

Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst)  
(NL ZZS) : Niet van toepassing

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage  
XIV)  
(EU. REACH-Annex XIV) : Niet van toepassing

VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt  
brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees  
Parlement en de Raad betreffende de beheersing  
van de gevaren van zware ongevallen waarbij  
gevaarlijke stoffen zijn betrokken. : Niet van toepassing

Algemene Beoordelings Methodiek (ABM)

Waterbezwaarlijkheid : A3 Schadelijk voor in water levende organismen kan in het  
aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten  
veroorzaken.

Saneringsinspanning : A

Vluchtige organische  
verbindingen : Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële  
emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde  
preventie en bestrijding van verontreiniging)  
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 0,1 %

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Deze informatie is niet beschikbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|        |   |                                                                            |
|--------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| EUH440 | : | Accumulatie in het milieu en levende organismen, met inbegrip van mensen   |
| H400   | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410   | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

#### Volledige tekst van andere afkortingen

|                 |   |                                               |
|-----------------|---|-----------------------------------------------|
| Aquatic Acute   | : | (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn     |
| Aquatic Chronic | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn |
| PBT             | : | Persistent, bioaccumulerend en toxisch        |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie - NL



## W & H Service Oil F1 MD 200 1x

|        |                   |                                       |             |
|--------|-------------------|---------------------------------------|-------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 20.10.2025     | Printdatum: |
| 3.0    | 21.11.2025        | Datum van eerste uitgifte: 09.01.2013 | 21.11.2025  |

stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties;  
vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

#### Classificatie van het preparaat:

Aquatic Chronic 3

H412

#### Classificatieprocedure:

Calculatiemethode

- || Relevante wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn gemarkeerd in de linker kantlijn.  
Deze versie vervangt alle vorige edities.

Dit veiligheidsinformatieblad is uitsluitend bestemd voor goederen die door ons origineel verpakt en als zodanig aangeduid werden. De vermelde informatie mag zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons niet worden vermenigvuldigd of veranderd. Elke vorm van verspreiding van dit document is alleen toegestaan binnen de geldende wettelijke bepalingen. Een verspreiding die deze bepalingen te buiten gaat – met name openbaarmaking van onze veiligheidsinformatiebladen (bijv. als download op internet) – is zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons niet toegestaan. Wij stellen onze klanten overeenkomstig de wettelijke regelingen aangepaste veiligheidsinformatiebladen ter beschikking. Het valt onder de verantwoording van de klant veiligheidsinformatiebladen en evt. aanpassingen daarin, conform de wettelijke voorschriften aan zijn eigen klanten, medewerkers en overige gebruikers van het product door te geven. Voor de actualiteit van de veiligheidsinformatiebladen die gebruikers van derden ontvangen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Elke informatie en iedere aanwijzing in dit veiligheidsinformatieblad werd nauwgezet gecontroleerd en baseert op onze beschikbare informatie ten tijde van publicatie. De gegevens dienen om het product uit het oogpunt van de gewenste veiligheidsvoorzieningen te beschrijven; ze vormen geen vaste toezegging van eigenschappen of garantie voor de geschiktheid van het product voor individuele omstandigheden en zijn evenmin uitgangspunt voor een contractueel vastgelegde gerechtelijke relatie. Het bestaan van een veiligheidsinformatieblad voor een bepaald rechtsgebied betekent niet noodzakelijk dat invoer of gebruik binnen dat rechtsgebied wettelijk is toegestaan. Neem bij eventuele vragen contact op met uw verantwoordelijke verkoopmedewerker of de gemachtigde handelspartner.