

- ## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- ### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- ## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- | | |
|------------|--|
| 4.1 | Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen |
| | Allgemeine Hinweise: <div> <p>Arzt rufen, wenn Symptome auftreten, die durch das Produkt verursacht werden können.</p> </div> |
| | nach Hautkontakt: <div> <p>mit viel Wasser und Seife waschen.</p> </div> |
| | nach Inhalation: <div> <p>an die frische Luft bringen.</p> </div> |
| | nach Augenkontakt: <div> <p>mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.</p> </div> |
| | nach Verschlucken: <div> <p>bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.</p> </div> |

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Löschmittel**
Geeignete Löschmittel: CO₂, Wassersprühstrahl, Löschpulver. Auf Umgebungsbrand abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- Besondere Schutzausrüstung:** Geeignete Schutzkleidung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:** Mechanisch aufnehmen und nachreinigen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:** Siehe Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung
Siehe Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
Siehe Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
Handhabung: Darf nur von Zahnärzten oder zahntechnischen Labors oder in deren Auftrag angewandt werden.
- Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.
- Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
Lagerung: Trocken, dicht verschlossen lagern (< 25°C).
- Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:** Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Keine.
- Lagerklasse:** -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- 8.1 Zu überwachende Parameter**
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: -
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:** Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Allgemeine Hinweise:	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Wassergefährdungsklasse:	Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung Empfehlung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrannt werden.
Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung:	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14.1	Landtransport ADR, RID und GGVSE (Deutschland):	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.2	Seeschifftransport IMDG-Code:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.3	Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:	Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.
-----------------------------------	--

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Benutzer des Produktes sollten sich davon überzeugen, dass die bereitgestellten Informationen für ihre spezifischen Verwendungsbedingungen ausreichend und korrekt sind.