

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 18/03/2014

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 347-039.2

Data revisione: 10/04/2015

Numero di Revisione: 2

Sof- Tray® Classic (fogli Regular, Medium, Heavy)

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: 226, 227, 284
Denominazione Prodotto: Sof- Tray® Classic (fogli Regular, Medium, Heavy)
Descrizione prodotto: Materiale per mascherine

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Materiale per mascherine

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia (GERMANIA)
infoDE@ultradent.com
Tel. emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703) -527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC
Non applicabile

Classificazione in conformità con il Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)
Salute: Nessuna

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC
Questo materiale non è da considerarsi pericoloso per la salute

Classificazione in conformità con il Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)
Fraasi di pericolo: 9502HLMN: questo materiale non è da considerarsi pericoloso per la salute

Consigli di Prudenza

Prevenzione: P273: Non disperdere nell'ambiente
Reazione: P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito

Stoccaggio: P410: Proteggere dai raggi solari

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 18/03/2014

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 347-039.2

Data revisione: 10/04/2015

Numero di Revisione: 2

Sof- Tray® Classic (fogli Regular, Medium, Heavy)

Smaltimento: P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Nessuna azione immediata

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Nessun componente pericoloso da segnalare

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Non attese per questo prodotto

Contatto con la pelle: Non attese per questo prodotto

Ingestione: Non ingerire. Non ci si aspetta che il materiale causi problemi di ingestione.

Inalazione: Non attese per questo prodotto.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Non attese per questo prodotto

Pelle: Non attese per questo prodotto

Ingestione: Non attese per questo prodotto

Inalazione: L'inalazione delle polveri può causare irritazione

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Nessuna

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: Consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo di esplosione: Non determinato

Esplosione di incendio: Non determinato

Sensibilità alla scarica statica: Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 18/03/2014

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 347-039.2

Data revisione: 10/04/2015

Numero di Revisione: 2

Sof- Tray® Classic (fogli Regular, Medium, Heavy)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Generale: evacuare tutto il personale. In caso di incendio, indossare un apparecchio respiratorio autonomo a pressione completo equipaggiamento di protezione (MSHA/NIOSH approvato o equivalente)

Attrezzatura antincendio: Schiuma, chimico secco, biossido di carbonio (CO₂)

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Attrezzatura di protezione: Nessuna prescrizione speciale per questo prodotto

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non permettere che entri in contatto con fogne o canali di scolo che conducano a vie d'acqua

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite: Aspirare o pulire e collocare in un contenitore per lo smaltimento.

Grandi perdite: Lavare o aspirare le perdite e collocare in un contenitore per lo smaltimento

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura

Precauzioni nella manipolazione: Nessuna misura speciale richiesta

Precauzioni nello stoccaggio: Conservare in un luogo fresco e asciutto lontano da scintille. Evitare la luce solare

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Durata di conservazione: Consultare l'etichetta del prodotto

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: Materiale per mascherine dentali ad uso professionale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Nessuno

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Non necessari nel normale utilizzo

Protezione pelle: Non necessari nel normale utilizzo

Protezione apparato respiratorio: Una buona ventilazione generale sarebbe sufficiente a tenere sotto controllo i livelli di particelle nell'aria.

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 18/03/2014

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 347-039.2

Data revisione: 10/04/2015

Numero di Revisione: 2

Sof- Tray® Classic (fogli Regular, Medium, Heavy)

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Apparenza: Materiale morbido e flessibile

Colore: Chiaro

Odore: Inodore o senza un odore caratteristico

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: Non volatile

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reattività: Stabile

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se conservato e manipolato secondo le condizioni d'uso

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: Nessuna

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Calore, luce solare, scintille

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Nessuno risaputo

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Acetato di vinile, acido acetico, CO₂, CO

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato come da indicazioni da professionisti dentali in base alla ISO 10993-1

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica (acuta): Non permettere che entri in contatto con fogne o canali di scolo che conducono a corsi d'acqua.

LC₅₀ – 96 ore: Non determinato

EC₅₀ – 48 ore: Non determinato

EC₅₀ – 96 ore: Non determinato

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 18/03/2014

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 347-039.2

Data revisione: 10/04/2015

Numero di Revisione: 2

Sof- Tray® Classic (fogli Regular, Medium, Heavy)

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non ci si attende che il prodotto bioaccumuli

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinata

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Dati non disponibili

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: N/A Non disponibile

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Materiale non pericoloso

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione pericolo: N/A Non disponibile

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: N/A Non disponibile

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante marino #1: N/A Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale: Materiale non pericoloso

RID- Ferroviaria: Materiale non pericoloso

IMDG – Via mare: Materiale non pericoloso

IATA - Aerea: Materiale non pericoloso

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: N/A Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 18/03/2014

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 347-039.2

Data revisione: 10/04/2015

Numero di Revisione: 2

Sof- Tray® Classic (fogli Regular, Medium, Heavy)

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/ECC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare la sezione 11

16. ALTRE INFORMAZIONI

Preparato da: Anu Kattoju

Indicazioni sulla revisione: This SDS replaces the 03/18/2014 SDS. Revised: **Section 1:** PRODUCT CODE/ PART #. **Section 2:** EMERGENCY OVERVIEW - IMMEDIATE CONCERNS. **Section 4:** NOTES TO PHYSICIAN. **Section 5:** EXTINGUISHING MEDIA, FIRE FIGHTING EQUIPMENT. **Section 8:** . **Section 9:** PERCENT VOLATILE. **Section 10:** HAZARDOUS POLYMERIZATION, STABILITY, STABLE. **Section 11:** ACUTE (ORAL LD₅₀ (rat), INHALATION LC₅₀ (rat) ACUTE. **Section 14:** AIR (ICAO/IATA) - SPECIAL PROVISIONS ROAD AND RAIL (ADR/RID) (PROPER SHIPPING NAME), VESSEL (IMO/IMDG) - SPECIAL PROVISIONS ROAD AND RAIL (UK only) (CDG) - SPECIAL PROVISIONS SECTION 14: Transport information. **Section 15:** COMMENTS, SECTION 15: Regulatory information. **Section 16:** Revision Summary, GENERAL STATEMENTS.

Informazioni generali: NA=Non applicabile

Informazioni aggiuntive sulla scheda di sicurezza: Revisione n°: 1

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.