

# Speichelsauger (300X / 330X)

• weiß • grün • orange • rot • grün • gelb • blau • transparent • burgundy • cedro

## Spezifikationen:

Flexibler Einwegspeichelsauger aus PVC in verschiedenen Farben, mit Metalldrahteinlage (Kupferdraht).

## Artikelnummer und Farbe

3001 | Transparent  
3002 | Weiß  
3003 | Blau  
3004 | Gelb  
3005 | Grün  
3006 | Rot  
3007 | Orange  
3009 | Flieder  
3301 | Burgundy  
3302 | Cedro

**Verpackung:**  
100 pro Beutel

Für weitere Informationen  
klicken Sie bitte auf  
das Bild 



## Lagerung

Bei Raumtemperatur in einem trockenen und belüfteten Raum lagern

## Physikalische Eigenschaften

Ø 6,5 mm +/- 0,2 mm, Länge 12,5 cm

## Bezugsrichtlinie und/oder Norm

Richtlinie 93/42/EWG und nachfolgende Änderung 2007/47/EG. Medizinisches Produkt, Klasse II a.

## Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung. Änderungen vorbehalten.

## Lagerung

Kein Verfallsdatum

