

DIN-SICHERHEITSDATENBLATT

Erstellt am: 30.11.05

Dr. Hinz Dental Vertriebsgesellschaft mbH u. Co. KG
Mont-Cenis-Str. 5, 44623 Herne
Tel.: 0 23 23 • 593 420 - Fax: 0 23 23 • 593 429

Handelsname: Entwöhnungssauger f. Kinder ab 2 J. „STOPPi“- Art.-Nr. 90500

Notfallauskunft: Tel.: 0171 - 41 01 550 / Ansprechpartner: Frau Dr. E. Hinz

1. Stoff-/Zubereitungsbezeichnung	Entwöhnungssauger elastisch aus LSR 2670
2. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen:	Chemische Charakterisierung Beschreibung: Vinylgruppenhaltiges Polymethylsiloxan mit pyrogener Kieselsäure
3. Mögliche Gefahren	Gefahrenbezeichnung: entfällt Besondere Gefahrenhinweise f. Mensch u. Umwelt: entfällt
4. Erste-Hilfe-Maßnahme	Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen.
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:	Geeignete Löschmittel: Feuer-Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich. Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Zusätzliche Hinweise: Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.
7. Handhabung und Lagerung:	Handhabung: Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Hinweise zum Brand- u. Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Lagerung: Anforderung an Lagerräume u. Behälter: Keine besonderen Anforderungen. Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. Trocken lagern.
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, s. Punkt 7. Bestandteil mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: entfällt. Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
Persönliche Schutzausrüstung	Atenschutz: nicht erforderlich Handschutz: nicht erforderlich Augenschutz: Schutzbrille
9. Physikalische und chemische Eigenschaften:	Form: pastös Farbe: durchscheinend Geruch: schwach, charakteristisch Wert/Bereich/Einheit/Methode Zustandsänderung/Schmelzbereich: nicht bestimmt Flammpunkt: 230 °C DIN 51758 Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Der Stoff ist nicht entzündlich Zündtemperatur: > 500 °C DIN 51794 Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich Dampfdruck: 10 hpa bei 20 °C Dichte: 1,13 g/cm³ bei 20 °C Löslichkeit/Mischbarkeit in/mit Wasser: unlöslich pH-Wert: neutral Viskosität: klimatische: > 4200 m²/s bei 20 °C

Erstellt am: 30.11.05

Handelsname: Entwöhnungssauger f. Kinder ab 2 J. „STOPPi“- Art.-Nr. 90500

10. Stabilität und Reaktivität:	
Thermische Zersetzung/ Zu vermeidende Bedingungen: Gefährliche Reaktionen: Gefährliche Zersetzungsprodukte: Weitere Angaben:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung Keine gefährlichen Reaktionen bekannt Keine gefährlichen Zersetzungspunkte bekannt In Gegenwart von Luft wird bei Temperaturen ab ca. 150 °C durch oxidativen Abbau in geringen Mengen Formaldehyd gebildet
11. Angaben zur Toxikologie:	
Akute Toxizität Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Primäre Reizwirkung: An der Haut:: Am Auge: Sensibilisierung: Zusätzliche toxikologische Hinweises:	LSR 2670 Keine Reizwirkung Keine Reizwirkung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwen- dung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen
12. Angaben zur Ökologie:	
Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 - schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung) Nicht unverdünnt bzw. größere Mengen in das Grundwasser, in Gewässer, oder in die Kanalisation gelangen lassen.	
13. Hinweise zur Entsorgung:	
Produkt: Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Ungereinigte Verpackungen/Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.	
14. Angaben zum Transport:	
Landtransport: RID/ADR-GGVS/GGVE-Klasse: Seeschifftransport: IMDG/GGVSee-Klasse: Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: ICAO/IATA-Klasse:	RID/ADR und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland) IMDG/GGVSee
15. Vorschriften:	
Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig Nationale Vorschriften: Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 - schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)	
16. Sonstige Angaben:	
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Produkteigen- schaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.	