


Mehr als

25 %

der klinischen
Situationen sind

nicht ideal, sodass **eine
Alternative zu Komposit**
gewünscht wird.*



* Internationale Umfrage (Frankreich, Deutschland, USA) mit n = 200 Zahnärzten.

Surefil one™

Selbstadhäsives Komposithybrid

Mit dem neuen Komposithybrid Surefil one™
bietet Ihnen Dentsply Sirona eine Lösung
für nicht ideale Situationen!

Kompromisslos leistungsfähig und effizient

Leistungsfähigkeit ist entscheidend für die Zufriedenheit Ihrer Patienten. Effizienz ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit Ihrer Praxis. Das neue Füllungsmaterial Surefil one™ bietet Ihnen Leistungsfähigkeit und Effizienz – alle Vorteile in nur einem Material:

- Ideal für **schwierige Situationen**
- **Schneller** als ein Komposit
- **Selbstadhäsiv**: kein Anätzen, kein Bonding, keine sonstige Konditionierung
- **Belastbar** wie ein Komposit
- **Fluoridabgebend**

**Weniger als 1% postoperative
Hypersensibilität.¹**

**OHNE
Bisphenol A
Bis-GMA
HEMA**


¹ Anwendertest in Deutschland 2019, insgesamt wurden 1.294 Füllungen bei 1.051 Patienten von 24 Zahnärzten im laufenden Betrieb gelegt. Die Häufigkeit der postoperativen Überempfindlichkeit betrug 0,8%.



Ideal für schwierige Situationen

25 %

der klinischen Situationen sind nicht ideal, sodass Komposit nicht die erste Wahl ist.²



Dank eines effizienteren Behandlungsablaufs wird mit Surefil one™ Füllungen die Zeit minimiert, in der Blut oder Speichel die Restauration kontaminieren könnte.

Schnell. Einfach. Effizient.

Mit dem effizienten Surefil one™ ist die Füllungstherapie für Sie und Ihre Patienten deutlich weniger zeitintensiv.


Surefil one™



Glasionomer*



Geschichtetes Komposit



- Selbstadhäsiv: Anätzen und Bonding entfallen
- Kompositähnliche Festigkeit: keine Deckschicht nötig
- Initiatoren für Dualhärtung: bis zu jeder Tiefe ohne Schichtung anwendbar

² Internationale Umfrage (Frankreich, Deutschland, USA) mit n = 200 Zahnärzten. Data on File.

* Wie empfohlen mit Conditioner und Schutzlack für höhere Belastbarkeit.


80%

der Zahnärzte würden den Adhäsiv-Schritt bei Klasse-II-Füllungen gerne überspringen können.³

Selbstadhäziv: kein Anätzen, kein Bonding

Surefil one™ liefert Haftfestigkeiten auf dem Niveau moderner Adhäsive.


Scherhaftfestigkeit in MPa⁴



Belastbar wie ein Komposit

Surefil one™ ist ebenso frakturefest wie konventionelle, gebondete Komposite – für langlebige Füllungen.

Frakturen bei Klasse-II-Füllungen⁵



** keine eingetragenen Warenzeichen von Dentsply Sirona


³ Internationale Umfrage (Frankreich, Deutschland, USA) mit n = 200 Zahnärzten.

⁴ Interne Daten

⁵ Prof. Frankenberger, 2018

Alles in einer Kapsel

Wählen Sie das Material, mit dem Sie in weniger Schritten Ihr Ziel erreichen.



Weniger Arbeitsschritte bedeuten auch weniger Fehleranfälligkeit. Die Selbstadhäsion nimmt Ihnen die Bedenken, ob genügend angeätzt und gebondet oder das Lösungsmittel restlos verdunstet ist. Durch die unbegrenzte Polymerisationstiefe besteht keine Gefahr einer unvollständigen Aushärtung.

Palodent® 360 Circumferential Matrix System

Für mehr Informationen zu unserer innovativen Matrizie Palodent 360 sprechen Sie bitte Ihren bekannten Außendienstmitarbeiter von Dentsply Sirona für den Bereich Restorative an.



Surefil one™

Selbstadhäsives Komposithybrid

Bestellinformationen

Surefil one™ Nachfüllpackung

Je 16 Kapseln, Gebrauchsanweisung, Bildgebrauchsanleitung

60300211	Nachfüllpackung A1
60300212	Nachfüllpackung A2
60300213	Nachfüllpackung A3
60300215	Nachfüllpackung A3.5
60300216	Nachfüllpackung Bleach White



Surefil one™ Eco Nachfüllpackung

Je 50 Kapseln, Gebrauchsanweisung, Bildgebrauchsanleitung

60300302	Eco Nachfüllpackung A2
60300303	Eco Nachfüllpackung A3



Surefil one™ Einführungspaket

60300200	20 x A2
	20 x A3
	5 x A1
	5 x Bleach White
	1 x Kapselapplikator



Surefil one™ Komplettpaket

60300310	1 x Eco Nachfüllpackung A2
	1 x Eco Nachfüllpackung A3
	1 x Einführungspaket
	1 x Promix one



Surefil one™ Kapselapplikator

60606596	Kapselapplikator 2
-----------------	--------------------



Surefil one™ Kapselmischer

2770000000	Promix one
-------------------	------------



Besuchen Sie uns auf [facebook.com/dentsplysirona](https://www.facebook.com/dentsplysirona) oder auf Instagram [@dentsplysirona](https://www.instagram.com/dentsplysirona) [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com) · pre@dentsplysirona.com
Service-Line für Deutschland: 08000-735000 (gebührenfrei)
Service-Line für Schweiz und Österreich: 0800-00735000 (gebührenfrei)

Dentsply Sirona Deutschland GmbH | Fabrikstr. 31 | 64625 Bensheim, Deutschland

©2020 Dentsply Sirona Inc. All rights reserved.