

SCHEDA DI SICUREZZAsecondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico

Data di rilascio : 01/23/2007
 N. SDS : 134-001.6 - IT
 Data revisione : 12/07/2015
 N. di revisione : 6

UltraEz® e UltraEz® mascherine**SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Codice prodotto : TL/13588, UV/41902
Denominazione del prodotto : UltraEz® e UltraEz® mascherine
Descrizione del prodotto : Gel a base di nitrato di potassio con fluoro a rilascio prolungato

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati : Gel dentale desensibilizzante ad uso professionale

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**Fabbricante**

Ultradent Products, Inc.
 505 W. 10200 S.
 South Jordan, UT 84095

Distributore

Ultradent Products GmbH
 Am Westhover Berg 30
 51149 Cologne Germania
 Email: infoDE@ultradent.com
Telefono di emergenza: +49(0)2203-35-92-0

1.4. Numero telefonico di emergenza

CHEMTREC (NORD AMERICA): (800) 424-9300
(INTERNAZIONALE): +1(703) 527 - 3887

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1. Classificazione della sostanza o miscela**

: La miscela è stata valutata e/o sottoposta a test per verificare l'assenza di pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e a essa si applica la seguente classificazione. Questo materiale non è considerato pericoloso per la salute.

Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]

Salute : Non classificato

2.2. Elementi dell'etichetta

Questo materiale non è considerato pericoloso per la salute ai sensi del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP].

Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]**Consigli di prudenza****Prevenzione**

: P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

Risposta

: P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

P302 + P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332 + P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

Conservazione

: P273: Non disperdere nell'ambiente.

Smaltimento

: P501: Smaltire in conformità con le normative governative (CE 1975L0442- 20/11/2003).

2.3. Altri pericoli

Preoccupazioni immediate : Nessuna

SCHEDA DI SICUREZZAsecondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico

Data di rilascio : 01/23/2007
 N. SDS : 134-001.6 - IT
 Data revisione : 12/07/2015
 N. di revisione : 6

UltraEz® e UltraEz® mascherine

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1. Sostanze**

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome chimico	CAS	EINECS N.	Peso%	Classificazione secondo il regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP]
Idrossido di sodio	1310-73-2	215-185-5	< 5	Corrosione cutanea, Cat. 1B; H314
Fluoruro di sodio	007681-49-4	231-667-8	< 1	Irritazione oculare, Cat. 2. Irritazione cutanea, Cat. 2; Toss. acuta (O), Cat 3; EUH032; H301; H315; H319
Nitrato di potassio	7757-79-1	231-818-8	< 5	Sol. Ossid., Cat. 2; Irr. cut., Cat. 2; Irr. ocul., Cat. 2; STOT SE, Cat. 3; H272; H335; H315; H319

Per il testo completo delle indicazioni H e delle frasi R: vedere la SEZIONE 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Contatto con gli occhi	: Risciacquare con acqua. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa o persiste.
Contatto con la pelle	: Lavare con acqua e sapone. Consultare un medico se l'irritazione si sviluppa o persiste.
Ingestione	: Se ingerito in piccole quantità il prodotto è innocuo, altrimenti consultare un medico.
Inalazione	: Non è necessario alcun trattamento specifico poiché questo materiale non è considerato pericoloso se inalato. Se il paziente è esposto a un alto livello di polveri o fumo, portarlo all'aria aperta e richiedere il controllo da parte di un medico se si sviluppano tosse o altri sintomi.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi	: Può causare una leggera irritazione.
Pelle	: il contatto prolungato con la pelle può provocare irritazione cutanea.
Ingestione	: Può essere nocivo se ingerito in grandi quantità.
Inalazione	: Nessun effetto atteso per questo prodotto.

SCHEDA DI SICUREZZAsecondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico

Data di rilascio : 01/23/2007
 N. SDS : 134-001.6 - IT
 Data revisione : 12/07/2015
 N. di revisione : 6

UltraEz® e UltraEz® mascherine**4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Note per il medico : Non applicabile

SEZIONE 5: Misure antincendio**5.1. Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione : Fare riferimento alla voce Equipaggiamento antincendio, Sezione 5.3.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi : Nessuno noto.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione dell'incendio

Procedure antincendio : Generale: Evacuare tutto il personale; utilizzare i dispositivi di protezione antincendio. Utilizzare un apparecchio di respirazione autonomo quando il prodotto è coinvolto nell'incendio.

Attrezzatura antincendio : Spray d'acqua, acqua nebulizzata, nebbia, schiuma, polvere chimica a secco, anidride carbonica (CO₂)

SEZIONE 6: Misure di dispersione accidentale**6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza**

Procedure generali : Per l'equipaggiamento protettivo personale fare riferimento alla Sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Dispersione in acqua : Impedire la penetrazione nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Piccola fuoriuscita : Asciugare con un panno, acqua e sapone.

Grande fuoriuscita : Raccogliere in contenitori ben chiusi.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni : Non applicabile

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Procedure generali : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti.

Manipolazione : Utilizzare i dispositivi di protezione adatti.

Conservazione : Consultare l'etichettatura del prodotto.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Periodo di validità : Consultare l'etichettatura del prodotto

7.3. Usi finali specifici

Usi finali specifici : Gel dentale desensibilizzante ad uso professionale

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/Protezione individuale**8.1. Parametri di controllo**

Parametri di controllo : Non stabiliti

8.2. Controlli di esposizione

Protezione degli occhi/viso : Indossare occhiali protettivi

Protezione della pelle : Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

SCHEDA DI SICUREZZAsecondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico

Data di rilascio : 01/23/2007
 N. SDS : 134-001.6 - IT
 Data revisione : 12/07/2015
 N. di revisione : 6

UltraEz® e UltraEz® mascherine

Protezione respiratoria : Una buona ventilazione generale dovrebbe essere sufficiente a controllare i livelli di contaminanti nell'aria.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico : Gel
Colore : Incolore
Odore : Inodore o nessun odore caratteristico
pH : Da 6,0 a 7,5

9.2. Altre informazioni

Percentuale volatile : Non volatile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1. Reattività**

Reattività : Stabile

10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica : Stabile se conservato e maneggiato nel rispetto delle condizioni consigliate.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa : Nessuna

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Evitare basi forti, metalli, calore in eccesso, esposizione all'aria umida o acqua.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili : Caustici forti, la maggior parte dei metalli.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi : Nessuno noto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

Acuti

Note : Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato dai professionisti dentali nel modo indicato, in conformità alla ISO 10993-1.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1. Tossicità**

Tossicità : Non stabilita
Tossicità acquatica (acuta) : Impedire la penetrazione nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.
CL₅₀ a 96 ore : Non stabilita
CE₅₀ a 48 ore : Non stabilita
CE₅₀ a 96 ore : Non stabilita

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità : Non stabilite

SCHEDA DI SICUREZZAsecondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico

Data di rilascio : 01/23/2007
 N. SDS : 134-001.6 - IT
 Data revisione : 12/07/2015
 N. di revisione : 6

UltraEz® e UltraEz® mascherine**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Potenziale di bioaccumulo : Non stabilito

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo : Non stabilita

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB : Non stabiliti

12.6. Altri effetti avversi

Dati ambientali : Non definiti

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Metodo di smaltimento : Smaltire in conformità con le leggi governative. (CE 1975L0442-20/11/2003)

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1. Numero UN**

Numero UN : N/A

14.2. Nome di spedizione corretto dell'ONU

Nome di spedizione corretto dell'ONU : Merci non pericolose

14.3. Classe(i) di pericolo connesso al trasporto

Classificazione di pericolo : N/A

14.4. Gruppo di imballaggio

Gruppo di imballaggio : N/A

14.5. Rischi ambientali

Inquinante marino n. 1 : N/A

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR - strada : Merci non pericolose

RID - ferrovie : Merci non pericolose

IMDG - mare : Merci non pericolose

IATA - aria : Merci non pericolose

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL73/78 ed il codice IBC

Trasporto di rinfuse : Merci non pericolose

SEZIONE 15: Informazioni sulla normativa**15.1. Norme/legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

RoHS : Fare riferimento alla direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della sicurezza chimica : Vedere Sezione 11

Informazioni aggiuntive : Questo prodotto non è considerato pericoloso per il trasporto

SCHEDA DI SICUREZZA

secondo il regolamento (CE) n. 453/2010
Per uso odontoiatrico



Data di rilascio : 01/23/2007
N. SDS : 134-001.6 - IT
Data revisione : 12/07/2015
N. di revisione : 6

UltraEz® e UltraEz® mascherine**SEZIONE 16: Altre informazioni**

Fraasi R rilevanti e/o	:	
indicazioni H (numero e testo completo)		Toss. acuta (O), Cat 3: Tossicità acuta (orale), Categoria 3 Irr. ocu., Cat. 2: Irr. ocu., Categoria 2 Sol. Ossid., Cat. 2: Solidi ossidanti, Categoria 2 STOT SE, Cat. 3: Tossicità a carico di organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 Corrosione cutanea, Cat. 1B: Corrosione cutanea, Categoria 1B Irritazione cutanea, Cat. 2: Irritazione oculare, Categoria 2 EUH032: A contatto con acidi libera un gas molto tossico. H272: Può aggravare un incendio; ossidante. H301: Tossico se ingerito. H314: Causa gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare. H335: Può irritare le vie respiratorie.
Preparato da	:	Anu Kattoju
Sommario della revisione	:	Questa SDS sostituisce la SDS del 14/09/2015. Modifiche: Sezione 1: N. SDS Sezione 5: PERICOLI DI ESPLOSIONE, ESPLOSIONE PER FUOCO, PRODOTTI DI COMBUSTIONE PERICOLOSI, SENSIBILE ALLE SCARICHE ELETTROSTATICHE, SENSIBILITÀ ALL'IMPATTO. Sezione 12: TOSSICITÀ ACQUATICA (ACUTA).
Indicazioni generali	:	N/A = non applicabile
Dichiarazione di non responsabilità del fabbricante	:	ESCLUSIVAMENTE PER UTILIZZO DENTALE: Utilizzare come indicato. Le informazioni e le raccomandazioni sono tratte da fonti (SDS di materie prime e conoscenza del fabbricante) ritenute accurate; tuttavia, il fabbricante non fornisce alcuna garanzia per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni o l'idoneità della raccomandazione e non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi utente. Ogni utilizzatore deve rivedere queste raccomandazioni per ogni specifico contesto di utilizzo del prodotto e verificare che siano appropriate.