

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione: 6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: UB/81242
Denominazione Prodotto: UltraTemp® (Base), Parte 2 di 2
Descrizione prodotto: Materiale di otturazione/cementazione provvisoria privo di Eugenolo

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Materiale di otturazione/cementazione provvisoria privo di Eugenolo ad uso di un professionista dentale

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia (GERMANIA)
infoDE@ultradent.com
Tel. emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703)-527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

La miscela è stata valutata e/o testata per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e si applica la seguente classificazione

Simboli di pericolo: N
Frase R: R50/53

Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)

Ambientale: Tossicità acquatica, acuta, categoria 1
Rischi cronici per l'ambiente acquatico, categoria 1

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

Pittogramma di pericolo:



SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

N- Pericoloso per l'ambiente

Frasi R e S:

R50/53: Molto tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti nocivi a lungo termine per l'ambiente acquatico

Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)



Ambiente

Frasi di rischio:

H410: Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

Consigli di Prudenza

Prevenzione: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso

Reazione:

P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti

P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

Stoccaggio: P273: Non disperdere nell'ambiente

Smaltimento: P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Nocivo per la vita acquatica con effetti a lungo termine

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

3.2 Miscele

Denominazione chimica	CAS	EINECS	CONTENUT O %	Classificazione in conformità con la direttiva 67/548/EEC	Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)
Ossido di Zinco	1314-13-2	215-222-5	< = 35	N; R50/53	Cron. Acq. Cat. 1; Toss. Acq. ACUTA CAT. 1; H410; H400

Consultare la sezione 16 per il testo completo delle Frasi R e H

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Richiedere intervento medico, se l'irritazione persiste.

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone.

Ingestione: Se ingerito in piccole quantità il prodotto è innocuo, in caso contrario consultare un dottore.

Inalazione: Nessun trattamento specifico è necessario dato che il materiale non è considerato pericoloso per inalazione. Se esposti ad alti livelli di polvere o fumi portarsi all'aria aperta e richiedere intervento medico se si sviluppano tosse o altri sintomi

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Può causare leggera irritazione

Pelle: Può causare leggera irritazione

Ingestione: Può essere nocivo se ingerito in grosse quantità

Inalazione: Nessun effetto atteso per questo prodotto

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: Consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti a combustione pericolosa: Non determinato

Pericolo di esplosione: Non determinato

Esplosione di incendio: Non determinato

Sensibilità alla scarica statica Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Generale: evacuare tutto il personale. In caso di incendio, indossare un apparecchio respiratorio autonomo a pressione completo equipaggiamento di protezione.

Attrezzatura antincendio: Spray d'acqua, Schiuma, chimico secco, biossido di carbonio (CO₂)

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedure generali: Fare riferimento alla sezione 8 Dispositivi di Protezione Personale

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non consentire che entri nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite: Pulire con un panno, acqua e sapone

Grandi perdite: Assorbire con materiale inerte, umido non combustibile, dopo sciacquare l'area con acqua

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni nella manipolazione: Utilizzare dispositivi di protezione personale

Precauzioni nello stoccaggio: Consultare l'etichetta del prodotto

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Durata di conservazione: Consultare l'etichetta del prodotto

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione: 6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: Cemento temporaneo ad uso di un professionista dentale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Non determinati

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Indossare protezione oculare

Protezione pelle: Usare indumenti protettivi e guanti

Protezione apparato respiratorio: Una buona ventilazione generale sarebbe sufficiente a tenere sotto controllo i livelli di particelle nell'aria

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Pasta

Colore: Beige

Odore: Olio Minerale

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: Non determinata

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reattività: Stabile

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se conservato e manipolato secondo le condizioni di utilizzo

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: Nessuna

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Nessuno risaputo

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Nessuno risaputo

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Nessuno risaputo

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione: 6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato come indicato da professionisti dentali in base alla ISO 10993-1

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica (acuta): Non consentire che entri in contatto con fogne o canali di scolo che conducono a fiumi

LC₅₀ – 96 ore: Non determinato

EC₅₀ – 48 ore: Non determinato

EC₅₀ – 96 ore: Non determinato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non determinato

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Non definiti

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: Non applicabile

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Merce non pericolosa

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione: 6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione pericolo: Non applicabile

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante marino #1: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale : Merce non pericolosa

RID- Ferroviaria: Merce non pericolosa

IMDG – Via mare: Merce non pericolosa

IATA - Aerea: Merce non pericolosa

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: Merce non pericolosa

Informazioni aggiuntive: Molto nocivo per l'ambiente acquatico con effetti a lungo termine

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/ECC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare la sezione 11

16. ALTRE INFORMAZIONI

Frasi R Rilevanti e/o indicazioni di pericolo H (sigla e testo per esteso)

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Cron. Acqu. Cat 1: Pericoli cronici per l'ambiente acquatico, categoria 1

Toss. Acqu. ACUTA CAT. 1: Tossicità acquatica Acuta Categoria 1

H400: Molto tossico per l'ambiente acquatico

H410: Molto tossico per la vita acquatica con effetti a lungo termine

Preparato da: Anu Kattoju

Indicazioni sulla revisione:

This SDS replaces the 05/28/2014 SDS. Revised: **Section 1:** **Section 2:** EMERGENCY OVERVIEW – IMMEDIATE CONCERNS. **Section 4:** INGESTION, NOTES TO PHYSICIAN, SIGNS AND SYMPTOMS OF OVEREXPOSURE - INGESTION. **Section 8:** PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - SKIN. **Section 10:** HAZARDOUS POLYMERIZATION, STABLE. **Section 11:** ACUTE (ORAL LD₅₀ (rat), INHALATION LC₅₀ (rat) ACUTE. **Section 12:** ENVIRONMENTAL DATA. **Section 14:** AIR (ICAO/IATA) – SPECIAL PROVISIONS COMMENTS, ROAD AND RAIL (ADR/RID) (PROPER SHIPPING NAME), VESSEL

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 14/12/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 72-039.7

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:6

UltraTemp® (Base), parte 2 di 2

(IMO/IMDG) - SPECIAL PROVISIONS ROAD AND RAIL (UK only) (CDG) - SPECIAL PROVISIONS
SECTION 14: Transport information. **Section 15:** COMMENTS, SECTION 15: Regulatory information.
Section 16: GENERAL STATEMENTS

Informazioni generali: NA=Non applicabile

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1 Identificazione del prodotto

Codice Prodotto: UK/81247
Denominazione Prodotto: UltraTemp® (Catalizzatore), Parte 1 di 2
Descrizione prodotto: Materiale di otturazione/cementazione provvisoria privo di Eugenolo

1.2 Usi pertinenti identificati dalla sostanza o miscela e usi sconsigliati

Identificazione principale di uso: Materiale di otturazione/cementazione provvisoria privo di Eugenolo ad uso professionale

1.3 Dettagli del produttore

Prodotto da:
Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095 (USA)

Distributore:
Ultradent Products GmbH
Am Westhover Berg 30
51149 Colonia (GERMANIA)
infoDE@ultradent.com
Tel. emergenza: +49-(0) 2203-35-92-0

1.4 Contatto telefonico di emergenza

Contatto CHEMTREC
(per Nord America): (800) 424-9300

(Internazionale): +1-(703)-527-3887

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

La miscela è stata valutata e/o testata per i pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e si applica la seguente classificazione

Simboli di pericolo: Xi
Frase R: R36/38

Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)

Salute: Irritazione occhi
Irritazione pelle, Categoria 2

2.2 Elementi dell'etichetta

Classificazione in conformità della direttiva 1999/45/EC

Pittogramma di pericolo:

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2



Xi- Irritante

Frasi R e S:

R36/38: Irritante per occhi e pelle

Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)



Punto esclamativo

Indicazioni verbali: Attenzione

Frasi di rischio:

H319: Causa grave irritazione agli occhi

H315: Causa irritazione alla pelle

Consigli di Prudenza

Prevenzione: P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso

Reazione:

P305: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:

P351: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti

P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

P302+352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone

Stoccaggio: P273: Non disperdere nell'ambiente

Smaltimento: P501: Smaltire il prodotto conformità alla regolamentazione nazionale (EC 1975L0442-20/11/2003)

2.3 Altri pericoli

Azioni immediate: Nessuna

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Denominazione chimica	CAS	EINECS	CONTENUTO %	Classificazione in conformità con la direttiva 67/548/EEC	Classificazione in conformità con il Regolamento (EC) N° 1272/2008 (CLP)
Acido Benzoico	65-85-0	200-618-2	<=15	Xi; R36/37/38	Irr. Occhi, cat. 2; Gravi danni Occ, cat. 1; H315; H318
4 Metossi Fenolo	150-76-5	205-769-8	<=1	Xi; R36	Irr. Occ, cat. 2; Sens. Pelle, cat 1; Toss. Acuta (O), Cat. 4; H302; H317; H319

Consultare la sezione 16 per il testo completo delle Frasi R e H

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Richiedere intervento medico, se l'irritazione persiste.

Contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone.

Ingestione: Se ingerito in piccole quantità il prodotto è innocuo, altrimenti consultare un medico.

Inalazione: Nessun trattamento specifico è necessario dato che il materiale non è considerato pericoloso per inalazione. Se esposti ad alti livelli di polvere o fumi portarsi all'aria aperta e richiedere intervento medico se si sviluppano tosse o altri sintomi

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Occhi: Può causare leggera irritazione

Pelle: Può causare leggera irritazione

Ingestione: Nessun effetto atteso per questo prodotto

Inalazione: Nessun effetto atteso per questo prodotto

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico: Non applicabile

5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: Consultare la sezione 5.3 Attrezzatura antincendio

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti a combustione pericolosa: Non determinato

Pericolo di esplosione: Nessuno risaputo

Esplosione di incendio: Nessuno risaputo

Sensibilità alla scarica statica Non determinata

Sensibilità agli urti: Non determinata

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Procedure antincendio: Generale: evacuare tutto il personale. In caso di incendio, indossare un apparecchio respiratorio autonomo a pressione completo equipaggiamento di protezione.

Attrezzatura antincendio: Spray d'acqua, Schiuma, chimico secco, biossido di carbonio (CO₂)

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Procedure generali: Fare riferimento alla sezione 8 Dispositivi di Protezione Personale

6.2 Precauzioni ambientali

Perdite in acqua: Non consentire che entri nella rete fognaria o nei sistemi di scolo che possono raggiungere dei corsi d'acqua.

6.3 Materiali e metodi per il contenimento e per la bonifica

Piccole perdite: Pulire con un panno, acqua e sapone

Grandi perdite: Assorbire con materiale inerte, umido non combustibile, dopo sciacquare l'area con acqua

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni: Non applicabile

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni nella manipolazione: Utilizzare dispositivi di protezione personale

Precauzioni nello stoccaggio: Consultare l'etichetta del prodotto

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Durata di conservazione: Consultare l'etichetta del prodotto

7.3 Usi finali specifici

Usi finali specifici: Materiale di otturazione/cementazione provvisoria privo di Eugenolo ad uso professionale

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Parametri di controllo: Non determinati

8.2 Controlli di esposizione

Protezione viso e occhi: Indossare protezione oculare

Protezione pelle: Usare indumenti protettivi e guanti

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico: Gel

Colore: Chiaro

Odore: Pungente, odore acidico tipico dell'acrilico

9.2 Altre informazioni

Percentuale volatile: Non determinata

10. STABILITA' E REATTIVITA'

10.1 Reattività

Reattività: Stabile

10.2 Stabilità chimica

Stabilità chimica: Stabile se conservato e manipolato secondo le condizioni di utilizzo

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Polimerizzazione pericolosa: Nessuna

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare: Nessuno risaputo

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2

10.5 Materiali incompatibili

Materiali incompatibili: Nessuno risaputo

10.6 Prodotti a decomposizione pericolosa

Prodotti a decomposizione pericolosa: Non determinato

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Acuta

Note: Il dispositivo è biocompatibile se utilizzato come indicato da professionisti dentali in base alla ISO 10993-1

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Tossicità

Tossicità acquatica (acuta): Non consentire che entri in contatto con fogne o canali di scolo che conducono a fiumi

LC₅₀ – 96 ore: Non determinato

EC₅₀ – 48 ore: Non determinato

EC₅₀ – 96 ore: Non determinato

12.2 Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità: Non determinato

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo: Non determinato

12.4 Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo: Non determinato

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non determinato

12.6 Altri effetti avversi

Dati ambientali: Non stabilito

13. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti

Metodo di smaltimento: In accordo con le leggi governative in vigore (EC 1975L0442-20/11/2003).

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2

14. INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO

14.1 Numero ONU

Numero ONU: NA= Non applicabile

14.2 Nomenclatura di spedizione dell'ONU

Nomenclatura di spedizione dell'ONU: Materiale non pericoloso

14.3 Classe/i di pericolo connesso al trasporto

Classificazione pericolo: NA= Non applicabile

14.4 Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio: NA= Non applicabile

14.5 Pericolo ambientale

Inquinante marino #1: NA= Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR- Stradale : Materiale non pericoloso

RID- Ferroviaria: Materiale non pericoloso

IMDG – Via mare: Materiale non pericoloso

IATA - Aerea: Materiale non pericoloso

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Trasporto di rinfuse: Materiale non pericoloso

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela

RoHS: Fare riferimento alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/ECC

15.2 Valutazione sulla sicurezza chimica

Valutazione sulla sicurezza chimica: Consultare la sezione 11

16. ALTRE INFORMAZIONI

Frasi R Rilevanti e/o indicazioni di pericolo H (sigla e testo per esteso)

R36/37/38: Irritante per occhi, sistema respiratorio e pelle

R36: Irritante per occhi

Toss. Acuta (O), Cat. 4; Tossicità acuta (orale), categoria 4

Irr. Occhi, Cat. 2: Irritazione occhi, categoria 2

Gravi Danni Occ. Cat 1: Gravi danni agli occhi categoria 1

Irritaz. Pelle, cat. 2: Irritazione Pelle categoria 2

Sens. Pelle, cat 1: sensibilizzazione pelle, categoria 1

H302: Nocivo se ingerito

SCHEDA DI SICUREZZA MATERIALE

Conforme al Regolamento Europeo N° 453/2010
Uso dentale



Data di emissione: 09/02/2006

Numero Scheda di Sicurezza Materiale: 22-039.8

Data revisione: 05/05/2015

Numero Revisione:8

UltraTemp® (Catalizzatore), parte 1 di 2

H315: Causa irritazione alla pelle

H317: Può causare una reazione allergica alla pelle

H318: Causa gravi danni agli occhi

H319: Causa grave irritazione agli occhi

Preparato da: Anu Kattoju

Frase generali: NA= Non applicabile

Indicazioni sulla revisione:

This SDS replaces the 08/07/2014 SDS. Revised: **Section 1:**. **Section 2:** EMERGENCY OVERVIEW – IMMEDIATE CONCERNS. **Section 8:** PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT - SKIN. **Section 10:** HAZARDOUS POLYMERIZATION, STABLE, POSSIBILITY OF HAZARDOUS REACTIONS. **Section 11:** ACUTE (ORAL LD₅₀ (rat), INHALATION LC₅₀ (rat) ACUTE. **Section 14:** AIR (ICAO/IATA) - SPECIAL PROVISIONS ROAD AND RAIL (ADR/RID) (PROPER SHIPPING NAME), VESSEL (IMO/IMDG) – SPECIAL PROVISIONS ROAD AND RAIL (UK only) (CDG) – SPECIAL PROVISIONS SECTION 14: Transport information. **Section 15:** SECTION 15: Regulatory information. **Section 16:** GENERAL STATEMENTS.

Esonero di responsabilità del Produttore:

ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE - Utilizzare come indicato.

Le informazioni e le raccomandazioni sono prese dalle fonti (ovvero le schede di sicurezza della materia prima e lo stato delle conoscenze del produttore) Esse sono date in buona fede; comunque il produttore non garantisce in merito all'accuratezza dell'informazione e l'adeguatezza delle raccomandazioni e non si assume nessuna responsabilità nei confronti dell'utilizzatore finale. Ogni utilizzatore deve rivedere attentamente le avvertenze previste per ogni specifico contesto del prodotto e verificare che esse siano applicate in modo appropriato.