

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

ODDÍL 1: Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Kód produktu : 88934
Název produktu : Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless
Popis produktu : RCR123A, 3,2V, 750mAh dobíjecí lithium-železo fosfátová baterie pro použití v produktu Valo Cordless.

1.2. Relevantní identifikovaná použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Relevantní určená použití : Dobíjecí lithium-železo fosfátová baterie pro použití s produktem VALO Cordless

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Výrobce	odpovědná osoba ES
Ultradent Products, Inc.	Ultradent Products GmbH
505 West Ultradent Drive (10200 South)	Am Westhover Berg 30
Jižní Jordán, UT 84095	51149 Kolín nad Rýnem, Německo
	E-mail: infoDE@ultradent.com
	Telefon pro nouzové volání: +49(0)2203-35-92-0

1.4. Telefonní číslo pro nouzové volání

CHEMTREC (SEVERNÍ AMERIKA): (800) 424 - 9300
(MEZINÁRODNÍ): +1(703) 527 - 3887

SEKCE 2: Identifikace nebezpečí

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

: Přehled týkající se stavu nouze: Z výroby není považován za nebezpečný. Pokud je baterie poškozená, vystavení komponentům produktu může způsobit podráždění očí, pokožky a dýchacích cest. Spaliny požáru obsahujícího baterie mohou být škodlivé. Klasifikace podle GHS Není nebezpečnou látkou podle GHS.

Zdraví : Není klasifikováno

2.2. Prvky označení

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Bezpečnostní prohlášení

Prevence : P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
Odezva : P305: V PŘÍPADĚ KONTAKTU S OČIMA:
P351: Oplachujte opatrně vodou několik minut. P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/pozornost.
P303+P361+P353: V PŘÍPADĚ KONTAKTU S KŮŽÍ (či vlasy): Okamžitě svlečte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte pokožku vodou [případně použijte sprchu].
P314: Pokud se cítíte špatně, vyhledejte lékařskou pomoc/pozornost.
P301 + P310: V PŘÍPADĚ POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

P330: Vypláchněte ústa.

P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P304+P340: V PŘÍPADĚ VDECHNUTÍ: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch a dbejte na to, aby pohodlně dýchala.

Skladování

: P273: Zabraňte úniku do životního prostředí.

P103: Před použitím si přečtěte štítek.

Likvidace

: P501: Likvidujte v souladu s vládními předpisy. (EC1975L0442- 20/11/2003)

2.3. Ostatní nebezpečí

Bezprostřední obavy

: HMIS hodnocení: Zdraví: 0

Požár: 0

HMIS Reaktivita: 0

Míra nebezpečí: 0 = minimální 1 = nepatrná 2 = střední 3 = závažná 4 = kritická *= chronické nebezpečí

Přehled týkající se stavu nouze: V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz

Oddíl 4 pro více informací.

ODDÍL 3: Složení / informace o složkách

3.1. Látky

Nevztahuje se

3.2. Směsi

Chemický název	CAS	EINECS číslo	% hmotnosti	Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]
Lithium-železitý fosfát	15365-14-7	NEVZTAH UJE SE	≤ 40	Není klasifikováno
Grafit	7440-44-0	231-153-3	≤ 30	Není klasifikováno
Měď	7440-50-8	231-159-6	≤ 5	Není klasifikováno
Hliník	7429-90-5	231-072-3	≤ 5	Hořl. Rozp., kat. 1; Reakce s vodou, kat. 2; H228; H261

Úplný text H-vět: viz SEKCE 16.

ODDÍL 4: Opatření první pomoci

4.1. Popis opatření první pomoci

V případě kontaktu s očima

: Držte víčka od sebe a vyplachujte velkým množstvím vlažné vody po dobu nejméně 30 minut. Vyhledejte okamžitou lékařskou péči.

V případě kontaktu s kůží

: Odstraňte kontaminovaný oděv, boty a kožené prvky. Oplachujte vodou po dobu nejméně 30 minut. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití

: Pokud je oběť v bezvědomí, nikdy ji nic nepodávejte ústy. Ústa důkladně vypláchněte vodou. Nevývolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě vdechnutí

: Přesuňte osobu na čerstvý vzduch mimo zdroj znečištění.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

4.2. Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné

Oči	: Za běžných podmínek použití a manipulace s produktem se žádné neočekávají. Pokud je baterie poškozená, kontakt s baterií může způsobit silné podráždění nebo popáleniny.
Kůže	: Za běžných podmínek použití a manipulace s produktem se žádné neočekávají. Pokud je baterie poškozená, kontakt s baterií může způsobit silné podráždění nebo popáleniny.
Požítí	: Za běžných podmínek používání a manipulace s produktem se nepovažuje za pravděpodobný způsob kontaktu. Při požití materiálu z poškozené baterie může dojít k vážným popáleninám úst, jícnu a zažívacího traktu.
Vdechnutí	: Za běžných podmínek použití a manipulace s produktem se žádné neočekávají. Pokud je baterie poškozená, vystavení se účinkům výparů nebo mlhy může způsobit podráždění dýchacích cest.

4.3. Požadována indikace jakékoli okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře	: NEVZTAHUJE SE
---------------------	-----------------

ODDÍL 5: Opatření protipožární ochrany

5.1. Hasicí prostředky

Hasicí prostředky	: Použijte hasicí prostředek vhodný pro místní podmínky a okolní prostředí. Např. práškový hasicí přístroj, CO2. V případě poškozených nebo prasklých článků použijte hasicí přístroj třídy D nebo jiný vhodný hasicí prostředek. K hašení elektrických požárů by měly být použity hasicí přístroje třídy C. K hašení elektrických požárů či požárů souvisejících s prasklými články baterie nepoužívejte vodu.
-------------------	---

5.2. Zvláštní nebezpečí pojití se s látkou nebo směsí

Obecné nebezpečí	: Vlastnosti hořlavosti viz oddíl 9. Při vystavení nadměrnému teplu může dojít k prasknutí bateriových článků.
Nebezpečné produkty spalování	: Při zapálení nebo vystavení požáru může docházet k uvolňování toxických výparů

5.3. Pokyny pro hasiče

Protipožární postupy	: Ochranné prostředky: používejte nezávislý respirátor. Noste zcela nepropustný ochranný oblek.
Dodatečné informace	: Zvláštní nebezpečí vyplývající z chemické látky: Zvláštní nebezpečí pojití se s látkou nebo směsí. Při vystavení požáru může dojít k prasknutí baterie a k uvolnění nebezpečných produktů rozkladu. Při poškození nebo zneužití (např. mechanické poškození nebo elektrické přebíjení) může dojít k rychlému a intenzivnímu hoření. Dále může dojít k zapálení baterií v těsné blízkosti.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Osobní preventivní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecné postupy	: Postupy zamezení šíření: Zastavte tok materiálu, pokud nehrozí žádné riziko
----------------	--

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

Evakuační postupy:
Izolujte oblast. Nepotřebný personál pošlete pryč.
Zvláštní postupy:
Zabraňte styku pokožky s rozlitém materiálem.
Nouzové postupy:
Odstraňte zdroje vznícení, evakuujte oblast. Zamezte metodou, která nevytváří prach.
Shromážděte co nejvíce rozlitého materiálu, rozlité materiálu umístěte do vhodného odpadního kontejneru. Vylitý materiál neumísťujte do kanalizace, příkopů ani vodních toků.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Únik vody : Nedovolte, aby došlo k uvolnění materiálu do životního prostředí bez řádných vládních povolení.

6.3. Metody a materiál pro kontaminaci a čištění

Velká rozlití : Rozlité materiálu absorbujte inertním materiálem. Materiál lopatkami umístěte do vhodné nádoby k likvidaci. Prostor očistěte čisticím prostředkem a vodou. Výplachovou vodu shromážděte pro náležitou likvidaci.
Metody a materiály pro zamezení šíření a čištění:
Veškerý odpad musí být likvidován v souladu s předpisy Organizace spojených národů, národními a místními předpisy pro likvidaci.

6.4. Odkaz na ostatní oddíly

Odkaz na ostatní oddíly : Informace o bezpečném zacházení viz oddíl 7.
Informace o osobních ochranných pomůckách viz kapitola 8.
Informace o likvidaci viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Manipulace a skladování

7.1. Bezpečnostní opatření pro bezpečné zacházení

Manipulace : Zabraňte poškození nebo prasknutí baterie.
Skladování : Uchovávejte na suchém místě při pokojové teplotě. Zabraňte vystavení extrémnímu teplu nebo ohni. Uchovávejte mimo dosah dětí.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

Skladovatelnost : Viz štítek produktu

7.3. Specifické(á) konečné(á) použití

Specifické konečné použití : Dobíjecí lithium-železo fosfátová baterie pro použití v produktu VALO Cordless

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochrana

8.1. Kontrolní parametry

Kontrolní parametry : Limity expozice složek
Instituce ACGIH, OSHA ani NIOSH nedisponují limity expozice pro žádné z součástí tohoto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

8.2. Kontroly expozice

Technické kontrolní prvky	: Za běžných podmínek použití produktu nejsou zapotřebí.
Ochrana očí/obličeje	: Za běžných podmínek použití produktu není zapotřebí. Při manipulaci s poškozenou baterií noste ochranné brýle.
Ochrana kůže	: Za běžných podmínek použití produktu není zapotřebí. Při manipulaci s poškozenou baterií noste rukavice z neoprenu nebo přírodní gummy.
Ochrana dýchacích cest	: Za běžných podmínek použití produktu není zapotřebí.
Další bezpečnostní opatření	: Osobní ochranné pomůcky: Všeobecné Stanice na vyplachování očí ani nouzové sprchy nejsou vyžadovány.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav	: Pevný
Vzhled	: Různě tvarované baterie
Zápach	: Žádný
pH	: NEVZTAHUJE SE (nevodný)
Teplota tání	: NEVZTAHUJE SE
Teplota varu	: NEVZTAHUJE SE
Bod vzplanutí	: NEVZTAHUJE SE
Limity hořlavosti	: NEVZTAHUJE SE
Měrná hustota	: NEVZTAHUJE SE
Rozpustnost ve vodě	: Nerozpustné
Teplota samovznícení	: NEVZTAHUJE SE

9.2. Další informace

VOC	: NEVZTAHUJE SE
Dodatečné informace	: Koeficient oktanol/H ₂ O. NEVZTAHUJE SE Rychlost hoření: NEVZTAHUJE SE

ODDÍL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita	: Stabilní
------------	------------

10.2. Chemická stabilita

Chemická stabilita	: Při běžném používání se jedná se o stabilní materiál.
--------------------	---

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí	: Není k dispozici
-----------------------------	--------------------

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit	: Vyhnete se vystavení vyšším teplotám.
------------------------------------	---

10.5. Nekompatibilní materiály

Nekompatibilní materiály	: Není k dispozici
--------------------------	--------------------

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu : V případě spálení nebo vystavení ohni může uvolňovat toxické výpary.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologických účincích

Akutní

Poznámky

: Na samotném produktu nejsou k dispozici žádné údaje. Informace o vnitřním buněčném materiálu jsou následující.

Kobalt lithný - LiFePO4 Akutní

toxická: Žádné použitelné údaje. Místní účinky: Nejsou známy.

Senzibilizace: Nervový systém dýchacích orgánů může být citlivě stimulován.

Chronická toxicita / dlouhodobá toxicita: Žádné použitelné údaje.

Leptavost pokožky: Přestože je velmi vzácná, může vyústit v kožní vyrážku a alergický erytém.

Hliník

Místní účinky: Hliník samotný nemá žádnou toxicitu. Když dojde ke vniku do rány, může dojít k dermatitidě.

Chronická toxicita / dlouhodobá toxicita: Dlouhodobé vdechování hrubých částic nebo dýmu může způsobit poškození plic (hliníkové plíce). Grafit

Akutní toxicita: Neznámé.

Místní účinky: V případě vniknutí do očí stimuluje oči; může způsobit záněty kloubů, ztlustění rohovkového epitelu nebo edémový zánět očního víčka.

Chronická toxicita / dlouhodobá toxicita: Dlouhodobé vdechování vysokých hladin grafitových hrubých částic může způsobit plicní onemocnění nebo tracheální onemocnění.

Karcinogenita: Výzkumné organizace ani organizace zabývající se výzkumem přírodních toxických látek souvisejících s rakovinou grafit neuznávají jako příčinu rakoviny. Měď

Akutní toxicita: 60-100 mg velké hrubé částice způsobují gastrointestinální poruchu s nevolností a zánětem. TDLo, podkožní - králík 375 mg/kg

Místní účinky:

Hrubé částice stimulují nos a tracheal. V případě vniknutí do očí dochází k zarudnutí a bolesti.

Senzibilizace: Dlouhodobým nebo opakovaným kontaktem může být způsobena senzibilizace pokožky.

Reprodukční účinky: TDLo, orálně - potkan 152 mg/kg organického elektrolytu

Akutní toxicita: LD50, orálně - potkan 2 000 mg/kg nebo více Místní účinky: Neznámé.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

ODDÍL 12: Ekologická informace

12.1. Toxicita

Toxicita pro vodní prostředí (akutní) : Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo odvodňovacích stok, které mohou vést k vodním cestám.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Persistence a rozložitelnost : Vzhledem k tomu, že článek akumulátoru a vnitřní materiály se v životním prostředí nerozkládají, nezahrabávejte je ani je nevyhazujte do přírody.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál : Není určeno

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita v půdě : Není určeno

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výsledky posouzení PBT a vPvB : Není určeno

12.6. Jiné nežádoucí účinky

Údaje o životním prostředí : Zabraňte úniku do životního prostředí.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody zpracování odpadu

Způsob likvidace : Doporučené metody pro bezpečné a ekologické odstranění: Produkt (odpad ze zbytků)
Řízený sběr nebo likvidace lithium-železo fosfátových baterií jsou v mnoha zemích vyžadovány zákonem, např. zákonem o řízení baterií. Sběr nebo recyklaci baterií má v zemích, kde je recyklace povinná, obvykle na starost výrobce nebo dovozce baterií.
Kontaminovaný obal
Ani schránka ani obal nejsou během běžného používání kontaminovány. Při výtoku vnitřních materiálů z akumulátorového článku baterii likvidujte jako průmyslový odpad, který je předmětem zvláštních kontrol.

ODDÍL 14: Informace o přepravě

14.1. Číslo OSN

Číslo OSN : 3480, 3481

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku

Náležitý název OSN pro zásilku : 3480 - lithium-iontové baterie 3481 - lithium-iontové baterie obsažené v zařízeních

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

Klasifikace nebezpečnosti : 9

14.4. Obalová skupina

Obalová skupina : NEVZTAHUJE SE

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

Látka ohrožující mořské prostředí č. 1 : NEVZTAHUJE SE

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

ADR - silnice	: ADR [zvláštní ustanovení 188]
RID - železniční přeprava	: NEVZTAHUJE SE
IMDG - moře	: [zvláštní ustanovení 188]
IATA - vzduch	: -DGR [Jako BEZPEČNÉ ZBOŽÍ: „pokyny pro balení 965 část I“ / Téměř tak, jak je uvedeno výše, avšak zobrazeno jako NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ: „pokyny pro balení 965 část IB“] (Pokud jsou baterie baleny se zařízením nebo obsaženy v zařízeních I, použijte pokyny pro balení 966 nebo 967 namísto 965.)

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

Hromadná přeprava	: NEVZTAHUJE SE
Dodatečné informace	: Lithium-železo fosfátové baterie vyhovují všem platným přepravním předpisům předepsaným průmyslovými a právními normami, které zahrnují Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, Předpisy IATA týkající se nebezpečného zboží a požadavky US DOT. Články a baterie byly testovány podle části 38.3 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí: příručky zkoušek a kritérií. Všechny baterie uvedené v tomto bezpečnostním listu mají kapacitu menší než 100 watthodin. Proto je možné letecky přepravovat až 2 baterie bez zařízení v balíku označeném jako „očekávané“ množství a není zapotřebí odesílat je podle pokynů týkajících se nebezpečných látek třídy 9. Pokud jsou letecky odesílány v jednom balení více než 2 baterie bez zařízení, na balík se v plném rozsahu vztahují ustanovení regulované přepravy. Takovýto balík musí vyhovovat přísným požadavkům dokumentace, označení a opatření štítky. Správný přepravní název je „lithium-iontové baterie,“, ID číslo OSN je 3840. U lithium-iontových baterií obsažených v zařízeních nebo lithium-iontových bateriích zabalených se zařízením je ID číslo OSN 3481. Zásilka by měla být plně popsána řádným přepravním jménem a měla by být zabalena, označena a ve vhodném stavu pro leteckou přepravu. Zásilka není klasifikována jako nebezpečná podle současného vydání 56. vydání IATA (platné od 1. ledna 2015), nařízení o nebezpečných věcech a všech platných předpisů dopravců a vládních předpisů.

ODDÍL 15: Regulační informace

15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální předpisy/legislativa vztahující se k látce nebo směsi

Obecné informace	: Položka splňuje požadavky směrnice RoHS
------------------	---

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti	: Viz část 11
Dodatečné informace	: Federální předpisy USA A: Obecné informace o produktech Všechny součásti jsou uvedeny v Seznamu inventarizace US EPA TSCA. B. Analýza komponent

BEZPEČNOSTNÍ LIST

v souladu s nařízením (ES) č. 453/2010
Zubní použití



Datum vydání : 24/10/2012
Číslo bezp. listu : 317-001.05 - CS
Datum revize : 08/01/2018
Číslo revize : 4

Dobíjecí baterie pro produkty VALO® Cordless a VALO® Ortho Cordless

Žádná ze součástí produktu není uvedena v části SARA 302 (40 CFR 355 příloha A), SARA část 313 (40 CFR 372.65) nebo CERCLA (40 CFR 302.4).

ODDÍL 16: Další informace

Relevantní H-prohlášení (číslo a fulltext)	: Hořl. Rozp., kat. 1: Hořlavé tuhé látky, kategorie 1 reaktivita na vodu, kat. 2: Reaktivita na vodu, kategorie 2 H228: Hořlavá tuhá látka. H261: Při kontaktu s vodou uvolňuje hořlavý plyn.
Autor	: Anu Kattoju
Přehled revize	: Tento bezpečnostní list nahrazuje bezpečnostní list ze 17/02/2016. Upraveno: Oddíl 1: Bezpečnostní list č. Oddíl 4: POZNÁMKY PRO LÉKAŘE. Oddíl 6: . Oddíl 9: TEPLOTA SAMOVZNÍCENÍ, BOD VARU, MEZNÍ HODNOTY HOŘLAVOSTI, BOD VZNÍCENÍ A METODA, BOD TAVENÍ, pH, MĚRNÁ HUSTOTA, (VOC). Oddíl 12: VODNÍ TOXICITA (AKUTNÍ) (48hodinová EC ₅₀ , 96hodinová EC ₅₀). Oddíl 14: NÁDOBA (IMO/IMDG) - LÁTKA OHROŽUJÍCÍ MOŘSKÉ PROSTŘEDÍ č. 1 CESTA A ŽELEZNICE (pouze ve Spojeném království) (CDG) - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 14: Informace pro přepravu, Obalová skupina. Oddíl 16: OBECNÁ PROHLÁŠENÍ.
Obecná prohlášení	: NAP = NEVZTAHUJE SE
Upozornění výrobce	: Používejte podle pokynů. Informace a doporučení jsou převzata ze zdrojů (suroviny SDS a znalosti výrobce), o nichž se věří, že jsou přesné. Výrobce však neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti informací nebo vhodnosti doporučení a nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakémukoli uživateli. Každý uživatel by měl tato doporučení zhodnotit v konkrétním kontextu zamýšleného použití a určit, zda jsou vhodná.