

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productcode : 88934
Productnaam : VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery
Productbeschrijving : RCR123A, 3,2V, 750mAh oplaadbare lithium-ijzerfosfaatbatterij voor gebruik in Valo Cordless.

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik: Oplaadbare lithium-ijzerfosfaatbatterij voor gebruik met VALO draadloos

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant	EG Verantwoordelijke
Ultradent Products, Inc.	Ultradent Products GmbH
505 West Ultradent Drive (10200 South)	Am Westhover Berg 30
South Jordan, UT 84095	51149 Keulen Duitsland
	E-mail: infoDE@ultradent.com
	Telefoon voor noodgevallen: +49 (0) 2203-35-92-0

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

CHEMTREC (NOORD-AMERIKA): (800) 424 - 9300
(INTERNATIONAAL): +1(703) 527 - 3887

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP]

: Overzicht noodgevallen: Wordt niet als gevaarlijk beschouwd zoals vervaardigd. Als de batterij is beschadigd, kan blootstelling aan componenten van het product irritatie aan ogen, huid en luchtwegen veroorzaken. Verbrandingsproducten van een brand waarbij batterijen zijn betrokken kunnen schadelijk zijn.

Classificatie volgens GHS Geen gevaarlijke stof volgens GHS.

Gezondheid : Niet geclassificeerd

2.2. Etiketteringselementen

Classificatie volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Voorzorgsmaatregel(en)

Preventie : P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Reactie : P305: BIJ CONTACT MET DE OGEN:
P351: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P313: Een arts raadplegen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of douche].
P314: Roep medische hulp/advies als u zich onwel voelt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

P301 + P310: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P330: De mond spoelen.

P331: GEEN braken opwekken.

P304+P340: NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Opslag : P273: Voorkom lozing in het milieu.
P103: Lees het etiket voor gebruik.

Verwijdering : P501: Afvoeren volgens overheidsvoorschriften. (EC1975L0442- 20/11/2003)

2.3. Andere gevaren

Directe zorgen : HMIS-beoordelingen: Gezondheid: 0
Brand: 0
HMIS-reactiviteit: 0
Gevaarschaal: 0 =minimaal 1=gering 2=gemiddeld 3=ernstig 4=zeer ernstig* =chronisch gevaar
Overzicht noodgevallen: Raadpleeg een arts bij een ongeval als u zich onwel voelt. Zie Rubriek 4 voor meer informatie.

RUBRIEK 3: Samenstelling / informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Chemische naam	CAS	EINECS Nr.	Gew. %	Classificatie volgens Verordening (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Lithiumijzerfosfaat	15365-14-7	NVT	≤ 40	Niet geclassificeerd
Grafiet	7440-44-0	231-153-3	≤ 30	Niet geclassificeerd
Koper	7440-50-8	231-159-6	≤ 5	Niet geclassificeerd
Aluminium	7429-90-5	231-072-3	≤ 5	Brandb. Sol., Cat. 1; Reageert met water, Cat. 2; H228; H261

Voor de volledige tekst van H-zinnen: zie RUBRIEK 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Na contact met de ogen : Houd de oogleden open en spoel de ten minste 30 minuten met lauw water. Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Na contact met de huid : Verontreinigde kleding, schoenen en lederwaren verwijderen. Spoel minimaal 30 minuten met water. Roep medische hulp in als de symptomen aanhouden.

Na inslikken : Een bewusteloze persoon nooit iets via de mond toedienen. De mond goed met water spoelen. Geen braken opwekken Onmiddellijk medische hulp inroepen.

Na inademing : Breng persoon in de frisse lucht weg van de bron van verontreiniging.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Ogen	: Geen verwacht bij normaal gebruik en hantering van het product. Als de batterij is beschadigd, kan blootstelling ernstige irritatie of brandwonden veroorzaken.
Huid	: Geen verwacht bij normaal gebruik en hantering van het product. Als de batterij is beschadigd, kan blootstelling ernstige irritatie of brandwonden veroorzaken.
Inslikken	: Wordt niet beschouwd als een waarschijnlijke manier van blootstelling bij normaal gebruik en hantering van het product. Inslikken van materiaal van een beschadigde batterij kan ernstige brandwonden aan mond, slokdarm en maag-darmkanaal veroorzaken.
Inademing	: Geen verwacht bij normaal gebruik en hantering van het product. Als de batterij is beschadigd, kan blootstelling aan dampen of nevel irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts	: NVT
--------------------------	-------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen	: Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. Zoals droog poeder, CO2. Gebruik voor beschadigde of gescheurde cellen een brandblusser van klasse D of een ander geschikt middel. Om elektrische branden te blussen moeten Klasse C brandblussers moeten worden gebruikt. Gebruik geen water om elektrische of gescheurde celgerelateerde branden te blussen.
--------------	---

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Algemene gevaren:	Zie rubriek 9 voor brandbaarheidseigenschappen. Batterijcellen kunnen scheuren als ze worden blootgesteld aan overmatige hitte.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	: Er kunnen giftige dampen vrijkomen bij verbranding of blootstelling aan vuur

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandbestrijdingsprocedures	: Beschermende uitrusting: draag een onafhankelijk werkend ademhalingstoestel. Draag een volledig beschermend, ondoordringbaar pak.
Aanvullende informatie	: Specifieke gevaren die zijn verbonden aan de chemische stof: Speciale gevaren die zijn verbonden aan de stof of het mengsel. De batterij kan barsten en er kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen wanneer het wordt blootgesteld aan brand. In het geval van beschadiging of misbruik (bijv. mechanische schade of overladen van elektriciteit); kan snel verbranden met steekvlammen; kan andere batterijen in de buurt doen ontbranden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Algemene procedures	: Inperkingsprocedures: Stop de stroom van materiaalstroom als dit zonder risico kan gebeuren
---------------------	--

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

Evacuatieprocedures:

Sluit het gebied af. Houd overbodig personeel uit de buurt.

Speciale procedures:

Voorkom huidcontact met het gemorste materiaal.

Noodprocedures:

Ontstekingsbronnen verwijderen, gebied evacueren. Veeg op met een methode die geen stof produceert. Verzamel zoveel mogelijk van het gemorste materiaal en bewaar het in een geschikte afvalcontainer. Houd gemorst materiaal uit riolen, sloten en waterlichamen.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Waterlozing : Laat geen materiaal vrij in het milieu zonder de juiste overheidsvergunningen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Grote lozing : Absorbeer gemorste stof met inert materiaal. Schep het materiaal in een geschikte container voor verwijdering. Reinig het gebied waar lekkage heeft plaatsgevonden met reinigingsmiddel en water; verzamel waswater voor correcte verwijdering.

Methoden en materialen voor insluiting en reiniging/opruimen:

Alle afval moet worden afgevoerd volgens de voorschriften van de Verenigde Naties en de nationale en lokale voorschriften voor verwijdering.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken : Zie rubriek 7 voor informatie over veilig gebruik
Zie rubriek 8 voor informatie over persoonlijke veiligheidsuitrusting.
Zie rubriek 13 voor informatie over afvoeren.

RUBRIEK 7: Behandeling en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren

Behandeling : Voorkom beschadiging of barsten van de batterij.

Opslag : Bewaar op een droge plaats bij kamertemperatuur. Voorkom extreme hitte of vuur. Buiten bereik van kinderen houden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Houdbaarheid : Zie productetikettering

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik : Oplaadbare lithium-ijzerfosfaatbatterij voor gebruik in VALO draadloos

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Controleparameters : Blootstellingslimieten van componenten
ACGIH, OSHA en NIOSH hebben geen blootstellingslimieten ontwikkeld voor de componenten van dit product.

8.2. Controle van blootstelling

Technische controlemaatregelen : Niet nodig bij normale gebruiksomstandigheden van het product.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

Oog-/gelaatsbescherming	: Niet nodig bij normale gebruiksomstandigheden van het product. Draag een veiligheidsbril bij het hanteren van een beschadigde batterij.
Huidbescherming	: Niet nodig bij normale gebruiksomstandigheden van het product. Draag handschoenen van neopreen of van natuurlijk rubber bij het hanteren van een beschadigde batterij.
Ademhalingsbescherming	: Niet nodig bij normale gebruiksomstandigheden van het product.
Andere voorzorgsmaatregelen	: Persoonlijke beschermingsmiddelen: Algemeen Waskranen voor ogen en nooddouches zijn verplicht.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	: Vast
Uiterlijk	: Batterij met verschillende vormen
Geur	: Geen
pH	: NAP (niet-waterig)
Smelttemperatuur	: NVT
Kooktemperatuur	: NVT
Vlampunt	: NVT
Brandbaarheidslimieten	: n.v.t.
Soortelijk gewicht	: NVT
Oplosbaarheid in water	: Onoplosbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	: NVT

9.2. Overige informatie

VOC	: NVT
Aanvullende informatie	: Octanol/H ₂ O Coeff. NVT Verbrandingssnelheid: NVT

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	: Stabiel
---------------------	-----------

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit	: Dit is een stabiel materiaal bij normaal gebruik.
------------------------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	: Niet beschikbaar
---------------------------------------	--------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	: Voorkom blootstelling aan hoge temperaturen.
------------------------------------	--

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Incompatibele materialen	: Niet beschikbaar
---------------------------------	--------------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	: Er kunnen giftige dampen vrijkomen bij verbranding of blootstelling aan vuur.
--	---

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acuut

Opmerkingen

: Er zijn geen beschikbare gegevens over het product zelf. De informatie van het interne celmateriaal is als volgt.

Lithiumkobaltate - LiFePO4 Acuut

toxiciteit: Geen toepasselijke gegevens. Lokale effecten: Onbekend.

Gevoeligheid: Het zenuwstelsel van ademhalingsorganen kan gevoelig worden door stimulatie.

Chronische toxiciteit/toxiciteit op lange termijn: Geen toepasselijke gegevens.

Huidbijtende werking: Hoewel het zeer zeldzaam is, kan dit leiden tot huiduitslag en allergisch erytheem.

Aluminium

Lokale effecten: Aluminium zelf heeft geen toxiciteit. Wanneer het in een wond terecht komt, kan dermatitis worden veroorzaakt.

Chronische toxiciteit/toxiciteit op lange termijn: Langdurig inademen van grove deeltjes of rook kan longschade (aluminiumlongen) veroorzaken. Grafiet

Acute toxiciteit: Onbekend.

Lokale effecten: Stimulerende werking wanneer het in de ogen komt; kan conjunctivitis, verdikking van hoornvliesepitheel of oedemateuze ontsteking van het ooglid veroorzaken.

Chronische toxiciteit/toxiciteit op lange termijn: Aangezien de langdurige inademing van hoge concentraties grove grafietdeeltjes een longziekte of een tracheale aandoening kunnen veroorzaken.

Kankerverwekkendheid: Grafiet wordt door onderzoeksorganisaties en onderzoeksorganisaties op het gebied van natuurlijke toxische stoffen niet erkend als een kankeroorzaak. Koper

Acute toxiciteit: Groffe deeltjes van 60-100 mg veroorzaken gastro-intestinale stoornissen met misselijkheid en ontsteking. TDLo, hypodermisch - konijn 375 mg/kg

Lokale effecten:

Grove deeltjes stimuleren de neus en tracheale. Contact met de ogen leidt tot symptomen zoals roodheid en pijn.

Gevoeligheid: Gevoeligheid van de huid kan worden veroorzaakt door langdurig of herhaald contact.

Reproductieve effecten: TDLo, oraal - rat 152mg/kg organisch elektrolyt

Acute toxiciteit: LD50, oraal - Rat 2000 mg/kg of meer Lokale effecten: Onbekend.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Aquatische toxiciteit (acuut) : Voorkom dat het product in de riolering of afvoerkanalen komt en zo in de waterwegen terecht kan komen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid : Aangezien een batterijcel en de interne materialen in de omgeving blijven, moet u niet begraven of weggooien in de omgeving.

12.3. Vermogen tot bioaccumulatie

Vermogen tot bioaccumulatie : Niet bepaald

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit in de bodem : Niet bepaald

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling : Niet bepaald

12.6. Andere schadelijke effecten

Milieugegevens : Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvoermethode : Aanbevolen methoden voor veilige en milieuvriendelijke verwijdering: Product (afval van residuen)
Inzameling of verwijdering van lithiumijzerfosfaatbatterij is wettelijk verplicht, zoals bijvoorbeeld de "battery control law" in verschillende landen. De inzameling of het recyclen van de batterij wordt hoofdzakelijk opgelegd aan de fabrikant van de batterij of de importeur in de landen waar recycling is vereist.
Verontreinigde verpakking
Er is geen sprake van verontreiniging van een container of verpakking tijdens normaal gebruik. Wanneer interne materialen die uit een batterijcel zijn gelekt, verontreinigd zijn, moeten ze worden verwijderd als zijnde bedrijfsafval onderhevig aan speciale regels.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

VN-nummer : 3480, 3481

14.2. Juiste VN verzendbenaming

Juiste VN verzendbenaming : 3480 - Lithium-ionbatterijen 3481 - Lithiumion-batterijen in apparatuur

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Gevarenclassificatie : 9

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep : NVT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

14.5. Gevaren voor het milieu

Verontreiniger van zeewater #1 : NVT

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR - weg : ADR [speciale bepaling 188]

RID - rail : NVT

IMDG - zee : [speciale bepaling 188]

IATA - lucht : -DGR [Als non-DANGEROUS GOODS: 'packing instruction 965 section I' Zoals hierboven, maar weergegeven als DANGEROUS GOODS: 'packing instructions 965 section IB'] (Indien batterijen zijn verpakt met apparatuur on in de apparatuur I, zie verpakkingsinstructie 966 of 967 in plaats van 965.)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL73/78 en de IBC-code

Vervoer in bulk : NVT

Aanvullende informatie : Lithiumijzerfosfaatbatterijen voldoen aan alle geldende verzendingsvoorschriften zoals voorgeschreven door de industrie en wettelijke normen zoals de VN-aanbevelingen voor het Transport of Dangerous Goods; IATA Dangerous Goods Regulations en US DOT-vereisten. Cellen en batterijen zijn getest volgens rubriek 38.3 van de VN-aanbevelingen van het Transport of Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria. Alle batterijen in dit veiligheidsinformatieblad zijn minder dan 100 Whrs; daarom kan kunnen maximaal 2 batterijen zonder apparatuur in een pakket worden verzonden via luchtvervoer als een "uitgezonderde" hoeveelheid en hoeft het niet te worden verzonden als volledig gereguleerd gevaarlijk materiaal van Klasse 9. Als er meer dan 2 batterijen zonder apparatuur in één pakket worden verzonden, via luchttransport, dan wordt het pakket beschouwd als een volledig gereguleerde verzending en moet het voldoen aan de strengere vereisten voor documentatie, markering en etikettering.

De juiste naam voor verzending is "lithium-ion-batterijen", UN-ID-nummer is 3840. Voor lithium-ionbatterijen in apparatuur of lithium-ion-batterijen met apparatuur, is het UN ID-nummer 3481.

De zending moet volledig worden beschreven door de juiste naam voor verzending en worden verpakt en gemarkeerd en in goede staat verkeren voor vervoer door de lucht. De zending is niet geclassificeerd als gevaarlijk onder de huidige editie van de IATA 56e editie (van kracht sinds 1 januari 2015), de Regelgeving voor gevaarlijke goederen en alle van toepassing zijnde transport- en overheidsvoorschriften.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Algemene informatie : Artikel voldoet aan RoHS-vereisten

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling : Zie rubriek 11

Aanvullende informatie : Amerikaanse Federale Regelgeving

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EU) nr. 453/2010
Tandheelkundig gebruik



Datum uitgegeven : 10/24/2012
SDS Nr. : 317-001.05 - NL
Datum herzien : 01/08/2018
Revisie nr. : 4

VALO® Cordless & VALO® Ortho Cordless Rechargeable Battery

A: Algemene productinformatie

Alle componenten staan op de U.S. EPA TSCA-inventarislijst.

B. Componentanalyse

Geen van de componenten van het product worden vermeld onder SARA Rubriek 302 (40 CFR 355 bijlage A), SARA Rubriek 313 (40 CFR 372.65) of CERCLA (40 CFR 302.4).

RUBRIEK 16: Overige informatie

Relevante H-verklaringen (nummer en voll-tekst)	: Brandb. Sol., Cat. 1: Ontvlambare vaste stoffen, Categorie 1 Waterreact, Cat. 2: Waterreactiviteit, Categorie 2 H228: Ontvlambare vaste stof. H261: In contact met water komt ontvlambaar gas vrij.
Opgesteld door	: Anu Kattoju
Samenvatting herzieningen	: Dit VIB vervangt het VIB van 17.02.2016. Herzien: Rubriek 1: VIB Nr. Rubriek 4: OPMERKINGEN VOOR DE ARTS: Rubriek 6: . Rubriek 9: ZELFONTBRANDINGSTEMPERATUUR, KOOKPUNT, ONTVLAMBARE LIMieten, VLAMPUNT EN WERKWIJZE, SMELTPUNT, pH, SPECIFIEKE ZWAARTEKRACHT, (VOC). Rubriek 12: AQUATISCHE TOXICITEIT(ACUUT) (48-UUR EC₅₀, 96-UUR EC₅₀). Rubriek 14: SCHIP (IMO/IMDG) - VERONTREINIGING VAN DE ZEE # 1 WEG EN SPOOR (alleen UK) (CDG) - SPECIALE VOORSCHRIFTEN RUBRIEK 14: Transportinformatie, Verpakkingsgroep. Rubriek 16: ALGEMENE VERKLARINGEN.
Algemene verklaringen	: NAP = Niet van toepassing
Disclaimer van fabrikant	: Gebruiken volgens voorschrift. De informatie en aanbevelingen zijn afkomstig van bronnen (informatieblad(en) voor grondstoffen en kennis van de fabrikant) die worden geacht juist te zijn; de fabrikant geeft echter geen garantie af voor de juistheid van de informatie of de geschiktheid van de aanbeveling en is niet aansprakelijk ten opzichte van gebruikers ervan. Elke gebruiker moet deze aanbevelingen bekijken in de specifieke context van het beoogde gebruik en bepalen of ze geschikt zijn.