



# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 27-11-2013 Revideret den: 21-09-2022 Erstatte version fra: 10-03-2017 Version: 4.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Produkt navn : VEL MIX Stone (White & Pink)

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse  
Anvendelse af stoffet/blandingen : Preparat beregnet til dental medicinsk brug  
Funktion eller anvendelseskategori : Dentalt produkt.

##### Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

Kerr Italia S.r.l.  
Via Passanti, 174  
Scafati (SA) 84018 (Italy)  
T +39 081 850 3511 / Information Phone Number: 1-800-841-1428 (Customer Service)  
[safety@envistaco.com](mailto:safety@envistaco.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : CHEMTREC® Emergency Call Center. Emergency Telephone Number (for USA only) 001-800-424-9300  
International and Maritime Telephone Number +1 (703) 527-3887

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                  | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23<br>2400 København NV | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-sætninger : EUH212 - Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

#### 2.3. Andre farer

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Støv kan forårsage smertefuld øjenirritation og tåreflåd. Hvis der er støv tilstede fra dette produkt kan det forårsage irritation af åndedrætsorganerne efter overdreven eksponering ved indånding.

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

#### 3.2. Blandinger

| Navn                  | Produktidentifikator                                                                                          | Konc. (% w/w) | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Calciumsulfatdihydrat | (CAS nr) 10101-41-4<br>(EC-nummer) 600-148-1<br>(REACH-nr) 01-2119488953-20                                   | < 1           | Ikke klassificeret                                        |
| jernoxid              | (CAS nr) 1309-37-1<br>(EC-nummer) 215-168-2<br>(REACH-nr) 01-2119457614-35                                    | < 0,5         | Ikke klassificeret                                        |
| titandioxid           | (CAS nr) 13463-67-7<br>(EC-nummer) 236-675-5<br>(EC Index nummer) 022-006-00-2<br>(REACH-nr) 01-2119489379-17 | < 0,5         | Ikke klassificeret                                        |

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer.                                                                                                                                  |
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                                    |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.                                                                                                                 |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.                                                          |

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger                   | : Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer.        |
| Symptomer/virkninger efter indånding   | : Støv af dette produkt kan forårsage irritation af luftvejene.      |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : Langvarig eller gentagen kontakt kan bevirke, at huden bliver tør. |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Støv af dette produkt kan forårsage øjenirritation.                |

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling. Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. Skum, carbondioxid (CO2) og pulver. |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.                                                         |

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                                   |                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Brandfare                                         | : Ikke-brændbart.                                       |
| Eksplodingsfare                                   | : Produktet er ikke eksplosivt.                         |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid. Svovloxider. |

#### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn (EN137).                                                                    |

# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Undgå dannelsen af støv. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med huden og øjnene. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges.

##### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Se afsnit 8.  
Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.

##### 6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr.  
Nødprocedurer : Udluft området.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse : Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i henhold til de gældende lokale bestemmelser.  
Rengøringsprocedurer : På land skal materialet fejes eller skovles op i egnede beholdere. Begræns dannelsen af støv mest muligt. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå dannelsen af støv. Undgå indånding af støv.  
Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

#### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i originalemballagen. Opbevares på et tørt, beskyttet sted for at forhindre enhver kontakt med fugt.  
Uforenelige materialer : reducerende materialer. Syrer.  
Opbevaringssted : Opbevares på et godt ventileret sted.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Andre oplysninger om relevante regler.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1. Kontrolparametre

##### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| jernoxid (1309-37-1)                                  |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |                                  |
| Lokalt navn                                           | Jernoxid                         |
| OEL TWA [1]                                           | 3,5 mg/m³ beregnet som Fe        |
| OEL STEL                                              | 7 mg/m³                          |
| lovgivningsmæssig henvisning                          | BEK nr 2203 af 29. november 2021 |

| titandioxid (13463-67-7)                              |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering |             |
| Lokalt navn                                           | Titandioxid |

# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| OEL TWA [1]                  | 6 mg/m <sup>3</sup> beregnet som Ti |
| OEL STEL                     | 12 mg/m <sup>3</sup>                |
| lovgivningsmæssig henvisning | BEK nr 2203 af 29. november 2021    |

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

#### Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Nøddøjenskyllestationer skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed, hvor der er risiko for eksponering.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

##### Beskyttelse af øjne:

Brug støvtæt øjenværn ved risiko for øjenkontakt. STANDARD EN 166.

#### 8.2.2.2. Hudværn

##### Beskyttelse af krop og hud:

Brug særligt arbejdstøj

##### Beskyttelse af hænder:

Ikke påkrævet ved normal brug

#### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

##### Åndedrætsbeskyttelse:

Ved støvdannelse: støvmasker med filtertype P2. Standard EN 143:2021.

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

#### Andre oplysninger:

Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler skal vælges i henhold til CEN-standarderne og i samråd med leverandøren af værnemidler.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tilstandsform                 | : Fast                          |
| Farve                         | : Hvid. lyserød.                |
| Udseende                      | : Pulver.                       |
| Lugt                          | : Lugtløst.                     |
| Lugtgrænse                    | : Ikke bestemt.                 |
| Smeltepunkt                   | : Ikke bestemt.                 |
| Frysepunkt                    | : Ikke bestemt.                 |
| Kogepunkt                     | : Ikke bestemt.                 |
| Brændbart                     | : Ikke bestemt.                 |
| Eksplorative egenskaber       | : Produktet er ikke eksplosivt. |
| Oxiderende egenskaber         | : Ikke brændbart.               |
| Eksplisionsgrænser            | : Ikke bestemt.                 |
| Nedre eksplosionsgrænse (LEL) | : Ikke anvendelig               |
| Øvre eksplosionsgrænse (UEL)  | : Ikke anvendelig               |
| Flammepunkt                   | : Ikke bestemt.                 |

# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

|                                              |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Selvantændelsestemperatur                    | : Ikke bestemt.                                            |
| Nedbrydningstemperatur                       | : Ikke bestemt.                                            |
| pH                                           | : Ikke bestemt.                                            |
| pH af opløsning                              | : 6 – 9                                                    |
| Viskositet, kinematisk                       | : Ikke bestemt.                                            |
| Viskositet, dynamisk                         | : Ikke bestemt.                                            |
| Opløselighed                                 | : Produktet er opløseligt i vand.<br>Vand: 0,2 – 1 g/100ml |
| Fordeleskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Fordeleskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | : Ikke bestemt.                                            |
| Damptryk                                     | : Ikke bestemt.                                            |
| Damptryk ved 50 °C                           | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Massefylde                                   | : 2,3 – 2,7 g/cm <sup>3</sup>                              |
| Relativ massefylde                           | : Ikke bestemt.                                            |
| Relativ damptæthed ved 20 °C                 | : Ikke bestemt.                                            |
| Partikelstørrelse:                           | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Partikelstørrelsesfordeling                  | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Partikelform                                 | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Partikelformet forhold                       | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Partikel aggregeringstand                    | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Partikel agglomerationstilstand              | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Partikelspecifikt overfladeareal             | : Ikke tilgængeligt                                        |
| Partikelstøvaftagelse                        | : Ikke tilgængeligt                                        |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ikke bestemt.

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen polymerisering.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Varme. Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde. Vand, luftfugtighed.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Syrer.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning under normal brug og opbevaring.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret                                                                                    |
| Andre farer                 | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

| Calciumsulfatdihydrat (10101-41-4) |              |
|------------------------------------|--------------|
| LD50 oral rotte                    | > 3000 mg/kg |

# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

| titandioxid (13463-67-7)           |                |
|------------------------------------|----------------|
| LD50 oral rotte                    | > 10000 mg/kg  |
| LC50 Indånding - Rotte (Støv/tåge) | > 6,82 mg/l/4h |

|                                                        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret<br>pH: Ikke bestemt.                                                                                                                               |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt<br>Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.              |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret<br>pH: Ikke bestemt.                                                                                                                               |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt<br>Støv af dette produkt kan forårsage øjenirritation           |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                 |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                 |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                 |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                 |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt<br>Støv af dette produkt kan forårsage irritation af luftvejene |
| Gentagne STOT-eksponeringer                            | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                 |
| Aspirationsfare                                        | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                 |

| VEL MIX Stone (White & Pink) |               |
|------------------------------|---------------|
| Viskositet, kinematisk       | Ikke bestemt. |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

#### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber | : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 % |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 11.2.2 Andre oplysninger

|                                                                           |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer | : For yderligere oplysninger henvises til afsnit 4 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Ikke klassificeret |

| Calciumsulfatdihydrat (10101-41-4) |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                    | 876 mg/l <i>Lepomis macrochirus</i> (Bluegill) |
| EC50 - Skaldyr [1]                 | 30000 mg/l                                     |

| jernoxid (1309-37-1)            |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                 | > 1000 mg/kg 96 t <i>Leuciscus idus</i> (rimte)           |
| LC50 - Andre vandorganismer [1] | > 5000 mg/kg (24 timer - <i>Pseudomonas fluorescens</i> ) |

# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

| titandioxid (13463-67-7) |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]          | > 1000 mg/l Fundulus heteroclitus      |
| EC50 - Skaldyr [1]       | > 1000 mg/l (48 timer - Daphnia magna) |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| VEL MIX Stone (White & Pink) |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed | Ingen tilgængelige data. |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| VEL MIX Stone (White & Pink)                   |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | Ikke bestemt. |
| Bioakkumuleringspotentiale                     | Ingen data.   |

### 12.4. Mobilitet i jord

| VEL MIX Stone (White & Pink) |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Miljø - jord                 | Størkner med vand (fugt). |

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| VEL MIX Stone (White & Pink)                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII  |  |
| Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |  |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger : Ingen kendte.  
Andre farer : Ingen andre kendte virkninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Dispenseren må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Tillad ikke produktet at blive spredt i miljøet.  
Produkt/Emballage-bortskaffelse : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Tøm beholder fuldstændigt. Efter rengøring, genbruges eller bortskaffes til godkendt modtager.  
EAK-kode : 18 01 07 - Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

| ADR                                                              | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                          |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |

# Sikkerhedsdatablad

## VEL MIX Stone (White & Pink)

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Ikke anvendelig

#### Søfart

Ikke anvendelig

#### Luftfart

Ikke anvendelig

#### Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

#### Jernbane transport

Ikke anvendelig

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier.

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte

#### 15.1.2. Nationale regler

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke udført nogen kemisk sikkerhedsvurdering af dette stof eller denne blanding

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer: |               |          |           |
|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| Punkt                   | Ændret emne   | Ændring  | Kommentar |
| 2.2                     | EUH-sætninger | Tilføjet |           |

Datakilder

: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

#### H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

EUH212

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

Ovenstående oplysninger er baseret på vores nuværende viden og på gældende EU og national lovgivning. Oplysningerne er baseret på senest tilgængelige data, og gælder kun for den tilsigtede anvendelse.