



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

· **1.1 Productidentificatie**

· **Handelsnaam: iBond Universal**

· **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **Toepassing van de stof / van de bereiding** Tandheelkundig bondingmateriaal

· **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

· **Fabrikant/leverancier:**

Kulzer GmbH

Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany)

Tel.: +49 (0)800 4372522

· **inlichtingengevende sector:** E-Mail: [msds@kulzer-dental.com](mailto:msds@kulzer-dental.com)

· **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

· **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

STOT SE 3 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **2.2 Etiketteringselementen**

· **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· **Gevarenpictogrammen**



GHS02 GHS07

· **Signaalwoord** Gevaar

· **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecaan-1,16-diylbismethacrylaat  
aceton

4-methacryloxyethyltrimellitic acid anhydride

· **Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Vervolg op blz. 2)

NL



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 1)

· **Veiligheidsaanbevelingen**

- P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.  
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

· **Aanvullende gegevens:**

Produkt bevat: Precursoren voor explosieven die moeten worden gemeld. Aanbieden, binnenbrengen, bezit en gebruik volgens Verordening (EU) 2019/1148, Artikel 9.

· **2.3 Andere gevaren -**

· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **PBT:** Niet bruikbaar.  
· **zPzB:** Niet bruikbaar.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

· **3.2 Mengsels**

· **Beschrijving: -**

· **Gevaarlijke bestanddelen:**

|                                                                                                         |                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Catalogusnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx    | aceton<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                                               | 25-50%   |
| CAS: 72869-86-4<br>EINECS: 276-957-5<br>Catalogusnummer: 607-134-00-4<br>Reg.nr.: 01-2120751202-68-xxxx | 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecaan-1,16-diylbismethacrylaat<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1B, H317<br>EUH204 | ≥10-<25% |
| CAS: 70293-55-9                                                                                         | 4-methacryloxyethyltrimellitic acid anhydride<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;<br>Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335        | 10-25%   |

· **aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

· **Na het inademen:**

Veel verse lucht aanvoeren en voor alle zekerheid een arts consulteren.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

· **na huidcontact:** Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.

(Vervolg op blz. 3)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 2)

- **Na oogcontact:**  
*De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.*
- **Na inslikken:**  
*Mond spoelen en overvloedig water drinken.  
Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren*
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
*Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.*

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- **5.1 Blusmiddelen**
  - **Geschikte blusmiddelen:**  
*CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.*
  - **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** *Krachtige waterstraal.*
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
*Kan ontplofbaar gas-lucht-mengsel vormen.  
Bij verhitting of brand is het ontstaan van vergiftige gassen mogelijk.*
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
  - **speciale beschermende kleding:** *Geen bijzondere maatregelen nodig.*
  - **Verdere gegevens -**

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
*Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.*
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** *Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.*
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
*Met vloeistofbindend materiaal opnemen, bij kleine hoeveelheden celstof  
Voor voldoende ventilatie zorgen.  
In speciale tanks voor terugwinning of berging verzamelen.*
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
*Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.*
- 

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
*Tanks ondoordringbaar gesloten houden.*
  - **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
*Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.*

(Vervolg op blz. 4)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 3)

Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.

**· 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

**· Opslag:**

· **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Op een koele plaats bewaren.

· **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk

· **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

Tegen lichtinwerking beschutten.

Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.

**· 7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**· 8.1 Controleparameters**

· **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

**67-64-1 aceton**

WGW (NL) Korte termijn waarde: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

Lange termijn waarde: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

IOELV (EU) Lange termijn waarde: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

**· DNEL's**

**67-64-1 aceton**

Oraal algemene bevolking, langdurig, systemisch 62 mg/Kg (niet gedefinieerd)

Dermaal arbeider industrieel, lange termijn, systemisch 186 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)

algemene bevolking, langdurig, systemisch 62 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)

Inhalatief arbeider industrieel, lange termijn, systemisch 1.210 mg/m<sup>3</sup> (niet gedefinieerd)

arbeider industrieel, lange termijn, lokaal 2.420 mg/m<sup>3</sup> (niet gedefinieerd)

algemene bevolking, langdurig, systemisch 200 mg/m<sup>3</sup> (niet gedefinieerd)

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

Oraal algemene bevolking, langdurig, systemisch 0,3 mg/Kg (niet gedefinieerd)

Dermaal arbeider industrieel, lange termijn, systemisch 1,3 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)

algemene bevolking, langdurig, systemisch 0,7 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)

Inhalatief arbeider industrieel, lange termijn, systemisch 3,3 mg/m<sup>3</sup> (niet gedefinieerd)

algemene bevolking, langdurig, systemisch 0,6 mg/m<sup>3</sup> (niet gedefinieerd)

**· PNEC's**

**67-64-1 aceton**

zoetwater 10,6 mg/l (niet gedefinieerd)

zeewater 1,06 mg/l (konijn)

rioolwaterzuiveringsinstallatie 19,5 mg/l (niet gedefinieerd)

sediment, drooggewicht, zoet water 30,4 mg/Kg (niet gedefinieerd)

sediment, drooggewicht, zeewater 3,04 mg/Kg (niet gedefinieerd)

(Vervolg op blz. 5)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 4)

|                                                                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| grond, drooggewicht                                                                                                 | 0,112 mg/Kg (niet gedefinieerd) |
| <b>72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecaan-1,16-diylbismethacrylaat</b> |                                 |
| zoetwater                                                                                                           | 0,01 mg/l (niet gedefinieerd)   |
| zeewater                                                                                                            | 0,001 mg/l (niet gedefinieerd)  |
| rioolwaterzuiveringsinstallatie                                                                                     | 3,61 mg/l (niet gedefinieerd)   |
| sediment, drooggewicht, zoet water                                                                                  | 4,56 mg/Kg (niet gedefinieerd)  |
| sediment, drooggewicht, zeewater                                                                                    | 0,46 mg/Kg (niet gedefinieerd)  |
| grond, drooggewicht                                                                                                 | 0,91 mg/Kg (niet gedefinieerd)  |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Aanraking met de ogen vermijden.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

· **Bescherming van de ademhalingswegen**

Bij inwerking van dampen/stof/aërosol adembeveiliging gebruiken.

· **Bescherming van de handen**

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Wanneer huidcontact niet verhinderd kan worden, zijn ter vermindering van eventuele sensibiliseringen beschermhandschoenen aan te bevelen.

Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen aan de voorschriften voldoen. aanbevolen

· **Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Butylrubber

Nitrilrubber

· **Bescherming van de ogen/het gezicht** Nauw aansluitende schutbril.

· **Lichaamsbescherming:** Lichte beschermingskleding.

NL

(Vervolg op blz. 6)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 5)

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

**· Algemene gegevens**

· **Fysische toestand**

vloeibaar

· **Kleur:**

helder

· **Geur:**

karakteristiek

· **Geurdrempelwaarde:**

Niet bepaald.

· **Smeltpunt/vriespunt**

niet bepaald

· **Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**

55 °C

· **Ontvlambaarheid**

Niet bruikbaar.

· **Onderste en bovenste explosiegrens**

· **onderste:**

Niet bepaald.

· **bovenste:**

Niet bepaald.

· **Vlampunt:**

1,5 °C

· **Ontledingstemperatuur:**

Niet bepaald.

· **pH**

Niet bepaald.

· **Viscositeit**

· **Kinematische viscositeit**

Niet bepaald.

· **Kinematische viscositeit**

· **dynamisch:**

Niet bepaald.

· **Oplosbaarheid**

· **Water:**

gedeeltelijk mengbaar

· **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water  
(logwaarde)**

Niet bepaald.

· **Stoomdruk:**

Niet bepaald.

· **Dampspanning:**

· **Dichtheid en/of relatieve dichtheid**

· **Dichtheid bij 20 °C:**

0,99 g/cm<sup>3</sup>

· **Relatieve dichtheid**

Niet bepaald.

· **Dampdichtheid**

Niet bepaald.

**· 9.2 Overige informatie**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **Voorkomen:**

· **Vorm:**

Vloeistof

· **Belangrijke gegevens over de gezondheids-  
en milieubescherming en over de veiligheid**

· **Ontstekingstemperatuur:**

Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.

· **Ontploffingseigenschappen:**

Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk, maar  
de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp-/  
luchtmengsels is mogelijk.

· **Oplosmiddelgehalte:**

· **Water:**

19,0 %

· **Gehalte aan vaste bestanddelen:**

19,1 %

· **Toestandsverandering**

· **Verdampingssnelheid**

Niet bepaald.

· **Informatie inzake fysische gevarenklassen**

· **Ontplobbare stoffen**

vervalt

· **Ontvlambare gassen**

vervalt

· **Aerosolen**

vervalt

(Vervolg op blz. 7)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 6)

|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| · Oxiderende gassen                                                           | vervalt                              |
| · Gassen onder druk                                                           | vervalt                              |
| · Ontvlambare vloeistoffen                                                    | Licht ontvlambare vloeistof en damp. |
| · Ontvlambare vaste stoffen                                                   | vervalt                              |
| · Zelfontledende stoffen en mengsels                                          | vervalt                              |
| · Pyrofore vloeistoffen                                                       | vervalt                              |
| · Pyrofore vaste stoffen                                                      | vervalt                              |
| · Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels                             | vervalt                              |
| · Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen | vervalt                              |
| · Oxiderende vloeistoffen                                                     | vervalt                              |
| · Oxiderende vaste stoffen                                                    | vervalt                              |
| · Organische peroxiden                                                        | vervalt                              |
| · Bijtend voor metalen                                                        | vervalt                              |
| · Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen                                     | vervalt                              |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
  - Voorwaarden die te vermijden zijn: Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** geen
  - Verdere inlichtingen: -

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
  - **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

**67-64-1 aceton**

|            |          |                        |
|------------|----------|------------------------|
| Oraal      | LD50     | 5.800 mg/kg (rat)      |
| Dermaal    | LD50     | >15.800 mg/kg (konijn) |
| Inhalatief | LC50/4 h | 76 mg/l (rat)          |

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

|         |      |                               |
|---------|------|-------------------------------|
| Oraal   | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402) |

- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Veroorzaakt huidirritatie.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

(Vervolg op blz. 8)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 7)

- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

· **Hormoonontregelende eigenschappen**

128-37-0 | 2,6-di-tert-butyl-p-kresol

Lijst II

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

· **12.1 Toxiciteit**

· **Aquatische toxiciteit:**

**67-64-1 aceton**

EC50/48h | 8.800 mg/l (daphnia)  
LC50/96h | 6.210 mg/l (vis) (OECD 203)

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

EC50/48h | >1,2 mg/l (daphnia) (OECD 202)  
LC50/96h | 10,1 mg/l (vis) (OECD 203)  
ErC50 / 72 h | >0,68 mg/l (algen) (OECD 201)  
NOEC / 72h | 0,21 mg/l (algen) (OECD 201)

· **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**67-64-1 aceton**

biologische afbraak | 90,9 % /28d (niet gedefinieerd) (OECD 301D)

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

biologische afbraak | 22 % /28d (niet gedefinieerd) (OECD 301B; ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)

· **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

· **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.

(Vervolg op blz. 9)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 8)

- **12.7 Andere schadelijke effecten**
- **Verdere ecologische informatie:**
  - **Algemene informatie:**  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.  
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
  - **Aanbeveling:**  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.  
Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
- **Europese afvalcatalogus**

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 18 01 06* | chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
  - **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- **14.1 VN-nummer of ID-nummer**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b> | UN1090 |
|--------------------------|--------|
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| · <b>ADR</b>        | 1090 ACETON, Oplossing |
| · <b>IMDG, IATA</b> | ACETONE solution       |
- **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| · <b>ADR</b>                                                                        |                               |
|  |                               |
| · <b>klasse</b>                                                                     | 3 (F1) Brandbare vloeistoffen |
| · <b>Etiket</b>                                                                     | 3                             |
| <hr/>                                                                               |                               |
| · <b>IMDG, IATA</b>                                                                 |                               |
|  |                               |
| · <b>Class</b>                                                                      | 3 Brandbare vloeistoffen      |
| · <b>Label</b>                                                                      | 3                             |
- **14.4 Verpakkingsgroep:**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b> | II |
|--------------------------|----|

(Vervolg op blz. 10)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 9)

|                                                                                            |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.5 Milieugevaren:</b>                                                               |                                                                                                                               |
| · <b>Marine pollutant:</b>                                                                 | Geen                                                                                                                          |
| · <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b> Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen |                                                                                                                               |
| · <b>Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):</b>                                        | 33                                                                                                                            |
| · <b>EMS-nummer:</b>                                                                       | F-E, S-D                                                                                                                      |
| · <b>Stowage Category</b>                                                                  | E                                                                                                                             |
| · <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>                           |                                                                                                                               |
|                                                                                            | Niet bruikbaar.                                                                                                               |
| · <b>Transport/verdere gegevens:</b>                                                       |                                                                                                                               |
| - - - - -                                                                                  |                                                                                                                               |
| · <b>ADR</b>                                                                               |                                                                                                                               |
| · <b>Beperkte hoeveelheden (LQ)</b>                                                        | 1L                                                                                                                            |
| · <b>Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)</b>                                                   | Code: E2<br>Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30 ml<br>Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 500 ml |
| · <b>Vervoerscategorie</b>                                                                 | 2                                                                                                                             |
| · <b>Tunnelbeperkingscode</b>                                                              | D/E                                                                                                                           |
| - - - - -                                                                                  |                                                                                                                               |
| · <b>IMDG</b>                                                                              |                                                                                                                               |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>                                                           | 1L                                                                                                                            |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>                                                          | Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml               |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>                                                            |                                                                                                                               |
|                                                                                            | UN 1090 ACETON, OPLOSSING, 3, II                                                                                              |

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

(Vervolg op blz. 11)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 10)

|                                                                                                                                                                     |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| · <b>Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)</b>                                                                                                                      |        |   |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                            |        |   |
| · <b>Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen</b>                                                                                                             |        |   |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                            |        |   |
| · <b>Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3</b>                                                                                       |        |   |
| · <b>Verordening (EU) Nr. 649/2012</b>                                                                                                                              |        |   |
| Geen van de ingrediënten is inbegrepen.                                                                                                                             |        |   |
| · <b>Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II</b>        |        |   |
| geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                                                                                            |        |   |
| · <b>VERORDENING (EU) 2019/1148</b>                                                                                                                                 |        |   |
| · <b>Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)</b> |        |   |
| geen informatie beschikbaar                                                                                                                                         |        |   |
| · <b>Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD</b>                                                                                         |        |   |
| 67-64-1                                                                                                                                                             | aceton |   |
| · <b>Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren</b>                                                                                                      |        |   |
| 67-64-1                                                                                                                                                             | aceton | 3 |
| · <b>Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren</b>              |        |   |
| 67-64-1                                                                                                                                                             | aceton | 3 |
| · <b>15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.</b>                                                             |        |   |

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij bieden echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

· **Datum van de vorige versie:** 29.06.2021

· **Versienummer van de vorige versie:** 3

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(Vervolg op blz. 12)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Versienummer 4 (vervangt versie 3)

Herziening van: 17.12.2024

**Handelsnaam: iBond Universal**

(Vervolg op blz. 11)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2  
Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4  
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2  
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1  
Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B  
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3  
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2  
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3  
· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

· **1.1 Productidentificatie**

· Handelsnaam: **Venus Bulk Flow ONE**

· **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· Toepassing van de stof / van de bereiding Tandheelkundig vulmiddel

· **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

· Fabrikant/leverancier:

Kulzer GmbH

Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany)

Tel.: +49 (0)800 4372522

· inlichtingengevende sector: E-Mail: [msds@kulzer-dental.com](mailto:msds@kulzer-dental.com)

· **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**

Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

· **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Aquatic Chronic 3 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **2.2 Etiketteringselementen**

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· Gevarenpictogrammen



GHS07

· Signaalwoord Waarschuwing

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecaan-1,16-diylobismethacrylaat

triethyleen glycol dimethacrylaat

· Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· Veiligheidsaanbevelingen

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.

P280 Draag beschermende kleding.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

(Vervolg op blz. 2)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 1)

- **2.3 Andere gevaren -**
  - **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
    - **PBT:** Niet bruikbaar.
    - **zPzB:** Niet bruikbaar.

· **Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen**

131-57-7 oxybenzon

Lijst II

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

· **3.2 Mengsels**

· **Beschrijving: -**

· **Gevaarlijke bestanddelen:**

|                                                                           |                                                                                                                                                              |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 41637-38-1<br>EC-nummer: 609-946-4<br>Reg.nr.: 01-2119980659-17-xxxx | bisfenol A polyethnyleenglycol diether dimethacrylaat<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                             | ≥10-<25%  |
| CAS: 72869-86-4<br>EINECS: 276-957-5<br>Reg.nr.: 01-2120751202-68-xxxx    | 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1B, H317<br>EUH204 | ≥10-<25%  |
| CAS: 13760-80-0<br>EINECS: 237-354-2                                      | ytterbiumtrifluoride<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                                                                             | ≥10-<20%  |
| CAS: 131-57-7<br>EINECS: 205-031-5                                        | oxybenzon<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                  | ≥0,25-<1% |
| CAS: 109-16-0<br>EINECS: 203-652-6<br>Reg.nr.: 01-2119969287-21-xxxx      | triethyleen glycol dimethacrylaat<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                     | ≥0,1-<1%  |
| CAS: 21245-02-3<br>EINECS: 244-289-3<br>Reg.nr.: 01-2120766649-35-XXXX    | 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoesaat<br>Repr. 1B, H360                                                                                                   | <0,3%     |

· **aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- **Na het inademen:** Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
- **na huidcontact:** Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter opzoeken.

· **Na oogcontact:**

Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend arts consulteren.

· **Na inslikken:**

Mond spoelen en overvloedig water drinken.

Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren

· **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Allergische verschijnselen**

(Vervolg op blz. 3)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

- (Vervolg op blz. 2)
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

- **5.1 Blusmiddelen**
  - **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.  
Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
  - **speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.
  - **Verdere gegevens -**

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Niet nodig.
- **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:** Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:** Mechanisch opnemen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.  
-

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
  - **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Onststekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
  - **Opslag:**
    - **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
    - **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk
    - **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Droog bewaren.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 3)

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1 Controleparameters**

**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**

Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.  
vervalt

**· DNEL's**

**41637-38-1 bisfenol A polyethnyleenglycol diether dimethacrylaat**

|            |                                                 |                                            |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oraal      | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 5 mg/Kg (niet gedefinieerd)                |
| Dermaal    | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 140 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)            |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 50 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)             |
| Inhalatief | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 98,7 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd) |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 17,4 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd) |

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

|            |                                                 |                                           |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Oraal      | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 0,3 mg/Kg (niet gedefinieerd)             |
| Dermaal    | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 1,3 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)           |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 0,7 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)           |
| Inhalatief | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 3,3 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd) |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 0,6 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd) |

**131-57-7 oxybenzon**

|            |                                                 |                                            |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oraal      | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 2 mg/Kg (niet gedefinieerd)                |
| Dermaal    | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 39 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)             |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 20 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)             |
| Inhalatief | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 27,7 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd) |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 6,8 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd)  |

**109-16-0 triethyleen glycol dimethacrylaat**

|            |                                                 |                                            |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Oraal      | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 8,33 mg/Kg (niet gedefinieerd)             |
| Dermaal    | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 13,9 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)           |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 8,33 mg/Kg/d (niet gedefinieerd)           |
| Inhalatief | arbeider industrieel, lange termijn, systemisch | 48,5 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd) |
|            | algemene bevolking, langdurig, systemisch       | 14,5 mg/m <sup>3</sup> (niet gedefinieerd) |

**· PNEC's**

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| zoetwater                          | 0,01 mg/l (niet gedefinieerd)  |
| zeewater                           | 0,001 mg/l (niet gedefinieerd) |
| rioolwaterzuiveringsinstallatie    | 3,61 mg/l (niet gedefinieerd)  |
| sediment, drooggewicht, zoet water | 4,56 mg/Kg (niet gedefinieerd) |
| sediment, drooggewicht, zeewater   | 0,46 mg/Kg (niet gedefinieerd) |
| grond, drooggewicht                | 0,91 mg/Kg (niet gedefinieerd) |

(Vervolg op blz. 5)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 4)

**131-57-7 oxybenzon**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| zoetwater                          | 0,00067 mg/l (niet gedefinieerd)  |
| zeewater                           | 0,000067 mg/l (niet gedefinieerd) |
| rioolwaterzuiveringsinstallatie    | 10 mg/l (niet gedefinieerd)       |
| sediment, drooggewicht, zoet water | 0,066 mg/Kg (niet gedefinieerd)   |
| sediment, drooggewicht, zeewater   | 0,007 mg/Kg (niet gedefinieerd)   |
| grond, drooggewicht                | 0,013 mg/Kg (niet gedefinieerd)   |

**109-16-0 triethyleen glycol dimethacrylaat**

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| zoetwater                          | 0,016 mg/l (niet gedefinieerd)  |
| zeewater                           | 0,002 mg/l (niet gedefinieerd)  |
| rioolwaterzuiveringsinstallatie    | 1,7 mg/l (niet gedefinieerd)    |
| sediment, drooggewicht, zoet water | 0,185 mg/Kg (niet gedefinieerd) |
| sediment, drooggewicht, zeewater   | 0,018 mg/Kg (niet gedefinieerd) |
| grond, drooggewicht                | 0,027 mg/Kg (niet gedefinieerd) |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.

· **Bescherming van de ademhalingswegen** Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.

· **Bescherming van de handen**

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.

Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen aan de voorschriften voldoen. aanbevolen

· **Handschoenmateriaal**

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Voor een langdurig contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen uit de volgende materialen geschikt:**

Butylrubber

Nitrilrubber

· **Bescherming van de ogen/het gezicht** Nauw aansluitende schutbril.

· **Lichaamsbescherming:** Lichte beschermingskleding.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

· **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

· **Algemene gegevens**

· **Fysische toestand**

vloeibaar

· **Kleur:**

witachtig

(Vervolg op blz. 6)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 5)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Geur:</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Geurdrempelwaarde:</b></li></ul></li><li>· <b>Smeltpunt/vriespunt</b></li><li>· <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b></li><li>· <b>Ontvlambaarheid</b></li><li>· <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>onderste:</b></li><li>· <b>bovenste:</b></li></ul></li><li>· <b>Vlampunt:</b></li><li>· <b>Ontledingstemperatuur:</b></li><li>· <b>pH</b></li><li>· <b>Viscositeit</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Kinematische viscositeit</b></li></ul></li><li>· <b>Kinematische viscositeit</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>dynamisch:</b></li></ul></li><li>· <b>Oplosbaarheid</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Water:</b></li></ul></li><li>· <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b></li><li>· <b>Stoomdruk:</b></li><li>· <b>Dampspanning:</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Dichtheid bij 20 °C:</b></li><li>· <b>Relatieve dichtheid</b></li><li>· <b>Dampdichtheid</b></li></ul></li></ul></li></ul> | <p>reukloos</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>niet bepaald</p> <p>140 °C (72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat)</p> <p>Niet bruikbaar.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>&gt;100 °C (72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat)</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>niet resp. gering mengbaar</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>1,9 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>9.2 Overige informatie</b></li><li>· <b>Voorkomen:</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Vorm:</b></li></ul></li><li>· <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Ontstekingstemperatuur:</b></li><li>· <b>Ontploffingseigenschappen:</b></li></ul></li><li>· <b>Toestandsverandering</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Verdampingssnelheid</b></li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.</p> <p>pasteus</p> <p>Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.</p> <p>Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.</p> <p>Niet bepaald.</p> <p>Niet bepaald.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b><ul style="list-style-type: none"><li>· <b>Ontploffbare stoffen</b></li><li>· <b>Ontvlambare gassen</b></li><li>· <b>Aerosolen</b></li><li>· <b>Oxiderende gassen</b></li><li>· <b>Gassen onder druk</b></li><li>· <b>Ontvlambare vloeistoffen</b></li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>vervalt</p> <p>vervalt</p> <p>vervalt</p> <p>vervalt</p> <p>vervalt</p> <p>vervalt</p> <p>vervalt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(Vervolg op blz. 7)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 6)

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| · <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>                                                   | vervalt |
| · <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>                                          | vervalt |
| · <b>Pyrofore vloeistoffen</b>                                                       | vervalt |
| · <b>Pyrofore vaste stoffen</b>                                                      | vervalt |
| · <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                             | vervalt |
| · <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen</b> | vervalt |
| · <b>Oxiderende vloeistoffen</b>                                                     | vervalt |
| · <b>Oxiderende vaste stoffen</b>                                                    | vervalt |
| · <b>Organische peroxiden</b>                                                        | vervalt |
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                                                        | vervalt |
| · <b>Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen</b>                                     | vervalt |

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
  - **Voorwaarden die te vermijden zijn:** Geen ontleding bij opslag en handling volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** geen
- **Verdere inlichtingen:** -

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
  - **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

**41637-38-1 bisfenol A polyethnyleenglycol diether dimethacrylaat**

|         |      |                               |
|---------|------|-------------------------------|
| Oraal   | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 423) |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402) |

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahehexadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

|         |      |                               |
|---------|------|-------------------------------|
| Oraal   | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermaal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402) |

**131-57-7 oxybenzon**

|       |      |                                |
|-------|------|--------------------------------|
| Oraal | LD50 | >12.800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
|-------|------|--------------------------------|

(Vervolg op blz. 8)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 7)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Dermaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LD50                       | >16.000 mg/kg (konijn) (OECD 402) |
| <b>109-16-0 triethyleen glycol dimethacrylaat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |
| Oraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LD50                       | 8.300 mg/kg (rat)                 |
| Dermaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LD50                       | >2.000 mg/kg (muis)               |
| <b>21245-02-3 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzooat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |
| Oraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LD50                       | 14.900 mg/kg (rat)                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Huidcorrosie/-irritatie</b> Veroorzaakt huidirritatie.</li> <li>· <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b> Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</li> <li>· <b>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b> Kan een allergische huidreactie veroorzaken.</li> <li>· <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b><br/>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.</li> <li>· <b>Carcinogeniteit</b> Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.</li> <li>· <b>Giftigheid voor de voortplanting</b><br/>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.</li> </ul> |                            |                                   |
| <b>21245-02-3 2-ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzooat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |
| Oraal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NOAEL (vruchtbaarheid)     | 50 mg/kg/d /64 d (rat) (OECD 421) |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>STOT bij eenmalige blootstelling</b><br/>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.</li> <li>· <b>STOT bij herhaalde blootstelling</b><br/>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.</li> <li>· <b>Gevaar bij inademing</b><br/>Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |
| <b>11.2 Informatie over andere gevaren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Hormoonontregelende eigenschappen</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |
| 131-57-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | oxybenzon                  | Lijst II                          |
| 128-37-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,6-di-tert-butyl-p-kresol | Lijst II                          |

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1 Toxiciteit**

|                                                                                                                    |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Aquatische toxiciteit:</b></li> </ul>                                  |                                    |  |
| <b>41637-38-1 bisfenol A polyethnyleenglycol diether dimethacrylaat</b>                                            |                                    |  |
| EC50/72h                                                                                                           | >100 mg/l (algen) (OECD 201)       |  |
| LL50/96h                                                                                                           | >100 mg/L (vis) (OECD 203)         |  |
| EL50/48h                                                                                                           | >100 mg/L (daphnia) (OECD 202)     |  |
| EL50/72h                                                                                                           | >100 mg/L (algen) (OECD 201)       |  |
| NOEC / 21d                                                                                                         | ≥22,4 mg/l (daphnia) (OECD 211)    |  |
| NOEC 28d                                                                                                           | 14,3 mg/l (bacteriën)              |  |
| NOELR                                                                                                              | 100 mg/L /48h (daphnia) (OECD 202) |  |
| <b>72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat</b> |                                    |  |
| EC50/48h                                                                                                           | >1,2 mg/l (daphnia) (OECD 202)     |  |
| LC50/96h                                                                                                           | 10,1 mg/l (vis) (OECD 203)         |  |
| ErC50 / 72 h                                                                                                       | >0,68 mg/l (algen) (OECD 201)      |  |
| NOEC / 72h                                                                                                         | 0,21 mg/l (algen) (OECD 201)       |  |
| <b>131-57-7 oxybenzon</b>                                                                                          |                                    |  |
| EC50/48h                                                                                                           | 1,87 mg/l (daphnia) (OECD 202)     |  |

(Vervolg op blz. 9)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 8)

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| LC50/96h     | 3,8 mg/l (vis) (OECD 203)      |
| ErC50 / 72 h | 0,67 mg/l (algen) (OECD 201)   |
| NOEC / 72h   | 0,18 mg/l (algen) (OECD 201)   |
| NOEC / 96h   | 0,72 mg/l (vis) (OECD 203)     |
| NOEC / 48h   | 1,15 mg/l (daphnia) (OECD 202) |

**109-16-0 triethyleen glycol dimethacrylaat**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| EC50/21d     | 51,9 mg/L (daphnia) (OECD 211) |
| LC50/96h     | 16,4 mg/l (vis) (OECD 203)     |
| NOEC / 21d   | 32 mg/l (daphnia) (OECD 211)   |
| ErC50 / 72 h | >100 mg/l (algen) (OECD 201)   |
| NOEC / 72h   | 18,6 mg/l (algen) (OECD 201)   |
| EbC50 / 72h  | 72,8 mg/l (algen) (OECD 201)   |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**41637-38-1 bisfenol A polyethyleenglycol diether dimethacrylaat**

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| biologische afbraak | 24 % /28d (niet gedefinieerd) (OECD 301D) |
|---------------------|-------------------------------------------|

**72869-86-4 7,7,9 (of 7,9,9) -trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazaheptadecaan-1,16-diylbismethacrylaat**

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| biologische afbraak | 22 % /28d (niet gedefinieerd) (OECD 301B; ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**131-57-7 oxybenzon**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| biologische afbraak | 60-70 % /28d (niet gedefinieerd) |
|---------------------|----------------------------------|

**109-16-0 triethyleen glycol dimethacrylaat**

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| biologische afbraak | 85 % /28d (niet gedefinieerd) (OECD 301B; ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C) |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|

**12.3 Bioaccumulatie**

**131-57-7 oxybenzon**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| bioaccumulatie (BCF) | >33-<160 (vis) (OECD 305) |
|----------------------|---------------------------|

**12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

· **Verdere ecologische informatie:**

· **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/toxiciteit of persistentie)

Niet in het milieu terecht laten komen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

· **Aanbeveling:**

Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· **Europese afvalcatalogus**

|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 18 01 06* | chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten |
|-----------|------------------------------------------------------------------|

(Vervolg op blz. 10)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 9)

- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:**  
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.  
Niet besmette verpakkingen kunnen een recycling ondergaan.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

- |                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| · <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                         | vervalt         |
| · <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b> | vervalt         |
| · <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b><br>· <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b><br>· <b>klasse</b>              | vervalt         |
| · <b>14.4 Verpakkingsgroep:</b><br>· <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                              | vervalt         |
| · <b>14.5 Milieugevaren:</b><br>· <b>Marine pollutant:</b>                                               | Geen            |
| · <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                                    | Niet bruikbaar. |
| · <b>14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten</b>                                         | Niet bruikbaar. |
| · <b>Transport/verdere gegevens:</b>                                                                     | -               |
| · <b>VN "Model Regulation":</b>                                                                          | vervalt         |

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

- |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel</b>                     |
| · <b>SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen</b><br>geen der bestanddelen staat op de lijst.                                           |
| · <b>SZW-lijst van mutagene stoffen</b><br>geen der bestanddelen staat op de lijst.                                                    |
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid</b><br>geen der bestanddelen staat op de lijst. |
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling</b><br>geen der bestanddelen staat op de lijst.   |
| · <b>NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding</b><br>geen der bestanddelen staat op de lijst.   |
| · <b>Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)</b><br>geen der bestanddelen staat op de lijst.                                             |
| · <b>Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen</b><br>131-57-7 oxybenzon                                                          |

(Vervolg op blz. 11)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 10)

· **Richtlijn 2012/18/EU**

· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen**  
200 t

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen**  
500 t

· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3**

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

geen informatie beschikbaar

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

geen informatie beschikbaar

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

geen der bestanddelen staat op de lijst.

· **VERORDENING (EU) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen – BIJLAGE I (Ozonafbrekend vermogen)**

· **Gevaarklasse v. water:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): Z(1) niet afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/mutageniteit/ reprotoxiciteit/bioaccumulerend vermogen/toxiciteit of persistentie)

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij bieden echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

· **Datum van de vorige versie:** 08.03.2022

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Vervolg op blz. 12)



**Veiligheidsinformatieblad  
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 21.09.2023

Versienummer 1

Herziening van: 21.09.2023

**Handelsnaam: Venus Bulk Flow ONE**

(Vervolg op blz. 11)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2  
Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2  
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1  
Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B  
Repr. 1B: Voortplantingstoxiciteit – Categorie 1B  
STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3  
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1  
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2  
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3  
Aquatic Chronic 4: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 4  
\* **Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL