



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 1/6  
VINTAGE Halo  
PORCELAIN POUDRE  
Date d'impression : 5 juillet 2016

## SECTION 1. Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Marque du produit :

**VINTAGE Halo PORCELAIN "POUDRE"**

**(Body/Opal/Color Powder(Effect)/Translulent/Add on/Cervical/Margin/**

**Opaque Dentin/Red Shift/Value plus)**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes: Matériau dentaire

Utilisations déconseillées : Aucune autre donnée

### 1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société/entreprise

Nom du fabricant : SHOFU DENTAL GmbH

Adresse : Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany

Téléphone : +49 (0) 2102-8664-0

Fax : +49 (0) 2102-8664-64

Email : info@shofu.de

Section en charge : Gestion de la qualité et des affaires réglementaires

### 1.4 Numéro de téléphone d'urgence

+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 heures / 7 jours

## SECTION 2. Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

CLASSIFICATION (EC 1272/2008)

Ne s'applique pas.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

ÉTIQUETTE CONFORME À (EC) N° 1272/2008

Annuler

COMPOSANTS DE L'ÉTIQUETAGE DÉTERMINANTS DANGEREUX

MENTION D'AVERTISSEMENT

Annuler

MENTIONS DE DANGER

Annuler

CONSEILS DE PRUDENCE

Annuler

### 2.3 Autres dangers

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

PBT : Ne s'applique pas.

vPvB : Ne s'applique pas.

## SECTION 3. Composition/Informations sur les ingrédients

### 3.1 Caractérisation chimique : Mélanges

### 3.2 Description : Mélange de substances énumérées ci-dessous avec des additifs non dangereux.

### 3.3 Composants dangereux : Annuler

Matériaux en céramique

(Suite à la page2)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 2/6  
VINTAGE Halo  
PORCELAINE POUDRE  
Date d'impression : 5 juillet 2016

(Suite de la page1)

- 3.4 Informations supplémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se reporter à la section 2.

## SECTION 4. Mesures de premiers secours

- 4.1 Description des mesures de premiers secours
- Contact avec les yeux : Rincer avec de l'eau très prudemment pendant plusieurs minutes. Si l'irritation des yeux persiste, consultez un médecin.
- Contact avec la peau : Rincer à l'eau.
- Ingestion : Rincer la bouche et contacter un médecin si nécessaire.
- Inhalation : Placez la victime à l'air frais et maintenez-la au repos dans une position confortable pour la respiration.
- 4.2 Les symptômes et les effets les plus importants, les deux sont aigus et différés  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 4.3 Indication de toute consultation médicale immédiate ou d'un traitement spécial requis  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

- 5.1 Moyens d'extinction :  
Le produit n'est pas inflammable.
- 5.2 Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 5.3 Conseils pour les pompiers :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 6. Mesures en cas de déversement accidentel

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :  
Ne pas inhaler la poussière.
- 6.2 Précautions environnementales :  
Pas de mesures spéciales requises.
- 6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :  
Balayer et essuyer.
- 6.4 Référence à une autre section :  
Voir la Section 7 pour plus d'informations sur la manipulation en toute sécurité.  
Voir la Section 8 pour plus d'informations sur l'équipement de protection individuelle.  
Voir la Section 13 pour des informations sur la mise au rebut.

## SECTION 7. Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sûre :  
À utiliser conformément aux instructions. En cas de meulage et de polissage, porter des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière, à l'aide d'un respirateur et d'un système d'extraction local.
- 7.2 Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris toutes incompatibilités :  
Conserver dans un endroit frais et sec avec le couvercle hermétiquement fermé.
- 7.3 Usage(s) spécifique(s) :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

(Suite à la page3)



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 3/6  
VINTAGE Halo  
PORCELAIN POUDRE  
Date d'impression : 5 juillet 2016

(Suite de la page2)

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/Protection personnelle

### 8.1 Paramètres de contrôle :

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

### 8.2 Contrôles de l'exposition :

Protection des voies respiratoires :

Masque anti-poussière

Protection de la peau :

Protection des mains

Non requis.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· Temps de pénétration du matériau des gants

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

Protection des yeux : Des lunettes de protection.

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence/odeur/couleur : Poudre inodore

Seuil olfactif: Non déterminé.

pH : Non déterminé.

Point de fusion/ point de congélation : Non déterminé.

Point d'ébullition : Non déterminé.

Point d'éclair : Non déterminé.

Vitesse d'évaporation : Non déterminé.

Inflammabilité (solide, gaz) : Non applicable.

Supérieure/ Inférieure limites d'inflammabilité ou d'explosion : Non déterminé.

Pression de vapeur : Non déterminé.

Densité de vapeur : Non déterminé.

Densité relative :  $\approx 2,2$  (eau = 1)

Solubilité : solubilité dans l'eau insoluble

Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé.

La température d'auto-inflammation : Non déterminé.

Température de décomposition : Non déterminé.

Viscosité : Non déterminé.

Propriétés explosives : Non applicable.

(Suite à la page4)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 4/6  
VINTAGE Halo  
PORCELAINE POUDRE  
Date d'impression : 5 juillet 2016

(Suite de la page3)

- Propriétés oxydantes : Non applicable.
- 9.2 Autres informations  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 10. Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 10.2 Stabilité chimique :  
Stable dans des conditions normales de température et de pression.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses :  
Aucune réaction dangereuse connue.
- 10.4 Conditions à éviter :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 10.5 Matériaux incompatibles :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux :  
Aucun dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

## SECTION 11. Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques :
- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Corrosion cutanée/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Endommagement/irritation des yeux: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Mutagenicité sur les cellules germinales/Genotoxicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Cancerogénité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Effets sur et par le lait maternel: Manque de données.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique):  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée):  
Compte tenu des données disponibles, les critères de

(Suite à la page5)



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 5/6  
VINTAGE Halo  
PORCELAIN POUDRE  
Date d'impression : 5 juillet 2016

(Suite de la page4)

Danger par aspiration:

classification ne sont pas remplis.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## SECTION 12. Informations relatives à l'environnement

### 12.1 Toxicité :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 12.2 Persistance et dégradabilité :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 12.3 Bioaccumulation potentielle :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 12.4 Mobilité dans le sol :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB :

Ne s'applique pas.

### 12.6 Autres effets indésirables :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets :

Éliminer le contenu/le conteneur conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales en vigueur.

## SECTION 14. Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU :

Annuler

### 14.2 Nom correct de livraison ONU :

Annuler

### 14.3 Classe(s) de danger de transport :

Annuler

### 14.4 Groupe d'emballage :

Annuler

### 14.5 Dangers pour l'environnement :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur :

Ne s'applique pas.

### 14.7 Transport en gros selon l'Annexe II de MARPOL73/78 et du code IBC :

Ne s'applique pas.

## SECTION 15. Informations de réglementation

### 15.1 Réglementations/législation de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange :

- RÉGLEMENTATIONS DE L'UE : Voir Section 2
- Autres réglementations, limitations et règlements d'interdiction :

Le produit est un appareil médical conformément aux directives CE 93/42/CEE.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique :

Une estimation de la sécurité des produits chimiques n'a pas été effectuée.

## SECTION 16. Autres informations

Ce produit est réservé à un usage dentaire professionnel. (instrument/matériel)

(Suite à la page6)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 6/6  
VINTAGE Halo  
PORCELAIN POUDRE  
Date d'impression : 5 juillet 2016

(Suite de la page5)

## Acronymes et abréviations

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 1/8  
VINTAGE  
ISOLATION LIQUID  
Date d'impression : 30 septembre 2016

## SECTION 1. Identification de la substance ou du mélange et du fournisseur

### 1.1 Identificateur de produit

Marque du produit :

**VINTAGE ISOLATION LIQUID**

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes: Matériau dentaire

Utilisations déconseillées : Aucune autre donnée

### 1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société/entreprise

Nom du fabricant : SHOFU DENTAL GmbH

Adresse : Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany

Téléphone : +49 (0) 2102-8664-0

Fax : +49 (0) 2102-8664-64

Email : info@shofu.de

Section en charge : Gestion de la qualité et des affaires réglementaires

### 1.4 Numéro de téléphone d'urgence

+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 heures / 7 jours

## SECTION 2. Identification des dangers

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

CLASSIFICATION (EC 1272/2008)

Liq. Inflam. 2

H225

Liquide et vapeur hautement inflammables.

Asp. Tox. 1

H304

Peut causer la mort en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Irritation de la peau. 2

H315

Provoque une irritation de la peau.

Corr. Peau 1B

H314

Peut causer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

STOT SE 3

H336

Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.

Repr. 2

H361

Peut être dangereux pour la fertilité ou l'enfant à naître.

STOT RE 2

H373

Peut causer des lésions aux organes suite à une exposition prolongée ou répétée (système nerveux).

Aquatique chronique 2

H411

Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

ÉTIQUETTE CONFORME À (EC) N° 1272/2008



GHS02



GHS09



GHS08

COMPOSANTS DE L'ÉTIQUETAGE DÉTERMINANTS DANGEREUX

2-méthylpentane

n-hexane

Silane

(Suite à la page2)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 2/8

VINTAGE

ISOLATION LIQUID

Date d'impression : 30 septembre 2016

(Suite de la page1)

## MENTION D'AVERTISSEMENT

Danger

## MENTIONS DE DANGER

- H225 Liquide et vapeur hautement inflammables.  
H304 Peut causer la mort en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315 Provoque une irritation de la peau.  
H314 Peut causer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.  
H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.  
H361 Peut être dangereux pour la fertilité ou l'enfant à naître.  
H373 Peut causer des lésions aux organes suite à une exposition prolongée ou répétée (système nerveux).  
H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

## CONSEILS DE PRUDENCE

- P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P273 Éviter de déverser dans l'environnement.  
P260 Ne pas inhaler la poussière/la fumée/le gaz/la brume/les vapeurs/les pulvérisations.  
P271 Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.  
P210 Tenir éloigné de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection des yeux/une protection du visage.

### 2.2 Autres dangers

Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

PBT : Ne s'applique pas.

vPvB : Ne s'applique pas.

## SECTION 3. Composition/Informations sur les ingrédients

### 3.1 Caractérisation chimique : Mélanges

### 3.2 Description : Mélange de substances énumérées ci-dessous avec des additifs non dangereux.

### 3.3 Composants dangereux :

|                                      |                                                                                                                                              |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Cas : 107-83-5<br>EINECS : 203-523-4 | 2-méthylpentane                                                                                                                              | 40-50 % |
|                                      | Liq. Inflam. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Irritation de la peau. 2 H315 STOT SE 3 H336, Aquatique Chronique 2 H411                              |         |
| Cas : 110-54-3<br>EINECS : 203-777-6 | n-hexane                                                                                                                                     | 1-5 %   |
|                                      | Liq. Inflam. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Irritation de la peau. 2 H315 STOT SE 3 H336, Aquatique Chronique 2 H411 Repr. 2 H361, STOT RE 2 H373 |         |
| Cas : 83048-65-1<br>EINECS : —       | Silane                                                                                                                                       | 1-5 %   |
|                                      | Corr. Peau 1B H314                                                                                                                           |         |

(Suite à la page3)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016





# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 3/8

VINTAGE

ISOLATION LIQUID

Date d'impression : 30 septembre 2016

(Suite de la page2)

- 3.4 Informations supplémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se reporter à la section 2.

## SECTION 4. Mesures de premiers secours

- 4.1 Description des mesures de premiers secours
- Contact avec les yeux :  
Rincer avec de l'eau très prudemment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si présentes et faciles à enlever. Si l'irritation persiste, demander un avis médical/consulter un médecin.
- Contact avec la peau :  
Laver immédiatement avec du savon et de grandes quantités d'eau. En cas de contact avec la peau, une irritation de la peau, demander un avis médical/consulter un médecin.
- Ingestion : Rincer la bouche et contacter un médecin si nécessaire.
- Inhalation : Placez la victime à l'air frais et maintenez-la au repos dans une position confortable pour la respiration.  
Si le symptôme concernant le souffle s'éteint, appeler un CENTRE ANTI-POISON pour obtenir un médecin.
- 4.2 Les symptômes et les effets les plus importants, les deux sont aigus et différés  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 4.3 Indication de toute consultation médicale immédiate ou d'un traitement spécial requis  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

- 5.1 Moyens d'extinction :  
De l'eau, de la poudre, de la mousse, du CO<sub>2</sub>
- 5.2 Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange :  
Liquide facilement inflammable à température ambiante.
- 5.3 Conseils pour les pompiers :  
Porter des vêtements de protection incendie et des appareils respiratoires autonomes, si nécessaire.

## SECTION 6. Mesures en cas de déversement accidentel

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :  
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- 6.2 Précautions environnementales :  
Envoyer à une entreprise de traitement/d'élimination approuvée ou mettre au rebut conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales en vigueur.
- 6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :  
Essuyer et mettre au rebut dans un récipient adapté.
- 6.4 Référence à une autre section :  
Voir la Section 7 pour plus d'informations sur la manipulation en toute sécurité.  
Voir la Section 8 pour plus d'informations sur l'équipement de protection individuelle.  
Voir la Section 13 pour des informations sur la mise au rebut.

(Suite à la page4)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 4/8

VINTAGE

ISOLATION LIQUID

Date d'impression : 30 septembre 2016

(Suite de la page3)

## SECTION 7. Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sûre :  
Manipuler dans un endroit bien ventilé.  
Tenir à l'écart des flammes nues, des étincelles et de toute source de chaleur. Ne pas fumer.
- 7.2 Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris toutes incompatibilités :  
Conserver dans un endroit frais et sombre avec le conteneur hermétiquement fermé.  
Séparé de forts oxydants.
- 7.3 Usage(s) spécifique(s) :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/Protection personnelle

- 8.1 Paramètres de contrôle :

Limites d'exposition :

| Nom chimique     | ACGIH                                                                                                                                                      | OSHA-Final PELs                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2-méthyl pentane | 500 ppm TWA (autre que n-Hexane) (répertorié sous les isomères hexanes).<br>1 000 ppm<br>VLCT (autre que n-hexane) (répertorié sous les isomères hexanes). | non répertorié                               |
| Hexane           | 50 ppm TWA ; peau - risque d'absorption cutanée potentiel                                                                                                  | 500 ppm TWA ;<br>1 800 mg/m <sup>3</sup> TWA |

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| n-hexane |                                                          |
| VME ( )  | Valeur à long terme: 72 mg/m <sup>3</sup> , 20 ppm<br>R2 |

- 8.2 Contrôles de l'exposition :

Protection des voies respiratoires :

Non requis.

Protection de la peau :

Protection des mains

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.

À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas

(Suite à la page5)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 5/8

VINTAGE

ISOLATION LIQUID

Date d'impression : 30 septembre 2016

(Suite de la page4)

être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

- Temps de pénétration du matériau des gants  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

- Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:

Caoutchouc butyle

Caoutchouc nitrile

Protection des yeux : Des lunettes de protection.

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Apparence/odeur/couleur :                                        | Liquide écru clair |
| Seuil olfactif:                                                  | Non déterminé.     |
| pH :                                                             | Non déterminé.     |
| Point de fusion/ point de congélation :                          | Non déterminé.     |
| Point d'ébullition :                                             | ≈ 60 °C            |
| Point d'éclair :                                                 | ≈ -20 °C (fermé)   |
| Vitesse d'évaporation :                                          | Non déterminé.     |
| Inflammabilité (solide, gaz) :                                   | Non applicable.    |
| Supérieure/ Inférieure limites d'inflammabilité ou d'explosion : | Non déterminé.     |
| Pression de vapeur :                                             | Non déterminé.     |
| Densité de vapeur :                                              | Non déterminé.     |
| Densité relative :                                               | Non déterminé.     |
| Solubilité : solubilité dans l'eau                               | insoluble          |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) :                         | Non déterminé.     |
| La température d'auto-inflammation :                             | Non déterminé.     |
| Température de décomposition :                                   | Non déterminé.     |
| Viscosité :                                                      | Non déterminé.     |
| Propriétés explosives :                                          | Non applicable.    |
| Propriétés oxydantes :                                           | Non applicable.    |

### 9.2 Autres informations

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 10. Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 10.2 Stabilité chimique :

Stable dans des conditions normales de température et de pression.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses :

Aucune réaction dangereuse connue.

### 10.4 Conditions à éviter :

(Suite à la page6)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 6/8

VINTAGE

ISOLATION LIQUID

Date d'impression : 30 septembre 2016

(Suite de la page5)

Éviter la lumière directe du soleil, la chaleur excessive, des flammes ou une autre source d'inflammation.

## 10.5 Matériaux incompatibles :

Matériaux oxydants forts.

## 10.6 Produits de décomposition dangereux :

Aucun dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

## SECTION 11. Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques :

Toxicité aiguë:

Asp. Tox. 1 ; H304 Peut causer la mort en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Hexane ;

Toxicité d'inhalation

rat CL50 48000 ppm/4H

Toxicité orale

rat DL50 15800 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Corr. Peau 1B ; H314 Peut causer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.

Irritation de la peau. 2 ; H315 Provoque une irritation de la peau.

Endommagement/irritation des yeux:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation cutanée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagenicité sur les cellules germinales/Genotoxicité:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancerogénité:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction:

Repr. 2 ; H361 Peut être dangereux pour la fertilité ou l'enfant à naître.

Effets sur et par le lait maternel:

Manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique):

STOT SE 3; H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée):

STOT RE 2 ; H373 Peut causer des lésions aux organes suite à une exposition prolongée ou répétée (système nerveux).

Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

(Suite à la page7)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 7/8  
VINTAGE  
ISOLATION LIQUID  
Date d'impression : 30 septembre 2016

(Suite de la page6)

## SECTION 12. Informations relatives à l'environnement

- 12.1 Toxicité :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.2 Persistance et dégradabilité :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.3 Bioaccumulation potentielle :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.4 Mobilité dans le sol :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB :  
Ne s'applique pas.
- 12.6 Autres effets indésirables :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets :  
Éliminer le contenu/le conteneur conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales en vigueur.

## SECTION 14. Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU : 1 208
- 14.2 Nom correct de livraison ONU : Hexanes
- 14.3 Classe(s) de danger de transport : 3 Liquides inflammables.
- 14.4 Groupe d'emballage : II
- 14.5 Dangers pour l'environnement : Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur :  
Ne s'applique pas.
- 14.7 Transport en gros selon l'Annexe II de MARPOL73/78 et du code IBC :  
Ne s'applique pas.

## SECTION 15. Informations de réglementation

- 15.1 Réglementations/législation de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange :
- RÉGLEMENTATIONS DE L'UE : Voir Section 2
  - Autres réglementations, limitations et règlements d'interdiction :  
Le produit est un appareil médical conformément aux directives CE 93/42/CEE.
- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique :  
Une estimation de la sécurité des produits chimiques n'a pas été effectuée.

## SECTION 16. Autres informations

Ce produit est réservé à un usage dentaire professionnel. (instrument/matériel)

Phrases importantes

H225 Liquide et vapeur hautement inflammables.

(Suite à la page8)



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 8/8

VINTAGE

ISOLATION LIQUID

Date d'impression : 30 septembre 2016

(Suite de la page 7)

- H304 Peut causer la mort en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315 Provoque une irritation de la peau.
- H314 Peut causer de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
- H336 Peut entraîner de la somnolence ou des vertiges.
- H361 Peut être dangereux pour la fertilité ou l'enfant à naître.
- H373 Peut causer des lésions aux organes suite à une exposition prolongée ou répétée (système nerveux).
- H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets à long terme.

## Acronymes et abréviations

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

CL50: Lethal concentration, 50 percent

DL50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 1/6  
VINTAGE  
CPM MODELLING LIQUID  
Date d'impression : 7 juillet 2016

## SECTION 1. Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise

- 1.1 Identificateur de produit  
Marque du produit :  
**VINTAGE CPM MODELLING LIQUID**
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées  
Utilisations identifiées pertinentes: Matériau dentaire  
Utilisations déconseillées : Aucune autre donnée
- 1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité  
Identification de la société/entreprise  
Nom du fabricant : SHOFU DENTAL GmbH  
Adresse : Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany  
Téléphone : +49 (0) 2102-8664-0  
Fax : +49 (0) 2102-8664-64  
Email : info@shofu.de  
Section en charge : Gestion de la qualité et des affaires réglementaires
- 1.4 Numéro de téléphone d'urgence  
+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 heures / 7 jours

## SECTION 2. Identification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange  
CLASSIFICATION (EC 1272/2008)  
Ne s'applique pas.
- 2.2 Éléments d'étiquetage  
ÉTIQUETTE CONFORME À (EC) N° 1272/2008  
Annuler  
COMPOSANTS DE L'ÉTIQUETAGE DÉTERMINANTS DANGEREUX  
MENTION D'AVERTISSEMENT  
Annuler  
MENTIONS DE DANGER  
Annuler  
CONSEILS DE PRUDENCE  
Annuler
- 2.3 Autres dangers  
Résultats de l'évaluation PBT et vPvB  
PBT : Ne s'applique pas.  
vPvB : Ne s'applique pas.

## SECTION 3. Composition/Informations sur les ingrédients

- 3.1 Caractérisation chimique : Mélanges
- 3.2 Description : Mélange de substances énumérées ci-dessous avec des additifs non dangereux.
- 3.3 Composants dangereux : Annuler  
Propylène glycol [Cas N° 57-55-6, EINECS 200-338-0] 99-99,9 %
- 3.4 Informations supplémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se reporter à la section 2.

(Suite à la page2)



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 2/6  
VINTAGE  
CPM MODELLING LIQUID  
Date d'impression : 7 juillet 2016

(Suite de la page1)

## SECTION 4. Mesures de premiers secours

### 4.1 Description des mesures de premiers secours

Contact avec les yeux :

Rincer avec de l'eau très prudemment pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si présentes et faciles à enlever. Si l'irritation persiste, demander un avis médical/consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Laver immédiatement avec du savon et de grandes quantités d'eau. En cas de contact avec la peau, une irritation de la peau, demander un avis médical/consulter un médecin.

Ingestion : Rincer la bouche et contacter un médecin si nécessaire.

Inhalation : Placez la victime à l'air frais et maintenez-la au repos dans une position confortable pour la respiration.

### 4.2 Les symptômes et les effets les plus importants, les deux sont aigus et différés

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 4.3 Indication de toute consultation médicale immédiate ou d'un traitement spécial requis

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 5. Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction :

De l'eau, de la poudre, de la mousse, du CO<sub>2</sub>

### 5.2 Dangers spécifiques résultant de la substance ou du mélange :

En cas d'incendie, du gaz et de la fumée irritants peuvent être émis.

### 5.3 Conseils pour les pompiers :

Porter des vêtements de protection incendie et des appareils respiratoires autonomes, si nécessaire.

## SECTION 6. Mesures en cas de déversement accidentel

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :

Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

### 6.2 Précautions environnementales :

Pas de mesures spéciales requises.

### 6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage :

Essuyer et mettre au rebut dans un récipient stable.

### 6.4 Référence à une autre section :

Voir la Section 7 pour plus d'informations sur la manipulation en toute sécurité.

Voir la Section 8 pour plus d'informations sur l'équipement de protection individuelle.

Voir la Section 13 pour des informations sur la mise au rebut.

## SECTION 7. Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sûre :

À utiliser conformément aux instructions. En cas de meulage et de polissage, porter des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière, à l'aide d'un respirateur et d'un système d'extraction local.

(Suite à la page3)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016





# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 3/6  
VINTAGE  
CPM MODELLING LIQUID  
Date d'impression : 7 juillet 2016

(Suite de la page2)

- 7.2 Conditions pour un stockage en toute sécurité, y compris toutes incompatibilités :  
Stocker dans un endroit frais, sec et sombre avec couvercle fermé, et à l'écart des aliments et boissons.
- 7.3 Usage(s) spécifique(s) :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 8. Contrôles de l'exposition/Protection personnelle

- 8.1 Paramètres de contrôle :  
Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :  
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.
- 8.2 Contrôles de l'exposition :  
Protection des voies respiratoires :  
Masque anti-poussière
- Protection de la peau :  
Protection des mains  
Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.  
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.  
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.
- Matériau des gants  
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
  - Temps de pénétration du matériau des gants  
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
  - Pour le contact permanent d'une durée maximale de 15 minutes, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:  
Caoutchouc butyle  
Caoutchouc nitrile
- Protection des yeux : Des lunettes de protection.

## SECTION 9. Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base
- |                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Apparence/odeur/couleur : | Liquide incolore avec une odeur douce. |
| Seuil olfactif:           | Non déterminé.                         |

(Suite à la page4)



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 4/6  
VINTAGE  
CPM MODELLING LIQUID  
Date d'impression : 7 juillet 2016

(Suite de la page3)

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| pH :                                                             | Non déterminé.   |
| Point de fusion/ point de congélation :                          | Non déterminé.   |
| Point d'ébullition :                                             | ≈ 190 °C         |
| Point d'éclair :                                                 | 104 °C           |
| Vitesse d'évaporation :                                          | Non déterminé.   |
| Inflammabilité (solide, gaz) :                                   | Non applicable.  |
| Supérieure/ Inférieure limites d'inflammabilité ou d'explosion : | Non déterminé.   |
| Pression de vapeur :                                             | Non déterminé.   |
| Densité de vapeur :                                              | Non déterminé.   |
| Densité relative :                                               | ≈ 1,04 (eau = 1) |
| Solubilité : solubilité dans l'eau                               | Soluble          |
| Coefficient de partage (n-octanol/eau) :                         | Non déterminé.   |
| La température d'auto-inflammation :                             | Non déterminé.   |
| Température de décomposition :                                   | Non déterminé.   |
| Viscosité :                                                      | Non déterminé.   |
| Propriétés explosives :                                          | Non applicable.  |
| Propriétés oxydantes :                                           | Non applicable.  |

## 9.2 Autres informations

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 10. Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 10.2 Stabilité chimique :

Stable dans des conditions normales de température et de pression.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses :

Aucune réaction dangereuse connue.

### 10.4 Conditions à éviter :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 10.5 Matériaux incompatibles :

Aucune autre information pertinente n'est disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux :

Aucun dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

## SECTION 11. Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques :

|                 |                  |                                |
|-----------------|------------------|--------------------------------|
| Toxicité aiguë: | Propylène glycol | Orale rat LD50: 20 g/kg        |
|                 |                  | Orale souris LD50: 24 g/kg     |
|                 |                  | Cutanée lapin LD50: 19,2 mg/kg |

Corrosion cutanée/irritation cutanée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Endommagement/irritation des yeux:

(Suite à la page5)

Version numéro 4

Date de révision : 2 juin 2016



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 5/6  
VINTAGE  
CPM MODELLING LIQUID  
Date d'impression : 4 juillet 2016

(Suite de la page4)

|                                                                        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Sensibilisation respiratoire:                                          | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Sensibilisation cutanée:                                               | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Mutagenicite sur les cellules germinales/Genotoxicite:                 | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Cancerogénité:                                                         | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Toxicité pour la reproduction:                                         | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Effets sur et par le lait maternel:                                    | Manque de données.                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique):  | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| Danger par aspiration:                                                 | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |

## SECTION 12. Informations relatives à l'environnement

- 12.1 Toxicité :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.2 Persistance et dégradabilité :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.3 Bioaccumulation potentielle :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.4 Mobilité dans le sol :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.
- 12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB :  
Ne s'applique pas.
- 12.6 Autres effets indésirables :  
Aucune autre information pertinente n'est disponible.

## SECTION 13. Considérations relatives à l'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets :  
Éliminer le contenu/le conteneur conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales en vigueur.

## SECTION 14. Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU : Annuler



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

page 6/6  
VINTAGE  
CPM MODELLING LIQUID  
Date d'impression : 4 juillet 2016

(Suite de la page5)

- 14.2 Nom correct de livraison ONU : Annuler  
14.3 Classe(s) de danger de transport : Annuler  
14.4 Groupe d'emballage : Annuler  
14.5 Dangers pour l'environnement : Aucune autre information pertinente n'est disponible.  
14.6 Précautions spéciales pour l'utilisateur : Ne s'applique pas.  
14.7 Transport en gros selon l'Annexe II de MARPOL73/78 et du code IBC :  
Ne s'applique pas.

## SECTION 15. Informations de réglementation

- 15.1 Réglementations/législation de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange :
- RÉGLEMENTATIONS DE L'UE : Voir Section 2
  - Autres réglementations, limitations et règlements d'interdiction :  
Le produit est un appareil médical conformément aux directives CE 93/42/CEE.
- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique :  
Une estimation de la sécurité des produits chimiques n'a pas été effectuée.

## SECTION 16. Autres informations

Ce produit est réservé à un usage dentaire professionnel. (instrument/matériel)

### Acronymes et abréviations

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
DL50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative