



# SCHEMA DATI DI SICUREZZA

pagina 1/6  
VINTAGE MP  
PORCELAIN POLVERE  
Data di stampa: 15 luglio 2016

## SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- 1.1 Identificatore del prodotto  
Nome commerciale:  
**VINTAGE MP PORCELAIN "POLVERE" {Margin (Margin/Effect)/Body (Opaque Dentin/Body/Opal Porcelain/Opal Effect/Enamel Effect/Opal AQUA/Cervical/Color Effect/Cervical Trans)/Correction (Correction/Gum)/Uni-Layer}**
- 1.2 Utilizzi rilevanti identificati della sostanza o miscela e utilizzi sconsigliati  
Usi pertinenti identificati: Materiale odontoiatrico  
Usi sconsigliati: Nessun dato ulteriore
- 1.3 Dettagli del fornitore della scheda dati di sicurezza  
Identificazione società/impresa  
Nome del produttore: SHOFU DENTAL GmbH  
Indirizzo: Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany  
Telefono: +49 (0) 2102-8664-0  
Fax: +49 (0) 2102-8664-64  
Email: info@shofu.de  
Reparto responsabile: Quality Management & Regulatory Affairs
- 1.4 Numero telefonico di emergenza  
+49-2102-8664-53 (SHOFU DENTAL GmbH) 24 ore / 7 giorni

## SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o miscela  
CLASSIFICAZIONE (CE 1272/2008)  
Non applicabile.
- 2.2 Elementi dell'etichetta  
ETICHETTA IN CONFORMITÀ CON (CE) N.1272/2008  
Vuoto  
COMPONENTI DI ETICHETTATURA PER LA DETERMINAZIONE DEI PERICOLI  
PAROLA DI SEGNALAZIONE  
Vuoto  
FRASI RELATIVE AI PERICOLI  
Vuoto  
FRASI RELATIVE ALLE PRECAUZIONI  
Vuoto
- 2.3 Altri pericoli  
Risultati della valutazione PBT e vPvB  
PBT: Non applicabile.  
vPvB: Non applicabile.

## SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1 Caratterizzazione chimica: Miscela
- 3.2 Descrizione: Miscela delle sostanze elencate di seguito con aggiunte non pericolose.
- 3.3 Componenti pericolosi: Vuoto  
Materiali di ceramica

(Cont. a pagina2)



# SCHEMA DATI DI SICUREZZA

pagina 2/6  
VINTAGE MP  
PORCELAIN POLVERE  
Data di stampa: 15 luglio 2016

(Cont. da pagina1)

- 3.4 Informazioni aggiuntive: Per la terminologia utilizzata nelle frasi di rischio elencate, fare riferimento alla sezione 2.

## SEZIONE 4. Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Contatto con gli occhi:  
Schiacciare attentamente con acqua per alcuni minuti. Se l'irritazione agli occhi persiste, consultare un medico.
- Contatto cutaneo:  
Schiacciare con acqua.
- Ingestione: Schiacciare la bocca e consultare un medico, se necessario.
- Inalazione: Portare la vittima all'aria fresca e tenerla a riposo in una posizione comoda per la respirazione.
- 4.2 Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti sia successivi  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.
- 4.3 Indicazione della necessità di immediate attenzioni mediche e di trattamenti speciali  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

## SEZIONE 5. Misure antincendio

- 5.1 Materiali antincendio:  
Il prodotto non è infiammabile.
- 5.2 Rischi speciali derivanti dalla sostanza o miscela:  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.
- 5.3 Consigli per le persone impegnate nello spegnimento:  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

## SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza:  
Non respirarne le polveri.
- 6.2 Precauzioni per l'ambiente:  
Nessuna misura speciale necessaria.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:  
Spazzare e ripulire.
- 6.4 Riferimento a un'altra sezione:  
Vedere la Sezione 7 per informazioni sulla gestione sicura.  
Vedere la Sezione 8 per informazioni sull'attrezzatura di protezione personale.  
Vedere la Sezione 13 per informazioni sullo smaltimento.

## SEZIONE 7. Manipolazione e conservazione

- 7.1 Precauzioni per un utilizzo sicuro:  
Utilizzare in base alle istruzioni. In caso di levigatura e lucidatura, indossare maschera antipolvere e occhiali di sicurezza e utilizzare un respiratore antipolvere e un'aspirazione locale.

(Cont. a pagina3)



## SCHEMA DATI DI SICUREZZA

pagina 3/6  
VINTAGE MP  
PORCELAIN POLVERE  
Data di stampa: 15 luglio 2016

(Cont. da pagina2)

- 7.2 Condizioni per la conservazione sicura, comprese eventuali incompatibilità:  
Conservare in condizioni fresche e asciutte con il coperchio chiuso ermeticamente.
- 7.3 Uso(i) finale(i) specifico(i):  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

### SEZIONE 8. Controlli di esposizione/protezione personale

- 8.1 Parametri di controllo:  
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:  
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.
- 8.2 Controlli di esposizione:  
Protezione delle vie respiratorie:  
Maschera antipolvere
- Protezione della cute:  
Protezione per le mani  
Non richiesto.  
· Materiale dei guanti  
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.  
· Tempo di permeazione del materiale dei guanti  
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
- Protezione per gli occhi:  
Occhiali di protezione

### SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base
- |                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Aspetto/odore/colore:                                  | Polvere inodore   |
| Soglia olfattiva:                                      | Non determinato.  |
| pH:                                                    | Non determinato.  |
| Temperatura di fusione:                                | Non determinato.  |
| Punto di ebollizione:                                  | Non determinato.  |
| Punto di infiammabilità:                               | Non determinato.  |
| Velocità di evaporazione:                              | Non determinato.  |
| Infiammabilità (solidi, gas):                          | Non applicabile.  |
| Superiore / inferiore di infiammabilità o esplosività: | Non determinato.  |
| Tensione di vapore:                                    | Non determinato.  |
| Densità del vapore:                                    | ≈ 2,2 (acqua = 1) |
| Densità relativa:                                      | Non determinato.  |
| Solubilità: solubilità in acqua                        | Insolubile        |
| Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua):       | Non determinato.  |
| Temperatura di autoaccensione:                         | Non determinato.  |
| Temperatura di decomposizione:                         | Non determinato.  |
| Viscosità:                                             | Non determinato.  |
| Proprietà esplosive:                                   | Non applicabile.  |

(Cont. a pagina4)



# SCHEMA DATI DI SICUREZZA

pagina 4/6  
VINTAGE MP  
PORCELAIN POLVERE  
Data di stampa: 15 luglio 2016

(Cont. da pagina3)

Proprietà ossidanti: Non applicabile.  
9.2 Altre informazioni  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

## SEZIONE 10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività:  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.  
10.2 Stabilità chimica:  
Stabile in condizioni di temperature e pressioni normali.  
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:  
Nessuna reazione pericolosa nota.  
10.4 Condizioni da evitare:  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.  
10.5 Materiali incompatibili:  
Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.  
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:  
Nessuno in normali condizioni di conservazione e utilizzo.

## SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:  
Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Danni/irritazioni agli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Sensibilizzazione delle vie respiratorie: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Sensibilizzazione della pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Mutagenicità delle cellule germinali/Genotossicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Effetti sul o tramite il latte materno: Mancanza di dati.  
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti  
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta): Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

(Cont. a pagina5)



# SCHEMA DATI DI SICUREZZA

pagina 5/6  
VINTAGE MP  
PORCELAIN POLVERE  
Data di stampa: 15 luglio 2016

Pericolo in caso di aspirazione:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

(Cont. da pagina4)

## SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità:

Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

### 12.2 Persistenza e degradabilità:

Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

### 12.3 Potenziale di bioaccumulazione:

Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

### 12.4 Mobilità nel terreno:

Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

Non applicabile.

### 12.6 Altri effetti avversi:

Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

## SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Smaltire il contenuto/il contenitore in conformità con le normative locali/regionali/nazionali/internazionali.

## SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU:

Vuoto

### 14.2 Nome di spedizione ONU corretto:

Vuoto

### 14.3 Classe(i) di pericolo di trasporto:

Vuoto

### 14.4 Gruppo di imballaggio:

Vuoto

### 14.5 Rischi ambientali:

Non ci sono ulteriori informazioni pertinenti disponibili.

### 14.6 Precauzioni speciali per l'utente:

Non applicabile.

### 14.7 Trasporto in grandi quantità in base all'Allegato II di MARPOL73/78 e al Codice IBC:

Non applicabile.

## SEZIONE 15. Informazioni sulle normative

### 15.1 Normative/legislazione sulla sicurezza, sulla salute e sulla tutela dell'ambiente specifiche per la sostanza o miscela:

- NORME UE: Vedere la Sezione 2
- Altre norme, limiti e norme di divieto:

Il prodotto è un'apparecchiatura medica in base alla Direttiva CE 93/42/CEE.

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

Non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica.

## SEZIONE 16. Altre informazioni

Questo prodotto è destinato all'uso odontoiatrico professionale. (strumento/materiale)

(Cont. a pagina6)



## SCHEDA DATI DI SICUREZZA

pagina 6/6  
VINTAGE MP  
PORCELAIN POLVERE  
Data di stampa: 15 luglio 2016

(Cont. da pagina5)

### Abbreviazioni e acronimi:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Versione numero 4

Data di revisione: 2 giugno 2016