

vista-tec

update!

protective
shields
since 1989

praktisch und komfortabel

elegantes Design

CE-gezeichnet
PPE-Schutz

brille und Lupenbrille
kompatibel



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



protective
face shields

update! vista-tec line

Federleichter
Gesichtsschutz



Vista-Tec

der original Gesichtsschutzschild
seit 1989

Arbeiten Sie geschützt mit dem eleganten und ultraleichten Vista-Tec Gesichtsschutzschild. Vista-Tec ist ein CE-gezeichneter PSA-Schutzschild der Klasse II, der auch an langen Arbeitstagen angenehm zu tragen ist. Er zeichnet sich durch leicht zu reinigende, langlebige und austauschbare Schutzschilde aus hochwertigem optischen Polycarbonat für eine entspannte und klare Sicht aus.

- ultraleichtes Design
- angenehm zu tragen, verstellbare Passform
- erstklassige optische Qualität
- desinfizierbare, langlebige und austauschbare Schilde
- CE-gezeichnete, nach EN 166:2001 zertifizierte PSA der Klasse II

Vista-Tec kit

REF 5621N 1 Gestell, 5 Gesichtsschutzschilde,
1 Kopfband

Gesichtsschutzschilde Vista-Tec

REF 5626N 5 Gesichtsschutzschilde



mehr
Infos

Clipon & L-Clipon

Schutzschilde für Brillen und
Lupen mit schmalen Gestell

ClipOn ermöglicht die Befestigung des Schutzschilds an der Brille. Die praktischen ClipOn-Clips bieten eine Halterung sowohl für den ClipOn Schild als auch für den größeren L-ClipOn Schild, ideal für Galilei-Lupen. ClipOn Clips können an Brillen oder Lupen mit Brillenbügeln mit einer maximalen Höhe von 1cm angebracht werden.

- Zum Schutz Ihrer Brillengläser und des Lupensystems
- Leicht zu montieren
- Ideal für dünnrahmige Brillen
- Desinfizierbare, langlebige und austauschbare Schutzschilde

Vista-Tec Clipon kit

REF 5622 2 stk. clips ClipOn,
5 Gesichtsschutzschilde ClipOn

Nachfüllpackungen

REF 5647 5 Gesichtsschutzschilde
REF 5646 10 Gesichtsschutzschilde
REF 5623 10 stk. clips ClipOn

Vista-Tec L-Clipon kit

REF 5630 2 stk. clips ClipOn,
5 Gesichtsschutzschilde ClipOn L-shield

Nachfüllpackungen

REF 5632 10 Gesichtsschutzschilde ClipOn L-shield
REF 5623 10 stk. clips ClipOn

Lupon & L-Lupon

Schutzschilde
für Lupen

Das Vista-Tec LupOn-Kit schützt Linsen und Lupensysteme dank seines breiten und langlebigen Polycarbonat-Schildes. Die breiten Polycarbonat-Schilde, die in 2 Größen (mittel und groß) erhältlich sind, passen in die Halteklammern, welche durch die Silikonringe oRings am Rahmen befestigt werden. Die Vista-Tec LupOn-Clips können auch bei Brillen mit über 1 cm hohen Brillenbügeln verwendet werden.

- Schützen Ihre Linsen und Lupensysteme
- Leicht zu montieren
- Schilde in hochwertiger optischer Qualität
- Desinfizierbare, langlebige und austauschbare Schutzschilde
- Autoklavierbare LupOn-Clips und oRings

Vista-Tec LupOn kit

REF 5633
1 Paar LupOn clips, 1 M-Schild
1 L-Schild, 3 Paare oRings S, M, L

Nachfüllpackungen

Vista-Tec LupOn M-Shield
REF 5635 5 M-Schilde

Vista-Tec LupOn L-Shield
REF 5636 5 L-Schilde

Vista-Tec LupOn oRings

REF 5634 3 Paare oRings S, M, L