

# vista-tec

*update!*

protective  
shields  
since 1989

práctico y cómodo

diseño elegante

protezione EPI marcado CE

compatible con  
gafas y lupas



**polydentia**  
swiss manufacture 

[polydentia.ch](http://polydentia.ch)



protective  
face shields



# update! vista-tec line

Sistemas  
de protección



REV. 01.10.2022

## Vista-Tec

la pantalla facial original  
desde 1989

La pantalla facial ultraligera de diseño incluye una resistente pantalla de policarbonato sustituible que posee unas excelentes propiedades ópticas para una visión relajada, reduciendo el cansancio innecesario de la vista durante las largas horas de trabajo. Vista-Tec es cómoda de usar y tiene una cinta para la cabeza de silicona que permite una estabilidad y comodidad optimizadas.

- diseño ultraligero
- cómodo de llevar y ajuste ajustable
- calidad óptica de primera clase
- pantallas desinfectables y reemplazables
- EPI Clase II certificado CE EN166:2001

### Vista-Tec kit

REF 5621N 1 marco, 5 pantallas,  
1 cinta de la cabeza

### Vista-Tec visiere

REF 5626N 5 pantallas de policarbonato



para más  
información

## Clipon & L-Clipon

pantallas de protección para  
gafas o lupas con montura fina

ClipOn consente di fissare una visiera sugli occhiali. Le pratiche clip ClipOn scorrono sulle aste degli occhiali e fungono da supporto sia per le visiere ClipOn che per le visiere larghe L-shield, ideali per lenti d'ingrandimento Galileane. Le clip ClipOn possono essere inserite su occhiali o loupes con astine di un'altezza massima di 1 cm.

- proteja sus gafas y su sistema de lupas
- fácil de montar
- ideal para gafas de montura fina
- pantallas desinfectables, duraderas y reemplazables

### Vista-Tec Clipon kit

REF 5622 1 pare clips ClipOn + 5 pantallas ClipOn

### Pantalla Vista-Tec ClipOn

REF 5647 5 pantallas  
REF 5646 10 pantallas  
REF 5623 10 pzs. di clips Clipon

### Vista-Tec L-Clipon kit

REF 5630 1 pare clips ClipOn + 5 pantallas L-ClipOn

### Pantalla Vista-Tec L-ClipOn

REF 5632 10 pantallas L-shields  
REF 5623 10 pzs. di clips Clipon

## Lupon & L-Lupon

pantallas protectoras  
para lupas

El kit Vista-Tec Lupon protege las gafas y los sistemas de lupas gracias a su amplia y duradera pantalla de policarbonato. Las pantallas, disponibles en 2 tamaños (mediano y grande), se ajusta a los clips de soporte fijados en la montura gracias a los oRings de silicona elásticos. Los clips también se pueden usar en gafas con patillas de más de 1 cm de altura.

- proteja sus gafas y su sistema de lupas
- fácil de montar
- pantalla de calidad óptica de primera clase desinfectable, duradera y reemplazable
- clips y anillos oRings desinfectables en autoclavable

### Vista-Tec Lupon kit

REF 5633  
1 pare Lupon clips, 1 pantalla M-Shield  
1 pantalla L-Shield, 3 pares oRings S, M, L

### Repuestos

Vista-Tec Lupon M-Shield  
REF 5635 5 pantallas M-Shield

Vista-Tec Lupon L-Shield  
REF 5636 5 pantallas M-Shield

Vista-Tec Lupon oRings  
REF 5634 3 pares oRings S, M, L