

vista-tec

update!

protective
shields
since 1989

pratique et confortable

un design élégant

protection EPI
avec marquage CE

compatible avec lunettes
de protection et loupes

protective
face shields



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



update! vista-tec line

Système
de protection
du visage



REV. 01.10.2022

Vista-Tec

la visière originale
depuis 1989

Travaillez protégé avec l'écran facial Vista-Tec élégant et ultra-léger.

Vista-Tec est un écran facial de protection EPI de classe II certifié CE qui est confortable à porter même pendant de longues journées de travail. Il est doté d'écrans faciles à nettoyer, durables et remplaçables en polycarbonate de qualité optique supérieure pour une vision détendue et claire.

- design ultra-léger
- confortable à porter, ajustement réglable
- qualité optique supérieure
- boucliers désinfectables, durables et remplaçables
- EPI de classe II certifié CE EN166:2001

Vista-Tec kit

REF 5621N 1 monture, 5 visières, 1 serre-tête

Visières Vista-Tec

REF 5626N 5 visières en polycarbonate



pour plus
d'informations

Clipon & L-Clipon

visières de protection pour les
lunettes et loupes à monture fine

ClipOn permet de fixer une visière de protection sur des lunettes. Les clips pratiques ClipOn se glissent sur les branches de vos lunettes et maintiennent à la fois la visière ClipOn et la visière plus large L-shield, idéale pour les loupes galiléennes. Les clips ClipOn peuvent être glissés sur les lunettes ou des loupes dont les branches ont une hauteur maximale de 1 cm.

- protéger vos lunettes et vos loupes
- facile à mettre en place
- idéal pour les lunettes à monture fine
- visières désinfectables, durables et remplaçables

Vista-Tec Clipon kit

REF 5622 1 pair de clips ClipOn, 5 visières ClipOn

Réassorts

REF 5647 5 visières
REF 5646 10 visières
REF 5623 10 pcs. du clips ClipOn

Vista-Tec L-Clipon kit

REF 5630 1 pair de clips ClipOn, 5 visières L-ClipOn

Réassorts

REF 5632 10 visières L- shields
REF 5623 10 pcs. du clips ClipOn

Lupon & L-Lupon

visières de protection
pour les loupes

Le kit LupOn de Vista-Tec protège les lunettes et les loupes grâce à sa visière en polycarbonate large et résistante. Les visières, disponibles en 2 tailles (moyenne et grande), sont montées sur les clips de maintien fixés sur la monture grâce aux élastiques en silicone oRings. Les clips Vista-Tec LupOn peuvent également être utilisés sur les lunettes dont les branches ont une hauteur supérieure à 1 cm.

- protégez vos lunettes et vos loupes
- facile à mettre en place
- visières de qualité optique supérieure
- visières désinfectables, durables et remplaçables
- clips et anneaux oRings autoclavables

Vista-Tec Lupon kit

REF 5633
1 paire LupOn clips, 1 visière moyenne M-Shield.
1 visière L-Shield, 3 paires oRings S, M, L

Réassorts

Vista-Tec LupOn M-Shield
REF 5635 5 visières M-Shield

Vista-Tec LupOn L-Shield
REF 5636 5 visières L-Shields

Vista-Tec LupOn oRings
REF 5634 3 paires oRings S, M, L