

vista-tec

update!

protective
shields
since 1989

pratico e comodo

design elegante

Protezione DPI marcato CE

compatibile con
occhiali e loupes

protective
face shields



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



update! vista-tec line

sistemi di
protezione
del viso

 **polydentia**
swiss manufacture 



REV. 01.10.2022

Vista-Tec

la visiera originale
dal 1989

Lavora protetto con l'elegante ed ultraleggera visiera Vista-Tec.

Vista-Tec è una visiera protettiva di Classe II certificata CE, comoda da indossare nelle lunghe giornate di lavoro. Gli schermi facili da pulire, resistenti e sostituibili sono realizzati in policarbonato di qualità ottica premium per una visibilità rilassata e chiara.

- ultraleggero
- comoda vestibilità regolabile
- qualità ottica superiore
- schermi disinfettabili, durevoli e sostituibili
- DPI di classe II certificato CE EN166:2001

Vista-Tec kit

REF 5621N 1 montatura, 5 visiere, 1 cinturino

Vista-Tec visiere

REF 5626N 5 visiere



per maggiori
informazioni

Clipon & L-Clipon

visiere protettive per occhiali
e loupes a montatura sottile

ClipOn consente di fissare una visiera sugli occhiali. Le pratiche clip ClipOn scorrono sulle aste degli occhiali e fungono da supporto sia per le visiere ClipOn che per le visiere larghe L-shield, ideali per lenti d'ingrandimento Galileane. Le clip ClipOn possono essere inserite su occhiali o loupes con astine di un'altezza massima di 1 cm.

- protegge le tue lenti e il tuo sistema di loupes
- facile da montare
- schermi disinfettabili, durevoli e sostituibili
- qualità ottica superiore

Vista-Tec Clipon kit

REF 5622 1 paio di clips Clipon, 5 pz. visiere

Ricariche

REF 5647 5 pz. visiere
REF 5646 10 pz. visiere
REF 5623 10 pz. di clips Clipon

Vista-Tec L-Clipon kit

REF 5630 1 paio di clips Clipon, 5 pz. L- shields

Ricariche

REF 5632 10 pcs. visiere L- shields
REF 5623 10 pcs. di clips Clipon

Lupon & L-Lupon

visiere protettive
per loupes

Il kit Vista-Tec Lupon protegge le lenti e le loupes grazie alla sua ampia e resistente visiera in policarbonato. Le visiere, disponibili in 2 misure (media e grande), si inseriscono nei supporti a clip Lupon, i quali vengono fissati sulle astine attraverso gli anelli in silicone oRings. Le clip Vista-Tec Lupon possono essere utilizzate anche su occhiali con stanghette alte più di 1 cm.

- proteggete le vostre lenti e le loupes
- facile da montare
- visiere di qualità ottica premium
- visiere disinfettabili, resistenti e sostituibili
- clips e anelli oRings autoclavabili

Vista-Tec Lupon kit

REF 5633
1 paio di clips Lupon, 1 visiera M-Shield
1 visiera L-Shield, 3 paia oRings S, M, L

Ricariche

Vista-Tec Lupon M-Shield
REF 5635 5 visiere M-Shields

Vista-Tec Lupon L-Shield
REF 5636 5 visiere L-Shields

Vista-Tec Lupon oRings
REF 5634 3 paia oRings S, M, L