

Digitale Abformung – beeindruckend einfach



VivaScan®

Der kompakte und intuitive
Intraoralscanner für
Ihre Praxis

Einfachheit trifft Leistung

VivaScan® ist ein kompakter und intuitiver Intraoralscanner für Ihre Praxis. Das anwenderfreundliche Gerät verfügt über eine offene Scan-Software, lässt sich somit einfach in Ihre Praxis integrieren und hilft, die Effizienz zu steigern.^[1] VivaScan bietet die ideale Lösung für Ihren Einstieg in die digitale Zahnmedizin.

- ✓ 3D-Scantechnologie für hochpräzise digitale Abformungen^[1-3]
- ✓ Intuitive, benutzerfreundliche Software^[1]
- ✓ Kompaktes Design für einen flexiblen Scanvorgang^[1]
- ✓ Erhöhter Patientenkomfort
- ✓ Direkte Verbindung zu Ihrem Dentallabor
- ✓ Digitaler Einstieg in die Welt von IPS e.max, der weltweit führenden Vollkeramik

Schulung & Weiterbildung

Um einen erfolgreichen Start mit dem neuen VivaScan zu ermöglichen, bieten wir ein webbasiertes On-Demand-Training. Auf Wunsch bieten wir auch Schulungen und Fortbildungen vor Ort an.

Einfache Handhabung

Mit VivaScan lassen sich digitale Abformungen schnell und einfach erstellen. Der Intraoralscanner wird lediglich über ein Kabel an einen Laptop angeschlossen, was zu einer bequemen Handhabung beiträgt. Dank der hohen Scangeschwindigkeit können mehr Patienten schnell und ohne hohen Zeit- und Materialaufwand behandelt werden.^[1]

Plug & Play

Möglichkeit, VivaScan als portables System zu verwenden, das nur einen Anschluss zum Laptop benötigt

Zwei-Tasten-Steuerung

Berührungsfreie Bedienung des Laptops beim Scanvorgang am Patienten

Aufsätze in zwei Größen

Der passende Aufsatz für jede Patientensituation

Echtfarbscan

Unterstützung des Labors bei der Gestaltung und Fertigung von präzisen Restaurationen

Eingebaute HD-Kamera

Bilder in hoher Auflösung für eine einfachere Falldokumentation

Leichtes und ergonomisches Design

Müheloses Scannen für alle^[1]



Ivoclar Cloud

Mit der benutzerfreundlichen, intuitiven VivaScan-Software können Sie Ihre Scans in einem optimierten Arbeitsablauf^[1] direkt an das Labor Ihrer Wahl senden. Die integrierte File-Sharing-Lösung gewährleistet eine sichere Datenübertragung.

Der direkte Draht zum Dentallabor

Ein
Klick

Ein Klick genügt, um die Scans in die Ivoclar Cloud zu laden. Der Zahntechniker kann sie dann ebenso einfach herunterladen.

Offenes
Dateiformat

Die Daten werden in einem offenen Format aus der Ivoclar Cloud heruntergeladen. Ihr Zahntechniker kann diese anschließend auf die von ihm bevorzugte Weise weiterverarbeiten.

Keine
Software-
Gebühren

Für die gesamte Software von VivaScan fallen keine zusätzlichen Kosten und jährlichen Gebühren an.

Literaturangaben

- [1] Glebova T, Product Validation Report VivaScan, Test Reports, Ivoclar Vivadent, 2021.
- [2] Ender A et al. Int J Comput Dent 2019; 22: 11-19.
- [3] Senn B, Product Verification Report VivaScan, Test Reports, Ivoclar Vivadent, 2021.

Workflow Intraorales Scannen



Beraten

Präsentieren Sie Ihrer Patientin oder Ihrem Patienten in wenigen Minuten eindrucksvoll ein neues Lächeln mit IvoSmile



Scannen

Kompakter und intuitiver Intraoralscanner



Versenden

Schnelle und sichere Datenübermittlung an das Labor



Gestalten & Fertigen im Labor

IPS e.max: das Vollkeramiksystem für alle Indikationen in der festsitzenden Prothetik



Befestigen

Definitive Befestigung anspruchsvoller Keramik- und Composite-Restaurationen



Pflegen

Professionelle Pflege Ihrer Restaurationen