



ZenFlex™

Lima NiTi para Instrumentação Rotatória

Resistencia Máxima. Mínimamente Invasiva.

Con un equilibrio ideal entre resistencia y flexibilidad, ZenFlex permite alcanzar la longitud de trabajo completa con un riesgo reducido de fractura y preservando una mayor integridad de los dientes.



Alta Eficácia de Corte

Desenhada com uma secção transversal triangular e um tratamento térmico patenteado, ZenFlex apresenta uma alta eficácia de corte que permite alcançar a longitud de trabalho completa inclusive em geometrias radiculares complexas.



Mínimamente Invasiva

O diâmetro da parte activa, de 1mm como máximo, e a ponta não activa, minimizam a transportação e preservam a estrutura integral do dente.



Resistência Exceptional

A resistência à torção e à fadiga cíclica minimiza a fratura e reduz a transportação.



Excelente Flexibilidade


O seu desenho, com um tratamento térmico patenteado, oferece uma excelente memória controlada e flexibilidade em curvas até 90°.



Kerr™

Como ganha ZenFlex?

ZenFlex tem alta eficiência de corte devido à sua seção transversal triangular e tratamento térmico patentado que preserva a superfície de corte afiada da estria. ZenFlex também possui uma ponta não ativa que permite mais controle durante o procedimento. Como se pode ver na imagem à esquerda, adicionalmente, ZenFlex preserva a estrutura dentária em relação aos principais concorrentes. Esta característica de Zenflex é resultante do diâmetro máximo da estria (MFD) de 1 mm, que é 20% menor que a Vortex Blue®.




Siga a curvatura. Veja a diferença.

Convidámos o endodontista Dr. Stephen L. Buchanan para testar ZenFlex. O Dr. Buchanan verificou que ZenFlex é capaz de instrumentar canais severamente curvos.

● Canal pré- op ● Canal instrumentado

*CT computadorizadas retiradas de dentes extraídos.



Testemunhos de clientes

“ As limas para instrumentação ZenFlex têm ângulos de passo variável entre ranhuras que evitam que se enrosquem nos canais, proporcionam um enorme espaço entre as espiras e ajudam a evitar a rutura da ponta. Estes instrumentos sofisticados fornecem formas únicas sem transporte devido ao tratamento térmico variável. A personalização do tratamento térmico para cada tamanho da lima produz limas mais pequenas e com mais memória para evitar que se desespiralizem e limas maiores com uma notável flexibilidade. Além disso, o diâmetro da parte ativa da lima não ultrapassa 1 mm para manter melhor integridade estrutural depois RCT, e as pontas de gutapercha AutoFit da Kerr ajustam-se bem aos extremos dos canais instrumentados com limas ZenFlex. ”



Dr. Stephen L. Buchanan

Flexibilidade encontra memória

Todos os canais têm anatomias diferentes, alguns são mais complexos que outros. Projetado com tecnologia de tratamento térmico patenteado, ZenFlex oferece excelente flexibilidade para curvas de até 90°.



Com excepcional controle de memória, ZenFlex mantém sua forma pré-curvada, resultando numa inserção mais fácil até mesmo nas anatomias de canal mais desafiadoras.

Apresentando Zenflex Pontas de gutta percha

Os seus procedimentos de instrumentação estão prestes a ficar mais suaves. Apresentamos a nossas novas ZenFlex Gutta Percha, o produto mais fácil de utilizar desenhado para corresponder com a gama de tamanhos das limas ZenFlex NiTi e procedimentos no canal radicular.



- Pontas que correspondem aos canais instrumentados por limas rotatórias ZenFlex NiTi
- Aplicação sem preocupações, sem látex de borracha natural
- Excelentes correspondências para uma ampla gama de comprimento de canais.

“Cada vez mais durante a minha prática clínica, estou descobrindo o incrível potencial do sistema Traverse/Zenflex. O novo tratamento térmico trouxe benefícios inigualáveis para as limas e para o mundo da endodontia. Aproveite, sinta e deixe os seus pacientes sentirem a diferença.

O primeiro caso clínico é um exemplo perfeito do design minimamente invasivo das limas e como a linha de corte preserva a forma original dos canais, mesmo em canais calcificados, estreitos e com curvatura múltipla.

O segundo caso, é uma demonstração de como o tratamento térmico variável das limas, especialmente a flexibilidade na parte média coronal das limas, está instrumentando as curvas.



Adj. Prof. Phillippe Sleiman

Zenflex adapta-se às suas necessidades

com uma ampla seleção de configurações de ponta e cone

Informação para pedidos

ZenFlex™ - Embalagem de 6

Taper	Tip	21 mm	25 mm	31 mm
.04	.20	818-1206	818-1207	818-1208
.04	.25	818-1256	818-1257	818-1258
.04	.30	818-1306	818-1307	818-1308
.04	.35	818-1356	818-1357	818-1358
.04	.40	818-1406	818-1407	818-1408
.04	.45	818-1456	818-1457	818-1458
.04	.50	818-1506	818-1507	818-1508
.04	.55	818-1556	818-1557	818-1558
.06	.20	818-2206	818-2207	818-2208
.06	.25	818-2256	818-2257	818-2258
.06	.30	818-2306	818-2307	818-2308
.06	.35	818-2356	818-2357	818-2358
.06	.40	818-2406	818-2407	818-2408
.06	.45	818-2456	818-2457	818-2458
.06	.50	818-2506	818-2507	818-2508
.06	.55	818-2556	818-2557	818-2558

ZenFlex™ Pontas Gutta Percha - Embalagem de 50

Taper	Tip	30 mm
.04	.20	825-9820
.04	.25	825-9825
.04	.30	825-9830
.04	.35	825-9835
.04	.40	825-9840
.04	.45	825-9845
.06	.20	825-9920
.06	.25	825-9925
.06	.30	825-9930
.06	.35	825-9935
.06	.40	825-9940
.06	.45	825-9945

ZenFlex™ - Embalagem sortido de 6

Taper	Tip	21 mm	25 mm
.04	.20 .25 .30 .40 .45	818-1421	818-1425
.06	.20 .25 .30 .35 .40	818-1621	818-1625

ZenFlex™ Pontas Gutta Percha - Embalagem sortido de 60

Taper	Tip	30 mm
.04	.20 .25 .30 .35 .40 .45	825-9800
.06	.20 .25 .30 .35 .40 .45	825-9900



Para maior flexibilidade e controle, **ZenFlex funciona com o seu motor endodôntico e peças de mão habituais.**