



MIXPAC™ ZerofloX™ Mikroapplikator

Der ZerofloX™ Mikroapplikator setzt einen neuen Standard in der adhäsiven Zahnheilkunde. Der biegsame Kopf mit den weichen Elastomerborsten anstelle von Flockfasern und der ergonomische Griff mit zwei Biegestellen ermöglichen eine präzise Applikation für ästhetisch ansprechende, klinische Ergebnisse.



Weicher, biegsamer Kopf
mit Elastomerborsten
statt Flockfasern



zwei
Biegepunkte



sicherer
Griff



dreieckige
Haltegriff

Beschreibung:	ZerofloX Mikroapplikator
Bestellnummer:	184091
Farbe:	mint
Verpackungseinheit:	100 Stk. im Beutel
Verpackungseinheit / Umverpackung:	15.000 Stk. im Versandkarton
Größe Versandkarton:	400 x 400 x 305 mm
Mindestbestellmenge:	15.000 Stk. (1 Versandkarton)
Verfügbar ab:	September 2023

REGULATORISCHE INFORMATION

Klassifiziert als MDR Produkt Klasse I

Registriert in folgenden Regionen/ Ländern:
EU, CH





medmix Switzerland AG
Ruetistrasse 7
CH-9469 Haag, Schweiz



EC REP

medmix Deutschland GmbH
Zum Kesselort 53
D-24149 Kiel, Deutschland



medmix Switzerland AG | Ruetistrasse 7 | 9469 Haag, Schweiz
P +41 81 414 70 00 | www.medmix.swiss

Rechtlicher Hinweis: Bei dieser Broschüre handelt es sich um eine allgemeine Präsentation. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen werden als korrekt und zuverlässig erachtet, sind aber nicht als Gewährleistung oder Garantie ausulegen. Wir lehnen jede Haftung und Entschädigung ab für Auswirkungen, die sich aus deren Anwendung ergeben. Bitte kontaktieren Sie uns, um eine Beschreibung der mit unseren Produkten angebotenen Gewährleistungen und Garantien zu erhalten. Gebrauchs- und Sicherheitshinweise werden gesondert bereitgestellt. Alle hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. MIXPAC und ZerofloX sind eingetragene Warenzeichen der medmix Switzerland AG. medmix ist ein eingetragenes Warenzeichen der medmix AG. © medmix Switzerland AG 2023. Alle Rechte vorbehalten.



DENTAL