

**Dentalwachse**

---

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

---

- 1.1 Angaben zum Produkt**  
**Handelsname:** Dental-Wachse einschließlich CAD/CAM-Wachse, Set-up Plattenwachse, etc. 01-01ff, 01-3ff, 01-4ff, 01-5ff, 01-6ff, 01-7ff, 02-1ff, 02-2ff, 02-3ff, 02-4ff, 02-5ff, 06-1ff, ZH02-ff, 581-004-011
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:** Nur im dentalen Bereich zu verwenden
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**  
Hersteller / Lieferant: al dente Dentalprodukte GmbH  
Straße / Postfach: Borsigstr. 1  
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: DE - 38644 Goslar  
Telefon: 0 53 21 / 80031  
Fax: 0 53 21 / 50881  
[info@aldente.de](mailto:info@aldente.de) / [www.aldente.de](http://www.aldente.de)  
Auskunftgebender Bereich: al dente Dentalprodukte GmbH
- 1.4 Notrufnummer**  
**al dente Dentalprodukte GmbH:** +49 (0) 53 21 / 80031 (Mo-Fr 8:00-16:00)

---

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**

---

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**  
**Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:** Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
- 2.2 Kennzeichnungselemente:** -
- 2.3 Sonstige Gefahren:** Es liegen keine Informationen vor.

---

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

---

- 3.2 Chemische Charakterisierung:** Wachs
- Weitere Angaben:** Es liegen keine Informationen vor.

---

**ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen**

---

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme**  
**Nach Einatmen:** Gereinigtes, bzw. kein Öl enthaltendes Wachs hat auch in verflüssigtem Zustand einen so geringen Dampfdruck, dass die inhalative Aufnahme toxikologisch relevanter Komponenten praktisch ausgeschlossen ist.
- Nach Hautkontakt:** Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt kann zu Verbrennungen führen. Sofort mit kaltem Wasser kühlen, evtl. Wunde steril behandeln, Arzt aufsuchen. Eine Aufnahme von Komponenten des Paraffingemisches über die Haut beim Umgang mit festem Wachs ist nicht zu erwarten.
- Nach Augenkontakt:** Gründlich mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen (wenn Wachs heiß).

Überarbeitet am: 15.09.2025  
Version: 6

Ersetzt Version: 5

Seite 2 von 7  
Druckdatum: 15.09.2025

**Dentalwachse**

**Nach Verschlucken:**

Mund spülen – keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  
Wachse können als Bestandteile von Pharmaka und Lebensmitteln eingesetzt werden, so dass sich die Frage, ob nach akzidenteller Ingestion geringe Anteile aus dem Verdauungstrakt resorbiert werden, als gegenstandslos erweist.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:**

Keine.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:**

Keine.

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

---

**5.1 Löschmittel:**

**Geeignete Löschmittel:**

Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>). Schaum. Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel:**

Wasservollstrahl

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:**

Im Falle eines Brandes sind Gefahr-bestimmende Rauchgase möglich: Kohlenmonoxid (CO).

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:**

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht. Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Zusätzliche Hinweise:  
Brandklasse B:**

Flüssige oder flüssig werdende Stoffe.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

---

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren:**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Erstarren lassen, Mechanisch aufnehmen. Staubbildung vermeiden. In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte:**

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

---

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
Hinweise zum sicheren Umgang:**

Siehe Abschnitt 8.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

**Weitere Angaben zur Handhabung:**

Staubbildung vermeiden.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Kühl und trocken lagern.

Überarbeitet am: 15.09.2025  
Version: 6

Ersetzt Version: 5

Seite 3 von 7  
Druckdatum: 15.09.2025

**Dentalwachse**

Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen.

**Zusammenlagerungshinweise:**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Lagerklasse nach TRGS 510:**

11 (Brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

**7.3 Spezifische Endanwendungen:**

Keine weiteren Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Grenzwerte für die Exposition  
am Arbeitsplatz und/oder biologische  
Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW)  
Deutschland:**

Keine.

Stoffname:

Paraffinwachs

CAS-Nr. :

8002-74-2

Spezifizierung :

Enthält nach gültigen Listen keine Stoffe mit überwachungspflichtigen arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten.

Wert :

n.a.

Spitzenbegrenzung:

n.a.

Fruchtschädigend:

n.a.

Überwachungsverfahren:

n.a.

DNEL- und PNEC- Werte:

Keine.

Control-Banding (z.B. ILO, EMKG):

Keine.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:**

**Geeignete technische  
Steuerungseinrichtungen:**

Technische Belüftung des Arbeitsplatzes:

**Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten .  
Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen .  
Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.

**Augen-/Gesichtsschutz:**

Geeigneter Augenschutz: Gestellbrille mit Seitenschutz  
Korbbrille

**Handschutz:**

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Körperschutz:**

Schutzkleidung.

**Atemschutz:**

Partikelfiltergerät (DIN EN 143)

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

**Aussehen**

Aggregatzustand:

Fest – Wachse in verschiedenen Formen und Farben

Farbe:

Verschieden, je nach Produkt und Einfärbung

Geruch:

Charakteristisch, je nach Typus anders

Überarbeitet am: 15.09.2025  
Version: 6

Ersetzt Version: 5

Seite 4 von 7  
Druckdatum: 15.09.2025

**Dentalwachse**

pH-Wert:	nicht anwendbar
Erstarrungsbereich:	< 50°C
Schmelzpunkt:	nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich:	nicht anwendbar
Erweichungspunkt:	nicht bestimmt
Pourpoint:	nicht bestimmt
Flammpunkt:	> 130°C
Verdampfungsgeschwindigkeit:	nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest.):	Der Stoff ist brennbar, wirkt aber nicht brandfördernd
obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:	keine
Dampfdruck:	nicht anwendbar
Dampfdichte:	nicht anwendbar
Dichte:	ca. 0,93 g/cm <sup>3</sup>
Löslichkeit(en):	Nicht löslich in Wasser
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:	nicht anwendbar
Selbstentzündungstemperatur:	nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur:	nicht bestimmt
Viskosität:	nicht anwendbar
explosive Eigenschaften:	keine
oxidierende Eigenschaften:	keine

**9.2 Sonstige Angaben** Keine weiteren Informationen verfügbar.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

<b>10.1 Reaktivität:</b>	Keine ungewöhnliche Reaktivität bekannt.
<b>10.2 Chemische Stabilität:</b>	Stabil unter normalen Bedingungen.
<b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:</b>	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
<b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen:</b>	Hitzeentwicklung.
<b>10.5 Unverträgliche Materialien:</b>	n.b.
<b>10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>	Kohlenmonoxid, Kohlendioxid

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben**

<b>11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen Für Stoffe zu folgenden Gefahrenklassen (inkl. kurzer Zusammenfassung vorliegender Prüfergebnisse und Angabe der Verfahren):</b>	Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Gesundheitsschäden bekannt.
<b>akute Toxizität:</b>	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
<b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</b>	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
<b>Schwere Augenschädigung/-reizung:</b>	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
<b>Sensibilisierung der Atemwege:</b>	Dämpfe sehr schwach reizend.

<b>Keimzell-Mutagenität:</b>	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
<b>Karzinogenität:</b>	Ein bereits 1958 realisiertes extensives Programm zur Klärung der Abwesenheit kanzerogener Eigenschaften von reinem W. hatte die Zulassung als Lebensmittelinhaltsstoff zur Folge.
<b>Reproduktionstoxizität:</b>	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
<b>spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:</b>	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
<b>spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:</b>	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
<b>Aspirationsgefahr:</b>	nicht anwendbar

#### **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

<b>12.1 Toxizität:</b>	Es liegen keine Informationen vor.
<b>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:</b>	Das Produkt ist hierin nicht geprüft. Hinsichtlich der Konsistenz und nicht vorhandenen Wasserlöslichkeit ist eine Bioverfügbarkeit unwahrscheinlich.
<b>12.3 Bioakkumulationspotenzial:</b>	Es liegen keine Informationen vor.
<b>12.4 Mobilität im Boden:</b>	Es liegen keine Informationen vor.
<b>12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:</b>	Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
<b>12.6 Andere schädliche Wirkungen:</b>	Nicht wassergefährdend – es liegen keine weiteren quantitativen Daten zur Ökotoxischen Wirkung vor.

#### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

<b>13.1 Verfahren der Abfallbehandlung</b> <b>Behandlung verunreinigter Verpackungen:</b>	Vollständig entleerte Verpackungen können dem Recycling-Verfahren zugeleitet werden.
<b>Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):</b>	Kein gefährlicher Abfall nach AVV.
<b>Besondere Vorsichtsmaßnahmen:</b>	Keine.
<b>einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:</b>	Abfallrichtlinie 2008/98/EG

#### **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

<b>14.1 UN-Nummer:</b>	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
<b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR/RID</b> <b>IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR</b>	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

Überarbeitet am: 15.09.2025  
Version: 6

Ersetzt Version: 5

Seite 6 von 7  
Druckdatum: 15.09.2025

**Dentalwachse**

- 14.3 Transportgefahrenklassen:** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
- 14.4 Verpackungsgruppe:** Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
- 14.5 Umweltgefahren  
UMWELTGEFÄHRDEND:** nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
- 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des  
MARPOL- Übereinkommens 73/78 und  
gemäß IBC-Code** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den  
Stoff oder das Gemisch  
EU-Vorschriften:** Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GeStoffV NICHT  
kennzeichnungspflichtig.
- Nationale Vorschriften z.B.  
Wassergefährdungsklasse:** - - nicht wassergefährdend
- Weitere relevante Vorschriften:** TRGS 500, TRGS 510
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung  
wurden nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID:	Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG:	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA:	International Air Transport Association
IATA-DGR:	Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association"
(IATA) ICAO:	International Civil Aviation Organization
CAO-TI:	Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS:	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP:	Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures
LC50:	Lethal concentration, 50 percent
LD50:	Lethal dose, 50 percent
EC50:	Effectice concentration, 50 percent
DNEL:	Derived No Effect Level
PNEC:	Predicted No Effect Concentration
PBT:	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB:	very Persistent and very Bioaccumulative

## EU-Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



Überarbeitet am: 15.09.2025

Version: 6

Ersetzt Version: 5

Seite 7 von 7

Druckdatum: 15.09.2025

### Dentalwachse

.....

#### Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.