

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf wh.com



Get connected to the future

ioDent® – Smart Dental Solutions



ioDent® – Willkommen in der digitalen Dentalwelt

Das Internet der Dinge (IoT) ist nun auch in der Dentalpraxis Realität geworden. W&H bietet mit der neuen digitalen Marke ioDent® – W&H Smart Dental Solutions – intelligente und vernetzte Produktlösungen im Dentalbereich. Das cloudbasierte System kommuniziert künftig mit allen verbundenen Geräten. Der Datenaustausch erfolgt sicher und einfach!



Zugriff auf Ihre vernetzten Geräte
Sicher, jederzeit und überall.



Mehr Effizienz und Produktivität für Ihr Team

Durch Automatisierung administrativer Aufgaben mit ioDent® können Sie und Ihr Team sich stärker den Patienten widmen.



Effiziente Unterstützung im Praxisalltag

Durch Datenfreigabe geben Sie Ihrem Servicepartner die Möglichkeit, besseren Service zu bieten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Intelligent Assist auf der letzten Seite.



Implantmed Plus mit dem ioDent®-System

Implantmed Plus ist eine Antriebseinheit für Chirurgiegeräte mit dem einzigartigen ioDent®-System. Die intelligente W&H-Lösung sorgt für mehr Sicherheit in der Praxis und ermöglicht eine Ressourcenplanung im Voraus, was die Effizienz erhöht.

Problemlose Datenverwaltung

Sie können Daten mit anderen Zahnärzten oder mit Patienten austauschen.

Rückverfolgbarkeit und Sicherheit

Mit dem „Online Documentation Protocol“ können Sie Ihre chirurgischen Eingriffe rückverfolgen – komplett automatisch, unkompliziert und sicher.

Immer auf dem neuesten Stand


Mit den Funktionserweiterungen der ioDent®-Online-Plattform sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

Persönliches Online-Dashboard

Ob Gerätestatus oder Servicebedarf: Über „Monitoring“ können Sie eine Übersicht über die verbundenen Geräte abrufen.

Operationsplanung

Mit dem „Online Treatment Setup“ können Sie Operationen im Voraus planen und die Konfiguration an Implantmed Plus übermitteln. Über eine integrierte Datenbank von Implantatherstellern werden alle Parameter vor der Operation festgelegt.



Innovative Wiederaufbereitung mit dem ioDent®-System

In Verbindung mit dem ioDent®-System gewährleisten die neuen W&H-Sterilisatoren eine intelligente, vernetzte Wiederaufbereitung der Instrumente. Dank einer großen Auswahl an intelligenten Lösungen und Optionen wird Digitalisierung jetzt auch bei der Sterilisation zur Realität.



Mehr Effizienz und Zeitersparnis

- › Weniger Dokumentation auf Papier
- › Vollautomatische Zyklusdokumentation mit Speicherung in der Cloud
- › Verbesserte User Experience dank Managementsystem „Intelligent Assist“



Problemlose Nutzung

- › Optimierte Administration für ein problemloses Audit-/Compliance-Management
- › Mehr Sicherheit für Patienten und Personal
- › Keine Installation lokaler Software erforderlich
- › Installation per WLAN oder Kabel



Sicherheit

- › Vollautomatische Speicherung von Zyklusberichten
- › Alle Dokumente auf Tastendruck im Online-Gerätespeicher verfügbar

ioDent® Intelligent Assist



Funktionieren die Geräte perfekt? Ist ein Service fällig? Oder liegt an einem Gerät eine Fehlfunktion vor? Das Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist unterstützt Sie proaktiv bei Service und Wartung unter Beachtung aller nationalen Richtlinien und Vorschriften.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Besserer Service

Dank präziser Echtzeitinformationen zum Sterilisatorstatus können die Servicepartner von W&H ganz neue Servicemodelle anbieten. Sie profitieren von kürzeren Reaktionszeiten, gut vorbereiteten Besuchen und der automatisierten Versorgung mit Verbrauchsmaterialien.

Weniger Ausfallzeiten bei Sterilisatoren

Wichtige Prozesse in der Praxis müssen reibungslos funktionieren. Mit einer Kombination aus regelmäßigem Monitoring, perfekter Wartung und Früherkennung von Problemen durch Ihren W&H-Servicepartner lässt sich dies gewährleisten.

Mehr Effizienz und Produktivität für Ihr Team

Durch Automatisierung administrativer Aufgaben mit ioDent® können Sie und Ihr Team sich stärker den Patienten widmen.



Fehlerbehebung



Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH

Raiffeisenstraße 3b
83410 Laufen, **Deutschland**
t +49 8682 8967-0
f +49 8682 8967-11
office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53
5111 Bürmoos, **Austria**
t +43 6274 6236-239
f +43 6274 6236-890
office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG

Industriepark 9
8610 Uster, **Schweiz**
t +41 43 4978484
f +41 43 4978488
info.ch@wh.com
wh.com