

let's
keep
connected



 **polydentia**
swiss manufacture 

Polydentia SA
via Cantonale 47
6805 Mezzovico-Vira
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48
fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch
www.polydentia.ch



REV 01 02/2019

my junior kit

Das erste
Teilmatrixsystem
für die
Kinderzahnheilkunde

**sectional
matrix
systems**



 **polydentia**
swiss manufacture 




neu!

Das erste
Teilmatrixsystem für
die Kinderzahnheilkunde

**myjunior
kit**

MyJunior Kit ist das erste Teilmatrix-System für die Kinderzahnheilkunde, das speziell für kleinere Milch- und junge bleibende Zähne entwickelt wurde. Es ermöglicht Zahnärzten, vorhersagbare Restaurationen und ideale Kontaktflächen zu erzielen. Das Kit bietet kinderfreundliche Lösungen, die Behandlungszeit sparen, Kinder weniger belasten und ihnen eine schnelle Rückkehr zu ihren Lieblingsaktivitäten ermöglichen.

polydentia
swiss manufacture



myTines Junior
Autoklavierbare und austauschbare Kunststoffenden, die über den Keil passen und eine ausgezeichnete Matrizenanpassung gewährleisten



Holzkeile



myWedge
Hochwertiger Kunststoffkeil mit hohler V-Form



Zylindrische Silikonfüßchen
Weiche Enden, die zusätzlichen Halt und Anpassung bieten



Junior Quickmat Teilmatrixen



Junior LumiContrast
Einzigartige dunkle Stahlmatrizen die für einen starken Kontrast und geringe Reflexion sorgen, vor allem beim Arbeiten mit Lupenbrillen und Dentalmikroskopen

Kit

myJunior Kit - REF 6330

- 1 Stk. myClip Junior
- 1 Stk. myRing Junior
- 5 Paar Zylindrische Silikonfüßchen
- 5 Paar myTines Junior
- 40 Stk. LumiContrast Teilmatrixen, Prämolare 0,04mm / 5mm
- 40 Stk. Junior LumiContrast Teilmatrixen, 0,04mm / 3,5mm
- 50 Stk. Quickmat Teilmatrixen, Prämolare 0,04mm / 5mm
- 50 Stk. Junior Quickmat Teilmatrixen, 0,04mm / 3,5mm
- 50 Stk. Holzkeile Pinky, 11mm (XS)
- 40 Stk. Holzkeile, 12mm (S)
- 50 Stk. myWedge XS
- 40 Stk. myWedge S

use only
with
rubber
dam


Kit Nachfüllpackungen

 REF 6335 myClip Junior, 2 Stk.	 REF 6336 myRing Junior, 2 Stk.	 REF 6333 myTines Junior, 15 Paar	 REF 5711 Zylindrische Silikonfüßchen, 15 Paar
 REF 6708 Junior LumiContrast Teilmatrixen, 0,04mm / 3,75mm, 70 Stk.	 REF 6705 Junior LumiContrast Teilmatrixen, 0,04mm / 5mm, 70 Stk.	 REF 5708 Junior Quickmat Teilmatrixen, 0,04mm / 3,75mm, 100 Stk.	 REF 5705 Junior Quickmat Teilmatrixen, 0,04mm / 5mm, 100 Stk.
 REF 5011 Holzkeile Pinky, 11 mm (XS), 200 Stk.	 REF 5012 Holzkeile, 12 mm (S), 100 Stk.	 REF 7101 myWedge, Extrasmall (XS), 100 Stk.	 REF 7102 myWedge, Small (S), 100 Stk.

myClip Junior und myRing Junior sind Teilmatrixenringe für Kinder, die minimalinvasive, sicher zu handhabende, bunte Lösungen bieten, die die restaurative Behandlung von jungen Zähnen geringer Kronenhöhe vereinfachen. Die Junior-Teilmatrixenringe verbinden Stabilität mit der richtigen Trennkraft, mit der Zahnärzte ideale Kontaktflächen wiederherstellen können. Darüber hinaus sorgt der zusätzliche Halt durch die flexiblen Enden von myTines Junior und die abgerundeten Silikonröhrchen für eine bessere Adaptation der Teilmatrixen und verhindern so lästige Komposit-Überläufe und -Überhänge. Zudem lässt sich dadurch wertvolle Behandlungszeit sparen.

myClipjunior

All-in-one
Teilmatrixenring
für Kinder mit
integrierter
Zange



VORTEILE

- All-in-one Teilmatrixenring. Keine Zange erforderlich
- Ring aus Nickel-Titan für lange Lebensdauer
- Optimale Trennkraft für perfekte Kontaktflächen
- Schnelle und einfache Platzierung mit nur einer Hand
- Autoklavierbare und austauschbare Enden



„Ich betrachte myClip Junior als optimale Lösung für pädiatrische Behandlungen, da es mir ermöglichte, mit weniger Aufwand und mit erheblichen Einsparungen an Behandlungszeit eine ideale Versorgung zu erreichen.“


Dr. Marina Papachroni
Griechenland



für mehr
Information


myRingjunior

Teilmatrixenring für Kinder,
der für viele verschiedene
klinische Situationen
geeignet ist



VORTEILE

- Ideale Größe für die Verwendung mit Milchzähnen
- Ring aus Nickel-Titan für lange Lebensdauer
- Optimale Trennkraft für perfekte Kontaktflächen
- Exzellente Matrizenanpassung und -retention
- Autoklavierbare und austauschbare Enden



„Dank myRing Junior und den weiteren Lösungen für die Kinderzahnheilkunde von Polydentia werden restaurative Behandlungen für Kinder kein heikles Unterfangen mehr sein. Pädiatrische Restaurationen sind dank der geringen Abmessungen des Teilmatrixenrings und der Junior-Matrizen einfach und effizient. Das System sorgt für eine perfekte Adaption der Matrice auf den Milchzähnen und verhindert zeitaufwändige Kompositüberschüsse. Die Restauration ist auch angenehmer, da meine kleinen Patienten keine langen Restaurationszeiten überstehen müssen.“

Dr. Martina Sabová
Slowakei



für mehr
Information