

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

neodisher MediZym

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisation de la substance/préparation

Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
No. de téléphone +49 40 789 60 0  
No. Fax +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### Adresse email de la personne responsable pour cette FDS:

sida@drweigert.de

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

GBK/ Infotrac: (USA domestic) 1 800 535 5053 or international +1 352 323 3500  
ORFILA téléphone : +33 1 45 42 59 59

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit n'est pas classé comme dangereux selon règlement no 1272/2008.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Mentions de danger

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### 2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux

##### acide citrique anhydre

No. CAS 77-92-9  
No. EINECS 201-069-1  
Numéro  
d'enregistrement 01-2119457026-42

|                                              |    |              |   |      |   |
|----------------------------------------------|----|--------------|---|------|---|
| Concentration                                | >= | 1            | < | 10   | % |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |    |              |   |      |   |
|                                              |    | Eye Irrit. 2 |   | H319 |   |

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

En cas de douleurs persistantes, appeler un médecin.

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas de malaise, conduire le malade auprès d'un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

En cas de contact avec la peau, laver à l'eau chaude. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.

#### En cas de contact avec les yeux

Ecarter les paupières, rincer soigneusement les yeux avec de l'eau (15 min.). Consulter un médecin en cas d'irritation oculaire.

#### En cas d'ingestion

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

#### Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Avis aux médecins / Risques

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Produit non combustible: choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne rejeter ni dans les canalisations d'égout, ni dans les eaux.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Nettoyer à fond les objets et le sol souillés en observant la réglementation sur l'environnement. Eliminer selon les réglementations en vigueur.

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

## 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Aucune mesure particulière nécessaire.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Température de stockage recommandée

Valeur > 0 < 25 °C

#### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver le produit dans des récipients fermés.

#### Précautions pour le stockage en commun

Ne pas stocker avec des produits alimentaires.

#### Classe de stockage d'après TRGS 510

Classe de stockage d'après TRGS 510 12 Des liquides non combustibles

#### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

pas de données

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle \*\*\*

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Autres données

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques.

#### Protection respiratoire - Note

N'est pas nécessaire mais il faut empêcher de la respiration des vapeurs; En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet.

#### Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques (EN 374)

Utilisation Contact permanent avec les mains  
Matériau approprié néoprène

Épaisseur du gant >= 0,65 mm

Temps de pénétration > 480 min

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant >= 0,4 mm

Temps de pénétration > 480 min

Matériau approprié butyle

Épaisseur du gant >= 0,7 mm

Temps de pénétration > 480 min

Utilisation Contact de courte durée avec les mains

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant >= 0,11 mm

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

## Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale (EN 166)

## Protection du corps

N'est pas nécessaire.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Etat</b>    | liquide         |
| <b>Couleur</b> | brun clair      |
| <b>Odeur</b>   | caractéristique |

#### La limite de l'odeur

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### valeur pH

|             |     |    |
|-------------|-----|----|
| Valeur      | 8,5 |    |
| température | 20  | °C |

#### Point de fusion

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### Point de congélation

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### Point d'éclair

|          |                |
|----------|----------------|
| Remarque | Non applicable |
|----------|----------------|

#### Le coefficient de l'évaporation

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### inflammabilité (solide, gaz)

|            |               |
|------------|---------------|
| évaluation | non déterminé |
|------------|---------------|

#### limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### Pression de vapeur

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### Densité de vapeur

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### Densité

|             |      |    |                   |
|-------------|------|----|-------------------|
| Valeur      | 1,02 |    | g/cm <sup>3</sup> |
| température | 20   | °C |                   |

#### Hydrosolubilité

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Remarque | miscible en toutes proportions |
|----------|--------------------------------|

#### solubilité(s)

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### coefficient de partage: n-octanol/eau

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### Température d'inflammabilité

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

#### température de décomposition

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

|                               |                          |       |       |
|-------------------------------|--------------------------|-------|-------|
| Remarque                      | non déterminé            |       |       |
| <b>Viscosité</b>              |                          |       |       |
| <b>dynamique</b>              |                          |       |       |
| Valeur                        | <                        | 10    | mPa.s |
| température                   |                          | 20 °C |       |
| <b>propriétés explosives</b>  |                          |       |       |
| évaluation                    | non déterminé            |       |       |
| <b>Propriétés comburantes</b> |                          |       |       |
| évaluation                    | Aucun(e) n'est connu(e). |       |       |

## 9.2. Autres informations

### Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

#### température de décomposition

Remarque non déterminé

### 10.5. Matières incompatibles

Aucuns connus.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë par voie orale

|         |                                           |       |
|---------|-------------------------------------------|-------|
| Espèces | rat                                       |       |
| DL50    | > 2000                                    | mg/kg |
| méthode | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008) |       |

#### Toxicité aiguë par voie orale (Composants)

##### acide citrique anhydre

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Espèces | rat   |       |
| DL50    | 11700 | mg/kg |

##### acide citrique anhydre

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| Espèces | souris |       |
| DL50    | 5040   | mg/kg |

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

## Toxicité aiguë par inhalation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Corrosion/irritation cutanée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## lésions oculaires graves/irritation oculaire

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## sensibilisation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Mutagénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Toxicité pour la reproduction

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Cancérogénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

Remarque non déterminé

## Danger par aspiration

Pas de dangers particuliers à mentionner.

## Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Indications générales

non déterminé

#### Toxicité pour les poissons (Composants)

##### acide citrique anhydre

|                    |                                         |      |
|--------------------|-----------------------------------------|------|
| Espèces            | cyprins dorés ( <i>Leuciscus idus</i> ) |      |
| CL 50              | 440 à 706                               | mg/l |
| Durée d'exposition | 96 h                                    |      |

#### Toxicité pour les daphnies (Composants)

##### acide citrique anhydre

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| CE50               | 120           | mg/l |
| Durée d'exposition | 72 h          |      |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

## Indications générales

non déterminé

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Indications générales

non déterminé

### coefficient de partage: n-octanol/eau

Remarque non déterminé

## 12.4. Mobilité dans le sol

### Indications générales

non déterminé

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Indications générales

non déterminé

### Evaluation des propriétés de persistance et de bioaccumulation

Le produit ne contient aucune substance PBT ou vPvB.

## 12.6. Autres effets néfastes

### Indications générales

non déterminé

### Information supplémentaire sur l'écologie

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus

Attribuer un numéro de code de déchet selon le catalogue européen des déchets en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

#### Emballages contaminés

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

|                  | Transport terrestre<br>ADR/RID         | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                           | Transport aérien                                                          |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numéro ONU | Il n'y a pas de marchandise dangereuse | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport maritime. | Le produit n'est pas une marchandise dangereuse lors du transport aérien. |

### Information pour tous les modes de transport

#### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Voir paragraphes 6 à 8

### Autres informations

#### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Non applicable

# neodisher MediZym

Version : 2 / FR

remplace la version : 1 /  
FR

Date de révision:  
22.05.2017

Date d'impression  
26.05.17

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation \*\*\*

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Composants (règlement (CE) no 648/2004)

moins de 5 %: \*\*\*

agents de surface anioniques

#### Autres ingrédients \*\*\*

enzymes, agents conservateurs: 2-Phénoxyéthanol, Alkyl-4-hydroxybenzoate

#### Classe de contamination de l'eau (Allemagne)

Classe de contamination      WGK 1  
de l'eau (Allemagne)

Remarque      Classification according to Annex 4 VwVwS

#### COV

COV (CE)      0      %

#### Autres informations

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

#### mentions de danger H-de la rubrique 3

H319      Provoque une sévère irritation des yeux.

#### catégories de danger CLP de la rubrique 3

Eye Irrit. 2      Irritation oculaire, Catégorie 2

#### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.