

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

neodisher N Dental

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Geïdentificeerde toepassingen

PC35

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Telefoonnr. +49 40 789 60 0  
Faxnr. +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB:

sida@drweigert.de

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum te Utrecht Telefoon: 030 2748888 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)  
GBK/ Infotrac: (USA domestic) +1 800 535 5053 or international +1 352 323 3500

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|               |      |
|---------------|------|
| Skin Corr. 1B | H314 |
| Eye Dam. 1    | H318 |
| Met. Corr. 1  | H290 |

Het produkt is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geëtiketteerd.  
Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gevarenpictogrammen



#### Signaalwoord

Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

## Veiligheidsaanbevelingen

|                |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                                                                               |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].                                                                        |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                                                    |
| P310           | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie Veiligheids Informatie Blad. |

## Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat Fosforzuur

## 2.3. Andere gevaren

Geen speciaal te vermelden gevaren.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

##### Fosforzuur

|                                                      |                                                      |      |                |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------|---|
| CAS-Nr.                                              | 7664-38-2                                            |      |                |   |
| EINECS-nr.                                           | 231-633-2                                            |      |                |   |
| Registratienr.                                       | 01-2119485924-24                                     |      |                |   |
| Koncentratie                                         | $\geq$ 50                                            |      |                | % |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)       | Skin Corr. 1B                                        |      | H314           |   |
| Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008) |                                                      |      |                |   |
|                                                      | Eye Irrit. 2                                         | H319 | $\geq 10 < 25$ |   |
|                                                      | Skin Corr. 1B                                        | H314 | $\geq 25$      |   |
|                                                      | Skin Irrit. 2                                        | H315 | $\geq 10 < 25$ |   |
| CLP                                                  | Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking B |      |                |   |

##### citroenzuur

|                                                |                  |        |      |   |
|------------------------------------------------|------------------|--------|------|---|
| CAS-Nr.                                        | 77-92-9          |        |      |   |
| EINECS-nr.                                     | 201-069-1        |        |      |   |
| Registratienr.                                 | 01-2119457026-42 |        |      |   |
| Koncentratie                                   | $\geq 1$         | $< 10$ |      | % |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) | Eye Irrit. 2     |        | H319 |   |

## Overige informatie

Precieze tekst van de H-zinnen zie hoofdstuk 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene aanwijzingen

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Lichaam grondig reinigen (douche- of bad). In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.

#### Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Na inademing van sproeinevel medisch advies inwinnen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de huid

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Medische hulp invoeren.

## **Bij blootstelling door aanraking met de ogen**

Na aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 15 minuten spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

## **Bij blootstelling door inslikken**

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.

## **zelfbescherming van de eerstehulpverlener**

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

## **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Tot nu toe geen symptomen bekend.

## **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

### **Opmerkingen voor de arts / Gevaren**

Bij inslikken met aansluitende openbreking kan aspiratie in de longen volgen, wat tot chemische pneumonie of tot verstikken leiden kan.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Produkt zelf brandt niet; blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen.

#### **Ongeschikte brandblusmiddelen**

Volle waterstraal

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

#### **Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

#### **Overige informatie**

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

## 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

### Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

Aerosolvorming vermijden. Bij het werken met chemicaliën moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. In goed gesloten verpakking bewaren.

### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Het produkt is niet brandbaar.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde > -15 < 30 °C

### Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden. Opslagruimten goed ventileren. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

### Opslagklassen

Opslagklasse overeenkomstig 8B Niet brandbare bijtende gevaarlijke stoffen  
TRGS 510

## 7.3. Specifiek eindgebruik

geen gegevens

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor blootstelling

##### Fosforzuur

| Lijst                                                        | MAC  |                   |       |        |
|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------|--------|
| Waarde                                                       | 0,05 | mg/m <sup>3</sup> | 0,005 | ppm(V) |
| Grenswaarden voor de blootstelling gedurende kortere periode | 0,21 | mg/m <sup>3</sup> | 0,02  | ppm(V) |

#### Overige informatie

Andere te controleren parameters zijn niet bekend.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Oogdouche gereed houden. Nooddouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

#### Adembescherming - Opmerking

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalings toestel gedragen worden. deeltjesfilter P2

#### Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen

| Gebruik                   | Permanent contact met de handen |      |     |  |
|---------------------------|---------------------------------|------|-----|--|
| Geschikt materiaal        | neopren                         |      |     |  |
| Dikte van de handschoenen | >=                              | 0,65 | mm  |  |
| Penetratietijd            | >                               | 480  | min |  |
| Geschikt materiaal        | nitril                          |      |     |  |
| Dikte van de              | >=                              | 0,4  | mm  |  |

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

|                                          |                                   |      |     |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|
| handschoenen                             |                                   |      |     |
| Penetratietijd                           | >                                 | 480  | min |
| Geschikt materiaal                       | butyl                             |      |     |
| Dikte van de handschoenen                | >=                                | 0,7  | mm  |
| Penetratietijd                           | >                                 | 480  | min |
| Gebruik                                  | Kortstondig contact met de handen |      |     |
| Geschikt materiaal                       | nitril                            |      |     |
| Dikte van de handschoenen                | >=                                | 0,11 | mm  |
| Handbescherming moet voldoen aan EN 374. |                                   |      |     |

## Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.

## Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding. Veiligheidsschoenen

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                                    |                     |      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------------------|
| <b>Vorm</b>                                                        | vloeibaar           |      |                   |
| <b>Kleur</b>                                                       | kleurloos           |      |                   |
| <b>Geur</b>                                                        | karakteristiek      |      |                   |
| <b>Nare geur grens</b>                                             |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald        |      |                   |
| <b>pH-waarde</b>                                                   |                     |      |                   |
| Waarde                                                             | ca.                 | 0,7  |                   |
| temperatuur                                                        |                     | 20   | °C                |
| <b>Smeltpunt</b>                                                   |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald        |      |                   |
| <b>Vriespunt</b>                                                   |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald        |      |                   |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b>                                |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald        |      |                   |
| <b>Vlampunt</b>                                                    |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | Niet van toepassing |      |                   |
| <b>Verdamping coëfficiënt</b>                                      |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald        |      |                   |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                                 |                     |      |                   |
| bepaling                                                           | Niet van toepassing |      |                   |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | Niet van toepassing |      |                   |
| <b>Dampspanning</b>                                                |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald        |      |                   |
| <b>Dampdichtheid</b>                                               |                     |      |                   |
| Opmerking                                                          | niet bepaald        |      |                   |
| <b>Dichtheid</b>                                                   |                     |      |                   |
| Waarde                                                             |                     | 1,47 |                   |
| temperatuur                                                        |                     | 20   | °C                |
|                                                                    |                     |      | g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>                                      |                     |      |                   |

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

|                                              |                             |    |    |       |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----|----|-------|
| Opmerking                                    | in elke verhouding mengbaar |    |    |       |
| <b>Oplosbaarheid</b>                         |                             |    |    |       |
| Opmerking                                    | niet bepaald                |    |    |       |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water</b> |                             |    |    |       |
| Opmerking                                    | niet bepaald                |    |    |       |
| <b>Ontstekingstemperatuur</b>                |                             |    |    |       |
| Opmerking                                    | Niet van toepassing         |    |    |       |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                 |                             |    |    |       |
| Opmerking                                    | niet bepaald                |    |    |       |
| <b>Viscositeit</b>                           |                             |    |    |       |
| <b>dynamisch</b>                             |                             |    |    |       |
| Waarde                                       | <                           | 50 |    | mPa.s |
| temperatuur                                  |                             | 20 | °C |       |
| <b>Explosieve eigenschappen</b>              |                             |    |    |       |
| bepaling                                     | niet bepaald                |    |    |       |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>              |                             |    |    |       |
| bepaling                                     | Niet bekend.                |    |    |       |

## 9.2. Overige informatie

### Overige informatie

Niet bekend.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

reacties met metalen onder vorming van waterstof. reacties met alkalien (logen).

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

irriterende gassen/dampen

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

#### Acute orale toxiciteit

|           |                                                                                       |      |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ATE       | >                                                                                     | 2000 | mg/kg |
| methode   | Waarde berekend (VO(EG)1272/2008)                                                     |      |       |
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |      |       |

#### Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

##### Fosforzuur

|         |     |
|---------|-----|
| Species | rat |
|---------|-----|

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

|      |      |       |
|------|------|-------|
| LD50 | 2600 | mg/kg |
|------|------|-------|

## **citroenzuur**

|         |       |       |
|---------|-------|-------|
| Species | rat   |       |
| LD50    | 11700 | mg/kg |

## **citroenzuur**

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Species | muis |       |
| LD50    | 5040 | mg/kg |

## **Acute dermale toxiciteit**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)**

### **Fosforzuur**

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| Species | konijn |       |
| LD50    | 2740   | mg/kg |

## **Acute inhalatoire toxiciteit**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Huidcorrosie/-irritatie**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| bepaling  | corrosief                          |
| Opmerking | De indelingscriteria zijn vervuld. |

## **ernstig oogletsel/oogirritatie**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| bepaling  | corrosief                          |
| Opmerking | De indelingscriteria zijn vervuld. |

## **sensibilisatie**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Mutagene eigenschappen**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Voortplantingstoxiciteit**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Carcinogeniteit**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)**

### **Eenmalige blootstelling**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### **Herhaalde blootstelling**

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Aspiratiegevaar**

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

## **Ervaringen uit de praktijk**



# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

## Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

#### Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

##### Fosforzuur

|                    |             |   |      |
|--------------------|-------------|---|------|
| Species            | musketervis |   |      |
| LC50               | 138         |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96          | h |      |

##### citroenzuur

|                    |                                     |     |      |
|--------------------|-------------------------------------|-----|------|
| Species            | goudwinde ( <i>Leuciscus idus</i> ) |     |      |
| LC50               | 440                                 | tot | 706  |
| Blootstellingsduur | 96                                  | h   | mg/l |

#### Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

##### Fosforzuur

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Species            | Daphnia magna |   |      |
| EC50               | > 100         |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48            | h |      |
| methode            | OESO 202      |   |      |

##### citroenzuur

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Species            | Daphnia magna |   |      |
| EC50               | 120           |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 72            | h |      |

#### Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

##### Fosforzuur

|                    |                         |   |      |
|--------------------|-------------------------|---|------|
| Species            | Scenedesmus subspicatus |   |      |
| EC50               | > 100                   |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 72                      | h |      |
| methode            | OESO 201                |   |      |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

#### Makkelijke afbraak (Bestanddelen)

##### citroenzuur

Opmerking Het produkt is biologisch afbreekbaar.

### 12.3. Bioaccumulatie

#### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

#### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

Opmerking niet bepaald

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### Algemene aanwijzingen



# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

niet bepaald

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Analyse van persistentie en vermogen tot bioaccumulatie

Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.

## 12.6. Andere schadelijke effecten

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen. Emissie in de atmosfeer vermijden.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residuen

Een afvalcodenummer overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te worden toegekend.

#### Verontreinigde verpakking

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                            | Wegen spoortransport<br>ADR/RID                                                     | Zeescheeptransport<br>IMDG/GGVSee                                                    | Luchtvervoer                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer                                                            | 1805                                                                                | 1805                                                                                 | 1805                                                                                  |
| 14.2. Juiste ladingnaam<br>overeenkomstig de<br>modelreglementen van de VN | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION                                                           | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION                                                            | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION                                                             |
| 14.3.<br>Transportgevarenklasse(n)                                         | 8                                                                                   | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| Gevaar lijst                                                               |  |  |  |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                     | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |
| Beperkte hoeveelheid                                                       | 5 l                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
| Transport categorie                                                        | 3                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 14.5. Milieugevaren                                                        |                                                                                     | no                                                                                   |                                                                                       |
| Tunnelbeperkingscode                                                       | E                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| IMDG-code scheidingsgroep                                                  |                                                                                     | 1 Zuren                                                                              |                                                                                       |

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

## Informatie voor alle vormen van vervoer

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie hoofdstukken 6 tot 8

## Verdere informatie

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Bestanddelen (Verordening (EG) nr. 648/2004)

30 % en meer:

fosfaten

#### Waterverontreinigingsklasse (Duitsland)

Waterverontreinigingsklasse WGK 1

e (Duitsland)

Opmerking

Derivation of WGK according to Annex 1 No. 5.2 AwSV

#### VOC

VOC (EC) 0 %

#### Verdere informatie

Het product bevat geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC).

ABM-klasseindeling: B5 (ABM 2016)

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### H-zinnen uit hoofdstuk 3

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### CLP-categorieën uit hoofdstuk 3

Eye Irrit. 2

Ernstig oogirritatie, Categorie 2

Skin Corr. 1B

Huidcorrosie, Categorie 1B

### Afkortingen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

VOC: Volatile Organic Compound

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

SVHC: Substances of very high concern

MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)

IBC: Intermediate Bulk Container

CAS: Chemical Abstracts Service

ISO: International Organization for Standardization

# neodisher N Dental

Versie: 2 / NL

Vervangt versie: - / NL

Datum van herziening:  
12.09.2019

Afdrukdatum 09.10.19

OEL: Occupational exposure limit

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

UN: United Nations

IMO: International Maritime Organization

## Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
\*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.